



SCAUN ELECTRIC CU 6 ROTI "FIRGO".

MANUAL DE INSTRUCIUNI

INDEX

1. COD	PAGINA 3
2. INTRODUCERE	PAGINA 3
3. UTILIZARE PREVENTATĂ	PAGINA 3
4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE	PAGINA 3
6. AVERTIZĂRI GENERALE PRIVIND INTERFERENȚELE ELECTROMAGNETICE	PAGINA 4
7. SIMBOLULE UTILIZATE	PAGINA 5
8. SIGURANȚA	PAGINA 5
9. AVERTIZĂRI DE UTILIZARE	PAGINA 6
9.1 Avertismente generale	pag 6
9.2 Modificări	pag 7
9.3 Înainte de fiecare utilizare.....	pag 7
9.4 Limitări de greutate	pag 7
9.5 Umflarea anvelopelor.....	pag 7
9.6 Temperatura	pag 7
10. DESCRIERE GENERALĂ	PAGINA 8
10.1 Vedere frontală cu descrierea pieselor	pag 8
10.2 Vedere din spate cu descrierea pieselor.....	pagina 8
11. COMPONENTE	PAGINA 9
12. INSTRUCȚIUNI DE MONTARE	PAGINA 9
12.1 Asamblare	pag 9
12.2 Reglarea confortului	pag 11
12.3 Utilizarea comenzilor	pag 13
12.4 Demontarea scaunului cu roțile.....	pag 13
13. UTILIZAREA SCAUNULUI ELECTRIC	PAGINA 15
14. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ	PAGINA 15
15. PRECAUȚII GENERALE	PAGINA 16
16. ÎNCĂRCAREA SCAUNULUI ROTANTE	PAGINA 17
17. INSTALARE ȘI UTILIZARE JOYSTICK	PAGINA 18
17.1 Pornirea/Oprirea	pag 18
17.2 Oprire de urgență.....	pag 18
17.3 Indicarea modului de inhibare a conducerii	pag 19
17.4 OONAPU.....	pag 19
17.5 Joystickul.....	pag 19
17.6 Controlul vitezei maxime.....	pag 19
17.7 Claxon	pag 20
17.8 Contor de încărcare	pag 20
17.9 Funcționare normală	pag 20
17.10 Avertizare de înaltă tensiune	pag 20
17.11 Avertizare de joasă tensiune	pag 20
17.12 Tensiunea de întrerupere	pag 20
17.13 Indicator de stare.....	pag 21
17.14 Conectorul pentru încărcător XLR.....	pagina . 21
17.15 Conectorul magistralei de comunicații LiNX	pag 21
18. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	PAGINA 21
18.1 Întreținere anuală	pag 21
18.2 Întreținere de rutină	pag 22
18.3 Curățare și dezinfecție.....	pag 22
19. CONDIȚII DE ELIMINAREA	STR. 22
19.1 Condiții generale de eliminare.....	pag 22
19.2 Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE:	pag 23
19.3 Tratarea bateriilor uzate - (Directiva 2006/66/CE):	pag 23
20. CARACTERISTICI TEHNICE	PAGINA 23
20.1 Caracteristici tehnice	pag 23
20.2 Dimensiuni	pag 23
21. GARANȚIE	PAGINA 24
22. REPARAȚII	PAGINA 24
22.1 Reparații în garanție.....	pag 24
22.2 Repararea unui produs neacoperit de garanție	pag 24
22.3 Produse nedefecte	pag 24
23. PIESE DE SCHIMB	PAGINA 24
24. CLAUZE DE EXEMPTARE	PAGINA 25

CE Dispozitiv medical clasa I

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 referitoare la dispozitivele medicale

1. COD

HS-2850 Scaun cu rotile electric cu 6 roti "Virgo"(Ref. Moretti CS930)

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un scaun cu rotile electric din linie **ARDEA MOBILITATE** de Moretti. Scaunele cu rotile electrice Moretti au fost proiectate și construite pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră de utilizare practică, corectă și sigură. Acest manual conține mici sugestii pentru utilizarea corectă a dispozitivului pe care l-ați ales și sfaturi valoroase pentru siguranța dumneavoastră. Vă recomandăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de a utiliza scaunul cu rotile electric. Dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați comerciantul dvs., care vă va putea ajuta și să vă sfătuiască corect.

Nota: Verificați dacă toate părțile scaunului cu rotile nu au fost deteriorate în timpul transportului. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați vânzătorul pentru instrucțiuni suplimentare.

3. UTILIZARE PREVONTATĂ

Scaunul cu rotile electric este destinat persoanelor cu dificultăți de mobilitate.



- Este interzisă utilizarea următorului dispozitiv în alte scopuri decât cele definite în următorul manual
- Scaunul cu rotile electric trebuie să fie întotdeauna folosit de persoane a căror stare psihofizică este intactă și nealterată de droguri sau alcool
- Moretti SpA își declină orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau din altă utilizare decât cea indicată în acest manual
- Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări la dispozitiv și următorul manual fără notificare prealabilă pentru a-i îmbunătăți caracteristicile

4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD. declară pe propria sa răspundere că produsele fabricate și introduse pe piață de CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD. și care fac parte din familia SCAUN ROLANTE ELECTRIC respectă prevederile aplicabile ale Regulamentului 2017/745 privind DISPOZITIVELE MEDIALE din 5 aprilie 2017.

În acest scop, CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD. garantează și declară pe propria sa răspundere următoarele:

1. Dispozitivele în cauză îndeplinesc cerințele generale de siguranță și performanță, astfel cum sunt cerute de Anexa I la Regulamentul 2017/745, astfel cum sunt prevăzute de Anexa IV la regulamentul menționat anterior.
2. Aparatele în cauză NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURĂ.
3. Aparatele în cauză NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚILOR CLINICE.
4. Aparatele în cauză sunt comercializate în ambalaje NESTERILE.
5. Dispozitivele în cauză sunt considerate ca aparținând clasei I în conformitate cu prevederile anexei VIII la regulamentul menționat anterior.
6. CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD. menține și pune la dispoziție Autorităților Competente, timp de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului lot, documentația tehnică care dovedește conformitatea cu Regulamentul 2017/745.

Nota: Codurile complete de produs, codul de înregistrare al producătorului (SRN), codul de bază UDI-DI și orice referințe la standardele utilizate sunt raportate în Declarația de conformitate UE pe care CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD. probleme și pune la dispoziție prin propriile canale.

5. AVERTIZĂRI GENERALE



ATENȚIE!

Acordați întotdeauna o atenție deosebită prezenței pieselor în mișcare care ar putea cauza blocarea membrilor și vătămare corporală.

- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați cu atenție acest manual.
- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați întotdeauna medicul sau terapeutul.
- Țineți produsul ambalat departe de orice sursă de căldură deoarece ambalajul este din carton.
- Durata de viață utilă a dispozitivului este determinată de uzura pieselor nereparabile și/sau înlocuibile.
- Acordați întotdeauna atenție prezenței copiilor.
- Greutatea maximă a utilizatorului: 136 kg.
- Clasificare: clasa B (EN 12184).
- Produsul nu este potrivit pentru nevăzători.
- Aparatul nu poate fi folosit de copii sub 12 ani.
- Scaunul cu roțile electric nu este destinat a fi utilizat ca scaun într-un autovehicul.
- Utilizatorul și/sau pacientul va trebui să raporteze producătorului și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit orice incident grav apărut în legătură cu dispozitivul.

6. AVERTIZĂRI GENERALE PRIVIND INTERFERENȚELE ELECTROMAGNETICE

Dezvoltarea rapidă a electronicii, în special în domeniul comunicațiilor, a saturat mediul nostru cu unde radio electromagnetice (EM) care sunt emise de semnale de televiziune, radio și comunicații. Aceste unde EM sunt invizibile și puterea lor crește pe măsură ce vă apropiați de sursă. Toți conductorii electrici acționează ca antene pentru semnalele EM și, în diferite grade, toate scaunele cu roțile și scuterele electrice pot fi afectate de interferența electromagnetică (EMI). Interferența poate cauza mișcarea accidentală și/sau controlul neregulat al vehiculului.

Energia electromagnetică emisă de surse precum:

- posturi de radio;
- Posturi de emisie TV;
- posturi de radio amatori;
- alarme magazin;
- telefoanele mobile și telefoanele fără fir pot interfera cu scaunele cu roțile și trotinetele electrice;















Interferența poate cauza eliberarea frânelor electromagnetice, mișcarea dispozitivului într-o direcție nedorită și mișcarea neintenționată. De asemenea, pot deteriora definitiv unitatea electronică de control a dispozitivului. În mediul de zi cu zi există o serie de surse electromagnetice relativ intense.

Intensitatea energiei EM poate fi măsurată în Volți pe metru (V/m). Scaunul dumneavoastră cu roțile electric este echipat cu protecție împotriva interferențelor electromagnetice testată și certificată în conformitate cu cerințele internaționale actuale, până la o anumită intensitate. Acesta se numește „nivelul de imunitate”. Cu cât nivelul de imunitate este mai mare, cu atât protecția este mai mare. În acest moment, tehnologia actuală este capabilă să ofere un nivel de imunitate de cel puțin 20 V/m, ceea ce oferă protecție utilă împotriva surselor comune de EMI radiate. Cu toate acestea, credem că, respectând măsurile de precauție enumerate mai jos, riscul poate fi redus la minimum.

- A) Când scaunul cu roțile electric este pornit, evitați să utilizați transmițătoare radio portabile, radiouri CB și evitați pornirea dispozitivelor personale de comunicare, cum ar fi telefoanele mobile și altele.

- B) Evitați să fiți prea aproape de sisteme puternice de transmisie radio - televiziune.
- C) Dacă scaunul cu roțile electric se mișcă sau frânele eliberează ceea ce nu ați intenționat, rotiți cheia în poziția OFF de îndată ce acest lucru se poate face în siguranță.
- D) Adăugarea de accesorii sau componente electrice sau modificarea motorului scaunului dumneavoastră cu roțile electric îl poate face mai susceptibil la interferențe electromagnetice și poate face folosirea vehiculului periculoasă. În plus, acest lucru anulează garanția dispozitivului dvs.
- E) În orice caz, raportați distribuitorului dumneavoastră de încredere sau CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD. orice mișcare involuntară a vehiculului care ar fi putut avea loc, notați-o în acest manual și observați dacă în apropierea dvs. există o sursă de unde electromagnetice.

7. SIMBOLUL FOLOSITE

	Cod produs
	Identificatorul unic al dispozitivului
	Număr de serie
	Marcaj CE
	Producător
	Reprezentant european pentru dispozitive medicale
	Lotul de producție
	Citiți manualul pentru instrucțiuni
	Dispozitiv medical
	Condiții de eliminare
	Atenție
	Data producției
	Eliminarea produsului conform directivei CE/19/2012
	Piesa aplicata tip B

8. SIGURANȚĂ

- Folosiți întotdeauna centura de siguranță și țineți-vă picioarele pe suporturi pentru picioare tot timpul.
- NU^{neutilizabil} operați scaunul cu roțile electric sub influența alcoolului.
- Nu utilizați emițătoare radio electronice, cum ar fi walkie-talkie sau telefoane mobile.
- Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere în timp ce conduceți scaunul cu roțile electric.
- Nu faceți viraj strâns sau frânați brusc în timp ce conduceți scaunul cu roțile electric.
- Nu conduceți scaunul cu roțile electric în trafic.
- Nu încercați să urcați borduri mai sus decât cele indicate în specificațiile tehnice.
- Nu scoateți mâinile și picioarele din scaunul cu roțile electric în timp ce conduceți.
- Nu conduceți scaunul cu roțile electric pe drumuri alunecoase sau când ninge.
- Nu permiteți copiilor nesupravegheați să se joace lângă scaunul cu roțile electric în timp ce bateriile se încarcă.



Nu folosiți scaunul cu roțile fără a citi mai întâi și a înțelege complet acest manual.

9. AVERTIZĂRI DE UTILIZARE

9.1 Avertismente generale

1. Nu folosiți scaunul cu roțile electric pe drumurile publice. Fiți conștienți de faptul că traficul poate fi dificil să vă vadă atunci când sunteți așezat în scaunul dumneavoastră cu roțile electric. Folosiți întotdeauna căile pietonale. Respectați toate regulile de circulație pentru pietoni. Așteptați până când drumul este liber, apoi continuați cu precauție extremă.
2. Înainte de a urca sau de a coborî din scaunul cu roțile electric, verificați întotdeauna dacă acesta este oprit și dacă încărcătorul de baterie este deconectat pentru a evita rănirea dumneavoastră sau a altora.
3. Verificați întotdeauna dacă roțile motoare sunt în modul automat înainte de a conduce. Nu opriți scaunul cu roțile electric când este încă în mișcare, acesta s-ar opri foarte brusc.
4. Nu utilizați acest produs sau orice alt accesoriu opțional disponibil fără a citi mai întâi și a înțelege complet acest manual. Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați dealer-ul sau un profesionist din domeniul sănătății înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce răni sau deteriorare.
5. Există unele situații, inclusiv unele afecțiuni medicale, în care utilizatorul de scaun rulant electric va avea nevoie de exersare în utilizarea scaunului rulant electric în prezența unui asistent calificat care poate fi un membru al familiei sau un profesionist special instruit să ajute utilizatorul în utilizarea scaunul cu roțile electric în timpul diferitelor activități zilnice.
6. Evitați să ridicați sau să mutați scaunul cu roțile electric cu ajutorul oricăreia dintre părțile sale detașabile, inclusiv cotierele, scaunul sau carenele. Poate provoca vătămări corporale și/sau deteriorarea dispozitivului.
7. Evitați utilizarea scaunului cu roțile electric dincolo de limitele acestuia, așa cum este descris în acest manual.
8. Nu vă așezați pe scaunul dumneavoastră cu roțile electric în timp ce acesta se află în interiorul unui vehicul în mișcare.
9. Țineți mâinile departe de roți (anvelope) când conduceți scaunul cu roțile electric. Rețineți că hainele largi se pot prinde de roți.
10. Consultați-vă medicul dacă luați medicamente sau aveți limitări fizice specifice. Unele medicamente și limitări vă pot afecta capacitatea de a folosi scaunul cu roțile electric în siguranță.
11. Verificați întotdeauna dacă pârghia de eliberare/blocare a roții este blocată sau deblocată.
12. Nu scoateți roțile anti-răsturnare dacă sunt prezente pe scaunul cu roțile electric.
13. Contactul cu uneltele poate provoca electrocutare; nu conectați un prelungitor la convertorul AC/DC sau la încărcătorul de baterie.
14. Deși scaunul cu roțile electric este capabil să urce pante de până la 6°/12%, încercați să evitați să conduceți pe trasee cu o pantă mai mare de 6° (12%) și să aveți mare grijă când virați pe o pantă.
15. Nu urcați pe o pantă mai mare decât limita scaunului cu roțile electric.
16. Evitați să coborâți treptele, trotuarele sau alte obstacole înapoi. Acest lucru poate cauza căderea sau răsturnarea scaunului cu roțile electric.
17. Reduceți întotdeauna viteza și mențineți un centru de greutate stabil atunci când virați brusc. Nu utilizați puterea maximă în viraje strânse.
18. Utilizarea scaunului dumneavoastră cu roțile electric pe ploaie, zăpadă, ceață și pe suprafețe înghețate sau alunecoase poate avea un efect negativ asupra sistemului electric.
19. Nu vă așezați niciodată pe scaunul cu roțile electric atunci când este utilizat împreună cu orice tip de produs de ridicare sau de ridicare. Scaunul cu roțile electric nu este proiectat pentru această utilizare. Orice deteriorare sau vătămare rezultată din utilizarea necorespunzătoare nu este responsabilitatea producătorului.

9.2 Modificări

Scaunele cu roțile electrice ale liniei ARDEA MOBILITY by Moretti au fost proiectate și construite pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră de utilizare practică, corectă și sigură. În niciun caz nu trebuie să modificați, adăugați, eliminați sau dezactivați nicio parte sau funcție a scaunului dumneavoastră cu roțile electrice. Vă puteți provoca daune și/sau răni dumneavoastră și scaunul dumneavoastră cu roțile electrice.

1. Modificarea parametrului de control trebuie efectuată numai de către tehnicienii autorizați din motive de siguranță.
2. Se recomandă efectuarea unui control de siguranță înainte de fiecare utilizare a dispozitivului pentru a vă asigura că scaunul rulant electric funcționează în siguranță.

9.3 Înainte de fiecare utilizare

1. Verificați umflarea corectă a anvelopelor, dacă există.
2. Verificați toate conexiunile electrice și asigurați-vă că toate sunt bine conectate și nu sunt corodate.
3. Verificați toate conexiunile cablajului și asigurați-vă că sunt bine fixate.
4. Verificați frânele.

9.4 Limitări de greutate

1. Verificați informațiile privind debitul maxim din tabelul cu specificații tehnice din acest manual sau de pe eticheta de pe dispozitiv. Puterea scaunului cu roțile electrice este evaluată în funcție de capacitate.
2. Respectați limitele de greutate indicate pentru scaunul dumneavoastră cu roțile electrice. Depășirea capacității maxime anulează garanția. Producătorul nu va fi responsabil pentru vătămări sau daune materiale rezultate din nerespectarea capacității de greutate.
3. Nu transportați pasageri pe scaunul cu roțile electrice, acesta poate compromite centrul de greutate și poate provoca răsturnări sau căderi.

9.5 Umflarea anvelopelor

1. Dacă scaunul dumneavoastră cu roțile electrice este echipat cu anvelope, trebuie să verificați presiunea aerului cel puțin o dată pe săptămână.
2. Presiunea corectă de umflare prelungeste durata de viață a anvelopelor și asigură o funcționare mai bună în timpul conducerii.
3. Nu umflați sau umflați excesiv anvelopele. Este extrem de important ca presiunea în anvelope să fie menținută în orice moment între 30-25 psi (2-2,4 bar).
4. Umflarea anvelopelor cu o sursă de aer neregulată poate umfla excesiv anvelopele și le poate exploda.

9.6 Temperatura

1. Unele părți ale scaunului cu roțile electrice sunt susceptibile la schimbările de temperatură. Controlerul poate funcționa numai la temperaturi cuprinse între -8 °C și 50 °C.
2. La temperaturi foarte scăzute, bateriile pot îngheța, iar scaunul dumneavoastră cu roțile electrice ar putea să nu poată funcționa. La temperaturi foarte ridicate, scaunul cu roțile electrice poate funcționa la viteze mai mici datorită unei caracteristici de siguranță a controlerului care previne deteriorarea motorului și a altor componente electrice.
3. Dacă este expus la apă, scaunul dumneavoastră cu roțile electrice este sensibil de a deteriora componentele electronice sau mecanice. Apa poate cauza defecțiuni electronice și/sau poate provoca coroziunea prematură a componentelor electrice și a șasiului.

10. DESCRIERE GENERALĂ

HS-2850 Scaun rulant electric cu 6 roți "Virgo" (Ref. Moretti CS93)

10.1 Vedere frontală cu descrierea pieselor

A - Scaun captusit cu tetiera reglabila pe inaltime B - Cotiere reglabile pe inaltime si latime

C - Joystick pentru controlul scaunului cu rotile

D - Buton de reglare a suportului joystick-ului E -

Platformă rabatabilă reglabilă pe înălțime F -

Centura abdominală

G - Pârghii de eliberare a motorului (roți libere)



10.2 Vedere din spate cu descrierea pieselor A -

Buzunar din spate pe spătar

B - Butoane de reglare a lățimii cotierelor C -

Reflectorii spate



11. COMPONENTE

Lun
vinde
conta

efectuat de re-
unul de ambalare



(fig.1)

1. Scaun cu roțile electric
2. Scaun
3. Cotiere (dreapta și stânga)
4. Joystick cu suport

12. INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

12.1 Asamblare

1. Introduceți scaunul pe scaunul cu roțile
2. Ridicați pârghia de eliberare a scaunului pentru a permite inserarea completă a scaunului în suportul scaunului cu roțile
3. Eliberați pârghia de deblocare a scaunului



4. Instalați cotierele în interiorul tuburilor de sprijin adecvate situate pe partea dreaptă și stângă a scaunului și strângeți butoanele de blocare



5. Introduceți suportul joystick-ului în suportul carcasei de pe cotieră și strângeți butonul după ce ați găsit reglarea corectă a adâncimii în funcție de nevoile dvs.



6. Conectați cablul electric la joystick, având grijă să îl fixați pe cotieră cu urechile metalice corespunzătoare prezente




NBLungimea cablului permite scaunului să se rotească în ambele părți. Excesul de cablu poate fi depozitat sub scaun

7. Scoateți cele 3 nituri pop de pe carenele din față și din spate apăsând niturile cu o unealtă cu vârf subțire



8. Ridicați carena și scoateți-le în sus



9. Conectați cei doi conectori electrici ai bateriei



10. Repoziționați carenele pentru a închide compartimentul bateriei

12.2 Reglarea confortului

Înainte de a începe să utilizați scaunul cu roțile electric ARDEA MOBILITATE de Moretti, efectuați toate ajustările de mai jos pentru a obține o poziție confortabilă de condus și șezut, potrivită pentru utilizator.

1. Poziția joystick-ului de comandă
2. Latimea cotiera
3. Înclinarea cotierei
4. Înălțimea tetierei
5. Înclinarea spătarului
6. Rotirea scaunului
7. Înălțimea platformei

1. Poziția joystick-ului de comandă

1. Deșurubați butonul indicat în figură
2. Reglați poziția suportului joystick-ului de comandă
3. Strângeți butonul



NBÎn timpul reglajului, acordați atenție cablului electric de alunecare

2. Latimea cotiera

1. Deșurubați butonul indicat în figură
2. Reglați lățimea suportului pentru cotieră
3. Strângeți butonul



3. Înclinarea cotierei

1. Ridicați cotiera
2. Deșurubați piulița de blocare a șurubului de oprire a cotierei și găsiți reglarea potrivită a înălțimii pentru acesta din urmă
3. Strângeți piulița de blocare
4. Repoziționați cotiera

**4. Înălțimea tetierei**

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul în timp ce reglați
2. După ce ați găsit reglarea potrivită, eliberați butonul

**5. Înclinarea spătarului**

1. Rabatați spătarul pe scaun
2. Deșurubați piulița de blocare a șurubului de oprire din spate a spătarului
3. Reglați lungimea șurubului de oprire și blocați piulița, această operație trebuie efectuată pe ambele părți

**6. Rotirea scaunului**

1. Ridicați pârghia indicată în figură
2. Rotiți scaunul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic
3. Eliberați maneta când ați găsit poziția dorită



NBNu rotiți scaunul dincolo de unghiul de 90° pentru a preveni strivirea și/sau deformarea cablului electric conectat la acesta.

7. Înălțimea platformei

1. Deșurubați și scoateți ambele șuruburi ale piciorului indicate în figură
2. Reglați înălțimea suporturilor pentru picioare după cum este necesar
3. Remontați șuruburile și strângeți-le bine



NB Dacă este necesar, platforma poate fi pliată și în poziție verticală

12.3 Utilizarea comenzilor

1. Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni joystick-ul de comandă, indicatoarele LED pentru starea de încărcare a bateriei se vor aprinde
2. Reglați viteza maximă a scaunului cu roțile acționând pe butoanele relevante: Turtle pentru a reduce viteza și Hare pentru a crește
3. Apăsăți butonul claxonului când este necesar

NB Nu abuzați de claxon, ci respectați legea privind tulburarea excesivă a liniștii

4. Folosiți joystick-ul pentru a muta scaunul cu roțile în direcția dorită

12.4 Demontarea scaunului cu roțile

1. Deconectați conectorul electric de la joystick



2. Scoateți cablul din cele 3 suporturi pentru cotiere




3. Rabatați spătarul pe scaun
4. Ridicați pârghia de eliberare a scaunului și extrageți scaunul în sus




5. Scoateți cele 3 nituri de împingere de pe carenele din față și din spate folosind o unealtă cu vârf subțire



6. Ridicați carena și scoateți-le în sus



7. Deconectați cei doi conectori a bateriei



8. Deschideți cureaua velcro a suportului bateriei



9. Scoateți cele două baterii



13. UTILIZAREA SCAUNULUI ELECTRIC

- Verificați funcționarea corectă a bateriilor și continuați cu reîncărcarea dacă este necesar
- Verificați întotdeauna asamblarea corectă și stabilă a tuturor pieselor scaunului dumneavoastră cu roțile electrice
- Verificați întotdeauna starea de uzură și funcționarea pieselor pentru a garanta utilizarea aparatului în deplină siguranță; în special, verificați starea de uzură, deteriorarea și presiunea anvelopelor din față și din spate

14. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE SIGUR

Înainte de a vă așeza pe scaunul cu roțile, verificați:

- Că contactul este oprit (OFF)
- Poziționarea corectă a cotierelor și a picioarelor
- Că încărcătorul este deconectat de la scaunul cu roțile și de la priza de perete

Odată așezat, verificați dacă toate ajustările au fost făcute astfel încât să garanteze o conducere sigură și confortabilă. În special, joystick-ul trebuie reglat pentru a preveni oboseala excesivă a mâinilor în timpul conducerii

Pentru a pleca:

- Setați viteza la LOW
- Apăsați butonul ON
- Respectați timpul de așteptare de aproximativ 2 secunde impus de electronică pentru a preveni pornirile accidentale
- Apăsați ușor joystick-ul în direcția ÎNAINTE pentru a vă deplasa în această direcție. Cu cât apăsați mai mult joystick-ul, cu atât scaunul cu roțile se va mișca mai repede. Pentru a opri, lăsați joystick-ul să revină în poziția centrală (verticală).
- Pentru a vira la stânga și la dreapta, acționați ușor joystick-ul, mișcându-l în direcția dorită
- Trageți joystick-ul înapoi pentru marșarier



ATENȚIE!
ÎN CAZ DE URGENȚĂ, LĂSAȚI JOYSTICK-UL ȘI SCAUNUL ROTUL SE OPRIĂ AUTOMAT

CONDUCEREA în sus

Standardele internaționale stabilesc gradul maxim de siguranță în care un scaun cu roțile electric poate fi condus fără dificultăți. Această valoare este setată la 6°/10%. Scaunul electric Moretti poate depăși pante de până la 6°/10%. Dacă este nevoie să conduceți pe panta maximă, poate fi necesară o viteză mai mare, apăsați butonul „viteză” pentru a crește viteza. Se recomandă atenție maximă la urcarea pe pante extreme.

CONDUCEȚI JOS

Pentru a continua încet la coborâri abrupte, apăsați butonul „viteză” pentru a reduce viteza. Acest lucru permite un control mai bun al conducerii. Cu toate acestea, scaunul cu roțile nu accelerează singur în coborâre datorită sistemului automat de frânare care intră în funcțiune dacă încercați să creșteți viteza. În general, pe pante se recomandă menținerea unui comportament liniar de condus fara schimbări bruște de direcție și să nu se oprească niciodată scaunul rulant pe pante peste limita de siguranță.

DEPĂȘIREA OBSTACULELOR

Apropiati-vă de obstacole încet și direct, nu din lateral. Acest lucru vă va permite să depășiți cu ușurință obstacole de până la 4 cm. Nu vă confrunțați cu obstacole mai mari de 4 cm.

CIRCULAȚIE

Dacă este necesar să mutați scaunul cu roțile electric, opriți controlerul apăsând butonul ON/OFF, poziționați pârghiile de deblocare a motorului pe N (NEUTRAL), mutați scaunul rulant electric într-o poziție sigură și repositionați maneta de deblocare a motorului pe D. (CONDUCEREA).

15. PRECAUȚII GENERALE

- Scaunul cu roțile electric trebuie utilizat de o singură persoană odată
- Greutatea maximă admisă este de 136 kg
- Folosiți întotdeauna centura de siguranță furnizată cu scaunul dumneavoastră cu roțile electric
- Înainte de a urca sau de a coborî din scaunul cu roțile electric, verificați dacă acesta este oprit și dacă încărcătorul bateriei este deconectat
- Conduceți întotdeauna cu atenție și cu picioarele bine pe suporturi pentru picioare, fiți atenți la prezența altor persoane în zona pe lângă care treceți
- Ori de câte ori este posibil, folosiți întotdeauna poteci pentru pietoni. Fiți foarte atenți când traversați drumurile
- Deși scaunul cu roțile electric este capabil să depășească pante de până la 6°/10%, evitați să conduceți pe trasee cu o pantă mai mare de 6° (10%) și fiți foarte atenți când viraj pe o pantă
- Nu utilizați puterea maximă în viraje strânse
- Conduceți scaunul cu roțile electric numai după ce ați verificat dacă toate piesele sunt bine fixate în cea mai confortabilă poziție de conducere
- Nu conduceți scaunul cu roțile electric dacă roțile anti-răsturnare din spate sunt deteriorate sau au fost îndepărtate
- Moderați-vă viteza atunci când faceți marșarier, coborâți, pe teren accidentat și când viraj
- Când coborâți panta, nu puneți niciodată motoarele scaunului rulant electric în poziția „N” (NEUTR)
- Respectați toate regulile de circulație pe drumurile publice
- Este recomandabil să nu folosiți scaunul cu roțile electric pe teren umed sau umed; garanția nu acoperă daunele cauzate de apă

16. ÎNCĂRCAREA SCAUNULUI ROTUL

Scaunul cu roțile electric folosește două baterii reîncărcabile de 12 V/36 Ah și un încărcător de baterie de 25 V/5 Amperi. Bateriile trebuie reîncărcate înainte de a utiliza scaunul cu roțile pentru prima dată și vor trebui reîncărcate după o utilizare prelungită. Asigurați-vă că scaunul cu roțile este oprit și că pârghia de deblocare a motorului este în poziția D (DRIVE). Verificați întotdeauna indicatorul de încărcare a bateriei de pe panoul de control și verificați numărul de LED-uri aprinse. Este recomandabil să continuați cu încărcarea când sunt aprinse doar LED-urile roșii.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în priză de încărcare de sub controler
2. Verificați dacă selectorul de putere este setat la 220V (sau tensiunea pe care o aveți disponibilă). Introduceți ștecherul încărcătorului de baterie într-o priză de perete și porniți încărcătorul de baterie apăsând comutatorul în poziție ON

NOTA-Nu așezați încărcătorul de baterie în apropierea unui loc unde poate exista risc de incendiu

3. Încărcătorul de baterie este echipat cu două lumini de control:
 - O lumină roșie care indică faptul că încărcătorul funcționează
 - O lumină chihlimbar care devine verde când bateriile sunt complet reîncărcate
4. Înainte de a deconecta sursa de alimentare, așteptați până când ledul devine verde
5. După ce lumina devine verde, opriți încărcătorul, apoi deconectați cablul de la scaunul cu roțile electric și de la sursa de alimentare
6. Dacă, în orice moment, indicatorul luminos al încărcătorului clipește în verde mai mult de 40 de minute, aceasta indică o funcționare anormală

Efectuați următoarele verificări

- Cablurile încărcătorului sunt conectate corect
- Siguranța funcționează
- Scaunul cu roțile electric este oprit
- Dacă toate aceste puncte au fost respectate corect, contactați distribuitorul dumneavoastră

NOTA-Timpul necesar pentru o încărcare completă poate varia în funcție de starea de încărcare la începutul procesului de încărcare. Încărcarea mai mult decât este necesar nu deteriorează bateriile, în orice caz, bateriile nu pot fi supraîncărcate.

Ține cont de aceste reguli:

- Încărcați complet bateriile cel puțin o dată pe lună sau mai des dacă sunt utilizate în mod regulat. Cu toate acestea, încărcați bateriile după fiecare călătorie de peste 3 km
- Dacă intenționați să nu folosiți scaunul cu roțile timp de o lună sau mai mult, asigurați-vă că bateriile sunt complet descărcate și data viitoare când îl utilizați, reîncărcați complet bateriile înainte de utilizare.
- Bateriile și scaunul cu roțile electric vor oferi cele mai bune performanțe după ce scaunul cu roțile electric a fost folosit și bateriile au fost reîncărcate de mai mult de 10 ori
- Durata pentru o încărcare completă a bateriilor poate fi de maximum 10 ore. Dacă după expirarea acestui timp, ledul încărcător de baterie nu a devenit verde, contactați distribuitorul dvs. de încredere pentru a verifica încărcătorul de baterie
- Încărcătorul se poate încălzi ușor în timpul utilizării și este echipat cu un sistem de ventilație intern

Nu blocați grătarul de ventilație.

Pentru a fi în siguranță, urmați aceste instrucțiuni:

1. Nu utilizați încărcătorul dacă cablul de alimentare principal este deteriorat.
2. Nu utilizați prelungitoare de alimentare primară pentru a alimenta încărcătorul. Este posibil să întâmpinați un risc de incendiu sau șoc electric

Dacă devine necesară înlocuirea bateriilor, contactați distribuitorul pentru a obține bateriile de schimb corecte. Se recomandă să efectuați înlocuirea cu grijă, evitând aruncarea în mediu a bateriilor uzate sau deteriorate. Bateriile înlocuite trebuie eliminate prin centre de reciclare autorizate și nu prin deșeurile municipale normale.

17. INSTALARE ȘI UTILIZARE JOYSTICK

1. Citiți complet instrucțiunile.
2. Montați toate părțile electrice ale scaunului cu roțile (motoare, frâne de parcare, baterii, modul de alimentare, telecomandă) pe scaunul cu roțile.
3. Nu conectați niciun cablu înainte de a asambla toate părțile sistemului electric.
4. Conectați modulul de alimentare a sistemului LiNX LE la motoare, frâne de parcare și telecomandă.
5. Conectați modulul de alimentare a sistemului LiNX LE la baterii **Notă: Nu porniți încă scaunul cu roțile.**

ATENȚIE!



Nu conectați borna pozitivă (B+) a bateriei la modulul de alimentare al sistemului LiNX LE până când scaunul cu roțile este complet cablat și gata pentru testare.

6. Ridicați scaunul cu roțile de pe sol și verificați cu atenție instalarea.
7. Programați sistemul la cerințele unui anumit scaun rulant sau utilizator.
8. Testați mai întâi sistemul pentru a verifica funcționalitatea și siguranța.

17.1 Pornirea/Oprirea

Nota: În cazul puțin probabil în care scaunul cu roțile se află într-o situație de evadare, utilizatorul poate apăsa butonul de pornire de pe telecomandă pentru a efectua o OPRIRE DE URGENȚĂ.

Pentru a porni sistemul LiNX LE, apăsați butonul de pornire. Butonul de pornire este singura intrare de utilizator care poate activa sistemul.

Dacă sistemul funcționează corect, indicatorul de stare (prin butonul de alimentare) se va aprinde în verde și indicatorul bateriei va afișa starea curentă a bateriei.



În cazul unei defecțiuni a sistemului atunci când este pornit, indicatorul de stare va semnala acest lucru cu o serie de clipiri roșii. Dacă defecțiunea împiedică sistemul să conducă, indicatorul bateriei va clipi continuu.

Pentru a opri sistemul, apăsați butonul de pornire; sistemul se va opri și indicatorul de stare se va stinge.

Butonul de pornire este, de asemenea, utilizat pentru a efectua o OPRIRE DE URGENȚĂ. Vezi secțiunea următoare.

17.2 Oprire de urgență


Dacă utilizatorul trebuie să oprească rapid scaunul cu roțile, butonul de pornire poate fi apăsat pentru a efectua o OPRIRE DE URGENȚĂ. Scaunul cu roțile se va opri rapid; viteza este setată de parametrul Decelerație de urgență.

17.3 Indicarea modului de inhibare a conducerii

Modul de blocare a conducerii este indicat de indicatorul bateriei cu o secvență de urmărire de la dreapta la stânga.

Secvența de urmărire începe cu LED-ul verde din partea dreaptă și, unul câte unul, fiecare LED se va aprinde și apoi se va stinge. Când secvența este finalizată de LED-ul roșu din stânga, începeți din nou din partea dreaptă.

Secvența de urmărire continuă până când starea de eroare a fost eliminată.



17.4 OONAPU

OONAPU („Out Of Neutral At Power Up”) este o caracteristică de siguranță care previne mișcarea accidentală a scaunului cu rotile, atât în timpul pornirii, cât și atunci când scaunul cu rotile iese din starea de inhibare.

Dacă sistemul LINX LE este pornit (sau iese din starea de blocare) în timp ce joystick-ul nu este în poziția centrală, apare un avertisment OONAPU. În timpul unei alerte OONAPU, LED-urile indicatorului bateriei vor clipi continuu și scaunul nu va funcționa. Dacă joystick-ul este readus în poziția centrală în decurs de cinci secunde, avertismentul va dispărea și scaunul cu rotile va funcționa normal.

Totuși, dacă joystick-ul rămâne în poziție neutră mai mult de cinci secunde, va apărea o eroare OONAPU; eroarea este afișată prin indicatorul de stare care clipește roșu și scaunul va funcționa. Pentru a elimina eroarea, readuceți joystick-ul în poziția neutră și opriți și porniți din nou unitatea.

17.5 Joystick-ul

Joystick-ul controlează direcția și viteza scaunului cu rotile.

Când joystick-ul este deviat din poziția centrală, scaunul cu rotile se va deplasa în direcția mișcării joystick-ului.

Viteza scaunului cu rotile este proporțională cu flexia joystick-ului: cu cât joystick-ul este mișcat mai mult din poziția centrală, cu atât scaunul rulant se va deplasa mai repede.



17.6 Controlul vitezei maxime

Butonul de viteză permite utilizatorului să limiteze viteza maximă a scaunului cu rotile (de exemplu unde joystick-ul este complet deviat) în funcție de preferințele dvs

iar la a



Cadranul oferă 10 trepte discrete între cea mai mică viteză (cadranul setat la stânga) și cea mai mare viteză (caranul setat la dreapta).



Ca o reamintire vizuală, un simbol de viteză (afișat în stânga) este plasat chiar sub cadranul rapid pentru a indica pozițiile joasă și înaltă ale apelării rapide.

17.7 corn



Butonul beep este situat deasupra butonului de pornire. Claxonul va suna atâta timp cât butonul de claxon este apăsat.

17.8 Contor de încărcare

Indicatorul bateriei include cinci LED-uri diferite (1 x ROȘU, 2 x CHHALIBUN, 2 x VERDE), situat deasupra butonului claxonului de pe telecomandă. Numărul de LED-uri aprinse depinde de starea bateriei, după cum se arată mai jos.

Indicator baterie



LED-urile indicatoare ale bateriei sunt, de asemenea, folosite pentru a afișa informații despre încărcare.

17.9 Funcționare normală

Indicator baterie	Nivelul bateriei	Note
	Complet încărca	Acest nivel este stabilit de parametrul Batt Gauge Maximum.
	Pentru a încărca	
	Următorul până la epuizare	Acest nivel este stabilit de parametrul Batt Gauge Maximum.

17.10 Avertizare de înaltă tensiune



O avertizare de înaltă tensiune este indicată de toate LED-urile aprinse și LED-urile verzi care clipește. Acest lucru se întâmplă când nivelul tensiunii bateriei a crescut peste valoarea de referință de avertizare de înaltă tensiune.

17.11 Avertizare de joasă tensiune



O avertizare de tensiune joasă este indicată prin clipirea LED-ului din stânga. Acest lucru se întâmplă atunci când nivelul de tensiune al bateriei a scăzut sub valoarea de referință de avertizare de joasă tensiune. Pune la sarcina pozitiv imediat.

17.12

licitație



Când tensiunea bateriei scade sub tensiunea de întrerupere a bateriei:



- primul LED (rosu) va clipi pe indicatorul bateriei
- indicatorul de stare (sub butonul de pornire) va afișa un cod intermitent 2 sau 7
- claxonul va suna o dată la 10 secunde

17.13 Indic**tatus**

Indicatorul de stare este situat sub butonul de pornire. Când sistemul LiNX LE nu este pornit, indicatorul de stare este stins.

Când sistemul LiNX LE este pornit și nu există defecțiuni în sistem, indicatorul de stare se aprinde în verde.

Dacă apare o defecțiune a sistemului când porniți sistemul, indicatorul de stare va clipi roșu. Numărul de clipiri va indica tipul de eroare. Pentru coduri flash.

17.14 Conectorul pentru încărcător XLR

Conectorul pentru încărcător XLR, situat în partea dreaptă a telecomenzii, este folosit pentru a conecta un încărcător sau o cheie de acces LiNX.

17.15 Conectorul magistralei de comunicații LiNX**ATENȚIE!**

Asigurați-vă că încărcătorul utilizat cu vehiculul dvs. are o funcție de blocare a conducerii conectată corect pentru a fi utilizat cu controlerul. Tensiunea maximă pe pinul de blocare nu trebuie să depășească 3V dacă trebuie detectată o tensiune a bateriei atunci când încărcătorul este conectat. Dacă nu sunteți sigur, întrebați dealerul sau producătorul vehiculului.

Conectorul de încărcare XLR de pe telecomandă trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost prevăzut. Garanția va fi nulă dacă există vreun dispozitiv zzato este conectat la acest port.



Conectorul magistralei de comunicații LiNX este situat în partea inferioară a telecomenzii. Busul de comunicații LiNX se conectează direct la această priză, oferind telecomenzii atât alimentare, cât și comunicare cu modulul de alimentare.

18. ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Dispozitivele liniei ARDEA by Moretti sunt atent verificate și poartă marcajul CE atunci când sunt introduse pe piață. Pentru siguranța pacientului, se recomandă ca cel puțin în fiecare an să fie verificată adecvarea pentru utilizare a dispozitivului de către producător sau un laborator autorizat. În cazul reparațiilor, trebuie folosite doar piese de schimb și accesorii originale.

18.1 Întreținere anuală

Se recomandă efectuarea unui serviciu complet de întreținere cel puțin o dată pe an la un centru autorizat. Acest lucru va asigura funcționarea corectă a scaunului cu roțile și va evita complicațiile viitoare.

Serviciul anual de întreținere trebuie să includă:

- Verificarea roților și anvelopelor
- Verificați bateriile, cablurile și diversele conexiuni electrice
- Controlul programului de operare Controller în funcție de nevoile utilizatorului
- Verificarea generală a cadrului și elementelor de fixare, cum ar fi șuruburi și șuruburi
- Controlul tapițeriei și tapițeriei

18.2 Întreținere obișnuită

- Curățați controlerul și joystick-ul
- Curățați cadrul și tapițeria evitând depunerea oricăror reziduuri de murdărie
- Verificați dacă conexiunile electrice sunt conectate corect
- Păstrați roțile fără reziduuri
- Dacă este necesar, lubrifiați ușor axele și arcurile la fiecare 3 luni
- Verificați anvelopele. Uzura benzii de rulare nu trebuie să depășească 1,5 mm
- Reîncărcați bateriile în mod regulat
- Verificați funcționarea corectă a joystick-ului asigurându-vă că acesta revine corect în poziția centrală când este eliberat. Dacă aveți îndoieli, contactați un centru de asistență autorizat
- Verificați capacele cablurilor de conectare, asigurându-vă că nu sunt deteriorate sau uzate. Dacă aveți îndoieli, contactați un centru de asistență autorizat

18.3 Curățare și dezinfectie

- NU scufundați aparatul în apă din niciun motiv!
- Pentru a vă curăța dispozitivul, utilizați doar o cârpă moale și acționați delicat pentru a evita deteriorarea controlerului

NB Pentru o dezinfectie mai minuțioasă, utilizați o cantitate mică de detergent neutru și uscați cu mare atenție, evitând în niciun fel ca orice lichid să pătrundă în interiorul aparatului.

- Evitați absolut utilizarea produselor acide, alcaline sau cu solvenți precum acetonă sau diluant

19. CONDIȚII DE ELIMINAREA



19.1 Condiții generale de eliminare

Dacă aruncați dispozitivul, nu utilizați niciodată sisteme normale de eliminare a deșeurilor municipale solide. În schimb, se recomandă eliminarea dispozitivului prin centrele comune de reciclare municipale pentru operațiunile planificate de reciclare a materialelor utilizate.

19.2 Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE:



La sfârșitul duratei de viață, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Acesta poate fi livrat la centrele corespunzătoare de colectare separată a deșeurilor înființate de administrațiile municipale, sau la comercianții cu amănuntul care prestează acest serviciu. Aruncarea separată a produsului vă permite să evitați posibilele consecințe negative asupra mediului și sănătății rezultate din eliminarea necorespunzătoare și vă permite să recuperați materialele din care este realizat pentru a obține economii semnificative de energie și resurse. Pentru a sublinia obligația de a elimina separat echipamentele electromedicale, produsul poartă marcajul containerului mobil pentru deșeuri barat.

19.3 Tratarea bateriilor uzate - (Directiva 2006/66/CE):



Acest simbol de pe produs indică faptul că bateriile nu trebuie tratate ca deșeuri menajere normale. Asigurarea că bateriile sunt eliminate corect ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății, care altfel ar putea fi cauzate de eliminarea lor necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Duceți bateriile uzate la punctele de colectare indicate pentru reciclare. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor uzate sau a produsului, puteți contacta Primăria, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul.

20. CARACTERISTICI TEHNICE

20.1 Caracteristici tehnice

stând	50 cm
Rotile	Spate și față solide - Unități centrale pneumatice
Viteza maxima	6 km/h
Raza de viraj	62 cm
Panta maxima de siguranta	al 6-lea
Panta maxima estimata ce poate fi urcata **	6°/10%
Pas max	40 mm
Autonomie*	20 km
Specificatiile bateriei	2x12V - 36Ah
Tip încărcător baterie	5A
Controler electronic	Rechin
Motor	2x420W - 4900 rpm
Frână	Electromecanic
Tracțiune	2 motoare pe rotile centrale

*** Autonomia scuterului poate varia în funcție de:**

- Greutatea pacientului;
- Pârții parcurse;
- Uzura bateriei.

**** Termenul de pantă nominală este definit în EN 12184:2014.**

20.2 Dimensiuni

Dimensiunea și greutatea																
Măsurătorile în cm																
HS-2850 (Ref. Moretti CS930)	108	77	50	* 108 115	78	43	45	50	* 60 67	61	-	82	26	15	15	136

* Având în vedere reglarea înălțimii tetierei

21. GARANȚIE

Toate produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de material sau de manoperă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data vânzării produsului, sub rezerva oricăror excluderi și limitări specificate mai jos. Această garanție nu este valabilă în caz de utilizare greșită, abuz sau modificare a produsului și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Utilizarea corectă a produsului este indicată în manualul de utilizare. Moretti nu este responsabil pentru eventualele daune rezultate, vătămări corporale sau orice altceva cauzat de sau legat de instalarea și/sau utilizarea echipamentului care nu respectă în mod scrupulos instrucțiunile date în manualele de instalare, asamblare și utilizare. Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva daunelor sau defectelor în următoarele condiții: dezaastre naturale, operațiuni de întreținere sau reparații neautorizate, daune rezultate din probleme de alimentare cu energie (unde este cazul), utilizarea de piese sau componente nefurnizate de Moretti, nerespectarea prevederilor ghiduri și instrucțiuni de utilizare, modificări neautorizate, daune de transport (altele decât expedierea originală de la Moretti) sau neefectuarea întreținerii, așa cum este indicat în manual. Componentele portabile nu sunt acoperite de această garanție dacă daunele sunt cauzate de utilizarea normală a produsului.

21.1 Garanția bateriilor reîncărcabile (dacă este cazul)

Bateriile originale și de schimb sunt acoperite de o garanție de 90 (nouăzeci) de zile în ceea ce privește performanța și 6 (șase) luni în legătură cu defecte de fabricație sau conform prevederilor legale. Dacă bateriile încărcate complet sunt lăsate neutilizate mai mult de trei luni consecutive, garanția este anulată automat. Dacă lăsați bateriile complet descărcate nefolosite mai mult de trei zile consecutive, garanția se anulează automat.

22. REPARATII

22.1 Reparații în garanție

În cazul în care un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti, la discreția sa, poate înlocui sau repara articolul aflat în garanție, la un dealer Moretti specificat sau la sediul său. Costurile forței de muncă legate de repararea produsului pot fi plătite de Moretti dacă se stabilește că reparația se încadrează în domeniul de aplicare al garanției. O reparație sau înlocuire nu reînnoiește sau extinde garanția.

22.2 Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție

Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparație numai după primirea autorizației prealabile din partea serviciului pentru clienți Moretti. Costurile de muncă și de transport legate de o reparație neacoperită de garanție vor fi suportate integral de client sau revânzător. Reparațiile la produsele neacoperite de garanție sunt garantate timp de 6 (șase) luni, începând din ziua primirii produsului reparat.

22.3 Produse nedefecte

Clientul va fi anunțat dacă, după examinarea și testarea unui produs returnat, Moretti ajunge la concluzia că produsul nu este defect. Produsul va fi returnat clientului iar costurile de transport datorate returului vor fi suportate de acesta.

23. PIESE DE SCHIMB

Piesele de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 (șase) luni începând din ziua primirii piesei de schimb.

24. CLAUZE DE EXEMPTARE

Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în această garanție și în limitele legii, Moretti nu face alte declarații, garanții sau condiții, exprese sau implicite, inclusiv orice declarații, garanții sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare și neîncălcare interferență. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti va fi neîntreruptă sau fără erori. Durata oricăror garanții implicite care pot fi impuse prin lege este limitată la perioada de garanție, în limitele legii. Unele state sau țări nu permit limitări cu privire la durata unei garanții implicite sau excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive cu privire la produsele de consum. În astfel de state sau țări, este posibil ca unele excluderi sau limitări ale acestei garanții să nu vi se aplice. Această garanție poate fi schimbată fără notificare.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Produs _____

Achizitionat la data _____

Dealer _____

Strada _____ **Locația** _____

Vândut către _____

Strada _____ **Locația** _____



**Chien Ti Enterprise Co., Ltd, NR. 18,
Lane 277, Fu Ying Rd., districtul Hsin Chuan, orașul New Taipei Taiwan**



**EUROPEAN EMERGO Prinsessegracht 20, 2514 AP,
Haga, Olanda**

Distribuit de: MORETTI SPA Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11 - www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FĂCUT ÎN TAIWAN



SCAUN ELECTRIC CU 6 ROTI "FIRGO".

MANUAL DE INSTRUCIUNI

INDEX

1. COZI	PAGINA 3
2. INTRODUCERE.....	PAGINA 3
3. UTILIZARE PREVENTATĂ	PAGINA 3
4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE	PAGINA 3
6. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PERTURBAREA ELECTROMAGNETICĂ.....	PAGINA 4
7. SIMBOLULE.....	PAGINA 5
8. SIGURANȚA	PAGINA 5
9. AVERTIZĂRI PRIVIND UTILIZARE	PAGINA 6
9.1 Avertismente generale	pag 6
9.2 Modificări	pag 7
9.3 Înainte de fiecare utilizare.....	pag 7
9.4 Limitele de greutate	pag 7
9.5 Umflarea anvelopelor	pag 7
9.6 Temperaturi	pag 7
10. DESCRIERE GENERALĂ.....	PAGINA 8
10.1 Vedere frontală cu descrierea pieselor.....	pag 8
10.2 Vedere din spate cu descrierea pieselor.....	pag 8
11. COMPONENTE.....	PAGINA 9
12. INSTRUCȚIUNI DE MONTARE.....	PAGINA 9
12.1 Asamblare	pag 9
12.2 Reglarea confortului.....	pag 11
12.3 Utilizarea comenzilor	pag 13
12.4 Demontarea scaunului cu roțile	pag 13
13. UTILIZAREA SCAUNULUI ELECTRIC.....	PAGINA 15
14. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ	PAGINA 15
15. PRECAUȚII GENERALE	PAGINA 16
16. ÎNCĂRCAREA SCAUNULUI ROTANTE.....	PAGINA 17
17. INSTALARE ȘI UTILIZARE JOYSTICK	PAGINA 18
17.1 Pornire/oprire	pag 18
17.2 Oprire de urgență.....	pag 18
17.3 Indicație de blocare a conducerii	pag 19
17.4 OONAPU.....	pag 19
17.5 Joystickul.....	pagina 19
17.6 Controlul vitezei maxime.....	pag 19
17.7 Cornul.....	pag 20
17.8 Indicatorul bateriei	pag 20
17.9 Funcționare normală.....	pag 20
17.10 Avertizare de înaltă tensiune	pag 20
17.11 Avertizare de joasă tensiune	pag 20
17.12 Tensiunea de întrerupere	pag 20
17.13 Indicatorul de stare	pag 21
17.14 Conectorul pentru încărcător XLR.....	pag 21
17.15 Conectorul magistralei de comunicații LiNX	pag 21
18. ÎNGRIJIERE ȘI ÎNTREȚINERE	PAGINA 21
18.1 Întreținere anuală.....	pag 21
18.2 Întreținere obișnuită.....	pag 22
18.3 Curățare și dezinfecție.....	pag 22
19. CONDIȚII DE ELIMINAREA	PAGINA 22
19.1 Condiții generale de eliminare.....	pag 22
19.2 Instrucțiuni pentru eliminarea corectă în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE:	pag 22
19.3 Aruncarea bateriilor uzate - (Directiva 2006/66/CE):	pag 23
20. SPECIFICAȚII TEHNICE.....	PAGINA 23
20.1 Specificații tehnice	pag 23
20.2 Dimensiuni	pag 23
21. GARANȚIE	PAGINA 24
22. REPARAȚII	PAGINA 24
22.1 Reparații în garanție.....	pag 24
22.2 Repararea unui produs neacoperit de garanție	pag 24
22.3 Produse nedefecte	pag 24
23. PIESE DE SCHIMB.....	PAGINA 24
24. CLAUZA DE NERESPONSABILITATE	PAGINA 25

CE Dispozitiv medical clasa I

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale**1. COZI****HS-2850 Scaun cu rotile electric cu 6 roti "Virgo".(Ref. Moretti CS930)****2. INTRODUCERE**

Vă mulțumim că ați ales un **ARDEA MOBILITATE** scaun cu rotile electric de la Moretti. Scaunele cu rotile electrice Moretti au fost proiectate și fabricate pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră de utilizare practică, corectă și sigură. Acest manual conține sugestii utile pentru utilizarea corectă și în siguranță a dispozitivului. Vă rugăm să citiți acest manual în întregime înainte de a utiliza scaunul cu rotile electric. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați comerciantul dvs. pentru sfaturi și asistență adecvată.

Note: Verificați pentru a vă asigura că nicio piesă a scaunului cu rotile nu a fost deteriorată în timpul transportului. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat și contactați vânzătorul pentru instrucțiuni suplimentare.

3. UTILIZARE PREVONTĂ

Scaunul cu rotile electric este destinat persoanelor cu deficiențe de mobilitate.



- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel specificat în acest manual
- Scaunul cu rotile electric trebuie să fie întotdeauna folosit de persoane cu corp și minte sănătoase și nu sub influența drogurilor sau alcoolului.
- Moretti SpA își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau orice altă utilizare decât cea specificată în acest manual.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și manualul corespunzător fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile produsului

4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. declară, sub propria răspundere exclusivă, că produsele fabricate și comercializate de CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. din familia de produse SCAUN ROTANTE ELECTRIC, respectați prevederile aplicabile ale Regulamentului (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017 privind DISPOZITIVELE MEDICALE.

În acest scop, CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. garanții și declarații după cum urmează, pe propria răspundere exclusivă:

1. Dispozitivele în cauză îndeplinesc cerințele generale de siguranță și performanță prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/745, astfel cum sunt prevăzute de anexa IV la regulamentul menționat.
2. Dispozitivele în cauză NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURARE.
3. Aparatele în cauza NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚILOR CLINICE.
4. Aparatele în cauza se vand in ambalaj NESTERIL.
5. Dispozitivele în cauză trebuie considerate ca aparținând clasei I, în conformitate cu regulile prevăzute în anexa VIII la regulamentul menționat.
6. CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. menține și furnizează autorităților competente, timp de cel puțin zece ani de la data fabricării ultimului lot de producție, documentația tehnică care dovedește conformitatea cu Regulamentul (UE) 2017/745.

Note: Codurile complete ale produsului, numărul unic de înregistrare (SRN) al producătorului, codul UDI-DI de bază și orice referințe la standardele utilizate sunt indicate în Declarația de conformitate UE pe care CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. probleme și oferă prin propriile canale.

5. PRECAUȚII GENERALE



AVERTIZARE!

Aveți grijă extremă în prezența pieselor în mișcare care ar putea prinde membrele și ar putea provoca răni.

- Vă rugăm să consultați acest manual cu atenție pentru utilizarea corectă a dispozitivului.
- Consultați întotdeauna medicul sau terapeutul pentru utilizarea corectă a dispozitivului.
- Păstrați produsul ambalat departe de surse de căldură, deoarece ambalajul este din carton.
- Durata de viață a dispozitivului depinde de uzura pieselor nereparabile și/sau care nu pot fi înlocuite.
- Aveți grijă întotdeauna când sunt prezenți copii.
- Greutate maximă utilizator: 136 kg.
- Clasificare: clasa B (EN 12184).
- Produsul nu este potrivit pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
- Aparatul nu trebuie utilizat de copii sub 12 ani.
- Scaunul cu roțile electric nu este conceput pentru a fi utilizat ca scaun într-un autovehicul.
- Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze producătorului și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul.

6. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PERTURBAREA ELECTROMAGNETICĂ

Creșterea rapidă a electronicii, în special în comunicații, a saturat mediul cu radiații electromagnetice (EM) emise de televiziune, radio și semnale de comunicare. Aceste unde EM sunt invizibile și sunt mai puternice cu cât sunteți mai aproape de sursa lor. Toți conductorii electrici acționează ca antene pentru semnalele EM și, în diferite măsuri, toate scaunele cu roțile și scuterele electrice pot fi afectate de interferențe electromagnetice (EMI). EMI poate provoca mișcări neintenționate și/sau control neregulat al vehiculului.

Energia electromagnetică emisă de surse precum:

- posturi de radio;
- posturi TV;
- posturi de radio amatori;
- sisteme de alarmare magazin;
- telefoanele mobile și telefoanele fără fir pot interfera cu scaunele cu roțile și trotinetele electrice;















Interferența poate cauza eliberarea frânei electromagnetice, mișcarea neintenționată a dispozitivului și mișcarea în direcția greșită. De asemenea, poate deteriora permanent unitatea de control electronică a dispozitivului. În mediul nostru de zi cu zi, există un anumit număr de surse intense de EMI.

Intensitatea energiei EM poate fi măsurată în Volți pe metru (V/m). Scaunul dumneavoastră cu roțile electric este echipat cu o protecție împotriva EMI care a fost testată și certificată ca fiind conformă cu reglementările internaționale în vigoare, până la o anumită intensitate. Acesta se numește „nivel de imunitate” Cu cât este mai mare nivelul de imunitate, cu atât dispozitivul este mai bine protejat.

În acest moment, tehnologia poate asigura un nivel de imunitate de cel puțin 20 V/m; aceasta este o protecție suficientă împotriva celor mai comune surse de EMI. Cu toate acestea, considerăm că următoarele măsuri de precauție pot minimiza și mai mult riscul.

- A) Nu utilizați emițătoare radio portabile, radiouri CB și evitați pornirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicații personale atunci când scaunul cu roțile electric este pornit.
- B) Nu vă apropiați prea aproape de transmisiunile radio și TV puternice.
- C) Dacă are loc o mișcare neintenționată sau o eliberare neintenționată a frânelor, rotiți cheia în poziția OPRIT de îndată ce puteți face acest lucru în siguranță.
- D) Instalarea de echipamente sau accesorii electrice suplimentare și modificarea motorului scaunului dumneavoastră cu roțile electric îl pot face mai susceptibil la EMI și, prin urmare, poate face utilizarea lui periculoasă. Rețineți că acest lucru anulează și garanția.
- E) În orice caz, raportați orice mișcare neintenționată a vehiculului către distribuitorul dumneavoastră sau către CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD., notați-o în acest manual și notați faptul că există o sursă de radiații electromagnetice în apropierea dumneavoastră, dacă există.

7. SIMBOLULE

	Cod produs
	Identificarea unică a dispozitivului
	Număr de serie
	Marcaj CE
	Producător
	Reprezentant Autorizat European
	Lot lot
	Citiți manualul de instrucțiuni
	Dispozitiv medical
	Condiții de eliminare
	Atenție, ar trebui să citiți instrucțiunile
	Date de producție
	Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
	Tip B

8. SIGURANȚĂ

- Folosiți întotdeauna centura de siguranță și mențineți-vă picioarele sprijinite pe suporturi în permanență.
- Nu folosiți scaunul cu roțile electric sub influența alcoolului.
- D sau nu utilizați emițătoare radio electronice, cum ar fi walkie-talkie sau telefoane mobile.
- Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere când conduceți scaunul cu roțile electric.
- Nu faceți viraj strâns sau frânați brusc când conduceți scaunul cu roțile electric.
- Nu conduceți scaunul cu roțile electric în trafic.
- Nu încercați să montați borduri mai sus decât cele indicate în specificațiile tehnice.
- Nu puneți mâinile sau picioarele în afara scaunului cu roțile electric în timpul conducerii.
- Nu conduceți scaunul cu roțile electric pe drumuri alunecoase sau când ninge.
- Nu permiteți copiilor nesupravegheați să se joace lângă scaunul cu roțile electric când bateriile se încarcă.



Nu folosiți scaunul cu roțile fără să citiți și să înțelegeți în întregime acest manual.

9. AVERTIZĂRI PRIVIND UTILIZARE

9.1 Avertismente generale

1. Nu folosiți scaunul cu roțile electric pe drumurile publice. Vă rugăm să rețineți că șoferilor le poate fi dificil să vă vadă atunci când sunteți așezat pe scaunul cu roțile electric. Folosiți întotdeauna traseele pietonale. Respectați regulile de circulație pietonală. Așteptați ca drumul să fie liber, apoi continuați cu precauție extremă.
2. Înainte de a vă urca sau de a coborî din scaunul dumneavoastră cu roțile electric, verificați întotdeauna dacă acesta este oprit și dacă încărcătorul de baterie este deconectat, pentru a evita rănirea dumneavoastră sau a altora.
3. Verificați întotdeauna dacă roțile motoare sunt în modul de conducere înainte de a conduce. Nu opriți scaunul cu roțile electric când este încă în mișcare, deoarece s-ar opri foarte brusc.
4. Nu utilizați acest produs sau orice alt accesoriu opțional disponibil fără să citiți și să înțelegeți în întregime acest manual. Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați vânzătorul sau un operator medical înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, pentru a evita rănirea sau deteriorarea.
5. În anumite cazuri, cum ar fi anumite afecțiuni medicale, utilizatorul scaunului cu roțile electric va avea nevoie de practică în utilizarea acestuia în prezența unui asistent calificat, care poate fi o rudă sau un profesionist calificat să asiste utilizatorul, în utilizarea scaun cu roțile electric în timpul diferitelor activități de zi cu zi.
6. Evitați să ridicați sau să mișcați scaunul cu roțile electric prin prinderea uneia dintre părțile sale detașabile, inclusiv cotierele, scaunul sau carena. Acest lucru ar putea cauza vătămări corporale și/sau deteriora scaunul cu roțile.
7. Evitați utilizarea scaunului cu roțile electric dincolo de limitele acestuia, așa cum este descris în acest manual.
8. Nu vă așezați pe scaunul cu roțile electric atunci când acesta se află în interiorul unui vehicul în mișcare.
9. Țineți mâinile departe de roți (anvelope) în timp ce conduceți scaunul cu roțile electric. Vă rugăm să rețineți că hainele largi ar putea fi prinse în roți.
10. Consultați-vă medicul dacă luați medicamente sau dacă aveți limitări fizice specifice. Anumite medicamente și anumite limitări ar putea afecta capacitatea de a folosi scaunul cu roțile electric în siguranță.
11. Verificați întotdeauna dacă pârghia de blocare/deblocare a roților este blocată sau deblocată.
12. Nu scoateți roțile de protecție împotriva răsturnării dacă acestea sunt prezente pe scaunul cu roțile electric.
13. Contactul cu uneltele poate cauza un șoc electric; nu conectați un prelungitor electric la convertorul AC/DC sau la încărcătorul de baterie.
14. Deși scaunul cu roțile electric este conceput pentru pante cu o pantă de până la 6°/12%, încercați să evitați pantele cu o pantă de peste 6° (12%) și aveți grijă extremă atunci când virați pe o pantă.
15. Nu conduceți pe o pantă dincolo de limita scaunului cu roțile electric.
16. Evitați să dați înapoi treptele, trotuarele sau alte obstacole. Acest lucru poate cauza căderea sau răsturnarea scaunului cu roțile electric.
17. Reduceți întotdeauna viteza și mențineți un centru de greutate stabil în curbele ascuțite. Nu utilizați puterea maximă în curbe ascuțite.
18. Folosirea scaunului cu roțile electric în condiții de ploaie, zăpadă sau ceață și pe suprafețe înghețate sau alunecoase poate deteriora cablurile electrice.
19. Nu vă așezați niciodată în scaunul cu roțile electric atunci când acesta este utilizat cu orice tip de ridicare sau dispozitiv de ridicare. Scaunul cu roțile electric nu este proiectat pentru această utilizare. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

9.2 Modificări

Scaunele cu rotile electrice din gama ARDEA MOBILITY de la Moretti au fost proiectate și fabricate pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră de utilizare practică, corectă și sigură. Nu modificați, adăugați, îndepărtați sau dezactivați nicio piesă sau funcție a scaunului cu rotile electric în nicio circumstanță. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea scaunului cu rotile electric și/sau vătămarea personală.

1. Parametrul de control trebuie modificat numai de către tehnicienii autorizați, din motive de siguranță.
2. Se recomandă efectuarea unui control de siguranță înainte de fiecare utilizare a scaunului cu rotile electric, pentru a vă asigura că acesta funcționează în siguranță.

9.3 Înainte de fiecare utilizare

1. Verificați dacă anvelopele sunt umflate corect, dacă există.
2. Verificați toate conexiunile electrice și asigurați-vă că sunt conectate corect și nu sunt corodate.
3. Verificați toate cablurile și asigurați-vă că sunt conectate corect.
4. Verificați frânele.

9.4 Limitele de greutate

1. Verificați informațiile privind capacitatea maximă din tabelul cu specificațiile tehnice din acest manual sau de pe eticheta de pe dispozitiv. Puterea scaunului cu rotile electric este evaluată în funcție de capacitate.
2. Respectați limitele de greutate indicate pentru scaunul dumneavoastră cu rotile electric. Depășirea capacității maxime anulează garanția. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru vătămări sau daune materiale cauzate de nerespectarea limitei de greutate.
3. Nu transportați pasageri pe scaunul cu rotile electric, deoarece acest lucru ar putea modifica centrul de greutate și poate provoca răsturnarea sau căderile.

9.5 Umflarea anvelopelor

1. Dacă scaunul cu rotile electric are anvelope, verificați presiunea aerului cel puțin o dată pe săptămână.
2. Presiunea corectă de umflare prelungește durata anvelopelor și garantează o performanță mai bună în timpul conducerii.
3. Nu umflați sau supraumflați anvelopele. Este extrem de important ca presiunea în anvelope să rămână în orice moment între 30-25 psi (2-2,4 bar).
4. Umflarea anvelopelor cu o sursă de aer nereglementată poate cauza supraumflarea și spargerea acestora.

9.6 Temperaturi

1. Anumite părți ale scaunului cu rotile electric sunt afectate de schimbările de temperatură. Controlerul funcționează doar la o temperatură cuprinsă între -8 C° și 50 C°.
2. Bateriile ar putea îngheța la temperaturi extrem de scăzute și ar putea împiedica funcționarea scaunului dumneavoastră cu rotile electric. La temperaturi extrem de ridicate, scaunul cu rotile electric poate funcționa doar la viteze mai mici, datorită unei caracteristici de siguranță a controlerului care previne deteriorarea motorului și a altor componente electrice.
3. Expunerea scaunului dumneavoastră cu rotile electric la apă poate cauza deteriorarea componentelor electronice sau mecanice. Apa poate provoca o defecțiune electronică și/sau coroziune prematură a componentelor electrice și a cadrului.

10. DESCRIERE GENERALĂ

HS-2850 Scaun cu roțile electric cu 6 roți "Virgo" (Ref. Moretti CS930)

10.1 Vedere frontală cu descrierea pieselor A - Scaun căptușit cu tetiera reglabilă pe înălțime B - Cotiere reglabile pe înălțime și pe lățime C - Joystick pentru controlul scaunului cu roțile

D - Buton de reglare a suportului joystick-ului E - Placă de picior rabatabilă reglabilă pe înălțime F - Centura abdominală
G - Pârghii de deblocare a motorului (roți libere)



10.2 Vedere din spate cu descrierea pieselor A -

Buzunar din spate pe spătar
B - Butoane de reglare a lățimii cotierelor
C - Reflectorii spate



11. COMPONENTE

Scaunul dumneavoastră cu roțile electric Moretti este de obicei asamblat prima dată de către comerciant. Dacă acesta nu este al enumerat mai jos.

(fig.1)



(fig.1)

1. Scaun cu roțile electric
2. Scaun
3. Cotiere (stânga și dreapta)
4. Joystick cu suport

12. INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

12.1 Asamblare

1. Introduceți scaunul în scaunul cu roțile
2. Ridicați pârghia de deblocare pentru a permite introducerea completă în suportul scaunului cu roțile
3. Eliberați pârghia de deblocare a scaunului



4. Instalați cotierele în carcasa de suport tubulară specifică poziționată pe partea dreaptă și stângă a scaunului și strângeți butoanele de blocare



5. Introduceți suportul joystick-ului în suportul carcasei de pe cotieră și strângeți butonul după ce reglați adâncimea în funcție de necesități



6. Conectați cablul electric la joystick, asigurându-vă că îl fixați pe cotieră folosind urechile metalice specifice prezente



NBLungimea cablului permite scaunului să se rotească pe ambele părți. Cablul în exces poate fi plasat sub scaun

7. Scoateți cele trei nituri de presiune de pe carenul față și pe cel din spate, apăsând pe nituri cu o unealtă cu vârf fin.



8. Ridicați cartierul din față și din spate în sus



9. Conectați cei doi conectori electrici ai bateriilor



10. Repoziționați carena pentru a închide compartimentul bateriei

12.2 Reglarea confortului

Înainte de a începe să utilizați dvs**ARDEA MOBILITATE** scaun cu roțile electric de la Moretti, efectuați toate ajustările indicate mai jos pentru a obține o poziție confortabilă de conducere și de ședere, potrivit utilizatorului.

1. Poziția joystick-ului de comandă
2. Latimea cotiera
3. Înclinarea cotierei
4. Înălțimea tetierei
5. Înclinarea spătarului
6. Rotirea scaunului
7. Înălțimea suportului pentru picioare

1. Poziția joystick-ului de comandă

1. Deșurubați butonul indicat în figură
2. Reglați poziția suportului joystick-ului de comandă
3. Strângeți butonul



NBÎn timpul reglajului, aveți grijă cu cablul electric al jo-ului în poziție

2. Latimea cotiera

1. Deșurubați butonul indicat în figură
2. Reglați lățimea suportului pentru cotieră
3. Strângeți butonul



3. Înclinarea cotierei

1. Ridicați cotiera
2. Deșurubați șurubul de blocare al șurubului de oprire a cotierei și găsiți reglarea corectă a înălțimii acestuia
3. Strângeți șurubul de blocare
4. Repoziționați cotiera



4. Înălțimea tetierei

1. Țineți butonul apăsat în timpul ajustării
2. Găsiți reglarea potrivită, apoi eliberați butonul



5. Înclinarea spătarului

1. Rabatați spătarul pe scaun
2. Deșurubați piulița de blocare a șurubului de oprire din spate al spătarului
3. Reglați lungimea șurubului de oprire și strângeți șurubul.
Această operație trebuie efectuată pe ambele părți



6. Rotirea scaunului

1. Ridicați pârghia indicată în figură
2. Rotiți scaunul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic
3. Eliberați maneta când este găsită poziția dorită



NB Nu rotiți scaunul cu un unghi mai mare de 90°, pentru a preveni strivirea și/sau deformarea cablului electric conectat la acesta.

7. Înălțimea suportului pentru picioare

1. Deșurubați și îndepărtați ambele șuruburi de pe placa de picior indicată în figură
2. Reglați înălțimea suporturilor în funcție de necesități
3. Reintroduceți șuruburile și strângeți-le ferm



NB Dacă este necesar, suportul pentru picioare poate fi închis și în poziție verticală

12.3 Utilizarea comenzilor

1. Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni joystick-ul de comandă. Indicatorii LED de încărcare a bateriei se vor aprinde.
2. Folosiți butoanele aferente pentru a regla viteza maximă a scaunului cu roțile: broasca testoașă pentru a reduce viteza și iepurele pentru a crește viteza
3. Apăsăți butonul claxonului atunci când considerați necesar

NB Nu folosiți claxonul în mod inutil și respectați legile privind tulburarea liniștii.

4. Folosiți joystick-ul pentru a muta scaunul cu roțile în direcția dorită

12.4 Demontarea scaunului cu roțile

1. Deconectați conectorul electric de la joystick



2. Scoateți cablul de pe cele trei suporturi pentru cotiere



3. Rabatați spătarul pe scaun
4. Ridicați pârghia de deblocare a scaunului și extrageți scaunul în sus




5. Scoateți cele trei nituri de presiune de pe carenul față și pe cel din spate, folosind o unealtă cu vârful fin



6. Ridicați cartierul din față și din spate în sus



7. Deconectați cei doi conectori a bateriei



8. Deschideți cureaua Velcro a suportului bateriei



9. Scoateți cele două baterii



13. UTILIZAREA SCAUNULUI ELECTRIC

- Verificați funcționarea corectă a bateriilor și încărcați-le dacă este necesar
- Verificați întotdeauna asamblarea corectă și stabilă a tuturor pieselor scaunului dumneavoastră cu roțile electrice
- Verificați întotdeauna starea de uzură și funcționarea pieselor, pentru a garanta ca aparatul este utilizat în deplină siguranță; în special, verificați starea de uzură, deteriorarea și presiunea pneurilor din față și din spate

14. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE SIGURĂ

Înainte de a vă așeza pe scaunul cu roțile, verificați dacă:

- contactul este decuplat (OFF)
- cotierele și suporturile pentru picioare sunt poziționate corect
- încărcătorul de baterie este deconectat de la scaunul cu roțile și de la priză de perete

Odată așezat, verificați dacă toate ajustările au fost făcute într-un mod care să garanteze o conducere sigură și confortabilă. În special, joystick-ul trebuie reglat pentru a preveni suprasolicitarea mâinii în timpul conducerii

Pentru a începe mișcarea:

- Setează la viteză LOW
- Apăsăți butonul ON
- Respectați timpul de așteptare de aproximativ două secunde stabilit de electronică pentru a preveni mișcările accidentale
- Împingeți ușor joystick-ul ÎNAINTE pentru a deplasa înainte. Cu cât apăsați mai mult joystick-ul, cu atât scaunul cu roțile se va mișca mai repede. Pentru a opri, lăsați joystick-ul să revină în poziția centrală (verticală)
- Pentru a vira la stânga sau la dreapta, împingeți ușor joystick-ul în direcția dorită
- Trageți joystick-ul înapoi pentru marșarier



AVERTIZARE!

ÎN CAZUL DE URGENȚĂ, Eliberați JOYSTICK. Scaunul cu roțile SE VA OPRIRE AUTOMAT

CONDUCEREA ÎN PÂNTĂ

Standardele internaționale stabilesc gradul maxim de siguranță pe care un scaun rulant electric poate fi condus fără nicio dificultate. Această valoare este setată la 6°/10%. Scaunul cu roțile electric Moretti se poate deplasa pe pante cu o pantă de până la 6°/10%. Dacă trebuie să o conduceți pe panta maximă, poate fi necesar să călătoriți cu o viteză mai mare. Apăsăți butonul „viteză” pentru a crește viteza. Fiți extrem de atenți când călătoriți pe pante abrupte.

CONDUCEREA ÎN PANTĂ

Continuați încet în coborâri abrupte. Apăsăți butonul „viteză” pentru a reduce viteza. Acest lucru permite un control mai bun al conducerii. Scaunul cu roțile nu va accelera în niciun caz singur pe o pantă, din cauza sistemului de frânare automată, care începe să funcționeze dacă încercați să măriți viteza. În general, ar trebui să conduceți liniar pe pante, fără schimbări bruște de direcție și să nu oprți niciodată scaunul cu roțile pe o pantă care depășește limita de siguranță.

DEPACEREA OBSTACULELOR

Treceți peste obstacole încet și în direcția înainte. Nu treceți peste obstacole din lateral. Acest lucru vă va permite să treceți peste obstacole de până la 4 cm. Nu treceți peste obstacole mai mari de 4 cm.

CIRCULAȚIE

Dacă trebuie să mutați scaunul rulant electric, oprți controlerul apăsând butonul ON/OFF, poziționați pârghiile de deblocare a motorului pe N (NEUTRAL), mutați scaunul rulant electric într-o poziție sigură, apoi repositionați pârghiile de deblocare a motorului pe D (CONDUCERE).

15. PRECAUȚII GENERALE

- Scaunul cu roțile electric poate fi folosit doar de o persoană odată
- Greutatea maximă admisă este de 136 Kg
- Folosiți întotdeauna centura de siguranță furnizată cu scaunul dumneavoastră cu roțile electric
- Înainte de a urca sau de a coborî din scaunul cu roțile electric, verificați dacă acesta este oprit și dacă încărcătorul bateriei este deconectat.
- Conduceți întotdeauna cu atenție și cu picioarele sprijinite ferm pe suporturi, având grijă dacă există alte persoane prezente în zona în care călătoriți
- Folosiți rutele pietonale ori de câte ori este posibil. Aveți grijă extremă când traversați drumurile
- Deși scaunul cu roțile electric este proiectat pentru pante cu o pantă de până la 6°/10%, încercați să evitați pantele cu o pantă de peste 6°/10% și aveți grijă extremă când viraj pe o pantă.
- Nu utilizați puterea maximă în curbe ascuțite
- Conduceți scaunul cu roțile electric numai după ce ați verificat dacă toate piesele sunt bine fixate, în cea mai confortabilă poziție de condus
- Nu conduceți scaunul cu roțile electric dacă roțile de protecție din spate împotriva răsturnării sunt deteriorate sau au fost îndepărtate
- Viteză mai mică la mers înapoi, la coborârea unei pante, pe teren denivelat sau la virare
- Nu așezați niciodată motoarele electrice ale scaunului cu roțile pe „N” (NEUTRAL) la coborâre
- Respectați toate regulile codului rutier
- Nu se recomandă utilizarea scaunului cu roțile electric pe teren umed sau umed, deoarece garanția nu acoperă daunele cauzate de apă.

16. ÎNCĂRCAREA SCAUNULUI ROTUL

Scaunul cu roțile electric are două baterii reîncărcabile de 12v/36Ah și un încărcător de baterie de 25v/5Amperi. Bateriile trebuie încărcate înainte de a utiliza scaunul cu roțile pentru prima dată și trebuie încărcate după o utilizare prelungită. Asigurați-vă că scaunul cu roțile este oprit și că pârghia de deblocare a motorului este în poziția D (DRIVE). Verificați întotdeauna indicatorul de încărcare a bateriei de pe panoul de control și verificați câte LED-uri sunt aprinse. Se recomandă încărcarea bateriilor când sunt aprinse doar LED-urile roșii.

1. Introduceți conectorul încărcătorului bateriei în mufa de încărcare de sub controler
2. Verificați dacă selectorul de curent este pe 220V (sau tensiunea disponibilă). Introduceți ștecherul încărcătorului de baterie într-o priză de perete și porniți încărcătorul de baterie apăsând comutatorul în poziție ON

NB -Nu așezați încărcătorul de baterie în apropierea unui potențial risc de incendiu

3. Încărcătorul de baterie are două lumini de control:
 - O lumină roșie care indică faptul că încărcătorul de baterie este în funcțiune
 - O lumină galbenă care devine verde când bateriile sunt complet încărcate
4. Așteptați ca lumina să devină verde înainte de a deconecta sursa de alimentare
5. Când ledul a devenit verde, opriți încărcătorul de baterii, apoi deconectați cablul de la scaunul rulant electric și de la rețea
6. Dacă indicatorul luminos al încărcătorului bateriei clipește în verde timp de peste 40 de minute, în orice moment, aceasta indică o defecțiune

Efectuați următoarele verificări

- Verificați dacă cablurile încărcătorului bateriei sunt conectate corect
- Verificați dacă siguranța funcționează
- Verificați dacă scaunul cu roțile este oprit
- Dacă toate aceste puncte au fost efectuate corect, contactați distribuitorul dumneavoastră

NB -Timpul necesar pentru încărcarea completă poate varia în funcție de încărcarea inițială atunci când începe procedura de încărcare. Încărcarea mai mult decât este necesar nu deteriorează bateriile, deoarece acestea nu pot fi supraîncărcate.

Ține cont de aceste reguli:

- Încărcați complet bateriile cel puțin o dată pe lună sau mai des dacă sunt utilizate în mod regulat. Încărcați întotdeauna bateriile după o călătorie de peste 3 km
- Dacă nu intenționați să utilizați scaunul cu roțile timp de o lună sau mai mult, asigurați-vă că bateriile sunt complet descărcate și încărcați-le complet înainte de a utiliza din nou scaunul cu roțile
- Bateriile și scaunul cu roțile vor funcționa cel mai bine după ce scaunul cu roțile electric a fost folosit și bateriile au fost încărcate de mai mult de 10 ori
- Timpul complet de încărcare a bateriilor poate fi de maximum 10 ore. Dacă ledul încărcător de baterie nu devine verde după acest timp, contactați comerciantul obișnuit pentru a verifica încărcătorul de baterie
- Încărcătorul de baterie se poate încălzi ușor în timpul utilizării și are un sistem de ventilație intern

Nu obturați grilajele de ventilație.

Pentru siguranță, urmați aceste instrucțiuni:

1. Nu utilizați încărcătorul de baterie dacă cablul de alimentare primar este deteriorat.
2. Nu utilizați cabluri prelungitoare pentru sursa de alimentare primară a încărcătorului de baterii. Există riscul de incendiu sau electrocutare

Dacă trebuie să înlocuiți bateriile, contactați comerciantul pentru a obține bateriile de schimb corecte. Aveți grijă când înlocuiți bateriile și nu aruncați bateriile epuizate sau deteriorate în mediu. Aruncați bateriile înlocuite la centre de reciclare autorizate și nu la deșeurile urbane normale.

17. INSTALARE ȘI UTILIZARE JOYSTICK

1. Citiți mai întâi și înțelegeți pe deplin acest manual.
2. Montați toate piesele electrice ale sistemului de scaun cu roțile (motoare, frâne de parcare, baterii, Modul de alimentare, Telecomandă) pe scaunul cu roțile.
3. Nu conectați niciun cablu înainte ca toate părțile sistemului electric să fie montate.
4. Conectați modulul de alimentare a sistemului LiNX LE la motoarele, frâna de parcare și telecomandă.
5. Conectați modulul de alimentare a sistemului LiNX LE la baterii.

Note: Nu porniți încă scaunul cu roțile.



AVERTIZARE!

Nu conectați borna pozitivă (B+) a bateriei la modulul de alimentare a sistemului LiNX LE până când scaunul cu roțile este complet cablat și gata pentru testare.

6. Ridicați scaunul cu roțile de pe sol și verificați cu atenție instalarea.
7. Programați sistemul la cerințele unui anumit scaun rulant sau utilizator.
8. Testați sistemul pentru funcționalitate și siguranță.

17.1 Pornire/oprire

Note: În cazul puțin probabil în care scaunul cu roțile se află într-o situație de fuga, utilizatorul poate apăsa butonul de pornire al telecomenzii pentru a efectua o OPRIRE DE URGENȚĂ.

Pentru a porni sistemul LiNX LE, apăsați butonul de pornire. Butonul de pornire este singura intrare de utilizator care poate activa sistemul.

Dacă sistemul este sănătos, indicatorul de stare (prin butonul de pornire) se va aprinde în verde, iar indicatorul bateriei va afișa starea curentă a bateriei.



Dacă există o defecțiune a sistemului la pornire, indicatorul de stare va indica defecțiunea printr-o serie de clipi roșii. Dacă defecțiunea este una care împiedică sistemul să conducă, atunci indicatorul bateriei va clipi continuu.

Pentru a opri sistemul, apăsați butonul de pornire; sistemul se va opri și indicatorul de stare se va stinge.

Butonul de pornire este, de asemenea, utilizat pentru a efectua o OPRIRE DE URGENȚĂ. Vezi secțiunea următoare.

17.2 Opriri de urgență


Dacă utilizatorul trebuie să oprească rapid scaunul cu roțile, butonul de pornire poate fi apăsat pentru a efectua o OPRIRE DE URGENȚĂ. Scaunul cu roțile se va opri rapid; rata este stabilă de parametrul Decelerare de urgență.

17.3 Indicație de blocare a conducerii

Modul de blocare a conducerii este indicat de indicatorul bateriei cu un indicator de la dreapta la stânga secvență de urmărire.

Secvența de urmărire începe cu LED-ul verde din partea dreaptă și, unul câte unul, fiecare LED se va aprinde și apoi se va stinge. Când secvența se termină la LED-ul roșu din stânga, începe din nou în partea dreaptă.

Secvența de urmărire continuă până când condiția de eroare a fost ștearsă.



17.4 OONAPU

OONAPU („Out Of Neutral At Power Up”) este o caracteristică de siguranță care previne mișcarea accidentală a scaunului cu roțile, fie la pornire, fie atunci când scaunul cu roțile iese dintr-o stare inhibată.

Dacă sistemul LiNX LE este pornit (sau iese dintr-o stare de blocare) în timp ce joystick-ul nu este în poziția centrală, este afișat un avertisment OONAPU. În timpul unei avertismente OONAPU, LED-urile indicatorului bateriei vor clipi continuu pentru a alerta utilizatorul, iar scaunul nu va conduce. Dacă joystick-ul este readus în poziția centrală în decurs de cinci secunde, avertismentul se va elimina și scaunul cu roțile va conduce normal.

Cu toate acestea, dacă joystick-ul rămâne în afara neutru mai mult de cinci secunde, va apărea o eroare OONAPU; eroarea este afișată de indicatorul de stare care clipește roșu, iar scaunul nu va conduce. Pentru a elimina eroarea, readuceți joystick-ul în poziția neutră și opriți și apoi porniți din nou unitatea.

17.5 Joystick-ul

Joystick-ul controlează direcția și viteza scaunului cu roțile.

Când joystick-ul este deviat din poziția centrală, scaunul cu roțile se va deplasa în direcția mișcării joystick-ului.

Viteza scaunului cu roțile este proporțională cu deviația joystick-ului, astfel încât cu cât joystick-ul este deplasat mai departe de poziția centrală, cu atât scaunul cu roțile se va deplasa mai repede.



17,6 C

Șp
viteză

m viteză

și utilizatorul să limiteze viteza maximă a scaunului cu roțile (adică este complet deviat) pentru a se potrivi preferințelor și mediului.

Cadranul oferă 10 trepte discrete între cea mai mică viteză (cadranul setat la stânga) și cea mai mare viteză (caranul setat la dreapta).



Ca o reamintire vizuală, un simbol al vitezei (arat în stânga) este poziționat chiar sub cadranul rapid pentru a indica pozițiile joasă și înaltă ale apelării rapide.

17.7 Cornul



Butonul de claxon este situat deasupra butonului de pornire. Apăsați butonul claxon pentru a suna claxonul. Claxonul va suna atâta timp cât este apăsat butonul de claxon.

17.8 Indicatorul bateriei

Indicatorul bateriei cuprinde cinci LED-uri diferite (1 x ROȘU, 2 x CHHALIBUN, 2 x VERDE), situat deasupra butonului claxon al telecomenzii. Numărul de LED-uri aprinse depinde de starea bateriei, după cum se arată mai jos.

Indicatorul bateriei



LED-urile indicatorului bateriei sunt, de asemenea, folosite pentru a afișa informații despre încărcare.

17.9 Funcționare normală

Indicator baterie	Nivelul bateriei	Note
	Încărcat complet	Acest nivel este stabilit de parametrul Batt Gauge Maximum.
	Luați în considerare încărcarea bateriei	
	Necesită baterie încărcarea	Acest nivel este stabilit de parametrul Batt Gauge Minimum.

17.10 Avertizare de înaltă tensiune



O avertizare de înaltă tensiune este indicată de toate LED-urile aprinse, iar LED-urile verzi clipeșc. Acest lucru se întâmplă atunci când nivelul tensiunii bateriei a crescut peste valoarea de referință de avertizare de înaltă tensiune.

17.11 Avertizare de joasă tensiune



O avertizare de tensiune joasă este indicată cu LED-ul din stânga clipind. Acest lucru se întâmplă atunci când nivelul tensiunii bateriei a scăzut sub valoarea de referință de avertizare de tensiune scăzută.

luați bateria imediat.

17.12



Când tensiunea bateriei scade sub tensiunea de întrerupere a bateriei:



- primul LED (rosu) va clipi pe indicatorul bateriei
- indicatorul de stare (sub butonul de pornire) va afișa un cod intermitent 2 sau 7
- claxonul va suna o dată la 10 secunde

Ora 17.13 S**icator**

Indicatorul de stare este situat sub butonul de pornire. Când sistemul LiNX LE nu este pornit, indicatorul de stare nu este aprins.

Când sistemul LiNX LE este pornit și nu există defecțiuni ale sistemului, indicatorul de stare va fi aprins în verde.

Dacă, la pornire, există o defecțiune a sistemului, atunci indicatorul de stare va clipi roșu. Numărul de clipleri va indica tipul de eroare. Pentru coduri flash.

17.14 Conectorul pentru încărcător XLR

Conectorul de încărcare XLR, care este situat în partea dreaptă a telecomenzii, este utilizat pentru a se conecta fie la un încărcător de baterie, fie la cheia de acces LiNX.

17.15 Conectorul LiNX Communications Bus**AVERTIZARE!**

Asigurați-vă că încărcătorul de baterie care este utilizat cu vehiculul are o funcție de blocare a conducerii care este conectată corect pentru utilizare cu controlerul. Tensiunea maximă pe pinul de blocare nu trebuie să depășească 3V dacă trebuie detectată o tensiune a bateriei când încărcătorul de baterie este conectat. Dacă nu sunteți sigur, întrebați dealerul sau producătorul vehiculului.

Conectorul de încărcare XLR de pe telecomandă trebuie utilizat exclusiv în scopul prevăzut. Garanția va fi anulată dacă este conectat un dispozitiv neautorizat



Conectorul magistralei de comunicații LiNX poate fi găsit în partea inferioară a telecomenzii. Loom-ul LiNX Communications Bus se conectează direct la această priză, oferind telecomenzii atât alimentare, cât și comunicare cu modulul de alimentare.

18. ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Dispozitivele din gama ARDEA de la Moretti sunt marcate CE și verificate cu atenție înainte de a fi introduse pe piață. Pentru siguranța pacientului, dispozitivul dumneavoastră trebuie verificat cel puțin o dată pe an de către producător sau de un laborator autorizat pentru a verifica caracterul adecvat pentru utilizare. Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale pentru reparații.

18.1 Întreținere anuală

Se recomandă efectuarea unui service complet de intretinere la un centru autorizat cel puțin o dată pe an. Acest lucru asigură că scaunul cu roțile funcționează corect și evită probleme viitoare.

Serviciul anual trebuie să includă următoarele verificări:

- Roți și anvelope
- Verificați bateriile, cablurile și conexiunile electrice
- Programarea controlerului în raport cu cerințele utilizatorului
- Verificarea generală a cadrului și elementelor de fixare, cum ar fi piulițele și șuruburile
- Verificați învelișurile și tapițeria

18.2 Întreținere obișnuită

- Curățați controlerul și joystick-ul
- Curățați cadrul și tapițeria pentru a preveni acumularea de murdărie
- Verificați dacă conexiunile electrice sunt conectate corect
- Păstrați roțile curate de murdărie și reziduuri de orice fel
- Dacă este necesar, lubrifiați ușor axele și arcurile la fiecare 3 luni
- Verificați anvelopele. Banda de rulare nu trebuie să se uzeze mai mult de 1,5 mm
- Încărcați bateriile în mod regulat
- Verificați dacă joystick-ul funcționează corect și dacă se întoarce în centru când este eliberat. În caz de îndoială, contactați un centru de service autorizat
- Verificați capacele cablurilor pentru a nu se deteriora sau uzură. În caz de îndoială, contactați un centru de service autorizat

18.3 Curățare și dezinfecție

- NU scufundați aparatul în apă din niciun motiv!
- Folosiți doar o cârpă umedă pentru a vă curăța scaunul cu rotile și ștergeți ușor pentru a evita deteriorarea controlerului

NB Pentru o dezinfecție mai minuțioasă, utilizați o cantitate mică de detergent neutru și uscați-o cu mare atenție, asigurându-vă că nu pătrunde lichid în dispozitiv.

- Nu utilizați niciodată acid, alcali sau solvenți (acetona sau diluant) pentru a-l curăța

19. CONDIȚII DE ELIMINAREA



19.1 Condiții generale de eliminare

Nu aruncați niciodată produsul ca deșeu menajer normal. Aruncați produsul la un centru de colectare a deșeurilor sortate pentru reciclare.

19.2 Instrucțiuni pentru eliminarea corectă în conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE:



La sfârșitul duratei de viață, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile urbane normale. Trebuie să fie livrat la unitățile municipale de colectare separată a deșeurilor sau la distribuitorii corespunzători care furnizează acest serviciu. Eliminarea separată a deșeurilor ajută la reducerea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății, care rezultă din eliminarea necorespunzătoare și permite reciclarea materialelor care compun produsul, ceea ce se traduce prin economii semnificative de energie și resurse. Produsul poartă simbolul coșului barat pentru a sublinia obligația de a arunca echipamente electromedicale.

19.3 Eliminarea bateriilor uzate - (Directiva 2006/66/CE):



Acest simbol de pe produs indică faptul că bateriile nu trebuie considerate deșeuri menajere normale. Asigurarea că bateriile sunt aruncate corect contribuie la prevenirea consecințelor potențial negative pentru sănătate și mediu care altfel ar fi cauzate de eliminarea lor necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Duceți bateriile epuizate la punctele de colectare indicate pentru reciclare. Puteți contacta consiliul local, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat dispozitivul pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor epuizate sau a produsului.

20. SPECIFICAȚII TEHNICE

20.1 Specificații tehnice

Scaun	50 cm
Rotile	Spate și față solide - Anvelope centrale
Viteza maxima	6 km/h
Raza de virare	62 cm
Pantă maximă sigură	al 6-lea
Panta maximă estimată de depășit **	6°/10%
Pași max	40 mm
Autonomie*	20 km
Specificatiile bateriei	2x12V - 36Ah
Tip încărcător baterie	5A
Electronica controlerului	Rechin
Motor	2x420W - 4900 rotații/min
Frâne	Electromecanic
Conduce	Două motoare pe roți centrale

*** Autonomia scaunului cu rotile electric poate varia în funcție de:**

- Greutatea pacientului;
- Pante de-a lungul traseului;
- Uzura bateriei.

** Termenul de pantă nominală este definit în standardul EN 12184:2014.

20.2 Dimensiuni

Dimensiuni și greutate																
Măsură- menții în cm																
HS-2850 (Ref. Moretti CS930)	108	77	50	* 108 115	78	43	45	50	* 60 67	61	-	82	26	15	15	136

* Având în vedere reglarea înălțimii tetierei

21. GARANȚIE

Produsele Moretti sunt garantate timp de 2 (doi) ani de la data vânzării împotriva defectelor de material și de fabricație, sub rezerva următoarelor limitări. Garanția este anulată prin utilizarea necorespunzătoare, abuz, modificări ale produsului și nerespectarea instrucțiunilor. Utilizarea prevăzută a produsului este dată în manualul de utilizare. Moretti nu este răspunzător pentru daune, vătămări sau orice alte consecințe rezultate din instalare sau utilizare care nu sunt în conformitate cu instrucțiunile din manualul de instalare, asamblare și utilizare. Moretti nu garantează produsele sale împotriva daunelor sau defectelor în următoarele circumstanțe: dezastre naturale, reparații sau întreținere neautorizate, alimentare necorespunzătoare cu energie electrică (după caz), utilizarea de piese sau componente nefurnizate de Moretti, nerespectarea instrucțiunilor și instrucțiunilor pentru utilizarea, manipularea, deteriorarea transportului (altele decât expedierea originală de către Moretti) sau neefectuarea întreținerii așa cum este indicat în manual. Componentele supuse uzurii nu sunt acoperite de această garanție dacă daunele sunt cauzate de utilizarea normală a produsului.

21.1 Garanție pentru bateriile reîncărcabile (dacă sunt furnizate)

Bateriile originale și de schimb sunt acoperite de o garanție de nouăzeci de zile pentru performanță și de o garanție de șase luni pentru defecte de fabricație sau conform prevederilor legale. Dacă bateriile încărcate complet sunt lăsate neutilizate mai mult de trei luni consecutive, garanția este automat invalidată. Dacă bateriile complet descărcate sunt lăsate neutilizate mai mult de trei zile consecutive, garanția este automat anulată.

22. REPARATII

22.1 Reparații în garanție

Dacă un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va conveni cu clientul dacă defectul este acoperit de garanție. Moretti, la discreția sa, poate înlocui sau repara articolul la un reseller Moretti specificat sau la sediul propriu. Costurile forței de muncă suportate pentru repararea produsului vor fi suportate de Moretti dacă stabilește că reparația este acoperită de garanție. Reparația și înlocuirea nu reînnoiesc perioada de garanție.

22.2 Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție

Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparație numai dacă este autorizat în prealabil de către serviciul pentru clienți Moretti. Costurile cu manopera și transportul suportate de reparații care nu sunt acoperite de garanție sunt suportate de client sau revanzator în întregime. Reparațiile la produsele care nu sunt acoperite de garanție sunt ele însele garantate timp de 6 (șase) luni din ziua recepției produsului reparat.

22.3 Produse nedefecte

Clientul va fi anunțat dacă Moretti concluzionează că produsul nu este defect după ce l-a primit și examinat. Produsul va fi returnat clientului pe cheltuiala acestuia.

23. PIESE DE SCHIMB

Piesele de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 (șase) luni din ziua livrării.

24. CLAUZA DE NERESPONSABILITATE

Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel în această garanție și în limitele legii, Moretti nu face nicio declarație, garanție sau condiție, expresă sau implicită, inclusiv orice declarație viitoare, garanție sau condiție de vânzare, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare și neingerență. . Moretti nu garantează că utilizarea produsului său va fi neîntreruptă și fără probleme. Durata oricărei garanții implicite în condițiile legii este limitată la perioada de garanție, în limitele legii. Anumite state și țări nu permit limitări ale duratei unei garanții implicite sau excluderea limitării daunelor accidentale sau indirecte în legătură cu produsele de consum. În statele și țările menționate, este posibil ca anumite excluderi și limitări ale acestei garanții să nu se aplice utilizatorului. Această garanție este supusă modificărilor fără notificare.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produs _____

Data achiziției _____

Revânzător _____

Strada _____ Oraș _____

Vândut către _____

Strada _____ Oraș _____



**Chien Ti Enterprise Co., Ltd, NR. 18,
Lane 277, Fu Ying Rd., districtul Hsin Chuan, orașul New Taipei Taiwan**



**EUROPEAN EMERGO Prinsessegracht 20, 2514 AP,
Haga, Olanda**

Distribuit de: MORETTI SPA Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11 - www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FĂCUT ÎN TAIWAN



RUEDAS ELECTRICAS SILLA DE 6 RUEDAS „FECIOARĂ”

MANUAL DE INSTRUCIUNI

INDEX

1. CÓDIGO.....	PAGINA 3
2. INTRODUCERE.....	PAGINA 3
3. SCOP.....	PAGINA 3
4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE	PAGINA 3
6. PUBLICITATE GENERALE DESPRE INTERFERENȚELE ELECTROMAGNETICE	PAGINA 4
7. SIMBOLULE	PAGINA 5
8. SECURITATE	PAGINA 5
9. PUBLICITATE DE UTILIZARE	PAGINA 6
9.1 Informații generale	pag 6
9.2 Modificări	pag 7
9.3 Înainte de fiecare utilizare	pag 7
9.4 Limitări de greutate	pag 7
9.5 Umflarea anvelopelor.....	pag 7
9.6 Temperatura	pag 7
10. DESCRIERE GENERALĂ.....	PAGINA 8
10.1 Vedere frontală cu descrierea pieselor	pag 8
10.2 Vedere din spate cu descrierea pieselor.....	pagina 8
11. COMPONENTE	PAGINA 9
12. INSTRUCȚIUNI DE MONTARE.....	PAGINA 9
12.1 Asamblare.....	pag 9
12.2 Reglarea confortului	pag 11
12.3 Utilizarea mânerelor.....	pag 13
12.4 Demontarea scaunului roții	pag 13
13. UTILIZAREA SILEI ELECTRICE RUEDAS.....	PAGINA 15
14. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ	PAGINA 15
15. PRECAUȚII GENERALE	PAGINA 16
16. REÎNCĂRCAREA SILLA DE RUEDAS	PAGINA 17
17. INSTALAREA ȘI UTILIZAREA JOYSTICK-ULUI.....	PAGINA 18
17.1 Incendiu/apagado.....	pag 18
17.2 Oprire de urgență.....	pag 18
17.3 Indicații despre modul de inhibare a funcționării	pag 19
17.4 OONAPU.....	pag 19
17.5 Joystick-ul.....	pag 19
17.6 Controlul vitezei maxime.....	pag 19
17.7 Bocina	pag 20
17.8 Medic de marfă	pag 20
17.9 Funcționare normală	pag 20
17.10 Avertizare de înaltă tensiune	pag 20
17.11 Avertizare de tensiune scăzută.....	pag 20
17.12 Tensiunea de întrerupere	pag 20
17.13 Indicator de stare.....	pag 21
17.14 Conectorul pentru încărcător XLR.....	pag 21
17.15 Conectorul magistralei de comunicații LiNX.....	pag 21
18. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	PAGINA 21
18.1 Întreținere anuală	pag 21
18.2 Întreținere obișnuită.....	pag 22
18.3 Curățare și dezinfecție.....	pag 22
19. CONDIȚII DE ELIMINAREA	PAGINA 22
19.1 Condiții generale de eliminare	pag 22
19.2 Avertismente pentru eliminarea corectă a următorului produs directiva europeană 2012/19/UE:	pag
22 19.3 Tratarea bateriilor uzate - (Directiva 2006/66/CE):	pag 23
20. CARACTERISTICI TEHNICE	PAGINA 23
20.1 Caracteristici tehnice	pag 23
20.2 Medidas	pag 23
21. GARANȚIE.....	PAGINA 24
22. REPARAȚII	PAGINA 24
22.1 Reparații în garanție	pag 24
22.2 Repararea unui produs neacoperit de garanție.....	pag 24
22.3 Produse nedefecte	pag 24
23. REPUESTOS.....	PAGINA 24
24. CLÁUSULAS EXONERATIVAS	PAGINA 25



Produs de îngrijire medicală elegant
I REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 despre produsele de îngrijire a sănătății

1. CÓDIGO

HS-2850 Scaun electric cu 6 direcții „Virgo”(Ref. Moretti CS930)

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales o placă electrică cu roți din linie **ARDEA MOBILITATE** fabricat de Moretti. Mesele electrice de drum Moretti au fost concepute și fabricate pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră, cu o utilizare practică, corectă și sigură. Acest manual de instrucțiuni conține câteva sugestii care vă vor permite să utilizați corect echipamentul pe care l-ați auzit. a ales, precum și sfaturi prețioase pentru siguranța dumneavoastră. Este recomandat să citiți cu atenție manualul complet înainte de a utiliza panoul electric pentru roți. În caz de îndoială, contactați distribuitorul, care vă va putea oferi ajutor și sfaturi.

Nota: Asigurați-vă că niciuna dintre părțile scaunului roții nu a suferit nicio deteriorare în timpul transport. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.

3. SCOP

Scaunul electric cu roata este destinat persoanelor cu dificultati motorii.



- Este interzisă utilizarea produsului în alte scopuri decât cele definite în acest manual
- Placa electrică pentru roată trebuie folosită de persoane care mențin o stare psihofizică intactă și nu sunt afectate de droguri sau alcool.
- Moretti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune rezultate din utilizarea incorectă a produsului sau altfel decât este indicat în acest manual
- Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări produsului din acest manual fără notificare prealabilă, cu intenția de îmbunătățire.

4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. declară sub responsabilitate exclusivă că produsele fabricate și introduse pe piață de aceeași CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. și care fac parte din familia PRAVURI ELECTRICE RUEDAS sunt conforme cu prevederile regulamentului 2017/745 privind PRODUSELE DE SANATATE din 5 aprilie 2017.

Para ello, CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. garantează și declară pe propria răspundere următoarele puncte:

1. Produsele enumerate respectă cerințele generale de siguranță și performanță stabilite prin Anexa I și Anexa IV din Regulamentul 2017/745.
2. Produsele enumerate NU SUNT INSTRUMENTE MEDICALE.
3. Produsele enumerate NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚILOR CLINICE.
4. Produsele în cauză sunt comercializate în prezentare NO ESTÉRIL.
5. Produsele enumerate trebuie să fie considerate clasa I în conformitate cu reglementările din Anexa VIII a aceluiași regulament.
6. CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. menține și pune la dispoziția Autorităților competente, timp de 10 ani de la data fabricării ultimului lot, documentația tehnică care asigură respectarea regulamentului 2017/745.

Nota: Codurile complete ale produsului, codul de înregistrare al producătorului (SRN), codul de bază UDI-DI și orice referințe la standardele utilizate apar în Declarația de conformitate UE a CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. emite și îl face disponibil prin propriile canale.

5. PUBLICITATE GENERALE



ATENȚIE!

Acordați întotdeauna o atenție deosebită prezenței mișcărilor care vă pot prinde mâna și ar putea cauza vătămări corporale.

- Pentru utilizarea corectă a produsului, citiți cu atenție acest manual.
- Pentru utilizarea corectă a produsului, consultați medicul sau terapeutul.
- Păstrați produsul ambalat ușor de orice căldură, deoarece ambalajul este din carton.
- Durata de viață utilă a produsului depinde de uzura pieselor nereparabile sau înlocuibile.
- Acordați atenție mai ales dacă aveți copii prezenți.
- Greutate maximă utilizator: 136 kg.
- Clasificare: clasa B (EN 12184).
- Produsul nu este indicat persoanelor nevăzute.
- Produsul nu poate fi utilizat de copii sub 12 ani.
- Scaunul electric cu roată nu este proiectat pentru a fi utilizat în exterior într-un autovehicul.
- Utilizatorul sau pacientul trebuie să raporteze producătorului și autorității competente din țara în care se află orice incident grav care apare în legătură cu produsul.

6. PUBLICITATE GENERALE DESPRE INTERFERENȚELE ELECTROMAGNETICE Dezvoltarea rapidă a electronicii, mai ales în domeniul comunicațiilor, a saturat mediul nostru cu unde radio electromagnetice (EM) emise de semnale de televiziune, radio și comunicații. Undele EM sunt invizibile și puterea lor crește odată cu o apropiere mai aproape de sursă. Toți conductorii electrici acționează ca antene pentru semnalele EM și, într-un mod diferit, semnele rutiere și scuterele electrice pot fi afectate de interferența electromagnetică (EMI).

Interferența poate provoca mișcarea accidentală și controlul neregulat al vehiculului.

Energia electromagnetică emisă de surse precum:

- posturi de radio;
- posturi de televiziune;
- posturi de radio;
- alarme tiendă;
- Telefoanele mobile și telefoanele fără fir pot interfera cu prizele electrice pentru roți și cu trotinetele electrice.

Interferența poate cauza eliberarea frânei electromagnetice, mișcarea nedorită a dispozitivului și mișcarea nedorită într-o direcție. În plus, puteți deteriora permanent controlul electronic al dispozitivului. În mediul zilnic există un anumit număr de surse electromagnetice relativ intense.

Intensitatea energiei EM poate fi măsurată în volți pe metru (V/m). Cablul electric este dotat cu protecție dovedită împotriva interferențelor electromagnetice și certificat în conformitate cu cerințele internaționale actuale, de o anumită intensitate. Acesta se numește „nivel de imunitate”. Cu cât este mai mare nivelul de imunitate, cu atât este mai mare protecția. Tehnologia actuală poate asigura cel puțin 20 V/m din nivelul de imunitate, ceea ce asigură o protecție utilă împotriva surselor EMI obișnuite. Totuși, să considerăm că urmând următoarele măsuri de precauție, riscul poate fi redus și mai mult.

- Când sistemul electric este pornit, evitați utilizarea radiourilor portabile și radio-urilor CB și evitați să porniți echipamentele de comunicații personale, cum ar fi telefoanele mobile și altele.
- Evitați să căutați sisteme puternice de transmisie radio sau TV.

- C) Dacă există o mișcare neintenționată a scaunului roții electrice sau o eliberare neintenționată a frânelor, opriți întrerupătorul și nu este posibil să faceți acest lucru în condiții de siguranță.
- D) Adăugarea de accesorii sau componente electrice sau modificarea motorului scaunului electric al roții poate favoriza interferența electromagnetică și îngreuna utilizarea. În plus, garanția produsului își poate pierde valabilitatea.
- E) În orice caz, raportați distribuitorului sau CHIEN TI ENTERPRICE CO., LTD. orice mișcare involuntară a vehiculului; notează-l în acest manual și reține că în apropiere există o sursă de unde electromagnetice.

7. SIMBOLULE

	Cod produs
	Identificarea unică a produselor
	Număr de serie
	marcat CE
	Fabricator
	Reprezentant european autorizat
	Lote de producție
	Citiți manualul de instrucțiuni
	Produs de îngrijire a sănătății
	Condiții pentru eliminare
	Atenție
	Data producției
	Îndepărtarea produsului conform directivei CE/19/2012
	Parte aplicată de tip B

8. SECURITATE

- Folosiți întotdeauna centura de siguranță și păstrați-vă picioarele întotdeauna fixate pe picioare.
 - Nu utilizați încărcătorul electric din cauza influenței alcoolului.
 - Nu sau utilizați emițătoare electronice radio, cum ar fi walkie-talkie sau telefoane mobile.
 - Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere în timp ce conduceți sistemul electric.
- Evitați curbele strânse și frânările bruște atunci când conduceți roata electrică.
- Nu introduceți roata electrică în trafic.
 - Nu încercați să atașați cabluri mai sus decât cele indicate în specificațiile tehnice.
 - Nu lăsați mâinile sau picioarele să atingă scaunul electric în timpul conducerii.
 - Nu conduceți roata electrică pe poteci alunecoase sau când ninge.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu bateria pornită.



Nu folosiți roata fără să citiți și să înțelegeți pe deplin acest manual.

9. PUBLICITATE DE UTILIZARE

9.1 Informații generale

1. Nu utilizați scaunul de drum electric pe drumul public. Rețineți că sistemul rutier electric poate fi greu de evitat în trafic. Folosește întotdeauna șuruburi peatonali. Respectați toate regulile de circulație. Așteptați până când strada este liberă, așa că procedați cu cea mai mare precauție.
2. Înainte de a suferi deteriorarea scaunului electric pe roată, verificați dacă acesta este încărcat și dacă încărcătorul de baterie a fost deconectat, pentru a evita rănirea și vătămarea dumneavoastră.
3. Verificați dacă roțile motoare sunt în modul automat înainte de a conduce. Nu porniți roata electrică când sunteți încă în mișcare: se va opri într-un mod foarte brusc.
4. Nu utilizați acest produs sau orice alt accesoriu opțional disponibil fără să citiți și să înțelegeți pe deplin acest manual. În cazul în care aveți îndoieli cu privire la avertismente, precauții și instrucțiuni, contactați vânzătorul sau furnizorul de servicii medicale înainte de a încerca să utilizați dispozitivul; în caz contrar, pot apărea răni sau daune.
5. Există situații, cum ar fi, de exemplu, afecțiunile de sănătate, în care utilizatorul scaunului electric cu roată trebuie să practice practica cu utilizarea acestuia în prezența unui asistent calificat, care poate fi un membru al familiei sau o persoană profesionistă special instruită pentru te ajuta în ea și în utilizarea zilnică a roții electrice.
6. Evitați îndepărtarea sau deplasarea scaunului electric al oricăreia dintre părțile sale detașabile, inclusiv brațele, spatele sau carenele. Acest lucru poate cauza vătămări corporale și deteriorarea dispozitivului.
7. Evitați utilizarea plăcii electrice pentru roți în afara limitelor indicate în acest manual.
8. Nu vă simțiți pe scaunul roților electrice în timp ce vă aflați în interiorul unui vehicul în mișcare.
9. Țineți mâinile departe de roți (anvelope) când acționați scaunul electric pe roți. Atenție: manerele mari se pot agata pe strazi.
10. Consultați-vă medicul dacă luați medicamente sau dacă aveți limitări fizice specifice. Anumite medicamente și limitări fizice vă pot afecta capacitatea de a utiliza sistemul electric în siguranță.
11. Verificați întotdeauna dacă maneta de blocare a străzii este activată sau dezactivată.
12. Nu părăsiți roțile anti-întoarcere ale plăcii electrice pentru roți.
13. Contactul cu aparatele electrice poate provoca descărcări electrice; Nu conectați un prelungitor electric la convertorul AC/DC sau la încărcătorul de baterie.
14. Chiar dacă scaunul electric pentru roată poate depăși pante de până la 6%/12%, cel mai bine este să evitați utilizarea lui pe pante mai mari de 6° (12%) și să acordați o atenție deosebită când viraj pe o pantă.
15. Nu suferi pante mai mari decât limita scaunului de drum electric.
16. Evitați să conduceți pe scări, denivelări și alte obstacole. Placa electrică a roții poate fi apropiată sau plată.
17. Reduceți întotdeauna viteza și mențineți un centru de greutate stabil în curbele ascuțite. Nu utilizați puterea maximă pe curbele închise.
18. Utilizarea adaptorului electric de drum pe ploaie, zăpadă sau ceață și pe suprafețe afanate sau alunecare poate avea un efect negativ asupra sistemului electric.
19. Nu simțiți peste roata electrică în interiorul unui lift sau lift. Scaunul electric cu roți nu este proiectat pentru această utilizare. Daunele și vătămările rezultate din utilizarea necorespunzătoare nu vor fi responsabilitatea producătorului.

9.2 Modificări

Seile electrice de drum din linia ARDEA MOBILITY produse de Moretti au fost proiectate și fabricate pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră, cu o utilizare practică, corectă și sigură. Nu modificați, adăugați, îndepărtați sau dezactivați nicio parte sau funcție a sistemului electric în niciun caz. Pot apărea vătămări corporale și daune materiale sau la sistemul electric.

1. Modificarea parametrului de control trebuie efectuată numai de către tehnicieni autorizați din motive de siguranță.
2. Se recomandă să efectuați o verificare de siguranță înainte de fiecare utilizare a dispozitivului pentru a vă asigura că sistemul electric funcționează în siguranță.

9.3 Înainte de fiecare utilizare

1. Verificați dacă presiunea de umflare a anvelopelor este corectă.
2. Verificați toate conexiunile electrice și asigurați-vă că sunt corecte și nu sunt corodate.
3. Verificați toate conexiunile cablurilor și asigurați-vă că sunt conectate corect.
4. Verificați frânele.

9.4 Limitări de greutate

1. Consultați datele privind capacitatea maximă din tabelul cu specificații tehnice din acest manual sau din eticheta aplicată dispozitivului. Puterea scaunului cu roata electric este evaluată în funcție de capacitatea acestuia.
2. Respectați limitele de greutate indicate pentru scaunul electric. Depășirea capacității maxime este garantată fără efect. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru vătămările personale sau daune materiale cauzate de depășirea capacității maxime.
3. Nu transportați pasageri pe scaunul electric: schimbarea centrului de greutate poate provoca răscuciri sau accidente.

9.5 Umflarea anvelopelor

1. Dacă roata electrică este pneumatică, este necesar să se verifice presiunea aerului cel puțin o dată pe săptămână.
2. Presiunea corectă de umflare prelungeste durata de viață a anvelopelor și garantează o mai bună funcționare în timpul conducerii.
3. Nu umflați anvelopele prea puțin sau excesiv. Este extrem de important ca presiunea în anvelope să fie menținută în orice moment la 30-25 psi (2-2,4 bar).
4. O sursă de aer nereglementată se poate umfla excesiv și poate provoca explozia anvelopelor.

9.6 Temperatura

1. Unele părți ale plăcii electrice ale roții pot fi afectate de schimbările de temperatură. Controlerul poate funcționa doar la o temperatură între -8 °C și 50 °C.
2. La temperaturi foarte scăzute, bateriile pot îngheța și suportul electric al roții poate să nu funcționeze. La temperaturi foarte ridicate, placa electrică a roții poate funcționa la viteze mai mici datorită unei caracteristici de siguranță a controlerului care previne deteriorarea motorului și a altor componente electrice.
3. Dacă este expusă la apă, partea electrică poate suferi deteriorarea componentelor electronice sau mecanice. Apa poate provoca defecte ale funcțiilor electronice și poate provoca coroziunea prematură a componentelor electrice și a bastidorului.

10. DESCRIERE GENERALĂ

HS-2850 Priză electrică cu 6 căi „Virgo” (Ref. Morett)

10.1 Vedere frontală cu descrierea pieselor

A - Scaun căptușit cu suporturi reglabile pe înălțime B - Nivel

înalt și, de asemenea, brațe reglabile

C - Joystick de control al scaunului D - Buton de

reglare a suportului joystick-ului E - Placă

rabatabilă reglabilă pe înălțime

F - Centura abdominală

G - Știfturi bloc motor (roți libere)



10.2 Vedere din spate cu descrierea pieselor A -

Bolsillo a trecut de restul

B - Butoane de reglare a brațelor C - Reflectori

transparente



11. COMPONENTE

Asamblarea inițială a plăcii electrice pentru roți Moretti este de obicei efectuată de vânzător. En aproximadamente las partes indicadas

la cu



(fig.1)

1. Placă electrică pentru roți
2. Asiento
3. Brazos (derecho și izquierdo)
4. Joystick cu suport

12. INSTRUCȚIUNI DE ENSAMBLAJE

12.1 Asamblare

1. Așezați scaunul peste marginea drumului.
2. Scoateți placa de eliberare a spatelui astfel încât să fie introdusă complet în suportul scaunului roții

3. Deschideți mânerul de deschidere a ușii

4. Instalați brațele în interiorul tuburilor de sprijin situate în partea dreaptă și stângă a spatelui și deschideți butoanele de blocare



5. Introduceți suportul joystick-ului în suportul de pe braț și deschideți butonul odată reglat la adâncimea degetului, după cum este necesar



6. Conectați cablul electric la joystick și atașați-l la braț cu lăgăuțas metalice



Nota Lungimea cablului permite scaunului să se rotească pe ambele părți

7. Părăsiți carenul față și carenul făcând 3 ture la presiune, ținându-le cu o prindere cu vârf fin.



8. Scoateți carenul din exterior și lăsați-l să ajungă



9. Conectați cei doi conectori electrici ai bateriilor



10. Așezați carenele pentru a fixa compartimentul bateriei

12.2 Reglarea confortului

Înainte de a începe să utilizați panoul electric cu roți **ARDEA MOBILITATE** fabricat de Moretti, respectați toate reglementările următoare pentru a obține o poziție confortabilă și adecvată de conducere și ședere pentru utilizator.

1. Poziția joystick-ului de comandă
2. Chiar și brațele
3. Înclinarea brațelor
4. Înălțimi de reposesacabezas
5. Înclinarea umărului
6. Rotirea asiento
7. Înălțimea estribului

1. Poziția joystick-ului de comandă

1. Deșurubați butonul indicat în figură
2. Reglați poziția suportului joystick-ului pe lateral
3. Deschideți butonul



Nota În timpul ajustării, acordați atenție cablului electric pentru a-l ajuta să se deconecteze

2. Chiar și brațele

1. Deșurubați butonul indicat în figură
2. Sold de sprijin obișnuit pentru braț
3. Deschideți butonul



3. Înclinarea brațelor

1. Ridică brațul
2. Deșurubați partea de blocare a strungului de braț superior și reglați strungul la înălțimea corectă
3. Deschideți ușa încuietorului
4. Așezați brațul



4. Înălțimi de reposacabezas

1. Țineți placa apăsată în timpul reglajului
2. Odată realizată reglarea corectă, se atinge doar temperatura



5. Înclinarea umărului

1. Înlocuiți placa de pe spate
2. Deșurubați partea de blocare a strungului capacului din spate
3. Reglați lungimea strungului superior și blocați-l cu zăvorul; această operațiune trebuie efectuată pe ambele părți.



6. Rotirea asiento

1. Ridicați banca prezentată în figură
2. Rotiți scaunul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic
3. Deschideți banca o dată în poziția dorită



Nota Nu întoarceți spatele la mai mult de 90°, pentru a preveni plasticarea și deformarea cablului electric

7. Înălțimea estribului

1. Deșurubați și scoateți cele două știfturi ale benzii indicate în figură
2. Reglați înălțimea benzilor după cum este necesar
3. Introduceți strungurile și deschideți-le bine



Nota Dacă este necesar, banda poate fi închisă în poziție verticală

12.3 Utilizarea mânerelor

1. Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni joystick-ul: LED-urile indicatorului de stare de încărcare a bateriei sunt aprinse
2. Reglați viteza maximă a roții cu ajutorul curelelor: Tortuga pentru a reduce viteza și Liebre pentru a o crește
3. Apăsăți lama vasului atunci când considerați necesar

Nota Nu abuzați de gură. Respectați legile privind modificarea ordinii publice

4. Folosiți joystick-ul pentru a deplasa roata în direcția dorită

12.4 Demontarea scaunului roții

1. Deconectați conectorul electric al joystick-ului



2. Scoateți cablul de la cele 3 suporturi de braț




3. Înlocuiți placa de pe spate
4. Scoateți pârghia de deblocare a ușii și scoateți-o până ajunge




5. Părăsiți carenul față și carenul la 3 ture la presiune, ajutând cu o prindere fină a vârfului



6. Scoateți carenul din exterior și lăsați-l să ajungă



7. Deconectați cei doi conectori ai bateriei



8. Deschideți cureaua velcro de pe suportul bateriei



9. Scoateți cele două baterii



13. UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRIC RUEDAS

- Verificați funcționarea corectă a bateriilor; Dacă este necesar, reîncărcați-le
- Verificați asamblarea corectă și stabilă a tuturor pieselor tabloului electric
- Verificați gradul de epuizare și funcționarea pieselor pentru a garanta utilizarea în siguranță a produsului; în special, verificați starea de uzură, eventualele deteriorări și valoarea presiunii anvelopelor față și spate

14. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE SIGUR

Înainte de a vă simți pe drum, verificați:

- Acesta este plătit (OFF)
- Poziția corectă a brațelor și coastelor
- Încărcătorul este deconectat de la bancheta din spate și de la sursa electrică roșie

Încă o dată, verificați dacă toate reglementările sunt corecte pentru a garanta o conducere sigură și confortabilă. În special, poziția joystick-ului ar trebui să prevină solicitarea excesivă a mâinii în timpul funcționării.

Pentru brand:

- Selectați LOW speed
- Apăsăți comutatorul ON
- Așteptați 2 secunde pentru a preveni accidentele accidentale
- Împingeți ușor joystick-ul pentru a merge înainte. Cu cât apăsați mai mult joystick-ul, cu atât șa va avansa mai repede. Pentru a-l ține, lăsați joystick-ul să revină în poziția centrală (verticală).
- Pentru a întoarce partea stângă înapoi, împingeți ușor joystick-ul în direcția dorită
- Trageți joystick-ul înapoi pentru a vă deplasa înapoi



ATENȚIE!
ÎN CAZ DE URGENȚĂ, ELIBRAȚI JOYSTICK: SISTEMUL RUEDAS SE VA DETAȘA
AUTOMAT

CONDUCCIÓN EN SUBIDA

Standardele internaționale stabilesc nivelul maxim de siguranță pentru conducerea unei biciclete pe trasee dificile. Această valoare este de 6° - 10%. Scaunul electric cu roți Moretti poate depăși pante de până la 6° - 10%. În cazul în care urcați panta maximă, poate fi necesară o viteză mai mare: apăsați butonul „viteză” pentru a crește viteza. Se recomandă atenție maximă la depășirea pantelor pronunțate.

CONDUCCIÓN EN BAJADA

Pentru a avansa încet pe pante abrupte, apăsați butonul „viteză” pentru a reduce viteza. Acest lucru permite un control mai bun al conducerii. Scaunul roții nu accelerează singur, datorită sistemului de frânare automată, care se activează atunci când încercați să creșteți viteza. În general, pe cursele în pantă se recomandă menținerea unui comportament liniar, fără schimbări bruște de direcție și fără a ține scaunul roților în sus pe pantă, depășind limita de siguranță.

SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS

Înfruntă obstacolele încet și frontal, și nu din lateral. Este posibil să depășești cu ușurință obstacole de până la 4 cm. Nu vă confrunțați cu obstacole mai mari de 4 cm.

DESPLAZAMIENTO

Este necesar să scoateți suportul roții electrice, porniți controlerul prin apăsarea comutatorului ON/OFF, puneți plăcile de deblocare a motorului în N (NEUTRAL), scoateți suportul roții electrice într-o poziție sigură și întoarceți pentru a pune suportul roții electrice. pentru a debloca motorul în D (DRIVE).

15. PRECAUȚII GENERALE

- Scaunul electric cu roată trebuie utilizat de o singură persoană odată
- Greutatea maximă admisă este de 136 kg
- Folosiți întotdeauna centura de siguranță furnizată standard cu centura de siguranță electrică
- Înainte de a da jos scaunul electric cu roată, verificați dacă este conectat la priză și dacă încărcătorul de baterie este deconectat
- Comportați-vă întotdeauna cu atenție și cu picioarele bine sprijinite peste încordări; atenție la faptul ca nu mai sunt alte persoane in zona prin care treceti
- Ori de câte ori este posibil, folosiți întotdeauna șervețele peatonale. Acordați o atenție deosebită când navigați pe străzi
- Dacă scaunul electric cu roată poate depăși pante de până la 6°/10%, cel mai bine este să evitați utilizarea lui pe pante mai mari de 6° (10%) și să acordați o atenție deosebită când virați pe o pantă.
- Nu utilizați puterea maximă pe curbele închise
- Înainte de a conduce roata electrică, asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate în cea mai confortabilă poziție de conducere
- Nu conduceți roata electrică dacă drumurile seara sunt deteriorate sau au fost demontate
- Moderați-vă viteza când conduceți înapoi, cu viteză mică, pe teren neregulat și când virați
- În treapta joasă, nu așezați niciodată motoarele pe scaunul roții electrice în „N” (NEUTR)
- Respectați întotdeauna regulile de circulație pe drumul public
- Se recomandă a nu folosi suportul electric de roata pe teren moale sau umed; garanția nu acoperă daunele cauzate de apă

16. RECARGA DE LA SILLA DE RUEDAS

Placa electrică pentru roți folosește două baterii reîncărcabile de 12V/36Ah și un încărcător de baterii de 25V/5A. Bateriile trebuie reîncărcate înainte de a utiliza suportul de roată pentru prima dată și apoi trebuie reîncărcate după o utilizare prelungită. Asigurați-vă că scaunul roții este cuplat și maneta de eliberare a motorului este în poziția D (DRIVE). Verificați întotdeauna indicatorul de încărcare a bateriei de pe panoul de control și verificați numărul de LED-uri aprinse. Se recomandă reîncărcarea când LED-urile aprinse sunt toate roșii.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în slotul de încărcare situat în partea de jos a controlerului
2. Verificați dacă selectorul de curent este la 220V (sau la tensiunea nominală disponibilă). Introduceți cablul de alimentare al încărcătorului într-un ștecher roșu și porniți încărcătorul punând comutatorul pe ON.

NOTA-Nu așezați încărcătorul într-un loc unde pot exista riscuri de incendiu

3. Încărcătorul este echipat cu două lumini de control:
 - O lumină roșie care indică faptul că încărcătorul funcționează
 - O lumină de culoare chihlimbar care devine verde când bateria este plină
4. Înainte de a deconecta sursa de alimentare, așteptați până când ledul devine verde
5. Odată ce becul este verde, conectați încărcătorul și deconectați cablul de la priza electrică și de la sursa de alimentare roșie
6. Dacă ledul încărcătorului devine verde pentru mai mult de 40 de minute, aceasta indică o defecțiune

Efectuați următoarele controale

- Cablurile încărcătorului sunt conectate corect
- Siguranța funcționează
- Placa electrică pentru roți este încărcată
- Dacă toate aceste verificări dau rezultate corecte, contactați vânzătorul

NOTA-Timpul necesar pentru o încărcare completă poate varia în funcție de nivelul de încărcare la începutul procesului de încărcare. Bateriile nu sunt deteriorate chiar dacă sunt încărcate cu mai mult decât este necesar. În toate cazurile, bateriile nu vor fi supraîncărcate.

Înregistrați aceste reglementări:

- Încărcați complet bateriile cel puțin o dată pe lună sau cu o frecvență mai mare dacă sunt utilizate în mod regulat. Încărcați bateriile după toate călătoriile peste 3 km
- Dacă bateria nu va fi folosită timp de o lună sau mai mult, asigurați-vă că lăsați bateriile complet neîncărcate; când doriți să utilizați scaunul pe roată, încărcați complet bateriile înainte de utilizare
- Bateriile și suportul electric de roată vor oferi performanțe mai bune odată ce suportul de roată a fost folosit și bateriile au fost reîncărcate de mai mult de 10 ori
- Durata maximă a unei încărcări complete a bateriei este de 10 ore. Dacă după acest timp ledul încărcător nu devine verde, contactați vânzătorul pentru a verifica încărcătorul.
- Încărcătorul poate fi ușor răcit în timpul utilizării și este echipat cu un sistem de ventilație intern
Nu obturați grila de ventilație.

Pentru siguranță, urmați aceste reguli:

1. Nu utilizați încărcătorul dacă cablul de alimentare primar este deteriorat.
2. Nu utilizați extensii pe sursa de alimentare primară pentru a alimenta încărcătorul. Acest lucru ar putea provoca un incendiu sau o descărcare electrică

Dacă este necesar să înlocuiți bateriile, contactați vânzătorul pentru a afla cum să înlocuiți bateriile. Se recomandă să efectuați înlocuirea cu grijă și să nu îndepărtați bateriile uzate sau deteriorate din mediu. Bateriile înlocuite trebuie aruncate prin centre de reciclare autorizate și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

17. INSTALAREA ȘI UTILIZAREA JOYSTICK-ULUI

1. Citiți complet instrucțiunile.
2. Instalați toate piesele electrice (motoare, frâne de parcare, baterii, modul de alimentare, telecomandă) pe scaunul vehiculului.
3. Nu conectați niciun cablu înainte de a finaliza instalarea tuturor pieselor electrice.
4. Conectați modulul de alimentare a sistemului LiNX LE la motoare, frâne de parcare și telecomandă.
5. Conectați modulul de alimentare a sistemului LiNX LE la baterii. **Notă: nu intrați deloc pe marginea drumului.**

ATENȚIE!



Nu conectați borna pozitivă (B+) a bateriei la modulul de alimentare al sistemului LiNX până când firele nu sunt complet conectate și listate pentru test.

6. Scoateți suprafața drumului de pe sol și verificați cu atenție instalarea.
7. Programați sistemul în funcție de cerințele utilizatorului și ale scaunului.
8. Testați sistemul în prealabil pentru a verifica funcționarea și securitatea.

17.1 Incendiu/incendiu

Nota: În cazul pierderii controlului scaunului pe roată, utilizatorul poate pulsa întrerupătorul de incendiu al telecomenzii pentru a efectua O OPRIRE DE URGENȚĂ.

Pentru a aprinde sistemul LiNX LE, apăsați comutatorul de aprindere. Placa de foc permite singura acțiune utilizator care poate activa sistemul.

Dacă sistemul este în flăcări, indicatorul de stare va apărea cu o serie de clipiri roșii (vezi secțiunea 3 Diagnosticare). Dacă funcționarea sistemului este împiedicată, indicatorul bateriei va porni fără cesar.



În cazul unei defecțiuni a sistemului atunci când este pornit, indicatorul de stare va semnala acest lucru cu o serie de clipiri roșii. Dacă defecțiunea împiedică sistemul să conducă, indicatorul bateriei va clipi continuu.

Pentru a porni sistemul, apăsați butonul de pornire; sistemul este activat în același mod ca și indicatorul de stare.

Placa de foc este folosită și pentru a desfășura o PARADA DE URGENȚĂ. Vezi secțiunea următoare.

17.2 Parada de urgență


Dacă utilizatorul trebuie să țină rapid scaunul drumului, placa de incendiu poate fi pulsată pentru a efectua O OPRIRE DE URGENȚĂ. Scaunul roților va fi eliberat rapid; viteza depinde de parametrul Decelerare de urgență.

17.3 Indicarea modului de inhibare a acțiunii

Modul de inhibare a conducerii este indicat de indicatorul de pe bateria con una secuencia derecha azquierda.

Secvența începe cu LED-ul verde de pe spate; celelalte LED-uri se vor aprinde și se vor aprinde unul câte unul. Secvența se termină cu LED-ul roșu mai mult în stânga și se aprinde din dreapta.

Secvența continuă până când eroarea dispare.



17.4 OONAPU

OONAPU ("Out Of Neutral At Power Up" Outside of neutral to fire) este o funcție de siguranță care previne mișcarea accidentală a plăcii de blocare în timpul incendiului și când placa de blocare se ridică din stadiul de inhibiție.

Dacă sistemul LiNX LE este pornit (sau trece în stadiul de inhibiție) în timp ce joystick-ul nu este în poziție centrală, va apărea o avertizare OONAPU. În timpul unei avertismente OONAPU, LED-urile indicatorului bateriei nu vor mai funcționa și bateria nu va funcționa. Dacă joystick-ul este ridicat în poziția centrală în cinci secunde, avertismentul dispare, iar volanul funcționează normal.

Dacă joystick-ul rămâne în poziția neutră mai mult de cinci secunde, produce o eroare OONAPU; eroarea este indicată de indicatorul de stare, care devine roșu, iar programa funcționează. Pentru a corecta eroarea, ridicați joystick-ul în poziția neutră și porniți unitatea.

17.5 Joystick-ul

Joystick-ul controlează direcția și viteza roții.

Când joystick-ul iese din poziția centrală, partea de roții se deplasează în direcția de mișcare a joystick-ului.

Viteza roții este proporțională cu flexia joystick-ului: cu cât deplasați mai departe joystick-ul din poziția centrală, cu atât viteza roții va fi mai mare.



17.6 Controlul vitezei maxime

Selectorul de viteză vă permite să limitați viteza maximă a drumului (adică viteza oystick este total greșit direcționat) de la focalizare cu preferințele dvs. și el

ambianta



Cadranul oferă 10 trepte discrete între cea mai mică viteză (întoarcerea la stânga) și cea mai mare (întoarcerea la dreapta).



În modul de înregistrare vizuală, există un simbol de viteză (afișat pe ecran) imediat sub selecția rapidă, pentru a indica pozițiile joase și înalte ale selecției rapide.

17.7 Bocina



Panoul de avertizare acustică este situat mai departe decât panoul de incendiu. Gura trebuie să rămână până când paharul este slăbit

17.8 Charge Medidor

Indicatorul bateriei are cinci LED-uri (1 x ROȘU, 2 x NEGRU, 2 x VERDE), situat mai departe de suportul sticlei de pe telecomandă. Numărul de LED-uri aprinse depinde de starea bateriei, după cum este indicat mai jos.

LED-urile indicatorului bateriei se aprind și pentru a cunoaște starea de încărcare.

Indicator baterie



17.9 Funcționare normală

Indicator baterie	Nivelul bateriei	Note
	Complet încărcat	Acest nivel depinde de parametrul Batt Gauge Maximum.
	Taxa necesara	
	Cazuri externe	Acest nivel depinde de parametrul Batt Gauge Maximum.

17.10 Avertizare de înaltă tensiune



O avertizare de înaltă tensiune este indicată de aprinderea tuturor LED-urilor și de strălucirea LED-urilor verzi. Acest lucru se întâmplă atunci când nivelul de tensiune al bateriei depășește punctul de referință de avertizare de înaltă tensiune.

17.11 Avertizare de tensiune scăzută



O avertizare de tensiune scăzută este indicată de lanterna LED din stânga. Acest lucru se întâmplă atunci când nivelul de tensiune al bateriei este mai mic decât valoarea de referință de avertizare de joasă tensiune.

pentru a încărca dispozitivul imediat.

17.12

pción



Când tensiunea bateriei este mai mică decât valoarea tensiunii de întrerupere a bateriei:

- LED-ul de amorsare (roșu) clipește pe indicatorul bateriei
- indicatorul de stare (în spatele plăcii de foc) indică un cod intermitent 2 sau 7

- gura joacă o dată la 10 secunde



17.13 Indic**etapă**

Indicatorul de stare este situat sub placa de foc. Când sistemul LiNX LE nu este pornit, indicatorul de stare este pornit.

Când sistemul LiNX LE este pornit și nu există erori în sistem, indicatorul de stare devine verde.

Dacă incendiul produce o avertizare în sistem, indicatorul de stare va deveni roșu. Numărul parpade indică tipul de eroare. Pentru coduri flash.

17.14 Conectorul pentru încărcător XLR

Conectorul de încărcare XLR, care se află pe partea din spate a telecomenzii, poate fi folosit pentru a conecta un încărcător de baterie sau un adaptor de alimentare LiNX.

17.15 Conectorul magistralei de comunicații LiNX**ATENȚIE!**

Asigurați-vă că încărcătorul de baterie utilizat cu vehiculul are o funcție de încărcare a bateriei conectată corect pentru a fi utilizat cu controlerul. Tensiunea maximă pe pinul de inhibare nu trebuie să depășească 3V dacă tensiunea bateriei trebuie reglată atunci când încărcătorul este conectat. În caz de îndoieli, întrebați dealer-ul sau producătorul vehiculului.

Conectorul de încărcare XLR de pe telecomandă trebuie să fie destinat exclusiv utilizării prevăzute. Garanția pilonului se aplică în cazul conexiunii la acesta pozitiv neautorizat.



Conectorul magistralei de comunicații LiNX este situat în partea frontală inferioară a telecomenzii. Busul de comunicații LiNX se conectează direct la acest modul și furnizează atât energie telecomenzii, cât și comunicare cu modulul de alimentare.

18. ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Produsele liniei ARDEA fabricate de Moretti care sunt introduse pe piața au fost atent controlate și prevazute cu marcajul CE. Pentru siguranța pacientului se recomandă verificarea adecvarii produsului la producător sau la un laborator autorizat pentru mai puțin de un an. În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

18.1 Întreținere anuală

Se recomandă efectuarea întreținerii complete într-un centru autorizat cel puțin o dată pe an. Acest lucru va asigura funcționarea corectă a scaunului roții și va evita complicațiile.

Serviciul anual de întreținere trebuie să includă:

- Controlul roților și anvelopelor
- Controlul bateriilor, cablurilor și conexiunilor electrice

- Controlați programul de operare a controlerului pentru a satisface nevoile utilizatorului
- Controlul general al bastidorului și al elementelor de asamblare, precum strunguri și știfturi
- Controlul îmbrăcămintei și tapițeriei

18.2 Întreținere obișnuită

- Curățați controlerul și joystick-ul
- Curățați baza și covorul, evitând depunerea oricărei murdărie reziduale
- Verificați dacă conexiunile electrice sunt corecte
- Păstrați toate rutele rămase libere
- Dacă este necesar, lubrificați ușor roțile și roțile la fiecare 3 luni
- Verificați anvelopele. Tensiunea benzii de tijă nu trebuie să fie mai mare de 1,5 mm
- Reîncărcați bateriile în mod regulat
- Verificați funcționarea corectă a joystick-ului și asigurați-vă că revenirea corectă în poziția centrală când este pornită. Dacă aveți îndoieli, contactați un centru de service autorizat
- Verificați partea inferioară a cablurilor de conectare pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate sau deteriorate. Dacă aveți îndoieli, contactați un centru de service autorizat

18.3 Curățare și dezinfecție

- NU scufundați produsul în apă din niciun motiv.
- Pentru a curăța produsul, utilizați numai o cârpă moale, cu atenție, pentru a evita deteriorarea controlerului.

Nota Pentru o dezinfecție mai precisă, utilizați o cantitate mică de detergent neutru și uscați cu atenție, evitând pătrunderea lichidului în interiorul aparatului.

- Evitați absolut utilizarea produselor acide, alcaline sau solvenți, cum ar fi acetona sau diluant



19. CONDIȚII DE ELIMINARE

19.1 Condiții generale de eliminare

Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile solide urbane. Pentru a arunca produsul, duceți-l pe o insulă ecologică municipală în vederea reciclării ulterioare a materialelor.

19.2 Informații pentru eliminarea corectă a produsului conform Directivei Europene 2012/19/UE:



La sfârșitul duratei tale de viață, produsul nu trebuie aruncat împreună cu desechos urban. Produsul trebuie livrat la centrele de recunoaștere selectivă desemnate de dealeri sau distribuitorilor care prestează acest serviciu. Eliminarea selectivă a produsului ne permite să evităm eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății, precum și recuperarea materialelor care îl compun pentru a obține o reducere importantă a energiei și a randamentelor. Pentru a scuti obligația de a arunca separat dispozitivele electromedicale, pe produs a fost plasat simbolul containerului.

19.3 Tratarea bateriilor uzate - (Directiva 2006/66/CE):



Acest simbol de pe produs indică faptul că bateriile nu trebuie considerate deșeuri obișnuite. Eliminarea corectă a bateriilor ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății, care ar putea fi cauzate de eliminarea lor necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Așezați bateriile uzate la punctele de reciclare indicate. Pentru mai multe informații despre eliminarea bateriilor uzate sau a produsului, contactați distribuitorul, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau locul de unde ați achiziționat aparatul.

20. CARACTERISTICI TEHNICE

20.1 Caracteristici tehnice

Asiento	50 cm
Ruedas	Traseras y delanteras macizas - Centrales neumáticas
Viteza maxima	6 km/h
Radio de viraje	62 cm
Cerință maximă de siguranță	al 6-lea
Panta maximă depășită aproximativă **	6°/10%
Escalón max.	40 mm
Autonomie*	20 km
Specificatiile bateriei	2x12V - 36Ah
Tip încărcător	5A
Controler electronic	Rechin
Motor	2x420W - 4900 rpm
Frână	Electromecanic
Urmărire	2 motoare pe strazile centrale

*** Autonomia panoului electric al roții variază în funcție de următorii factori:**

- Greutatea pacientului;
- Pendientes recorridas;
- Scoateți bateria.

**** Termenul de pantă aproximativă (pantă nominală) este definit în standardul EN 12184:2014.**

20.2 Medidas

Medie și greutate																
Medidas en cm															Capacitate MAX	
HS-2850 (Ref. Moretti CS930)	108	77	50	* 108 115	78	43	45	50	* 60 67	61	-	82	26	15	15	136

* Având în vedere reglarea înălțimii reposacabezas-urilor

21. GARANȚIE

Toate produsele Moretti sunt garantate timp de 2 ani de la data vânzării din cauza defectelor de fabricație sau de material, fără a aduce atingere eventualelor excluderi și limitări specifice privind continuarea. Garanția nu se aplică în cazul avariilor cauzate de o utilizare necorespunzătoare, abuz, modificări sau în cazul în care instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate.

Scopul corect al produsului este indicat în manualul de instrucțiuni. Moretti nu este responsabilă pentru daunele cauzate de instalarea sau utilizarea dispozitivului care nu respectă instrucțiunile din manualul de instalare, asamblare și utilizare. Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva daunelor sau defectelor în următoarele condiții: dezastră, operațiuni de întreținere sau reparații neautorizate, daune cauzate de alimentarea electrică (dacă acest lucru este prevăzut), folosirea pieselor nefurnizate de Moretti, nerespectarea instrucțiunilor. utilizare, modificări neautorizate, deteriorare în timpul transportului (diferit de transportul original Moretti), neîntreținere așa cum este indicat în manual. Vă rugăm să rețineți că utilizarea normală a produsului nu provoacă daune.

21.1 Garanția bateriilor reîncărcabile (dacă este prevăzut)

Bateriile originale și de renume sunt garantate timp de 90 (nouăzeci) de zile în ceea ce privește performanța și 6 (șase) luni în ceea ce privește defectele de fabricație, conform prevederilor legale. Dacă bateriile sunt încărcate complet și nu sunt folosite mai mult de trei luni consecutive, acestea sunt garantate fără efect. Dacă bateriile sunt complet epuizate și nu sunt folosite mai mult de trei zile consecutive, vă garantăm că vor fi eficiente.

22. REPARATII

22.1 Reparație garantată

Dacă un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti, la discreția sa, poate înlocui sau repara articolul garantat la indicația unui reseller Moretti specificat sau la sediul său. Costurile cu forța de muncă pentru repararea produsului pot fi responsabilitatea Moretti dacă se stabilește că reparația este acoperită de garanție. O reparație sau înlocuire nu rambursează sau extinde garanția.

22.2 Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție

Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparație numai cu autorizarea prealabilă a Serviciului Clienți Moretti. Costurile de predare a lucrării și de trimitere la o reparație care nu este inclusă în garanție vor fi în totalitate pe cheltuiala clientului sau a retailerului. Reparațiile produselor neacoperite de garanție sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data livrării produsului reparat.

22.3 Produse nedefecte

În timpul evaluării și testării unui produs returnat, Moretti va anunța clientul în cazul în care produsul se dovedește a fi defect. Produsul va fi returnat clientului și va fi returnat clientului.

23. REPUESTOS

Piese de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii înlocuirii.

24. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

În afară de specificul acestei garanții și în limitele legii, Moretti nu oferă nicio altă declarație, garanție sau condiție, expresă sau implicită, cu privire la aptitudinea pentru marketing, adecvarea pentru anumite scopuri, neîncălcarea și nicio intervenție. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti nu poate duce la întreruperi sau erori. Durata oricăror garanții implicite care pot fi contestate de reglementările legale este limitată la perioada de garanție conformă cu limitele legale. Unele state sau țări nu permit limitări ale duratei garanției implicite sau excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte în legătură cu produsele pentru consumatori. În anumite state și țări, este posibil ca anumite excluderi sau limitări ale acestei garanții să nu se aplice utilizatorului. Această garanție este supusă variațiilor fără notificare prealabilă.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produs _____

Cumpărați acum _____

Distribuitor _____

Calle _____ **Locație** _____

De vânzare către _____

Calle _____ **Locație** _____

ESPAÑOL



**Chien Ti Enterprise Co., Ltd, NR. 18,
Lane 277, Fu Ying Rd., districtul Hsin Chuan, orașul New Taipei Taiwan**



**EUROPEAN EMERGO Prinsessegracht 20, 2514 AP,
Haga, Olanda**

Distribuit de: MORETTI SPA Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11 - www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FĂCUT ÎN TAIWAN

MORETTIS.P.LA.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax

www.morettispa.com
info@morettispa.com