

UTILIZARE PREVONTATĂ:

O rampă pentru scaun cu roțile este un plan înclinat care este instalat pe lângă sau în locul scărilor. Ramele permit utilizatorilor de scaune cu roțile, precum și persoanelor care folosesc cărucioare, premergători sau alte produse pe roți, să acceseze mai ușor o clădire, o zonă cu trepte, vehicule cu roți sau să navigheze între zone de diferite înălțimi.

Poate fi folosit ca rampa de acces portabilă sau fixă în funcție de modelul pe care îl aveți.

ATENȚIE (!):

- Dacă apare o problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați dealerul dumneavoastră autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă
- MOBIK S.A. respinge orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIK SA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.

Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, avertismentele sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.

- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Păstrați acest formular pentru referințe viitoare.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrului și rănirea
- Nu încercați să ridicați produsul de nicio piesă de asamblare.
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut.
- Nu depășiți greutatea toleranței maxime de sarcină.
- Permiteți o singură persoană sau o persoană cu dizabilități să folosească rampa odată.
- Folosiți rampa foarte încet. Nu conduceți un scuter sau un scaun cu roțile electric la viteză maximă, deoarece acest lucru poate cauza daune și/sau vătămare.

ÎNAINTE FIECARE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există fisuri sau rupturi în cadrul.
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul autorizat și instruit
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și bine strânse.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea absolut sigură a produsului pentru persoane și obiecte.
- Asigurați-vă că rampa este deschisă și bine fixată înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că sarcina de pe rampă este aproximativ la jumătatea distanței dintre secțiunile din stânga și din dreapta. Nu vă aplecați peste margine în timpul utilizării.
- Rampa poate fi instalată permanent. Atașați rampa folosind cele două găuri de pe partea din față a rampei și elemente de fixare sau feronerie adecvate, care nu sunt incluse în pachet.
- Utilizați cea mai mică înclinație posibilă de urcare sau coborâre și nu depășiți înclinația recomandată de producătorul scaunului dumneavoastră cu roțile.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. acum nefolositor la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reutilizarea materialelor produsului dumneavoastră.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

Pentru a asigura o utilizare în siguranță și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și dezinfectie, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie să purtați mănuși.
2. Îndepărtați murdăria vizibilă înainte de a trece la o curățare mai amănunțită.
3. Utilizați apă sau detergent slab pentru procesul de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate provoca deteriorarea suprafeței de acoperire a produsului.
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
8. Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul este conceput pentru întreținere minimă. Cu toate acestea, verificați la fiecare șase luni de lubrifiere a pieselor mobile-mecanice, aceasta va asigura o durabilitate optimă.

MONTAJ:

NOTĂ: Ilustrațiile de asamblare sunt orientative pentru a face asamblarea mai ușoară și pot diferi de realitate. Produsul se livrează asamblat și gata de utilizare.

UTILIZARE PREVONTATĂ:

O rampă pentru scaun cu roțile este un plan înclinat instalat în plus sau în locul scărilor. Ramele permit utilizatorilor de scaune cu roțile, precum și persoanelor care împing cărucioare, ruloare, cărucioare sau alte produse pe roți, pentru un acces mai ușor la o clădire, la o zonă cu trepte, la vehicule cu roți sau la navigarea între zone de diferite înălțimi.

Poate fi folosit fie ca rampă de acces portabilă, fie fixă după modelul pe care îl aveți.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual
- MOBIK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă
- Există un ± 3%. Abatere pentru dimensiunile produselor.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați dealerul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza produsul, deoarece pot fi cauzate daune.
- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Salvați acest document pentru referințe ulterioare.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrului și rănirea.
- Nu încercați să ridicați produsul cu ajutorul niciunei părți detașabile.
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut.
- Nu depășiți limita de greutate a sarcinii de lucru sigure.
- Permiteți o singură persoană sau vehicul de mobilitate să folosească rampa de fiecare dată.
- Folosiți rampa doar foarte încet. Nu conduceți scuterul sau scaunul cu roțile electric la viteză maximă, deoarece acest lucru ar putea cauza daune și/sau răni.

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului. (Nu există fisuri sau fracturi în cadrul).
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați dealerul pentru instrucțiuni suplimentare. Verificați dacă produsul este asamblat corect și toate șuruburile sunt sigure și bine înșurubate.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte
- Asigurați-vă că rampa este pliată și poziționată în siguranță înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că sarcina de pe rampă este aproximativ centrală între secțiunile din stânga și din dreapta. Nu vă aplecați peste margine în timpul utilizării.
- Rampa poate fi instalată permanent. Atașați rampa folosind cele două găuri pregătite în partea din față a rampei și elemente de fixare adecvate, care nu sunt incluse în ambalaj.
- Utilizați cea mai mică înclinație posibilă de urcare sau coborâre și nu depășiți înclinația propusă de producătorul scaunului dumneavoastră cu roțile.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația simbolului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

**INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:**

Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă curățare.
3. Utilizați apă sau detergent ușor pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea suprafeței produsului
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor
8. Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul a fost proiectat pentru întreținere minimă? totuși, verificați la fiecare șase luni lubrifierea pieselor mobile și mecanice, acest lucru ar asigura o durată optimă.

ASAMBLARE:

NOTĂ: Ilustrațiile pentru asamblare sunt orientative pentru a ușura asamblarea. Pot fi diferențe față de realitate.

Produsul este asamblat și gata de utilizare.

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

0805401:

- 1) Deschidem partea principală a rampei astfel încât să fie dreaptă.
- 2) Aliniați partea laterală a rampei asigurându-vă că tăietura din această parte este în partea de jos a rampei. (partea de sus a rampei este unde sunt cele două găuri)
- 3,) Fixați secțiunile cadrului principal împreună folosind zăvorul de pe partea inferioară a rampei.
- 4) Repetați pașii 2 și 3 pentru cealaltă secțiune laterală.
- 5) Pentru a plia: Eliberați ambele zăvoare de sub rampă.
- 6) Scoateți ambele părți laterale. Acum puteți înfășura cadrul rampei principale.

0805401:

- 1) Întindeți secțiunea principală a rampei astfel încât să fie dreaptă.
- 2) Aliniați secțiunea laterală a rampei, asigurându-vă că decupajul de pe această secțiune este în partea de jos a rampei. (partea de sus a rampei este locul unde sunt găurite două găuri).
- 3) Blocați secțiunile cu cadrul principal împreună folosind zăvorul de pe partea inferioară a rampei.
- 4) Repetați punctele 2 și 3 pentru cealaltă secțiune laterală.
- 5) Pentru a plia: eliberați ambele zăvoare de sub rampă.
- 6) Scoateți ambele părți laterale. Acum puteți rula cadrul rampei principale.

0805402 și 0805403:

- 1) Transportați rampa în zona dorită folosind mânerul de transport.
- 2) Desfaceți rampa.
- 3) Poziționați rampa astfel încât partea superioară a rampei să fie mai sus (partea superioară a rampei este locul unde sunt găurite două găuri).
- 4) Partea superioară a rampei are o buză pentru a permite o operare sigură și confortabilă.
- 5) Asigurați-vă că această buză este complet pe treapta sau intrarea mașinii și la 90° față de obiect

0805402 și 0805403:

- 1) Mutați rampa în zona dorită folosind mânerul de transport.

- 2) Desfaceți rampa.
- 3) Poziționați rampa astfel încât partea superioară a rampei să fie într-un punct mai înalt. (partea de sus a rampei este unde sunt cele două găuri).
- 4) Partea superioară a rampei are o buză care permite o operare sigură și confortabilă.
- 5) Asigurați-vă că această buză atinge treapta sau intrarea acesteia

REF.:	GTIN-14	DESCRIERE	RO DESCRIERE
0805400	05213006904844	RAMPĂ Pliabil	RAMPĂ TELESCOPICĂ 7FT/ 213CM
0805401	05213006904851	RAMPĂ pliat - ROLA	ROLL UP RAMPA
0805402	05213006904868	RAMPĂ PATIT 91 cm (VALIZĂ)	RAMPĂ PLATĂBILĂ 3FT/ 91CM - VALIZĂ
0805403	05213006904875	RAMPĂ PATIT 152 cm (VALIZĂ)	RAMPĂ PLATĂBILĂ 5FT/ 152CM - VALIZĂ

GARANȚIE:

Produsul este garantat să funcționeze timp de un (1) an de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectarea a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Daunele sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie (acolo unde este prevăzut) și companiile de transport nu sunt, de asemenea, acoperite de garanție. Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant

GARANȚIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării. Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU SE aplică daunelor rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectarea a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU SE APLICĂ pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție. Nu se aplică niciun service sau piesă de schimb decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție sunt plătite de utilizatorul final-client sau de dealer.

FORMUL DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET	NUME:
DATA CUMPĂRĂRII	DATA CUMPĂRĂRII:
TELEFON / Telefon:	
LOT SAU NUMĂR DE SERIE:	
DETALII DEALER	
NUME / NUMELE COMPLET:	
ADRESĂ / ADRESA:	
TELEFON / Telefon:	
SIGILUL ȘI SEMNATURA MAGAZINULUI / SEMNATURA ȘI SEMNATURA	

Interpretarea contribuțiilor găsite pe eticheta de pe cutie sau & în instrucțiunile de utilizare a produsului
Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare



0805400:

- 1) Pentru a extinde rampa pe toată lungimea ei, apăsați butonul și trageți încet de partea mai îngustă a rampei în timp ce țineți cealaltă parte până se blochează pe loc.
- 2) Repetați acest lucru pentru cealaltă parte a rampei.
- 3) Această rampă NU POATE fi instalată permanent într-un singur loc

0805400:

- 1) Pentru a extinde rampa pe toată lungimea ei, apăsați butonul și trageți încet secțiunea cea mai îngustă a rampei în timp ce țineți secțiunea cea mai largă, până când este blocată în poziție.
- 2) Repetați acest lucru pentru cealaltă secțiune a rampei.
- 3) Această rampă NU POATE fi instalată permanent.

		0805400	0805401
SCHELET	CADRU	ALUMINIU / ALUMINIU	ALUMINIU / ALUMINIU
LUNGIME	LUNGIME	120-213 cm	93 cm
ÎN STRĂINĂTATE LĂȚIME-DESCHEDE	Lățime completă	18,9 cm	76 cm
INTERIOR LĂȚIME FIECARE PĂRTI	LĂȚIME INTERIOARĂ DE FIECARE PARTE	13 cm	-
ANTIALunecare ACOPERIRE	ANTIALUNECANT BANDĂ	DA / DA STANDARD	NU, COLECTEAZA CA ROL / NU, POATE FI POLIAT CA ROLA
ÎNCĂRCARE MAXIMĂ	ÎNCĂRCARE MAX	270 Kg	270 Kg
RAPORT LUNGIME ANODULUI	LUNGIME DE RĂSARE RAPORT	PE 30cm LUNGIME RAMPĂ VALABILĂ 5cm ÎNĂLȚIE MAXIMĂ DE 5cm PE 30cm RAMPĂ	PE 30cm LUNGIME RAMPĂ VALABILĂ 5cm ÎNĂLȚIE MAXIMĂ DE 5cm PE 30cm RAMPĂ
ÎNĂLȚIE MAXIMA ÎNCLINAȚIE	ÎNCLINARE MAXIMA ÎNĂLȚIME	35 cm	15,5 cm
CURAT - GREUTATE BRUTĂ	NET - BRUT GREUTATE	8,6Kg-9,5Kg	6,8Kg-7,8Kg

		0805402	0805403
SCHELET	CADRU	ALUMINIU / ALUMINIU	ALUMINIU / ALUMINIU
LUNGIME	LUNGIME	91 cm	152 cm
ÎN STRĂINĂTATE LĂȚIME-DESCHEDE	Lățime completă	73 cm	73 cm
INTERIOR LĂȚIME FIECARE PĂRTI	LĂȚIME INTERIOARĂ DE FIECARE PARTE	36 cm	36 cm
ANTIALunecare ACOPERIRE	ANTIALUNECANT BANDĂ	DA / DA STANDARD	DA / DA STANDARD
ÎNCĂRCARE MAXIMĂ	ÎNCĂRCARE MAX	270 Kg	270 Kg
RAPORT LUNGIME ANODULUI	LUNGIME DE RĂSARE RAPORT	PE 30cm LUNGIME RAMPĂ VALABILĂ 5cm ÎNĂLȚIE MAXIMĂ DE 5cm PE 30cm RAMPĂ	PE 30cm LUNGIME RAMPĂ VALABILĂ 5cm ÎNĂLȚIE MAXIMĂ DE 5cm PE 30cm RAMPĂ
ÎNĂLȚIE MAXIMA ÎNCLINAȚIE	ÎNCLINARE MAXIMA ÎNĂLȚIME	15 cm	25 cm
CURAT - GREUTATE BRUTĂ	NET - BRUT GREUTATE	7,3Kg-8,6Kg	13Kg-14Kg



MULTILINGVĂ
MANUALE



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: RAMPA SCAUN ROTULUI

MANUAL DE UTILIZARE: RAMPĂ PENTRU SCAUNE ROLANTE



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KRHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

