

# LIFT DE WC 12.5cm CU MUSCĂ. ARME



## 0805527



### EL

#### LIFT DE WC 12.5CM CU FLUTTER. UTILIZARE PREVIZATĂ A ARMELORE:

Ridicatoarele de toaleta sunt concepute pentru a mari inaltimea vasului de toaleta, pentru a facilita procesul de „asezati si ridicati” si pentru a promova independenta si confortul.

#### INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Lifturile de toaletă sunt destinate versiunii pentru utilizatori în vârstă, cu dizabilități, permit utilizatorului să atingă o mai bună libertate de mișcare. scaune cu rotile, șold și tuturor celor care pot avea dificultăți să stea și să se ridice de la toaletă. În timpul utilizării, este necesară capacitatea de a sta fără asistență. Nu este recomandată folosirea Liftului de toaletă în caz de tulburări de percepție sau probleme de echilibru.

#### AVERTIZARI SI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA:

- Greutatea maximă a utilizatorului indicată în figura de mai jos nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul de ridicare a toaletei este într-o poziție stabilă pe chiuvetă și că este fixat corect pe acesta cu piesele de fixare special furnizate.
- Nu strângeți excesiv sistemul de blocare (clemele laterale).
- La asamblare, respectați cu strictețe ceea ce este scris în acest manual.
- Nu modificați în niciun fel dispozitivul de ridicare a toaletei și accesoriile acestuia.
- Nu utilizați dispozitivul de ridicare a toaletei dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Fisurile și deformările pot afecta puternic performanța și siguranța dispozitivului.
- Asigurați-vă că înălțimea liftului de toaletă este de așa natură încât utilizarea sa este ușoară și sigură pentru utilizator.
- Când utilizați, evitați pozițiile care țin greutatea corporală prea mult înainte. Pozițiile incorecte pot duce la instabilitate și răsturnarea liftului de toaletă.

#### Ridicatorul de toaletă nu trebuie depozitat în aer liber. INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE

Întreținerea produsului include proceduri de curățare și dezinfecție. Pentru a asigura o utilizare în siguranță și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și dezinfecție, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie să purtați mănuși.
2. Îndepărtați impuritățile vizibile înainte de a trece la o dezinfecție mai aprofundată.
3. Utilizați apă sau detergent slab pentru procesul de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.

**Alternativ, produsul poate fi curățat într-o mașină de spălat vase de uz casnic la temperatură maximă**

#### CERINȚE DE REUTILIZARE:

Produsul este potrivit pentru reutilizare de către alți utilizatori. Înainte de reutilizare de către alții, produsul trebuie curățat și dezinfectat corespunzător și verificat de un agent calificat.

#### PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINAREA:

Nu aruncați produsul în deșeurile menajere generale. Întrebați în prealabil autoritatea locală despre modalitatea corectă și ecologică de a-l elimina. **REPORT DE EVENIMENT:**

În cazul unui incident grav care implică produsul, vă rugăm să contactați producătorul acestui produs [lamobiakcarequality@mobiak.com](mailto:lamobiakcarequality@mobiak.com). **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:**

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 2017/745 și, după caz, standardele și legislația menționate.

### RO

#### ȘAUN DE WC RĂALITAT CU șurub de blocare frontală 12,5 cm/5 inchi cu cotiere pliabile.

Produsele din linia Raised Toilet Seat (RTS) sunt concepute pentru a crește înălțimea vasului de toaletă, pentru a facilita așezarea și ridicarea și pentru a promova independența și confortul. Sistemul de blocare frontală asigură stabilitatea scaunului. Cotierele, dacă sunt prevăzute, sporesc și mai mult siguranța și confortul și, modelul echipat cu pliabil utilizatorului să atingă o mai bună libertate de mișcare. scaune cu rotile,

#### INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

RTS se adresează persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a lombului, genunchiului sau șoldului și tuturor celor care ar putea avea dificultăți în a se așeza și a se ridica din vasul de toaletă. Versiunea prevăzută cu cotiere rabatabile face ca acest RTS să fie deosebit de potrivit pentru utilizatorii de scaune rulante care recurg la transfer lateral pe scaunul de toaleta. Abilitatea de a sta independent este necesară în timpul utilizării. Nu se recomandă utilizarea RTS în caz de tulburări de percepție sau probleme de echilibru.

#### AVERTIZĂRI ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚA:

- Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de montare nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că RTS este într-o poziție stabilă pe WC și fixat corect cu accesoriile speciale de fixare furnizate.
- Cotierele trebuie asamblate corespunzător și, în timpul utilizării, piesa mobilă trebuie să fie corect agatata așa cum se vede în pozele de asamblare din manualul de utilizare.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe ceea ce este prezentat în Manualul de utilizare.
- Nu modificați în niciun fel RTS și componentele acestuia.
- Nu utilizați RTS dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel. Fisurile și deformările pot afecta puternic performanța și siguranța dispozitivului.
- Asigurați-vă că înălțimea RTS este de așa natură încât să facă utilizarea sa ușoară și sigură pentru utilizator.
- Nu vă sprijiniți de RTS în timp ce sunteți așezat sau în picioare.
- În timpul utilizării, evitați pozițiile care țin greutatea corporală prea mult înainte. Pozițiile greșite pot determina utilizatorul să alunece și să cadă.
- RTS nu trebuie depozitat în aer liber.

#### INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE:

Întreținerea produselor constă în procedurile de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfecție.
3. Folosiți apă sau detergent neagresiv pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.

**Alternativ, RTS poate fi curățat în mașinile de spălat vase de uz casnic la temperatura maximă.**

#### CERINȚE DE REUTILIZARE:

Produsul este potrivit pentru reutilizare de către alți utilizatori. Înainte de reutilizare de către alții, produsul trebuie curățat și igienizat corespunzător. Înainte de transferul produsului către alții, produsul trebuie verificat de către dealeri calificați.

#### PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINAREA:

Nu aruncați produsul la gunoiul menajer normal. Adresați-vă autorităților locale în prealabil pentru modul corect și ecologic de a-l elimina.

#### RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Dacă a avut loc un incident grav care a implicat acest dispozitiv, contactați producătorul acestui produs [lamobiakcarequality@mobiak.com](mailto:lamobiakcarequality@mobiak.com) și autoritatea responsabilă din țara dumneavoastră.

#### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 2017/745 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.