



EL RO

MOBIAK®

MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

PERNĂ DUNGA CU VENTILATOR **0806296** PERNĂ CU
DRGĂ CU VENTILATOR DE BATERIE **0806246**

MANUAL DE UTILIZARE:

PERNĂ ANTIDECUBITUS DRGĂ PENTRU SCAUNUL ROTULUI CU POMPĂ DE
AER **0806296**

PERNĂ ANTIDECUBITUS DRGĂ PENTRU SCAUN ROTULUI CU
BATERIE POMPĂ DE AER **0806246**

Ref: 0806296 & 0806246



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare
referință.

Instrucțiuni importante de siguranță

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni importante de siguranță

Pernele de aer pot reduce și vindeca ulcerele de decubit la pacienți sau la persoanele cu ore lungi pe scaun. Pot fi folosite pentru uz casnic. Ele distribuie uniform presiunea asupra corpului pentru a evita umflarea.

Pompa de aer alternează presiunea aerului pe saltea creând senzația unui masaj ușor și activează celulele imobilizate din cauza culcatului.

Acest produs special este indicat pacienților care pot petrece mai mult de 15 ore pe zi într-un scaun, fotoliu sau scaun cu roțile.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pentru airbag:

-Așezați perna de aer deasupra poziției în care stă pacientul (dezactivat cărucior, fotoliu, scaun etc.), după ce a verificat mai întâi suprafața pentru obiecte ascuțite obiecte, asigurându-vă că conductele de admisie a aerului sunt pe partea pompei și nu pliați.

-Ațașati airbagulcu pompa folosind furtunurile corespunzatoare care sunt în pachet și verificați dacă sunt instalate corect.

Pentru pompa

-Utilizați cârligele din spatele pompei pentru a fixa pompa cotieră pentru scaun cu roțile. Conectați pompa de alimentare la cea mai apropiată priză perete (nu un prelungitor) și reglați fluxul de aer în funcție de greutatea acestuia pacient cu selectorul rotativ de pe partea superioară a dispozitivului.

PIESE DE SCHIMB

COD	DESCRIERE
0806297	PERNĂ DE ȘEZU DUNGA
0806272	MECANISMUL CURSULUI DE AER MINOA
0806299	MECANISME DE PERNE CU BATERIE

DESCRIEREA INDICATIILOR/FUNCTIILOR
POMPA DE AER (0806296)


1. Comutator de alimentare
2. Comutator rotativ de selectare a presiunii.
3. Ieșiri de aer



POMPA CURENTA	Tensiune de funcționare (V)-Frecvență (Hz)	AC220-240V/ 50HZ
	Ieșire de aer	≥ 5-6 LITRI / MIN
	Interval de presiune	50 mmHg – 110 mmHg
	Ciclu Ciclu	12 MINUTE
	Consum	≤ 7 W ± 10%
	Zgomot	≤ 30 dB ± 10%
	Dimensiuni (LxIxh)	22,5 x 10,5 x 8,1 cm
	Bară de pompă	1 Kg

PERNĂ	Sarcina maxima	120 Kg
	Culoare	Albastru
	Material	Nylon TPU & Stretch PU pentru husa.
	Grosimea stratului	10 cm
	Dimensiuni	43 x 43 x 10 cm
	Lungimea conductei de conectare	75 cm
	Greutate	2 Kg

DESCRIEREA INDICATIILOR/FUNCTIILOR PENTRU POMPA BATERIEI



1. Butonul de pornire (apăsați și mențineți apăsat)
2. Tasta de selectare a modului
3. Tasta de selectare a timpului de ciclu
4. Buton de reglare a presiunii
5. Butonul Mute
6. Indicator de nivel al bateriei
7. Ieșiri de aer
8. Intrare încărcător
9. Comutator de alimentare

POMPA	Tensiune de funcționare (V)-Frecvență (Hz)	100-220 VAC/ 50 Hz - Li-Baterie 11,1 V 2200 mAh
	Autonomia pompei	12 ore (Nivelul de presiune 1)
	Ieșire de aer	> 4 litri/minut
	Presiunile euro	30 ~ 70 mmHg
	Ciclu Ciclu	10 / 15 / 20 min
	Zgomot	≤ 30 dB ± 10%
	Dimensiuni (LxIxh)	25 x 11 x 5,5 cm
	Greutatea pompei	1.111 Kg

Pompa de pernă are două moduri: Alternant sau Static.

ALTERNA:

În modul ALTERNAT, tuburile de aer se umflă și se dezumflă într-un asemenea ritm încât schimbă zona de contact cu pacientul.

STATIC:

În modul STATIC, toate tuburile de aer se umflă simultan pentru a oferi pacientului un sprijin uniform pe toată zona de contact.

- Selectarea timpului de comutare.

Când este selectată funcția ALTERNARE, utilizatorul poate alege dacă dorește ca tuburile de aer să alterneze mai rapid sau mai lent în timpul unui ciclu alternativ. Există 3 cicluri de timp pentru a alege, cum ar fi 10 minute, 15 minute sau 20 de minute.

- Setarea nivelului de presiune

Nivelul de presiune poate fi reglat de la moale (1) la greu (5). Utilizatorul poate selecta cea mai confortabilă presiune apăsând butonul de reglare a presiunii.

(Durata fiecărui pas depinde de capacitatea bateriei)

• Mut

Când există o alarmă, pompa va emite un bip BEEP pentru a anunța utilizatorul despre o alarmă.

Cu toate acestea, utilizatorul poate dezactiva BEEP apăsând tasta Mute.

Funcția Mute va fi dezactivată dacă apăsați din nou tasta Mute.

• Încărcarea bateriei

Pasul 1-> Conectați mufa de alimentare la intrarea de alimentare. Pasul 2->

Conectați sursa de alimentare la o priză de perete cu tensiune A/C.

Pasul 3-> LED-ul 6 se aprinde și începe încărcarea.

Pasul 4-> LED-ul 6 se aprinde continuu în timp ce bateria continuă să se încarce.

Pasul 5-> LED-ul 6 se stinge când bateria este complet încărcată.

Pasul 6-> După încărcarea bateriei, asigurați-vă că deconectați sursa de alimentare de la pompă înainte de a o deconecta de la priza A/C.

(Deconectarea în ordine inversă poate cauza daune grave pompei).

OBSERVARE

1. Asigurați-vă că încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.

2. Nu utilizați bateria când capacitatea sa este foarte scăzută. (LED-ul LOW BATTERY clipește roșu).

3. Perna nu va funcționa dacă bateria nu este instalată corect.

4. Este normal ca bateria să se încălzească atât după încărcare, cât și în timpul utilizării.

5. Se recomandă utilizarea numai a bateriilor furnizate de producătorul pompei. Utilizarea altor baterii poate cauza pericole grave neprevăzute.

DEPOZITARE

- Opriti dispozitivul de la comutator, deconectați cablul de la alimentare alimentare și deconectați placa de la pompă.
- Lăsați aerul să iasă încet din saltea pentru a reduce spațiul de depozitare.
- Puneți tamponul și pompa în geanta de transport (dacă este disponibil) și depozitați-le într-un loc fără umiditate.

IMPORTANT (!)

În caz de deteriorare sau defecțiune a pompei, vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit

- Pentru a curăța perna, utilizați o cârpă moale sau un burete și apă blândă cu săpun. **ATENȚIE:** Nu utilizați soluții acide și caustice.
- Nu fumați și nu folosiți nicio flacără lângă pernă.
- Nu aduceți perna în contact cu surse directe de căldură
- Dacă trebuie să depozitați perna, dezumflați-o pliând-o cel.
- Păstrați pompa într-un mediu curat, uscat și bine ventilat.
- Înainte de a curăța pompa, deconectați-o de la sursa de alimentare.
- Curățați pompa cu o cârpă uscată. **ATENȚIE:** Nu aduceți pompa în contact cu lichide.

IMPORTANT (!)

PRECAUȚII

- Nu deconectați furtunurile în timp ce pompa funcționează.
- Nu folosiți obiecte ascuțite lângă pernă.
- Nu depășiți sarcina maximă (kg) indicată de producător.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce spălați pacientul.
- Protejați produsul de uleiuri, loțiuni și creme prin acoperire
suprafața acestuia cu o cârpă de bumbac sau de lână sau un prosop de baie.
- Nu utilizați detergenți pe bază de alcool când curățați produsul. Acest
ar putea cauza deteriorarea hardware-ului său.
- Curățați produsul după fiecare utilizare zilnică.
Vă recomandăm să o curățați cu un detergent ușor pentru a o proteja de
pete de ulei și praf. O practică comună este utilizarea a
flacon pulverizator umplut cu un amestec de apă și săpun antibacterian. Spray
produsul și apoi ștergeți-l cu un prosop curat. Cea mai bună soluție este să
curățați cu apă caldă amestecată cu săpun ușor și apoi ștergeți bine.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
- Nu lăsați produsul în funcțiune chiar dacă nu îl utilizați.

Utilizarea următorului dispozitiv în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă

Aparatul trebuie instalat de către personal calificat să efectueze proceduri generale de îngrijire medicală și care a primit o pregătire adecvată cu cunoștințe despre prevenirea și tratamentul ulcerului.

MOVIAK S.A. își declină orice responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.

MOVIAK S.A. își rezervă dreptul de a face modificări dispozitivului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. care nu mai este utilizabil la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reexploatarea materialelor produsului dumneavoastră.
- 4) Produsele electrice datorate materialelor lor de construcție, dacă nu sunt eliminate în mod corespunzător, pot duce la riscuri suplimentare pentru mediu și pentru sănătate.

Produsul are o garanție de bună funcționare timp de doi (2) ani la pompă, șase (6) luni la pernă și trei (3) luni la baterie de la data vânzării produsului.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

Deteriorări sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport de asemenea nu sunt acoperite de garanție.

Formular de garanție

Detalii cumpărător

Numele complet: Data
cumpararii:.....S/N.....

Lot:.....Telefon:

Detalii magazin

Nume:.....

Adresa:.....

Telefon:.....Ștampila magazinului

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

DESCRIERE PRODUS

Pernele de aer pot reduce și vindeca ulcerele de pat la pacienții cu boli cronice sau pentru persoanele care stau pe scaune cu roțile sau fotolii pentru perioade lungi de timp. Ele pot fi folosite pentru îngrijirea la domiciliu. Ele distribuie presiunea uniform asupra corpului pentru a preveni edemul.

Pompa de aer alternează presiunea aerului pe pernă cu o senzație de masaj ușor și activează celulele imobilizate din cauza șezerii prelungite.

Acest produs este indicat pacienților care petrec mai mult de 15 ore pe zi într-un scaun, fotoliu sau scaun cu roțile.

UTILIZARE OPERAȚIUNE

Pentru perna de aer:

-Verificați dacă există obiecte ascuțite pe scaunul pacientului (scaun cu roțile, fotoliu, scaun etc.), apoi așezați perna de aer. Asigurați-vă că conductele de admisie a aerului sunt de aceeași parte a pompei și nu sunt pliate.

-Atașați perna de aer la pompă folosind furtunurile din pachet și instalați corect.

Pentru pompa

-Utilizați cârligele din spatele pompei pentru a agăța pompa de cotiera scaunului cu roțile. Conectați pompa la cea mai apropiată priză de perete (nu un prelungitor) și reglați debitul de aer în funcție de greutatea pacientului cu selectorul rotativ de pe partea superioară a dispozitivului.


PIESE DE SCHIMB

REF. NUMĂR	DESCRIERE
0806297	PERNA DE AER DUNGA
0806272	POMPA PENTRU SALTEA ANTIDECUBITUS BUBLE MINOA
0806299	POMPA CU BATERIE

1. Comutator de alimentare

2. Presostat rotativ.


3. Ieșiri de aer



POMPA	Tensiune (V) - Frecvență (Hz)	AC220-240V/ 50HZ
	Ieșire de aer	≥ 5-6 litri/min
	Presiune	50 mmHg – 110 mmHg
	Timp de ciclu	12 min
	Consumul de energie	≤ 7 W ± 10%
	Zgomot	≤ 30 dB ± 10%
	Dimensiuni (Lxlxh)	22,5 x 10,5 x 8,1 cm
Greutatea pompei	1 Kg	

PERNA DE AER	Max. greutatea pacientului (kg)	120 Kg
	Culoare	Albastru
	Material	Nylon TPU & Stretch PU pentru husa
	Înălțimea pernei (cm)	10 cm
	Dimensiuni (Lxlxh)	43 x 43 x 10 cm
	Lungimea tubului de aer (cm)	75 cm
	Greutate (Kg)	2 Kg

DESCRIEREA INDICATORILOR ȘI A FUNCȚIILOR PENTRU POMPA BATERIEI



1. Butonul de pornire (apăsați timp de două secunde)
2. Tasta de selectare a modului de operare
3. Tasta de selectare a timpului de cerc
4. Buton de reglare a presiunii
5. Tasta „Mute”.
6. Indicator de încărcare a bateriei
7. Ieșiri de aer
8. Intrare încărcător
9. Comutator de alimentare

POMPA DE AER	Tensiune (V) – Frecvență (Hz) -	100-220 VAC/ 50 Hz - Li-Baterie 11,1 V 2200 mAh
	Autonomia pompei (h)	12 ore (nivel de presiune 1)
	Ieșire aer (lit/min)	> 4 litri/min
	Interval de presiune (mmHg)	30 ~ 70 mmHg
	Ciclu de timp (min)	10 / 15 / 20 min
	Zgomot (dB)	≤ 30 dB ± 10%
	Dimensiuni (LxIxh)	34,5 x 11 x 5,5 cm
	Greutatea pompei (Kg)	1.111 Kg

Pompa pernă de aer are două funcții:**Alternativ sau Static.**

ALTERNATIVE:

În modul ALTERNAT, tuburile se umflă și se dezumflă și schimbă zona de contact a pacientului.

STATIC:

În modul STATIC, toate tuburile sunt umflate simultan pentru a oferi pacientului un sprijin uniform pe toată zona de contact.

• Selecția orei de comutare.

Când este selectat ALTERNATIE, utilizatorul poate alege dacă dorește ca tuburile să se rotească mai repede sau mai lent în timpul unui ciclu alternativ. Există 3 cicluri de selecție, cum ar fi 10 minute, 15 minute sau 20 de minute.

• Reglarea nivelului de presiune

Nivelul de presiune poate fi reglat de la moale (1) la greu (5). Utilizatorul poate selecta cea mai confortabilă presiune utilizând tasta de reglare a presiunii. (Durata fiecărui pas depinde de capacitatea bateriei)

- MUTE

Dacă alarma este activată, pompa va emite sunete BEEP pentru a alerta utilizatorul cu privire la alarmă . Cu

toate acestea, utilizatorul poate opri semnalul sonor apăsând butonul de sunet.

Funcția Mute va fi dezactivată prin apăsarea din nou a butonului Mute (5).

- Încărcarea bateriei

Pasul 1->Conectați mufa de alimentare la intrarea de alimentare. **Pasul**

2->Conectați adaptorul de alimentare la o priză de perete A/C. **Pasul 3**->

LED-ul 6 se aprinde și începe încărcarea.

Pasul 4->În timpul încărcării bateriei, un indicator luminos este aprins. **Pasul 5**-

>indicatorul luminos se stinge când bateria este complet încărcată.

Pasul 6->când bateria este complet încărcată, asigurați-vă că deconectați adaptorul de alimentare de la pompa înainte de a-l deconecta de la priza A/C.

(Deconectarea în ordine inversă poate cauza daune grave pompei).

OBSERVA

1. Asigurați-vă că ați încărcat complet bateria înainte de prima utilizare.

2. Nu folosiți bateria când capacitatea este prea mică.

(LED-ul LOW BATTERY clipește roșu).

3. Perna nu va funcționa dacă bateria nu este introdusă corect.

4. Este normal dacă bateria se încălzește după încărcare sau utilizare.

5. Este foarte recomandat să folosiți numai bateriile furnizate de producătorul pompei.

Utilizarea altor baterii poate provoca riscuri grave neprevăzute.

DEPOZITARE

- **Opriti dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare și deconectați perna de aer de la pompă.**
- **Așezați perna de aer pe o suprafață plană și rulați-o sau pliați-o de sus în jos.**
- Lăsați aerul să iasă încet din pernă pentru a reduce spațiul de depozitare
- Închideți capacul capacului de protecție de pe conectorul rapid.
- Puneți perna de aer și pompa în geanta de transport (dacă este disponibilă) și depozitați-o într-un loc ferit de umiditate.

IMPORTANT (!)

În cazul deteriorării sau funcționării defectuoase a pompei, vă rugăm să contactați agentul dumneavoastră autorizat și instruit.

Pentru a curăța perna, utilizați o cârpă moale sau un burete și apă cu săpun blând. **ATENȚIE:**

- Nu utilizați diluții acide și caustice.
- Nu fumați și nu folosiți nicio flacără în apropierea pernei.
- Nu puneți perna în contact cu surse directe de căldură.
- Dacă trebuie să salvați perna, goliți de aer, plînd-o
- Păstrați sau depozitați pompa într-un mediu curat, uscat și bine ventilat.
- Înainte de a curăța pompa, deconectați-vă de la sursa de alimentare.
- Curățați pompa cu o cârpă uscată.

ATENȚIE:

Nu aduceți pompa în contact cu lichide.

IMPORTANT (!)

ATENȚIE

- Nu deconectați furtunurile în timp ce pompa este pornită.
 - Nu folosiți obiecte ascuțite în apropierea pernei.
 - Nu depășiți sarcina maximă (kg) recomandată de producător.
 - A nu se utiliza în timp ce face baie pacientului.
 - Protejați produsul cu uleiuri, loțiuni și creme, acoperindu-l cu țesătură de vată, sau cu un prosop de baie.
 - Nu folosiți produse de curățare pe bază de alcool pentru a curăța perna. Acest lucru ar putea deteriora materialul stratului.
 - Curat cel tapițerie după fiecare zilnic utilizare.
- Vă recomandăm să curățați tapițeria cu un detergent ușor pentru a o proteja de petele de ulei și praf. O practică obișnuită este să folosești o sticlă cu pulverizator cu un amestec de apă și săpun antibacterian. Pulverizați suprafața și apoi ștergeți cu un prosop curat. Cea mai bună soluție este să fie curățată cu apă caldă amestecată cu un săpun blând și apoi uscată bine.
- Protejați stratul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
 - Nu lăsați produsul aprins, dacă nu este în uz.

ATENȚIE (!)

Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual

Doar o persoană calificată sau instruită pentru tratarea și prevenirea escarelor poate opera cu aparatul

MOBIAK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a produsului.

MOBIAK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.

Declarație de conformitate CE

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.
- 4) Produsele electrice datorate materialelor lor de construcție, dacă nu sunt eliminate corect, pot duce la pericole pentru mediu și pentru sănătate.

GARANȚIE

Produsul are garanție doi (2) ani la pompă, șase (6) luni la pernă și trei (3) luni la baterie de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și nu daunele rezultate din utilizarea/întreținerea necorespunzătoare a produsului.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU aplică daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținere necorespunzătoare, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie (unde este cazul) și companiile de transport nu sunt acoperite de garanție.

Formular de garanție

Datele Cumpărătorilor

Nume:..... **Data**

achiziției:.....**S/N**.....

Lot:.....**Telefon:**

Datele distribuitorilor

Nume:

.....

Adresa:.....

Telefon:.....

Ștampila reseller

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Ιατρική Συσκευή
Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE
CE Mark



Κατασκευαστής
Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής
Production Date

REF

Κωδικός Προϊόντος
Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης
Read the instruction for use

SN

Σειριακός Αριθμός
Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το
κουτί είναι κατεστραμμένο
Do not use if Package is Damage

LOT

Αριθμός Παρτίδας
Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά
Right Way Up

UDI

Μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος
Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από
ηλιοφάνεια
Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό
Keep Dry



Υψος στοιβαξης 3 κιβώτια
Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή
Handle With Care



Εύθραυστο
Fragile



Χρήση Μόνο για
Εσωτερικό Χώρο In Door
Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών
Εξαρτημάτων
Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive