

## Manual de instructiuni

### CE-165 Auto-mini Bicicleta



#### ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți în întregime manualul de instrucțiuni pentru siguranța dumneavoastră în timp ce utilizați acest produs.
- 15-20 de minute de utilizare echivalează cu 30 de minute de exercițiu.
- Funcționează la mână și încheietura mâinii.
- Obțineți un antrenament complet pentru brațe și picioare.
- Arătați mai tânăr făcând exerciții zilnice cu bicicleta auto-mini CE-165.

#### PRECAUȚII PENTRU UTILIZAREA AUTO-MINI BICICLETA

- Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să verificați dacă produsul este în stare de funcționare. Dacă există piese slăbite sau lipsă, NU încercați să-l utilizați.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de un utilizator la un moment dat.
- Consultați un medic înainte de a utiliza acest produs. Cineva cu stimulator cardiac și sau produse similare ar trebui să utilizeze acest produs cu precauție și cu aprobarea medicului.
- NU utilizați acest produs dacă sunteți însărcinată, dacă aveți hipertensiune arterială și un risc mare de atac de cord și dacă un medic vă spune să vă abțineți de la exerciții fizice.
- Dacă vă simțiți inconfortabil în timp ce utilizați acest produs, vă rugăm să opriți imediat și să consultați un medic.
- NU utilizați acest produs în timp ce sunteți bolnav sau sub influența alcoolului.
- NU încercați să reparați acest produs dacă se rupe; duceți-l la comerciantul dvs.
- NU utilizați acest produs într-o oră după masă.
- Timpul recomandat pentru utilizarea acestui produs este de 15 minute o dată.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să deconectați produsul și să depozitați corespunzător cablul electric.
- După utilizarea acestui produs, vă rugăm să-l depozitați într-un loc sigur, la îndemâna copiilor.

#### CUM SE OPERĂ AUTO-MINI BICICLETA

Acest produs este operat de o telecomandă. Niciun alt produs cu telecomandă nu va putea activa acest produs.

- 1) Porniți alimentarea.
- 2) Apăsați + sau - (setați cronometrul) 5-30 de minute.
- 3) Apăsați butonul de schimbare a funcției.
- 4) Apăsați + sau - pentru a seta viteza dorită pentru bicicletă, există 15 viteze diferite. (Viteza inferioară face 6 rotații pe minut, în timp ce cea mai rapidă viteză face 60 de rotații pe minut.) Săgeata sus și jos controlează viteza ciclului.

- 5) Apăsați din nou butonul de schimbare a funcției și butonul dorit

- distanța va fi afișată pe panou. (1-10 metri)
- 7) Apăsați butonul de schimbare a funcției și se va afișa cantitatea de calorii arse.
- 7) Apăsați butonul de direcție va schimba direcția de rotație a bicicletei și apoi vi se va cere să setați viteza dorită pe care doriți să o rotească auto-mini-bicicleta.

Acest dispozitiv se va opri automat la atingerea orei prestabilite. Apăsând din nou butonul de pornire, veți opri alimentarea bicicletei. Oprirea bicicletei va reseta toate informațiile selectate anterior.

#### ÎNGRIJIRE DE AUTO-MINI BICICLETA

- 1) Păstrați mini-bicicleta automată departe de lumina directă a soarelui, zonele cu praf și zonele cu temperaturi ridicate.
- 2) Păstrați auto-minibicicleta departe de zonele umede și umede.
- 3) NU așezați obiecte grele pe produs.
- 4) NU utilizați substanțe de curățare abrazive puternice pentru a curăța produsul.
- 5) Ștergeți bicicleta auto-mini cu o cârpă uscată dacă produsul se murdărește.
- 6) NU folosiți cârpă cu fibre care se pot desprinde și se pot prinde în produs, ceea ce poate provoca un incendiu electric.
- 7) NU scoateți ștecherul cu mâinile ude.
- 8) NU demontați produsul deoarece ar putea cauza probleme după ce este reasamblat.

#### MODALITATE DIFERITE DE UTILIZARE AUTO-MINI BICICLETA

Vă rugăm să utilizați produsul conform instrucțiunilor în modul în care este destinat să fie utilizat pentru a obține rezultate maxime.



#### DETALII PRODUS

**Materiale produs:** Plastic ABS/Otel

**Dimensiunea produsului:** 43 cm x 43 cm x 27

**Utilizare electrică:** 220V 13W 0.13A **Timp**

**de utilizare:** 5-30 minute

**Revoluții:** 6-60 pe minut Oprire automată după 1 oră de utilizare continuă

**Greutate:** Aproximativ: 5,5 kg