



GR EN



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Scaun cu rotile, roți spate de 12" și 8".

MANUAL DE UTILIZARE: Scaun cu rotile ROȚI SPATE 12" și 8".

REF

:0808377, 0810170, 0806778, 0807985



UTILIZARE PREVENTATĂ

Scaunele cu rotile sunt concepute pentru a transporta persoane cu dizabilitati fizice sau psihice. Permite transportul persoanelor cu probleme de mobilitate sau cu mobilitate redusă și poate fi folosit pentru deplasare de către pacient însuși (dacă are roți spate mari) sau cu asistența unui operator.

Atunci când Scaunul rulant are o roată din spate cu un diametru de 13 până la 40 cm și nu are mâner pe roată, atunci pentru a se deplasa, utilizatorul are nevoie de un însoțitor care să împingă Scaunul rulant prin mânerele situate pe spatele scaunului rulant.

CARACTERISTICI

Vă rugăm să consultați ANEXA A.

DIMENSIUNI

Vă rugăm să consultați ANEXA B.

MONTAJ

Vă rugăm să consultați ANEXA C.

SIMBOLULE

Vă rugăm să consultați ANEXA D.

AVERTISMENTĂRI GENERALE:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.
Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.
- Depozitați produsul departe de surse de căldură.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copii să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și răni.
- Nu încercați să ridicați scaunul cu rotile cu ajutorul niciunei piese de asamblare.
- Urcarea și coborârea dintr-un scaun cu rotile fără asistență necesită forța și mobilitatea necesară pentru partea superioară a corpului.

IMPORTANT(!)

Construcția acestui scaun cu rotile este concepută pentru a oferi siguranță maximă. Cu toate acestea, utilizatorii se pot găsi în pericol prin utilizarea inadecvată a scaunelor cu rotile. Pentru propria dumneavoastră siguranță, regulile de aici trebuie respectate. Lucrările de reglare sau reglare necalificate sau incorecte pot crește riscul de accidente.

- Purtați întotdeauna haine de culoare deschisă atunci când vă deplasați în locuri întunecate, astfel încât să fiți ușor vizibil.
- Aveți grijă la prima călătorie cu acest scaun cu rotile
- Cunoaște-ți scaunul cu rotile.
- Utilizați scaunul cu rotile pe teren plat, precum și în sus și în jos.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să le ridicați de pe podea, ajungând între genunchi.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să vă deplasați înainte pe scaun.
- Nu folosiți scaunul cu rotile pe autostrăzi.
- Nu încercați să urcați sau să coborâți o pantă cu apă, gheață sau lubrifianți.
- Utilizați întotdeauna accesorii sau adaptoare aprobate de MOBIK.
- Nu stați pe cadrul scaunului cu rotile.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există fisuri sau rupturi în cadru.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect.
- Verificați dacă scaunul este complet deschis. Dacă nu este, împingeți scaunul în jos din părțile laterale ale cadrului.
- Verificați dacă frâna funcționează corect.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului pentru persoane și obiecte.
- Dacă există axe cu eliberare rapidă, verificați dacă acestea sunt cuplate corect.
- Verificați anvelopele, presiunea în anvelope (dacă sunt gonflabile) și frânele roților. Frânele nu vor funcționa corect dacă presiunea este prea mică sau distanța dintre anvelope și frâne este prea mare.

IMPORTANT(!)

The urmând metode necesitate la sunt folosite numai din experimentat utilizatorii.
Dacă nu sunteți un utilizator experimentat, cereți ajutor asistentului dvs.

SA ȘEZI ÎN SCAUN ROTUL: ΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ:

1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape de dvs.
2. Fixați roțile.
3. Țineți-vă de părțile laterale și așezați-vă încet în poziție.

COBORAREA DIN MAȘINĂ: ΑΞΙΔΙΟ:

1. Așezați scaunul cu roțile cât mai aproape de poziția în care veți fi transferat.
2. Fixați roțile.
3. Rezemați-vă de ambele mânere în mod egal. A te susține cu o singură mână (și fără un însoțitor) poate cauza daune sau răni.
4. Așezați-vă greutatea corporală în poziția în care veți fi transferat.

ALTE INSTRUCȚIUNI:

1. Folosiți întotdeauna ascensoare sau rampe. Dacă acestea nu sunt disponibile, puteți ajunge la destinație cu ajutorul a două escorte. Ei trebuie să ridice scaunul cu roțile din părțile fixe. Un scaun cu roțile nu ar trebui să fie niciodată ridicat. Ar trebui doar să împingeți.
2. Evita pașii sau obstacolele, în caz contrar cere ajutor însoțitorului tău.
3. Acest scaun cu roțile trebuie folosit doar pentru a transporta o singură persoană odată pe scaun.
4. Utilizatorii nu trebuie să stea în scaunul cu roțile când se află în transportul public.
5. Scaunele cu roțile au o frână pe roțile din spate care trebuie blocată atunci când scaunul rulant nu este în mișcare.
6. NU călcați pe suporturile pentru picioare pentru a vă așeza sau a vă ridica, RISC să vă răsturnați. Suporturile pentru picioare sunt folosite pentru ca utilizatorul să-și pună picioarele atunci când stă.
7. NU atingeți piesele în mișcare în timp ce acestea sunt în mișcare RISC de rănire.

ÎNȚREȚINERE

Verificarea periodică a următoarelor proceduri va ajuta la menținerea duratei de viață și a eficienței scaunului dumneavoastră cu roțile.

ΣΑΠΤΑΜΑΝΑΛΟΣ

1. Verificați presiunea în anvelope urmând instrucțiunile de pe anvelope.
2. Verificați dacă șurubul central al brațului transversal este strâns și în stare bună.
3. Curățați tapițeria cu apă cu săpun sau produse adecvate. (cu o cârpă uscată dacă este un scaun din piele)
4. Curățați părțile metalice ale scaunului cu roțile cu o cârpă uscată sau cu produse speciale pentru suprafețe cromate sau vopsite.
5. Verificați blocajele roților și reglați-le dacă este necesar.
6. Verificați uzura roților din față și din spate

TRIMESTRIAL

1. Verificați și reglați dacă este necesar: furcile roților, tracțiunea roților și roțile motoare.
2. Lubrifiați cu unsoare sau ulei toate piesele supuse frecării sau uzării iminente.
3. Strângeți șuruburile și piulițele.
4. Inspectia generală a stării scaunului cu rotile și repararea a tot ce este necesar.

ANUAL

1. Vă recomandăm o inspecție completă o dată pe an de către un furnizor de servicii calificat.
2. Pentru siguranța pacientului, recomandăm ca scaunul cu rotile să fie verificat de către producător la fiecare 2 ani. În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb originale.

CURĂȚARE

Pe lângă întreținere și inspecție, se poate face curățarea generală atât a cadrului, cât și a tapițeriei.

- Pentru a-și menține aspectul, tapetul trebuie curățat în mod regulat.
- Murdăria poate fi îndepărtată cu un burete și un detergent ușor în apă caldă, ștergând în direcția texturii.
- Clătiți cu apă curată înainte de a-l lăsa să se usuce.
- **NU lăsați scaunul cu rotile umed.**
- Nu așezați tapetul într-un uscător. Dacă murdăria este intensă, suprafața trebuie curățată cu o perie moale.
- Cadrul trebuie curățat regulat cu un detergent slab.
- Scaunele cu rotile cu scaun din piele trebuie curățate cu o cârpă uscată.
- Curățați roțile cu apă caldă și săpun delicat. Atenție la roțile ude, este periculos să folosiți scaunul cu roțile ude.
- Dacă trebuie să dezinfecțați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături



ATENȚIE (!) (!):

- În cazul în care apare o problemă **NU** utilizați produsul până când este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAC S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOBIAC S.A. își rezervă dreptul de a face modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în intervalul de $\pm 3\%$.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (acesta este semnificația simbolului de reciclare).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele în care puteți elimina produsul pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. care nu mai este util la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reutilizarea materialelor produsului dumneavoastră.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria noastră responsabilitate că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANȚIE

Produsul are o garanție de bună funcționare timp de doi (2) ani de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele de uzură, cum ar fi tapițeria, roțile sau frânele și orice se poate uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul), companii de transport.

Nicio lucrare sau piese de schimb nu sunt acoperite dacă nu au fost verificate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru testare sunt plătite de utilizator sau client sau de magazinul cu amănuntul.

FORMULĂ DE GARANȚIE

DETALII CUMPARATOR			
NUMELE COMPLET:			
DATA CUMPĂRĂRII:		TELEFON:	
SERIAL NUMĂR:			
LOTUL:			
DETALII MAGAZIN			
NUME MARCA:			
ADRESA:			
TELEFON:			
ȘTAMBLA ȘI SEMNATURĂ			

UTILIZARE PREVENTATĂ:

Aceste scaune cu rotile au fost concepute pentru persoanele cu handicap fizic sau mintal cu mobilitate redusă. Face posibilă transportul persoanelor cu probleme de mobilitate sau cu mobilitate redusă și poate fi folosit pentru deplasare de către pacient însuși (dacă are roți din spate de 20-24") sau cu ajutorul unui însoțitor.

Când scaunul cu rotile are o roată din spate cu un diametru de 50 până la 60 cm și jantă de mână pe roată, atunci utilizatorul se poate deplasa independent

Atunci când scaunul cu rotile are o roată din spate cu un diametru de 13 până la 40 cm și nu are o jantă de mână pe roată, atunci utilizatorul are nevoie de un însoțitor pentru a muta scaunul cu rotile prin mânerele situate pe spatele scaunului cu rotile.

SPECIFICAȚII

Vă rugăm să consultați **ANEXA A**

DIMENSIUNI

Vă rugăm să consultați **ANEXA B**

ASAMBLARE

Vă rugăm să consultați **ANEXA A**

SIMBOLULE

Vă rugăm să consultați **ANEXA B**

AVERTISMENTĂRI GENERALE:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau precauțiile, vă rugăm să contactați distribuitorul sau tehnicianul corespunzător persoană înainte de a utiliza produsul, deoarece pot fi cauzate daune.
- Țineți produsul departe de sursele de căldură.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați scaunul cu rotile cu ajutorul niciunei părți detașabile.
- Urcarea și coborârea din scaunul cu rotile poate fi efectuată independent, cu condiția să aveți o mobilitate adecvată și o forță adecvată pentru partea superioară a corpului.

IMPORTANT!

Construcția acestui scaun cu rotile este concepută pentru a oferi siguranță maximă. Cu toate acestea, utilizatorii pot fi expuși riscului dacă își folosesc scaunele cu rotile neadecvate. Pentru propria dumneavoastră siguranță, trebuie respectate următoarele reguli. Lucrările de reglare nespecifice sau incorecte pot crește riscul de accidente.

- Purtați întotdeauna haine de culoare deschisă atunci când vă deplasați în locuri întunecate, astfel încât să puteți fi contactat mai ușor de ceilalți.
- Fiți atenți în timpul primului dumneavoastră curs în acest scaun cu rotile.
- Faceți cunoștință cu scaunul cu rotile.
- Folosiți scaunul cu rotile pe teren plan, precum și în urcare și în deal.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să le ridicați de pe podea, ajungând între genunchi.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să vă deplasați pe scaun.
- Nu utilizați pe drumuri sau autostrăzi.
- Nu încercați să urcați sau să coborâți cu apă, gheață sau membrană de ulei.
- Nu utilizați piese, accesorii sau adaptoare neautorizate, altele decât cele aprobate de MOBIK.
- Nu stați în scaunul cu rotile.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1. Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului. (Nu există fisuri sau fracturi în cadru)
2. Verificați dacă produsul este asamblat corespunzător.
3. Verificați dacă scaunul este complet deschis. Dacă nu împingeți scaunul în jos de pe cadrul lateral.
4. Verificați dacă frâna funcționează corect.
5. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.
6. Dacă există axe cu eliberare rapidă, verificați dacă acestea au fost fixate corect.
7. Verificați anvelopele, presiunea în anvelope (dacă este necesar id) și blocarea roților (frâne). Frânele nu vor funcționa corect dacă presiunea este prea mică sau distanța dintre anvelopă și blocajele roților este prea mare.

AVERTIZARE!

Următoarele metode trebuie utilizate numai de către pacienții cu experiență. Dacă nu aveți experiență, cereți ajutorul unui însoțitor.

SĂ URUREAZĂ ÎN SCAUNUL ROTULUI:

1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape de dvs.
2. Activați blocarea roților.
3. Rezemați-vă de cadru cu brațele și coborâți încet spre scaun.

COBORAREA DIN SCAUN ROTULUI:

1. Poziționați scaunul cu roțile cât mai aproape posibil de scaunul la care vă transferați.
2. Activați blocarea roților.
3. **IM** Trebuie să vă bazați în mod egal pe ambele mâner. Sprijinirea unei singure mâini (și nesupravegheată) poate provoca vătămări.
4. Mutați greutatea corpului în scaunul pe care urmează să-l transferați.

ALTE INSTRUCȚIUNI:

1. Folosiți întotdeauna ascensoare și rampe. Dacă acestea nu sunt disponibile, puteți ajunge la destinație cu ajutorul a două escorte. Aceștia trebuie să ridice scaunul cu roțile ținând părți stabile ale cadrului. Un scaun cu roțile nu trebuie să fie niciodată ridicat în timp ce un pasager este așezat. Ar trebui doar împins.
2. Evitați scările sau obstacolele, altfel cereți ajutor de la însoțitor:
3. Acest scaun cu roțile trebuie folosit numai pentru a transporta câte o persoană pe scaun.
4. Utilizatorii nu trebuie să stea într-un scaun cu roțile în timp ce folosesc orice mijloc de transport.
5. Scaunele cu roțile au o frână pe roțile din spate, care ar trebui să fie asigurată atunci când scaunul rulant nu este în mișcare.
6. NU împingeți suporturile pentru picioare pentru a vă așeza sau a vă ridica în picioare, PERICOL DE RĂSCULARE. Suporturile pentru picioare sunt folosite de utilizator atunci când acesta este așezat.
7. NU atingeți piesele în mișcare în timpul mișcării PERICOL DE RĂNIRE

ÎNTREȚINERE:

Revizuirea periodică a procedurilor de mai jos va ajuta la menținerea duratei de viață și a eficacității scaunului dumneavoastră cu roțile.

SĂPTĂMÂNAL

1. Verificați presiunea roții urmând instrucțiunile de pe roți.
2. Verificați dacă șurubul central al brațului transversal este strâns și în stare bună.
3. Curățați materialul cu apă cu săpun sau produse suficiente.
4. Curățați părțile metalice ale scaunului cu o cârpă uscată sau cu produse speciale pentru suprafețe cromate sau suprafețe vopsite.
5. Verificați șuruburile roții și reglați dacă este necesar.
6. Verificați dacă roțile din față și din spate nu sunt deteriorate.

TRIMESTRIAL

1. Verificați și reglați dacă este necesar: furci de roți, roți de tragere, elice.
2. Ungeți sau ungeți toate componentele care sunt supuse frecării sau uzării iminente.
3. Strângeți șuruburile și piulițele.
4. Revizuirea generală a stării scaunului și repararea a ceea ce este necesar.

ANUAL

1. Vă recomandăm o revizuire completă o dată pe an unui furnizor de servicii calificat.
2. Pentru siguranța pacientului, recomandăm ca scaunul rulant să fie verificat de către producător la fiecare 2 ani.
În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb autentice.

CURĂȚARE:

Pe lângă întreținere și inspecție, atât cadrul, cât și tapițeria pot fi curățate temeinic.

- Pentru a-și menține aspectul, materialul trebuie curățat în mod regulat.
- Murdăria poate fi îndepărtată cu un burete și un detergent ușor cu apă caldă, măturând în direcția texturii.
- Clătiți cu apă curată înainte de a-l lăsa să se usuce.
- **NU lăsați scaunul cu rotile umed.**
- Nu așezați materialul într-un uscător de rufe. Dacă murdăria este adâncă, suprafața trebuie curățată cu o perie moale.
- Cadrul trebuie curățat regulat cu un detergent slab.
- Scaunele cu rotile cu scaune din piele trebuie curățate cu o carpa uscată.
- Curățați roțile cu apă caldă și săpun delicat. Acordați atenție la uscarea roților. Este periculos să folosiți scaunul cu rotile cu roțile ude.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.



AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual
- MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorrectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă
- Există un $\pm 3\%$. Abatere pentru dimensiunile produselor.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANȚIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp, cum ar fi tapițeria, roțile sau frânele.

Daune sau defecte cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de aprovizionare (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție

Niciun service sau piesă de schimb nu este acoperit dacă nu a fost inspectat de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile în garanție sunt plătite de utilizator-client sau de dealer.

FORMUL DE RECLAMARE GARANȚIE

DETALII CUMPARATOR:			
NUMELE COMPLET:			
CUMPĂRARE DATA:		TELEFON::	
SERIAL NUMĂR:			
LOTUL:			
DETALII DEALER			
NUMELE COMPLET:			
ROCHIE:			
TELEFON:			
SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA			

**ANEXA A SPECIFICAȚII ANEXA A
SPECIFICAȚII SPECIFICATIONS**

COD MBK	RO DESCRIERE	RO DESCRIERE
0810170	Scaun cu rotile pentru interior de bază IV	Scaun cu rotile pentru interior de bază IV
0806778	Scaun cu rotile de interior I	Scaun cu rotile de interior I
0807985	CONTAINER INTERIOR SCAUN ROTUL	SCAUN ROTUL INTERIOR III CU COMODĂ
0808377	cărucior de transport Pliabil 41	TRANSFER ALUMINIU SCAUN ROTUL ALBASTRU

	0810170	0806778	0807985	0808377
SCHELET / CADRU	OȚEL	OȚEL	OȚEL	ALUMINIU / ALUMINIU
SCHELET / CADRU	pliabil / Pliabil	pliabil / Pliabil	pliabil / Pliabil	pliabil / Pliabil
CULOARE / CULOARE	NEGRU	NEGRU	NEGRU	ALBASTRU
SCAUN SCAUN	TIP PIELE / PIELE PVC	TIP PIELE / PIELE PVC	TIP PIELE CU RECIPIENT / PVC PIELE CU CONFORT	TESTURĂ / TESTURĂ
SIDE / COTIERE	FIX	DETASAL / DETAȘABIL	pliabil / Pliabil	pliabil / Pliabil
FOTBAL SUPIERE	FIX	DETASALĂ & REGLABIL LUNGIME / DETASALĂ & LUNGIME REGLABILĂ	DETASALĂ & REGLABIL LUNGIME / DETASAL & LUNGIME AJUSTABLE	INCORPAT ÎNCĂLĂȚINTE SINGURĂ CU POSIBILITATE LIFT/ INCORPAT SURTIERĂ CU ELEVAREA CAPACITĂȚII
ROȚI SPATE ROȚI SPATE	COMPACT 12" / SOLID	COMPACT 12" / SOLID	12" COMPACT / SOLID	8"x1" (200x25mm) COMPACT / SOLID
FAȚĂ ROȚI FAȚĂ ROȚI	8"x1" (200x25mm) COMPACT / SOLID	8"x1" (200x25mm) COMPACT / SOLID	8"x1" (200x25mm) COMPACT / SOLID	5"x1" (127x25mm) COMPACT / SOLID
FRÂNE ÎNSOȘITĂ ÎNSOȘITOR FRÂNE	NU / NU	NU / NU	DA	DA

MAXIM ÎNCĂRCA ÎNCĂRCARE MAX	110 Kg	100 Kg	110 Kg	75 Kg
SUPLIMENTARE / SUPLIMENTAR	CU centura de siguranta / CU CENTURI DE SIGURANȚĂ	CU CUREA SECURITATE / CU CENTURĂ DE SIGURANȚĂ	CU centura de siguranta / CU CENTURĂ DE SIGURANȚĂ	CU centura de siguranta & Geanta de transport / CU CENTURI DE SIGURANȚĂ & GEANT DE TRANSPORT
NOI SUNTEM RICA încălțăminte / ELEVAREA SUPIERE	NU / NU	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: COD: 0807943 & 0808132	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: COD : 0807943 și 0808132	INCORPAT ÎNCĂLĂTINTE SINGURĂ CU POSIBILITATE LIFT/ INCORPAT SURTIERĂ CU ELEVAREA CAPACITĂȚII
STATO OROU / STANDUL IV	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0810794, 0808297	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0810794, 0808297	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0810794, 0808297	NU / NU
BAZ DE STICLE OXIGEN / OXIGEN CILINDRU DEȚINĂTOR	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0808516	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 00808516	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 00808516	NU / NU
CAZ STICLA / SUPPORT PAHĂ	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0811376	N / A	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0811376	NU / NU
CAZ BASTOUNIOU / trestie- CÂRJĂ DEȚINĂTOR	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0811369	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0811369	OPȚIONAL / COD OPȚIONAL: 0811369	NU / NU



0810170





0806778



0807985



0808377



ANEXA B DIMENSIUNI CARACTERISTICI ANEXA B B DIMENSIUNIENSIONS

0810170	46 cm	50 cm	40 cm	40 cm	64 cm	92 cm	89 cm	49 cm	12" 8"	110 Kg	16 Kg	
0806778	46 cm	45 cm	40 cm	40 cm	62 cm	94 cm	89 cm	50 cm	12" 8"	100 Kg	16 Kg	
0807985	46 cm	44 cm	44 cm	37 cm	62 cm	92 cm	90 cm	55 cm	12" 8"	110 Kg	21 Kg	
0808377	43 cm	41 cm	36 cm	42 cm	52 cm	85 cm	92 cm	47 cm	8" 5"	75 Kg	9 Kg	

ANEXA C MONTAJ ANEXA C MONTAJC. ASSEMBLY

Scaunul rulant pe care îl aveți în mâini poate diferi de cel din fotografiile următoare. Procesul de asamblare este similar.

Scaunul cu rotile pe care îl aveți în mâini poate diferi de cel din fotografiile următoare. Procesul de asamblare este similar.

1. Pentru a deschide:Prinde părțile laterale cotierele și trageți spre exterior, apoi împingeți în jos barele de pe partea laterală a scaunului până când scaunul cu rotile este complet deschis.

Pentru a deschide:*Luați mânerul și trageți în afară, apoi împingeți barele de pe lateralul scaunului, în jos, până când scaunul cu rotile este complet deschis.*

Pentru a închide:Urmează-o proces invers.

Pentru a închide:*Urmați procedura inversă.*





Instalați suportul pentru picioare în fantele situate pe cadrul scaunului cu roțile și apăsați în jos. Rotiți spre interior și apăsați maneta pentru a o bloca în poziție. Repetați același proces pentru celălalt suport pentru picioare.

Scoateți suportul pentru picioare apăsând maneta de eliberare, rotiți-l spre exterior și ridicați-l să iasă din gropi.

Ansamblu suport pentru picioare prin instalarea plăcilor balamale care se află pe piesă pe știfturile balamalei de pe cadrul scaunului cu roțile.

Împingeți suportul pentru picioare spre interiorul scaunului cu roțile până când se blochează în poziție. Repetați aceeași procedură pentru celălalt suport pentru picioare.

Scoateți suportul pentru picioare prin împingerea pârghiei de eliberare, rotiți-vă spre exterior, ridicați suportul pentru picioare de pe știfturile balamalei.

Frânele de parcare sunt folosite pentru a imobiliza scaunul cu roțile atunci când este oprit, pentru a preveni rularea.


Pentru a activa frâna, împingeți maneta de frână înainte. (1)

Pentru a elibera frâna, trageți maneta de frână înapoi cu degetele inferioare (2)

Frânele sunt folosite pentru a imobiliza scaunul cu roțile atunci când acesta este staționat pentru a preveni deplasarea acestuia.

Pentru a acționa frâna, împingeți maneta de frână înainte cu palma. (1)

Pentru a decupla frâna, trageți maneta de frână înapoi cu degetele inferioare (2)



Nu acționați niciodată frâna de mână în timp ce vă deplasați.
Nu acționați frâna de parcare pentru a încetini scaunul cu roțile.

Nu vă bazați pe frâne de parcare.
Țineți degetele departe de piesele mobile atunci când utilizați frâna, țineți întotdeauna mâna pe maneta de frână.

Nu trageți niciodată frâna de parcare în timp ce vă deplasați.
Nu cuplați frâna de parcare pentru a încetini scaunul cu roțile.

Nu vă sprijiniți de frâna de parcare pentru sprijin sau transfer.
Țineți degetele departe de părțile mobile atunci când utilizați frâna, țineți întotdeauna mâna pe maneta de frână.

[14]

Utilizați instrumentul inclus în ambalajul produsului pentru a **ajustați lungimea** suportului pentru picioare. Slăbiți șurubul și strângeți la lungimea dorită pentru a se asigura.

Utilizați instrumentul care vine cu pachetul produsului **reglați lungimea** suportului pentru picioare. Slăbiți șurubul și strângeți la lungimea dorită pentru a-l fixa.



Puneți **curea suport pentru picioare**, inclus în pachet, pentru corect poziționarea picioarelor pacientului.

Utilizați cel inclus **centura pentru picioare** pentru a se asigura că picioarele pacientului sunt poziționate corespunzător.



Dacă suportul pentru picioare are **ridicare operare**, nu ai nevoie de curea. Pentru a muta suportul pentru picioare în sus sau în jos, împingeți maneta înainte și ridicați-o sau coborâți-o, ținând-o în partea cea mai de jos. Această funcție, din motive

Din motive de siguranță, se recomandă ca doar un însoțitor să fie prezent și nu de către utilizator.

Dacă suportul pentru picioare are **funcția de ridicare**, nu folosiți curea. Pentru a muta suportul pentru picioare în sus sau în jos, împingeți maneta înainte și ridicați-o sau coborâți-o, ținând-o din partea inferioară. Această funcție, din motive de securitate, se recomandă să fie realizată numai de însoțitor și nu de utilizatorul însuși.





Pentru a ridicați partea pliabilă, trageți pârghia afară sau apăsați butonul de siguranță și trageți în sus.

Trageți cotiera rabatabilă, trageți pârghia afară sau apăsați butonul de siguranță și trageți în sus.





În cazul în care scaunul cu roțile are un scaun cu container: Dacă scaunul cu roțile are un scaun cu comandă:

0807985

Instalați specialul scaun în creștături care există în Cadru scaun cu roțile


Instalați scaunul special în creștăturile de pe cadrul scaunului cu roțile



Apăsați pentru a aplica bine. Așezați recipientul de plastic pe ghidaje și împingeți-l astfel încât să se potrivească complet sub scaun.

Apăsați pentru a atașa bine.

Introduceți comoda de plastic în ghidaje și împingeți spre interior până sub scaun.



În cazul în care scaunul rulant are frâne de însoțitor: Dacă scaunul cu roțile are frâne de însoțitor:

Cu frânele însoțitorului, asistentul poate frâna scaunul cu roțile în timp ce acesta este în mișcare. Frâna pasagerului poate fi folosită și ca frână de parcare.

Pentru a frâna, trageți maneta de frână A situată pe ghidon.

Pentru a parca, trageți și mențineți ferm maneta de frână până când maneta de siguranță B se cuplează.



Pentru a elibera, trageți de maneta de frână și eliberați maneta de siguranță de sub maneta de frână.

Cu frânele însoțitorului, un asistent poate frâna scaunul cu roțile în timp ce acesta este în mișcare. Frâna însoțitorului poate fi folosită și ca frână de parcare.

Pentru a frâna, trageți maneta de frână A de pe mânerul de împingere.

Pentru a parca, trageți ferm maneta de frână până când maneta de siguranță B se cuplează

Pentru a elibera, trageți de maneta de frână și eliberați maneta de siguranță de sub maneta de frână



Scaunul cu roțile poate fi echipat cu centura de siguranță. Împiedică utilizatorul să alunece sau să cadă din scaunul cu roțile.

O centură slăbită poate permite purtătorului să alunece și să creeze un pericol de strangulare.

Asigurați-vă că vă așezați pe spate pe scaun și că pelvisul este cât mai vertical și cât mai simetric posibil.

Pentru **aaproape**, împingeți zăvorul A în clema B.

Pentru **adeschide**, apăsați butonul C și trageți mânerul A din clema B.

Scaunul cu roțile poate fi echipat cu centura de siguranță.

Împiedică utilizatorul să alunece în jos în scaunul cu roțile sau să cadă din scaunul cu roțile.

O centură slăbită poate permite utilizatorului să alunece în jos și să creeze un risc de strangulare

Asigurați-vă că vă așezați complet pe spate pe scaun și că pelvisul este cât mai vertical și simetric posibil.

The**aaproape**, împingeți clema A în clema de cataramă B.

The**adeschide**, apăsați butonul de apăsare C și trageți de prindere A din clema de cataramă B.

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive