



PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

***CARROZZINA BARELLA
TARGA SCAUN ROTUL***

Toate accidentele grave privind dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră social.

I. Caracteristici tehnice:

- Dimensiunea produsului (L×L×H):
Poziție înaltă: 196x60x88 cm Poziție inferioară: 196x60x27 cm
- Dimensiune ambalaj (1buc): 199x60x28 cm
- Greutate neta: 34 kg - Greutate bruta: 40 kg
- Unghiul maxim al lui Bach: 85°
- Lagăr de încărcare: mai puțin de 159 kg

II. Cum se utilizează:

Caruciorul targa poate fi transformat într-un scaun; unghiul targii poate fi ajustat în funcție de diferitele cerințe. Este destul de potrivit pentru a transfera pacienții în locuri limitate, cum ar fi liftul în spital, ambulanță, drumul orașului etc. Este realizat din materiale din aliaj de aluminiu. Se caracterizează prin faptul că este anticoroziv, sigur de utilizare și ușor de sterilizat și curățat.

III. Aplicat pentru:

Aprobat de practica clinică, acest articol este potrivit pentru ambulanță, sala de luptă din spital, pentru a transporta răniți și pacienți. Poate fi folosit și în operațiuni generale.

IV. Atenționări:












- Când transportați pacienți cu această targă, asigurați-vă că blocați bine dispozitivul de blocare a aripilor și fixați centura de siguranță pentru siguranță.
- În funcționarea generală, aveți grijă să nu rupeți suprafața targii.

V. Întreținere:

- Păstrați curatenie ca de rutină (inclusiv sterilizare).
- Verificați adesea dacă vreo piesă este slăbită sau nu.

VI. Depozitare și transport:


- Depozitați acest produs într-un loc rezistent la umezeală și non-coroziune.
- Vehiculul de transport comun poate transporta acest produs.
- Cu susul în jos este interzis în timpul transportului și depozitării. Stivuiți mărfurile conform instrucțiunilor tipărite pe pachet.

	Producător		A se păstra într-un loc răcoros și uscat		Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745
	Cod produs		A se păstra departe de lumina soarelui		Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismente).
	Numărul lotului		Dispozitiv medical		Reprezentant autorizat în comunitatea europeană
	Consultați instrucțiunile pentru utilizare		Data fabricației		

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B Gima de 12 luni.

REF TD010132(GIMA 34070)

 Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co., Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Zona de demonstrație agricolă modernă, orașul
Zhangjiagang, Jiangsu, 215623, China Fabricat
în China

 SUNGO Europe BV
Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Țările de Jos

Importato da / Importat de:
Gima SpA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

