



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: *ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ, 5-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ*

USER MANUAL: *ELECTRIC BED, 5-FUNCTIONS,*



REF :0803151

LIBRA



REF :0803152

VIRGO

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Τα κρεβάτια 0803151 & 0803152 χρησιμοποιούνται για ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζεται να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι.

Είναι σχεδιασμένα για άτομα που πρέπει νοσηλευτούν για λόγους υγείας ή αναπηρίας σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομειακά ιδρύματα ή και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης σχεδιάστηκαν σαν άνετη λύση για την κατ' οίκον περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα. Σκοπός τους είναι να υποστηρίζουν αυτή την περίθαλψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους $\pm 3\%$.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ Η ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς. Κρατήστε όλα τα κινούμενα μέρη και όλους τους άξονες κίνησης μακριά από εμπόδια κατά τη λειτουργία του κρεβατιού.
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.
- Μην συνδέετε ποτέ σε πρίζα μεγαλύτερη από 220 Volt AC.
- Ποτέ μην λειτουργείτε το κρεβάτι εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα. Εάν το κρεβάτι δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Κρατήστε όλα τα καλώδια μακριά από θερμαινόμενες ή ζεστές επιφάνειες. παράδειγμα καλοριφέρ, μαξιλαράκια θέρμανσης, φορητές θερμάστρες αέρα.
- Μην ανοίγετε μέρη όπως το μοτέρ, το χειριστήριο, την μονάδα ελέγχου. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη μέσα σε αυτά τα μέρη, μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις. Εάν μη πιστοποιημένα άτομα εκτελούν οποιαδήποτε εργασία σε αυτά τα κρεβάτια, η εγγύηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
- Όταν το κρεβάτι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική παροχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο για οποιονδήποτε λόγο.
- Όταν κατεβάζετε το κεφάλι ή το τμήμα του ποδιού, βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν εισάγει χέρια, πόδια ή άλλα μέρη σώματος κάτω από τη βάση του κρεβατιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δαπέδου που στηρίζει το κρεβάτι είναι επίπεδη
- Κλειδώνετε τις λειτουργίες του χειριστηρίου όταν ο χρήστης δεν πρέπει να αλλάξει το ύψος ή/και τη γωνία των τμημάτων της πλάτης ή των ποδιών ή όταν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του ασθενούς να ελέγχει τις λειτουργίες του κρεβατιού. Οι διαδικασίες ρύθμισης μπορούν να κλειδωθούν στο χειριστήριο για προστασία του χρήστη, όταν αυτό το απαιτείται, κατά την άποψη του θεράποντος ιατρού.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:

1. Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό,
2. Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
3. Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί και λειτουργεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
4. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.
5. Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα κεφαλής είναι ασφαλισμένο με το προσκέφαλο και το τμήμα των ποδιών είναι ασφαλισμένο με το υποπόδιο του κρεβατιού.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του χειριστηρίου και άλλα καλώδια τροφοδοσίας δρομολογούνται και ασφαρίζονται σωστά, ώστε αυτά να μην μπλέκονται, να μην πληγώνονται ή/και να κόβονται κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού κρεβατιού. ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.
7. Για να αποτρέψετε τους τροχίσκους από τη μετακίνηση κάθε φορά που το κρεβάτι είναι στατικό, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το φρένο τους
8. ΠΑΝΤΟΤΕ να κλειδώνετε το φρένο του τροχίσκου κατά τη μεταφορά μέσα ή έξω από το κρεβάτι. Ελέγξτε το φρένο του τροχίσκου ΠΡΙΝ χρησιμοποιήσετε το κρεβάτι για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία του φρένου λειτουργεί επαρκώς.
9. Ποτέ μην επιτρέπετε περισσότερα από ένα άτομο στο κρεβάτι.
10. Μην κρατιέστε, κάθεστε ή ξαπλώνετε με τέτοιο τρόπο ώστε ολόκληρο το σωματικό βάρος να τοποθετείται μόνο σε υπερυψωμένα τμήματα κεφαλής ή ποδιών του κρεβατιού. Αυτό περιλαμβάνει την επανατοποθέτηση ή τη μεταφορά από και προς το κρεβάτι.
11. Κρατήστε το κρεβάτι τουλάχιστον 35-40 cm μακριά από οποιαδήποτε άμεση πηγή θερμότητας ή τοίχο.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού.

Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού.

Όλα τα στρώματα και αεροστρώματα της MOBIAK είναι κατάλληλα για κρεβάτια.

Βεβαιωθείτε ότι το στρώμα είναι κεντραρισμένο στο πλαίσιο. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να παγιδευτεί ο χρήστης μεταξύ του στρώματος και οποιασδήποτε κινούμενο μέρος κρεβατιού.

		0803151	0803152
1	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	216 cm	213 cm
2	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	102 cm	103 cm
3	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	203 cm	203 cm
4	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	90 cm	90 cm
5	ΥΨΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ	39 cm	39 cm
6	ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ	80 cm	80 cm
7	ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	74,2 cm	74,2 cm
8	ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	30,4 cm	30,4 cm
9	ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	45,7 cm	45,7 cm
10	ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	70° (+-5°)	70° (+-5°)
11	ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	33° (+-5°)	33° (+-5°)
12	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	3 ΜΟΤΕΡ & 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	3 ΜΟΤΕΡ & 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
13	TRENDELEBURG & ANTI-TRENDELEBURG 12°	ΝΑΙ	ΝΑΙ /
14	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Input: 220V - 50Hz output: 24V	Input: 220V - 50Hz output: 24V
15	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΝΑΙ, 2ΤΕΜ 9V	ΝΑΙ, 2ΤΕΜ 9V
16	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΕΡ	IP20	IP20
17	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2 min ON / 18 min OFF	2 min ON / 18 min OFF
18	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	<50db	<50db
19	ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙ & ΠΟΔΙΑ	2 ΤΕΜ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΤΕΡ	2 ΤΕΜ ΞΥΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΤΕΡ
20	ΤΡΟΧΟΙ	4INCH 4 ΤΕΜ ΜΕ ΦΡΕΝΟ	4INCH 4 ΤΕΜ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
21	ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
22	ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
23	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
24	2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΡΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
25	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	180 Kg	180 Kg
26	ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ	ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ
27	ΒΑΦΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
28	ΚΑΓΚΕΛΑ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
29	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ	ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ
30	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	96 Kg	90 Kg
31	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	108 Kg	102 Kg
32	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	92x42x120 cm	92x42x120 cm
33	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΓΚΕΛΩΝ	15x11x205 cm	15x11x205 cm

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ:

Το κρεβάτι παραδίδεται σε μέρη προς συναρμολόγηση και τοποθετημένο σε έναν εξοπλισμό αποθήκευσης. Μπορεί να μεταφερθεί χωρίς προβλήματα και σε πολυκατοικίες. Αποτελείται από δύο πλαίσια (κεφαλή και πόδια), ένα πλαίσιο σκελετού χωρισμένο στη μέση και τέσσερις δοκούς ασφάλισης πλευρικού κιγκλιδώματος. Το κρεβάτι στέκεται επάνω σε τέσσερις κατευθυνόμενες ρόδες, οι οποίες είναι όλες εξοπλισμένες με φρένο ακινητοποίησης.




- [1] Μετόπη Ποδιών
- [2] Τμήμα ποδιών
- [3] Τμήμα μηρού
- [4] Τμήμα πλάτης
- [5] Αναρτήρας με Λαβή
- [6] Μετόπη κεφαλής
- [7] Χειριστήριο
- [8] Κάγκελα
- [9] Μοτέρ Ανύψωσης
- [10] Κινητήριοι μηχανισμοί για την πλάτη και στήριγμα μηρού (στην εικόνα καλύπτεται).
- [11] Τροχίσκοι.

ΣΥΝΑΜΟΛΟΓΗΣΗ:


*(Οι παρακάτω φωτογραφίες του προϊόντος είναι ενδεικτικές. Η διαδικασία της συναρμολόγησης είναι παρόμοια).

Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε όλα τα επιμέρους τμήματα του κρεβατιού.

Τοποθετήστε όλα τα επιμέρους τμήματα του κρεβατιού στο πάτωμα.



Συναρμολογήστε τα δύο τμήματα του σομιέ του κρεβατιού και ασφαλίστε τα χρησιμοποιώντας τις 4 πεταλούδες που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.




Τοποθετήστε τις μετόπες και στερεώστε το σομιέ στις μετώπες με τους σφιγκτήρες ασφάλισης, τραβώντας προς τα έξω όπως δείχνει η εικόνα.


Στη συνέχεια επαναφέρετε τον σφιγκτήρα στην αρχική του θέση και ασφαλίστε.



5. Εγκαταστήστε τον ηλεκτρικό μοτέρ στο κάτω μέρος του κρεβατιού, αφού πρώτα αφαιρέσετε τα αντίστοιχα καπάκια. Μετά την τοποθέτηση του μοτέρ ασφαλίστε το τοποθετώντας τα καπάκια που προηγουμένως αφαιρέσατε.



6. Στη συνέχεια κάνετε τις αντίστοιχες συνδεσμολογίες .



7. Περάστε τους οδηγούς των κάγκελων τις ράγες, στις μετόπες και από τις δύο πλευρές



8. Συνδέστε το στο δίκτυο ρεύματος.

9. Ανασηκώστε το κρεβάτι πλήρως από το χειριστήριο (συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα- σημείο 4)

10. Περάστε τα κάγκελα από τις ράγες αλουμινίου υπό γωνία από την πάνω μετόπη έως την κάτω μετόπη. Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε με ασφάλεια τις ράγες όταν είναι συνδεδεμένες στον οδηγό ολίσθησης, πρέπει να πατήσετε το κουμπί (παρακαλούμε ελέγξτε την παρακάτω εικόνα).




ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Όλες οι ηλεκτρικές διαδικασίες ρύθμισης μπορούν να ελεγχθούν με το χειριστήριο. Η περιοχή ρύθμισης όλων των λειτουργιών περιορίζεται ηλεκτρικά/μηχανικά εντός του επιτρεπόμενου εύρους. Για λόγους ασφαλείας οι λειτουργίες κλειδώματος πραγματοποιούνται μέσω του ειδικού κλειδιού που υπάρχει ενσωματωμένο στο καλώδιο του χειριστήριου. Οι διαδικασίες ρύθμισης μπορούν έτσι να κλειδωθούν στο χειριστήριο για προστασία του χρήστη, όταν αυτό το απαιτείται, κατά την άποψη του θεράποντος ιατρού.

- Το χειριστήριο μπορεί να κρεμαστεί στο κρεβάτι με τον δικό του γάντζο. Το χειριστήριο πρέπει να κρέμεται στην πλευρική ράγα με ιδιαίτερη προσοχή στη θέση του καλωδίου που οδηγεί στη μονάδα ελέγχου.
- Οι κινητήρες μετάδοσης κίνησης λειτουργούν για όσο πιέζεται το αντίστοιχο πλήκτρο.
- Ελέγχετε ότι όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες εκτελούνται σωστά από το χειριστήριο.

Το χειριστήριο διαθέτει σύστημα κλειδώματος μέσω του ειδικού κλειδιού που υπάρχει ενσωματωμένο στο καλώδιο του χειριστήριου με σκοπό την μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη. Κλειδώστε και ξεκλειδώστε το χειριστήριο τοποθετώντας το ειδικό κλειδί στην εσοχή που υποδεικνύεται στην εικόνα στο **σημείο 6** παρακάτω:

Όταν το χειριστήριο λειτουργεί, ανάβει πράσινο χρώμα στην λυχνία ενεργοποίησης του χειριστήριου.



Μπαταρία (ΔΕΝ περιλαμβάνετε στην συσκευασία):

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μία συνηθισμένη μπαταρία 9 βολτ στο μοτέρ, θα επιτρέψει στο χρήστη να χαμηλώσει τα τμήματα κεφαλής και ποδιών του κρεβατιού. ΔΕΝ θα επιτρέψει στο μοτέρ του κρεβατιού να σηκώσει το κεφάλι ή τα τμήματα των ποδιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε την μπαταρία σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω με αντίστροφη σειρά. Κατά την αποσυναρμολόγηση του κρεβατιού, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη χαμηλότερη θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Αποσυνδέστε το κρεβάτι από την ηλεκτρική παροχή πριν από τον καθαρισμό. Όταν χρησιμοποιείτε υγρά πάνω ή γύρω από το κρεβάτι, πρέπει είστε προσεχτικοί για να μην βραχούν τα ηλεκτρικά μέρη. να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν χύνονται υγρά οποιοδήποτε είδους.

Εάν χυθεί υγρό πάνω ή γύρω από το ηλεκτρικό κρεβάτι, καθαρίστε το και αφήστε το κρεβάτι ή την περιοχή γύρω από αυτό να στεγνώσει καλά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε το κρεβάτι και το συνδέσετε πάλι στο ρεύμα.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα σηκώστε τα τμήματα κεφαλής και ποδιών του κρεβατιού και αφαιρέστε οποιαδήποτε σκόνη από το πλαίσιο.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα αφαιρέστε το στρώμα και καθαρίστε την περιοχή κάτω από αυτό.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επίστρωσης του κρεβατιού.

Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα (ηλεκτρικά και μηχανικά) του ηλεκτρικού κρεβατιού για ζημιές ή υπερβολική φθορά (π.χ. ραγισμένα, ξεφτισμένα ή σπασμένα περιβλήματα ή φθαρμένα εξαρτήματα).

Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες του κρεβατιού: Η πλάτη ανυψώνει και χαμηλώνει σωστά. Τα πόδια ανυψώνουν και χαμηλώνουν σωστά. Το ύψος ανεβαίνει και χαμηλώνει σωστά.

Διατηρείτε μακριά από σκόνη & υγρασία τα ηλεκτρικά μέρη.

Λίπανση. Για τα μηχανικά μέρη των μηχανισμών, τις βίδες και τα σπειρώματα χρησιμοποιείτε λίγο σπρέι Γράσου Λευκού Λιθίου, Για τους τροχούς και τα περιστρεφόμενα ρουλεμάν χρησιμοποιείτε λίγο ελαφρύ λάδι μηχανής.

Ο τακτικός καθαρισμός και ο ηλεκτρικός έλεγχος πρέπει να εκτελούνται από το χρήστη. Όλες οι επισκευές και η συντήρηση στο κρεβάτι πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά από οποιοδήποτε ρυθμίσεις, επισκευή ή υπηρεσία και πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλο τα συνδεδεμένα μέρη είναι συναρμολογημένα σωστά και σφιγμένα με ασφάλεια.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.
- 4) Τα ηλεκτρικά προϊόντα λόγω των δομικών υλικών τους, εάν δεν απορριφθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη στον σκελετό και ένα (1) χρόνο για τα ηλεκτρικά μέρη, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, ρόδες, φρένα, ξύλο ή πλαστικά μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:			
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:		ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:			
LOT :			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CREEΤE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



INTENDED USE:

The Beds 0803151 & 0803152 is used for patients who have health problems, and they need to stay lying in bed. They are designed for people who need to be treated for health reasons or disability in nursing homes, hospitals or even in healthcare facilities.

CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.
- **NEVER PERMIT ANYONE TO BE UNDER THE BED OR IN BETWEEN THE RAISED BED FRAME COMPONENTS AT ANYTIME.**

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum payload.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury. Keep all moving parts and all drive shafts free of obstructions during operation of the bed.
- Do not attempt to lift the product by any removable parts
- Never plug into an outlet that is greater than 220 Volts AC.
- Never operate the bed if it has a damaged cord or plug. If the bed is not working properly call qualified technician.
- Keep all cords away from heated or hot surfaces. i.e. radiators, heating pads, portable gas heaters.
- Do not open parts such as the motor, hand control unit, or electrical control box.
There are no user serviceable parts inside these components. Only trained service personnel are qualified to repair these parts. If uncertified individuals perform any work on these beds, the warranty cannot be applied.
- When the bed is not going to be used for an extended period, UNPLUG electric bed from the wall outlet.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

PRECAUTIONS FOR USE:

- Do not exceed the maximum load capacity for any reason.
- When lowering the head or foot section, make sure that nobody inserts hands, legs or other body parts under the bed base
- Make sure that the floor surface supporting the bed is flat.
- Lock the control functions when the user must not change the height and/or angle of the back or leg sections or when you have doubts about the patient's ability to control the bed functions.
Setting procedures can be locked on the controller for user protection when required at the discretion of the attending physician.

BEFORE USE:

1. Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame).
2. In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
3. Check, if the product is properly assembled & operate correctly and all screws are secure and well screwed on.
4. Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
5. Ensure that the head section is secured with the head-board and foot section is secured with foot-board.
6. Ensure that the hand control cable and other power cables are routed and secured properly so these cables will not become entangled, pinched and/or severed during operation of the electric bed. **NEVER OPERATE THE BED IF THESE CORDS ARE DAMAGED.**
7. To prevent casters from moving whenever the bed is stationary, ensure the bed caster locks are properly engaged.
8. **ALWAYS** lock the caster brake when transferring into or out of the bed. Inspect the caster brake **BEFORE** using the bed to ensure the brake function adequately.
9. Never permit more than one person on/in the bed at any time.
10. Do not lay, sit or lean in such a way that the entire body weight is placed only on **RAISED** head or foot sections of the bed. This includes when repositioning or transferring in or out of bed.
11. Keep the bed a minimum of 35-40 cm away from any direct heat source or wall.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides

MATTRESS SELECTION:

Use mattresses or anti-decubitus mattresses according to the prescription of the treating Physician.
The size of the mattress should not be larger than the frame of the bed.
All MOBIK mattresses and anti-decubitus are suitable for beds.

Ensure the mattress is centered on the frame. This will minimize the risk of the user becoming trapped between the mattress and any bed rail or raising parts.

		<u>0803151</u>	<u>0803152</u>
1	FULL LENGTH	216 cm	213 cm
2	FULL WIDE	102 cm	103 cm
3	LYING SURFACE LENGTH	203 cm	203 cm
4	WIDTH OF LYING SURFACE	90 cm	90 cm
5	HEIGHT MIN	39 cm	39 cm
6	HEIGHT MAX	80 cm	80 cm
7	LENGTH FOR BACK PART	74,2 cm	74,2 cm
8	LENGTH FOR MIDDLE PART	30,4 cm	30,4 cm
9	LENGTH FOR LEG PART	45,7 cm	45,7 cm
10	BACK TILTING	70° (+-5°)	70° (+-5°)
11	KNEE TILTING	33° (+-5°)	33° (+-5°)
12	QTY OF MOTORS & HANDCONTROL	3 MOTOR & 1 HANDCONTROL	3 MOTOR & 1 HANDCONTROL
13	TRENDELEBURG-ANTI-TRENDELEBURG 12°	YES	YES
14	POWER SUPPLY	Input: 220V - 50Hz output: 24V	Input: 220V - 50Hz output: 24V
15	EMERGENCY BATTERY	YES, 2PCS 9V	YES, 2PCS 9V
16	MOTOR PROTECTION CATEGORY	IP20	IP20
17	DUTY CYCLE	2 min ON / 18 min OFF	2 min ON / 18 min OFF
18	NOISE LEVEL DURING ADJUSTMENTS	<50db	<50db
19	HEAD-FOOT BOARD	2 PCS WOODEN WITH WOODEN COVER FOR MOTORS	2 PCS WOODEN WITHOUT WOODEN COVER FOR MOTORS
20	WHEELS	4INCH 4 PCS WITH BRAKE	4INCH 4 PCS WITH BRAKE
21	MONKEY POLE WITH PLASTIC HANDLE	YES	YES
22	I.V STAND	NO	NO
23	URINE HOOKS	NO	NO
24	2 SOCKETS-BASES FOR PLACEMENT OF IV STAND & MONKEY POLE	YES	YES
25	MAX LOAD	180 Kg	180 Kg
26	FRAME	STEEL	STEEL
27	PAINT	NORMAL TREATMENT	NORMAL TREATMENT
28	RAILS	ALUMINUM ,COLORED LIKE BEECH WOOD	ALUMINUM ,COLORED LIKE BEECH WOOD
29	LYING SURFACE	WITH WOODEN SLUTS	WITH WOODEN SLUTS
30	ITEM WEIGHT (NW)	96 Kg	90 Kg
31	GROSS WEIGHT (GW)	108 Kg	102 Kg
32	CARTON DIMENSION FOR THE MAIN FRAME	92x42x120 cm	92x42x120 cm
33	CARTON DIMENSION FOR RAILS	15x11x205 cm	15x11x205 cm

PARTS OF THE BED:

The bed is delivered in parts to be assembled and mounted on a storage equipment. It can be transferred without problems to apartment buildings. It consists of two frames (head and legs), a frame frame divided in half and four side railing locking beams. The bed rests on four steering wheels, all of which are equipped with a parking brake.




- [1] Footboard
- [2] Leg Rest
- [3] thigh Rest
- [4] Backrest
- [5] Lifting Pole with the handle
- [6] Headboard
- [7] Hand Control
- [8] Rails
- [9] Height Rising Motors
- [10] Motors for Back & Leg Rest (in the picture are covered).
- [11] Wheels

ASSEMBLING:


*(The product photos below are indicative. The assembly process is similar).

Open the box and remove all parts of the bed.

Place all the individual parts of the bed on the floor.



Assemble the two parts of the bed and secure them using the 4 screw knobs contained in the product package.




Install the side panels and secure the frame with the locking clamps, pulling outwards as shown in the next image.


Then return the clamp to its original position and secure.



5. Install the electric motor on the bottom of the bed, after first removing the corresponding covers. After installing the motor, secure it by inserting the caps that you previously removed.



6. Connect the rest electric parts.



7. Put the rail guide into the rail guard in each side panel.



8. Connect to the electric power.

9. Lift the bed through the control panel (**refer to the image below - point 4**)

10. Pass the rails through the aluminum base at an angle from the upper metope to the lower metope.

11. To safely lock and unlock the rails when connected to the sliding guider you must press the button (please check below image).



CONTROLLER


All electrical adjustment procedures can be controlled with the control panel. The setting range of all functions is limited electrically/mechanically within the permissible range. For safety reasons, the locking functions are carried out through the special key that is integrated in the control panel's cable. The setting procedures can thus be locked in the control panel for user protection when required in the opinion of the attending physician.

- The control panel can be hung on the bed with its own hook. The control panel must be hung on the side rail paying particular attention to the location of the cable leading to the control unit.
- The drive motors operate as long as the corresponding button is pressed.
- Check that all electrical functions are performed correctly by the control panel.

The control panel has a locking system through the special key that is integrated in the cable of the control panel for the greater safety of the user. Lock and unlock the control panel by inserting the special key into the recess indicated in the image at **point 6** below:

When the control panel is in working state, the control panel's power-on light is green.

1. Backrest Adjustment
2. Legrest adjustment
3. Backrest and Legrest Adjustment
4. Bed Height Adjustment
5. Trendelenburg / Anti-Trendelenburg Adjustment
6. Lock/Unlock functions



Battery Backup:

In the event of the power failure, the standard 9-volt battery in the motor, will allow the user to lower the head and foot sections of the bed. Will NOT allow the bed's motor to lift the head or foot sections.

NOTE: Periodically replace the battery.

NOTE: The Battery is not included in the packaging.

DISASSEMBLY:

Follow the steps described above in reverse order. When disassembling the bed, make sure all parts are in the lowest position.

MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION:

Unplug the bed before cleaning. When using liquids on or around the bed, you should be careful not to get wet the electrical parts.

If a liquid is spilled in or around the electric bed, clean up the spill and let the bed or area around it dry thoroughly before using the electric controls again.

Use only a wet cloth and mild soap on surfaces where they need cleaning.

Then dry thoroughly before you use the product.

DO NOT leave the product wet. allow them to dry completely before using the bed.

Periodically raise the head and foot sections of the bed and remove any dust from the frame.

Periodically remove the mattress and clean the mattress deck.

Do not use chemical cleaners to clean the frame. This could cause damage to the surface.

If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

Protect the item from scratches, cuts and punctures.

Periodically Check all electrical & mechanical bed components for damage or excessive wear (i.e. cracked, frayed or broken housings, or worn components).

Periodically Check all bed functions: Head-rest raises and lowers properly. Foot-rest raises and lowers properly. Bed height raises and lowers properly.

Keep electrical parts away from dust & moisture.

Lubricating. Lightly grease all actuator, screw, threads with white lithium grease. Lubricate all caster roller and swivel bearings with light machine oil.

Routine cleaning and electrical inspection should be performed by the user. All repair and maintenance on the bed should be performed by a qualified technician. After any adjustments, repair, or service and BEFORE use, make sure all attaching hardware is tightened securely.



ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.
- 4) The electrical products due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years warranty on the frame and one (1) year for its electrical components from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, brakes, wood, or plastic parts.

Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.



















BUYERS DETAILS:			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SERIAL NUMBER:			
LOT :			
DEALER DETAILS			
FULL NAME:			
ADDRESS:			
PHONE:			
			SIGN AND SIGNATURE

 **MOBIAM S.A**
 ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
 KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
 T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ANNEX SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
 Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοιβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive