




Înger

Scaun cu roțile în picioare

MANUAL DE UTILIZARE



Stimate client,

Dorim să vă mulțumim pentru încrederea acordată în scaunele cu roțile în picioare Comfort -**İnger**. Scaunul cu roțile în picioare Comfort este un ajutor unic pentru a fi obișnuiți cu cei care se confruntă cu dificultăți în mers și în picioare. Pe lângă îndeplinirea tuturor funcțiilor unui scaun rulant activ, **İngervă** permite să vă ridicați pe cont propriu. Suntem siguri că caracteristicile de design și funcționarea fără probleme ale scaunului cu roțile în picioare Comfort vă vor adăuga confort vieții de zi cu zi și vă vor asigura satisfacția deplină.

La Comfort, siguranța dumneavoastră este importantă pentru noi. Vă rugăm să citiți și să urmați toate instrucțiunile din acest manual înainte de a încerca să utilizați **İnger** pentru prima dată. Aceste instrucțiuni au fost produse în beneficiul dumneavoastră. Înțelegerea de către dumneavoastră a acestor instrucțiuni este esențială pentru funcționarea în siguranță a noului scaun cu roțile în picioare Comfort. **İnger**.

În calitate de client Comfort, aveți o contribuție valoroasă de adus la dezvoltarea continuă a produselor noastre. Acordăm mare atenție sugestiilor dvs., care ne asigură că Comfort oferă în continuare cel mai cuprinzător serviciu și satisface cea mai largă gamă posibilă de nevoi.

Cu stimă,



CUPRINS

INTRODUCERE		1
SIGURANȚĂ	- INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
	- Conducerea Angel	16
CARACTERISTICA	- CARACTERISTICA Angel	21
	- GHID DE CARACTERISTICI	24
	- SPECIFICAȚII	26
OPERARE AJUSTARE	- CONTROLER ȘI OPERARE	27
	- CODURI DE PROBLEME PENTRU CONTROLLER	33
	- AJUSTARE INDIVIDUALĂ	34
	- OPERARE	36
GARANȚIE INFORMAȚII	- ÎNCĂRCĂTORUL	38
	- BATERIILE	43
	- CABLARE BATERIE	44
	- EMI/RFI	45
	- ÎNTREȚINERE	49
	- GARANȚIE	50
	- LIMITĂRI ȘI EXCLUZII	51
- DEPANARE	52	



AVERTIZARE

Nerespectarea avertismentelor din acest manual de utilizare poate duce la vătămări corporale.



ATENȚIE

Nerespectarea avertismentelor din acest manual de utilizare poate duce la deteriorarea Angelului dumneavoastră.



SUGESTIE

Pentru a îmbunătăți experiența de conducere a utilizatorului și pentru a maximiza confortul și comoditatea, vă sugerăm să urmați.

Bateriile trebuie să deconecteze firul roșu (terminalul pozitiv (+)) pentru a conserva energia bateriilor în timpul transportului. Vă rugăm să conectați firul roșu înainte de a utilizaÎnger.

INTRODUCERE



Felicitări pentru achiziția **CONFORT** scaun cu rotile în picioare -**Înger**.

The**Înger** este un scaun cu rotile manual cu tehnologie power standing pentru utilizare în interior și exterior.

The**Înger** este conceput pentru persoanele care vor beneficia de capacitatea de a se ridica în picioare în voie.

The**Înger** oferă șezut și stări confortabile pe fiecare etapă a funcționării sale.

Acest manual de utilizare este compilat din cele mai recente specificații și informații despre produs disponibile la momentul publicării. Ne rezervăm dreptul de a face modificări atunci când devin necesare. Orice modificare a produselor noastre poate cauza variații ușoare între ilustrațiile și explicațiile din acest manual și produsul pe care l-ați achiziționat.

Vă rugăm să citiți garanția de întreținere și să vă asigurați că autorizația și sigiliul. Păstrați garanția de întreținere pentru a vă proteja drepturile.

Manualul utilizatorului este o parte a dvs**Înger**. Dacă vrei să-ți vinzi**Înger** nu uitați să oferiți manualul de utilizare. Vă rugăm să luați manualul de utilizare când conduceți. Dacă aveți experiență în orice problemă cu dvs**Înger** pe care nu le puteți rezolva sau dacă nu vă simțiți capabil să urmați în siguranță oricare dintre instrucțiunile și/sau recomandările conținute în acest manual, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. autorizat Comfort pentru asistență.

VERTISMENT

Nu vă modificați**Înger** în niciun fel neautorizat de Comfort. Modificările neautorizate pot duce la vătămări corporale și/sau deteriorarea dumneavoastră**Înger**.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni generale de siguranță

Pentru securitatea dumneavoastră vă recomandăm să citiți și să respectați cu atenție toate instrucțiunile din acest manual.

- Comfort nu este responsabil pentru daunele aduse proprietății sau vătămările personale rezultate din utilizarea nesigură a unui Comfort**înger**. De asemenea, Comfort nu este responsabil pentru nicio daune materiale sau vătămări corporale rezultate din notificarea de eșec a instrucțiunilor și recomandărilor stabilite în acest manual sau aplicate pe produs de către Comfort.
- Înainte de a utiliza**înger**, primiți instrucțiunile explicate de dvs**înger** dealer. De asemenea, ajută dacă ai un prieten pe care să-l asculți. Studiați manualul de instrucțiuni singur sau dacă nu îl înțelegeți, cereți un prieten să vă ajute să faceți acest lucru. Nu ezitați să cereți orice explicație.
- Pe măsură ce începi să-ți folosești**înger** în timpul activităților zilnice, probabil că vei întâlni situații în care vei avea nevoie de puțină practică. Pur și simplu luați-ne timp și veți avea în curând controlul deplin și încrezător în timp ce manevrezi prin uși, urcând și coborând lifturi, urcând și coborând rampe și pe teren moderat.

PeÎngergăsiți următoarele simboluri atașate:



- Numărul de serie alÎnger: este numărul ID; situat pe cadrul lateral stâng alÎnger.




- Informații pentruÎnger: vă rugăm să citiți manualul de utilizare!



- Atenție, risc de ciupire! Asigurați-vă că nicio parte a corpului, îmbrăcămintea sau alte obiecte nu se blochează.



- Puncte de ancorare (autocolant cu cârlig)



- Etichetă pentru eliberarea frânei.

SIGURANȚĂ

Operațiunea

- Nu opriți niciodată modulul joystick-ului în timpul conducerii. În caz contrar, scaunul rulant se va opri brusc, astfel încât riscați să fiți aruncat înainte de pe scaun. Doar eliberați joystick-ul pentru a opri scaunul cu roțile din mișcare.
Fiți conștienți de faptul că dvs. **İnger** poate produce emisii electromagnetice și poate perturba alte dispozitive.
- Dacă apare o mișcare neintenționată sau eliberarea frânei, rotiți butonul **İnger** OPRIT de îndată ce este sigur.

Conducerea

- The **İnger** este conceput pentru utilizare în exterior și în interior. **İnger** nu se recomandă conducerea pe terenuri denivelate, moi sau cu panta abruptă. Folosind **İnger** în aer liber, aprindeți luminile în zori și amurg și, desigur, în întuneric.
- Nu lăsați copiii să conducă cu **İnger** fara supraveghere.
- Evitați să conduceți prin bălți cu **İnger**. The **İnger** și mai ales componentele electrice sunt foarte sensibile la prea multă apă, unele stropi de apă nu dăunează. (Există pericolul de funcționare defectuoasă, în cazul în care unele părți electrice se udă prea mult.)
- The **İnger** nu este desemnat să ia cu pasageri.
- Priviți mai departe în timp ce conduceți, astfel încât să aveți suficient timp pentru a reacționa la obstacole și a evita accidentele în cale. Acordați atenție pietonilor, copiilor, câinilor etc. aproape și mai ales în fața dvs., deoarece aceștia se pot opri brusc sau pot schimba direcția.
- Luați în considerare reglementările privind permisiunea rutieră: acestea sunt diferite de la țară la țară. De obicei, este prescris prin lege despre tipurile de străzi care pot fi folosite în scopurile dvs. Întrebați în acest sens la departamentul dumneavoastră de autorizare a traficului rutier.

- Evitați marginile abrupte, situațiile de deal sau scări dacă împingeți **Înger** manual (maneta de eliberare a frânei în poziția inferioară), deoarece există riscul de a pierde controlul asupra **Înger** datorită greutateii și dimensiunilor sale. Există chiar riscul ca utilizatorul să cadă din **Înger**. Pentru a depăși un obstacol vă recomandăm să folosiți o rampă sau un lift.
- Forța necesară pentru a împinge **Înger** manual poate fi un pic mai mare decât ați făcut cu alte scaune cu roțile manuale. În funcție de suprafața podelei și de constituția persoanei care împinge **Înger**, poate fi util să aveți o a doua persoană în preajmă care să vă ajute la împingerea **Înger** dacă este necesar.

Funcția stand-up

- În niciun caz nu ar trebui să încercați să vă ridicați fără să urmați toate măsurile de siguranță. Starea în picioare vă stresează corpul în moduri cu care este posibil să nu fiți obișnuit. Prin urmare, vă recomandăm să vă consultați medicul sau kinetoterapeutul înainte de a utiliza **Înger**.
- The **Înger** este permis să vă aducă în poziția de ridicare numai când dispozitivul roții libere este „ON”, aceasta garantează funcționarea corectă a frânelor motorului.
- Ar trebui să aduci doar **Înger** în poziție în picioare dacă **Înger** este pe un teren uniform, solid. Dacă această condiție nu este asigurată, există pericolul de înclinare.
- Nu este recomandat să conduceți distanțe lungi în poziție în picioare în zonele exterioare. Această funcție este concepută pentru a vă deplasa în picioare în interior, cum ar fi în bucătărie sau în birou, de exemplu.
- Vă recomandăm să vă ridicați în picioare numai atunci când sunt însoțiți în caz de spasticitate bruscă, convulsii și probleme similare.

VERTISMENT

Există pericole de strângere la coborârea scaunului din poziția în picioare. Vă rugăm să fiți atenți când lucrați.

Sistem centura de siguranta

- Este absolut esențial să montați corect suportul pentru genunchi și centura pentru piept și picior înainte de a utiliza funcția stand-up.
- Centura pentru piept și pentru picioare sunt destinate exclusiv să țină trunchiul utilizatorului în timpul conducerii și al funcției de ridicare. Nu este folosit pentru a fi un dispozitiv de protecție la coliziuni și/sau accidente. Dacă aveți nevoie de o centură de poziționare pentru a opera în siguranță **Inger**, asigurați-vă că este bine fixat.



Centură de siguranță

- Este absolut esențial să montați corect suportul pentru genunchi și centura de piept înainte de a utiliza funcția de ridicare.
 - Centura toracică este destinată exclusiv să țină trunchiul utilizatorului în timpul conducerii și al funcției de ridicare. Nu este folosit pentru a fi un dispozitiv de protecție la coliziuni și/sau accidente.
- Dacă aveți nevoie de o centură de poziționare pentru a opera în siguranță **Inger**, asigurați-vă că este bine fixată. (Modul de fixare a centurii de siguranță, consultați pagina 37)

Service si intretinere

- The**Înger**este o piesă complicată de mașinărie. Nu încercați să îl întrețineți singur. Pentru toate lucrările de întreținere, vă rugăm să contactați un dealer autorizat. Se recomandă ca dealerul dumneavoastră autorizat să fie responsabil pentru întreținerea scaunului cu roțile o dată pe an.
- Ar trebui să utilizați doar original**Înger**piese de schimb la eventuale reparatii sau modificari. Dacă utilizați alte părți, funcția și securitatea **Înger** poate fi influențat. Aceasta înseamnă, de asemenea, că**Îngernu** mai este acoperit de garanție.
- Programarea ar trebui să fie efectuată numai de profesioniști din domeniul sănătății cu cunoștințe complete despre sistemele de control electronic. Programarea incorectă poate duce la o setare nesigură a unui scaun cu roțile pentru utilizator. **Îngernu** își asumă nicio responsabilitate pentru pierderi de orice fel dacă caracteristicile de unitate sau stabilitate ale**Îngersunt** modificate fără notificare prealabilă și discuții cu producătorul.
- Toate modificările nepotrivite ale**Îngeri**ar sistemele sale diferite pot duce la un risc crescut de accident. Toate modificările și intervențiile trebuie să fie făcute de un dealer autorizat, dacă nu sunteți sigur de orice problemă, vă rugăm să întrebați mai întâi dealer-ul.

Pregătirea scaunului cu roțile pentru utilizare și funcționare

- Pentru livrare toate**Îngersunt** ambalate într-o cutie mare de carton. Spatele este detașat pentru ambalare atentă. Părțile deosebit de sensibile au protecție suplimentară pentru a evita orice daune cauzate de transport.

SIGURANȚĂ

Transport

Scaunul cu roțile trebuie transportat numai într-un vehicul omologat în astfel de scopuri. Verificați dacă scaunul cu roțile este fixat corespunzător și dacă dispozitivele de blocare ale roților sunt cuplate. Scaunul cu roțile poate fi blocat în poziție prin trecerea curelelor de fixare prin suporturile din față și din spate, fiecare marcată cu un autocolant albastru. Asigurați scaunul cu roțile conform instrucțiunilor producătorului sistemelor de reținere a vehiculului. Asigurați-vă întotdeauna că punctele de fixare de pe vehiculul de transport sunt bine ancorate.



Autocolant



VERTISMENT

Utilizare interzisă în autovehicule

- În prezent, Departamentul Transporturilor nu a aprobat niciun sistem de fixare sau reținere într-un vehicul în mișcare al vreunei anvelope pentru a transporta o persoană în timp ce stă într-un scaun cu roțile.
- COMFORT recomandă ca utilizatorii să NU fie transportați în nici un fel de vehicul în timp ce sunt în scaunul cu roțile. Singura alternativă sigură este ca utilizatorii să fie transferați pe scaunele vehiculelor din fabrică pentru transport și să folosească dispozitive de siguranță puse la dispoziție de industria auto. COMFORT nu recomandă niciun sistem de transport în scaun cu roțile.
- Nu vă așezați niciodată în scaunul cu roțile în timp ce vă aflați într-un vehicul în mișcare. Într-un accident sau oprire bruscă, puteți fi aruncat de pe scaun și grav rănit sau ucis.

- Centurile de poziționare COMFORT sunt concepute pentru a poziționa numai utilizatorul și nu vă vor proteja în caz de accident. Este posibil să suferiți chiar și mai multe răni de la centurile. Când transportați scaunul cu roțile într-un vehicul, asigurați-vă că scaunul cu roțile este fixat corespunzător.
- Dacă scaunul nu este fixat corespunzător și se slăbește, acesta poate cauza răni grave persoanelor din vehicul și deteriorarea gravă a vehiculului.

VERTISMENT

- Dacă scaunul rulant trebuie transportat cu utilizatorul pe scaun în vehicul printr-o rampă, scaunul rulant trebuie asigurat împotriva răsturnării înapoi de către o persoană din spate. Utilizatorii de scaun rulant trebuie să se transfere pe scaunul vehiculului și să folosească sistemul de reținere instalat pe vehicul ori de câte ori este fezabil.
- Centura de reținere a vehiculului nu trebuie purtată răsucită. Asigurați-vă întotdeauna că centura de siguranță a vehiculului nu este reglată peste marginile ascuțite ale scaunului cu roțile.
- Centura de reținere a vehiculului nu trebuie ținută departe de corp de componente sau părți ale scaunului cu roțile, cum ar fi cotiera sau roțile scaunului cu roțile. Toate tăvile montate pe scaunul cu roțile trebuie să fie îndepărtate și fixate separat în vehicul sau să fie fixate pe scaunul cu roțile.
- Atunci când este posibil, alte echipamente auxiliare pentru scaune rulante ar trebui fie fixate pe scaunul cu roțile, fie scoase din scaunul cu roțile și fixate în vehicul în timpul tranzitului, astfel încât să nu se elibereze și să nu provoace rănirea ocupanților vehiculului în cazul unei coliziuni. Scaunul poate provoca pagube și răni considerabile atât persoanelor din vehiculul de transport, cât și vehiculului în sine și scaunului cu roțile dacă acesta se slăbește.

SIGURANȚĂ

Transport

Pentru a avea dimensiuni ceva mai mici ale scaunului, atunci când îți place să-l transporti, există două lucruri pe care le poți face:


- Ridicați suportul pentru picioare
- Rabatați spătarul (Modul de rabatare a spătarului, consultați pagina 35)



Transport într-un vehicul fără persoana în scaun cu roțile

Când transportați scaunul cu roțile într-un autovehicul, asigurați-vă că scaunul rulant este fixat astfel încât să nu alunece sau să se răstoarne. Utilizați doar sistemele de prindere autorizate și fixați scaunul cu roțile în punctele de ancorare marcate (autocolant cu cârlig).

Iată un exemplu de cum ar trebui legat scaunul într-un autovehicul:



Livrare

Datorită naturii complexe a acestui scaun cu roțile, acesta vă va fi livrat și demonstrat de către agentul local.

- Scaunul rulant cuprinde următoarele componente:

	Componentă	Cantitate
1	Baza scaunului cu roțile	1
2	Unitate de scaun	1
3	Unitate de spătar	1
4	Suport pentru genunchi	1
5	Centura de siguranță pentru piept și picior	1
6	Unitate de joystick	1
7	Modul Joystick	1
8	Set de baterii	1
9	Incarcator baterie	1
10	Set de scule	1
11	Opțiuni și accesorii	Corespunzător formularului de comandă

SIGURANȚĂ

Depozitare

- Condiția ideală pentru depozitarea **Înger** este o temperatură între -40° și $+60^{\circ}$ Celsius (între -30° și $+140^{\circ}$ Fahrenheit). Umiditatea nu trebuie să depășească 90%. Vă rugăm să aveți grijă să garantați aceste condiții menționate pentru a asigura o durată lungă de viață pentru **Înger**. De asemenea, recomandăm încărcarea bateriilor cel puțin o dată la 1 lună dacă scaunul nu este folosit.
- **Înger** bateriile sunt grele. Consultați tabelul cu specificații. Dacă nu reușiți să ridicați atât de multă greutate, asigurați-vă că obțineți ajutor. Ridicarea peste capacitatea dumneavoastră poate duce la vătămări corporale.

Prima ajustare

- Pentru că **Îngera** fost comandat cu măsurătorile dumneavoastră personale, ar trebui să se potrivească constituției dumneavoastră personale atunci când scaunul vă este livrat. Dacă ar trebui să apară variații, vă rugăm să aruncați o privire la Capitolul — AJUSTARE INDIVIDUALĂ. Acolo puteți vedea cum pot fi reglate diferitele elemente.

VERTISMENT

Vă rugăm să solicitați furnizorului de confort autorizat să facă ajustările în locul dvs. Pentru a evita pericolele, nu faceți nicio ajustare fără nicio sugestie profesională.

Lista de verificare înainte de a utiliza Angel

Urcând și coborând din tine **Înger** necesită un bun simț al echilibrului. Vă rugăm să respectați următoarele sfaturi de siguranță atunci când vă urcați și coborâți de pe dvs **Înger**.

Înainte de a ajunge pe îngerul tău

- Încărcați complet bateriile
- Împingeți maneta roții libere manuală în poziția de conducere.

Ajustări și verificări înainte de călătorie

- Este calea propusă de tine fără oameni, animale de companie și obstacole?
- Ți-ai planificat traseul pentru a evita cât mai bine terenurile adverse și cât mai multe înclinații?
- Ești poziționat confortabil pe scaun?
- Scaunul este blocat bine pe loc?
- Selectorul de reglare a vitezei este setat la o setare mai lentă?
- Oare a ta **Înger** claxonul lui funcționează corect?

VERTISMENT

- Poziționați-vă aproape în **Înger** scaun pentru a preveni **Înger** de la răsturnarea și cauzarea de răni.
- Evitați să folosiți cotierele pentru a suporta greutatea. O astfel de utilizare poate provoca **Înger** să răsturneze și să provoace vătămări corporale.
- Evitați să puneți toată greutatea pe suport pentru picioare. O astfel de utilizare poate provoca **Înger** să răsturneze și să provoace vătămări corporale.
(Excepție privind situația în picioare)
- Nu încercați niciodată să vă urcați și să coborâți **Înger** fără a vă opri **Înger** primul.

SIGURANȚĂ

- Nu conduceți niciodată scaunul cu roțile pe o scară rulantă.

Întreprupător



Când dvs. **Înger** este supraîncălzit, vă rugăm să apăsați butonul întrerupătorului pentru a reseta **Înger**.

CONDUCEREA ÎNGERULUI

Conducerea în general

- Înainte de a începe să conduceți scaunul cu roțile, luați timp pentru a citi toate instrucțiunile referitoare la **Înger** și pentru a cunoaște controalele. Când înveți prima dată să conduci **Înger**, exersează într-o zonă pe care o cunoști bine. Vă sugerăm o zonă mare și netedă, cum ar fi camera dvs. de zi sau aleea către casa dvs. Nu încercați să conduceți **Înger** în zone restrânse sau unde există trafic până când sunteți sigur că puteți controla **Înger** în siguranță. Când conduceți în aer liber, aveți întotdeauna placa scaunului în poziție orizontală sau înclinată înapoi (în cazul în care înclinarea unghiului scaunului este o funcție opțională).

- Porniți modulul joystick și exersați-vă la conducerea **Înger** încet înainte, înapoi și întorcându-se dintr-o parte în alta. Când ai mai multă încredere, mărește viteza și exersează până când stăpânești conducerea **Înger**. Este posibil să conduceți **Înger** în poziția în picioare. Vitezele sunt reduse la jumătate din viteza imediat ce scaunul părăsește poziția cea mai joasă a scaunului. Când sunteți în interior, exersați să vă ridicați în picioare **Înger** și conducând-o încet prin cameră. The **Înger** permite conducerea absolut sigura în poziția așezat pe pante cu o pantă maximă de până la 10 grade. Când conduceți în sus sau în jos pe pante mai abrupte decât aceasta sau pe terenuri denivelate, răspunsul la frânare și la direcție va fi limitat din cauza tracțiunii reduse. Când vă aflați în pantă, nu vă aplecați din **Înger** jos panta.
- Pericol de răsturnare; Conducerea în poziție în picioare nu este o problemă până la un gradient de 3 grade. Un comutator de limită cu unele caracteristici importante de securitate programate este un standard al **Înger**. În corelație între poziția actuală a scaunului și înclinarea solului viteza este redusă automat. În situații extreme, sistemul interzice continuarea conducerii pentru siguranța utilizatorului. Este posibil să continuați de îndată ce placa scaunului este coborâtă. Vă rugăm să citiți informațiile detaliate de mai jos.

Rampă, Obstacol, Apeduct

- Apropiați-vă încet, când întâlniți o rampă sau o pantă.
- Nu încercați să treceți peste un obstacol care are mai mult de 45 mm înălțime sau un spațiu mai mare de 100 mm lățime.
- Nu conduceți în sus sau în jos pe o pantă mai mare de 10 grade. Dacă
- trebuie să vă opriți când coborâți panta, decelerați încet. Evitați
- urcarea prelungită

SIGURANȚĂ

- Când conduceți pe o rampă, păstrați-vă **Înger** Ajustarea vitezei lui este setată la cea mai mică viteză și conduceți numai în direcția înainte.
- Pe orice fel de înclinare sau declin, nu așezați niciodată **Înger** în modul roată liberă în timp ce stați în el sau stând lângă el.
- Nu încercați să aveți dvs **Înger** coborâți înapoi orice treaptă, bordură sau alt obstacol.

Informații de viraj

Vitezele excesiv de mari în viraje pot crea posibilitatea de răsturnare. Factorii care afectează posibilitatea de răsturnare includ, dar nu se limitează la, viteza la viraje, unghiul de virare (cât de brusc virați), suprafețe de drum neuniforme, suprafețe de drum înclinate, mersul dintr-o zonă cu tracțiune scăzută la o zonă cu tracțiune ridicată (precum trecerea dintr-o zonă ierboasă la o zonă pavată- mai ales la viteză mare în timpul virării) și schimbări bruște de direcție. Vitezele mari la viraje nu sunt recomandate. Dacă simțiți că vă puteți răsturna în timpul virajului, reduceți viteza și unghiul de virare pentru a preveni **Înger** de la bacșiș.

Deblocați frânele de transmisie-Angel



TRANSMISIE MANUALĂ

- **Conducere normală**

Când stai pe **Înger**, vă rugăm să împingeți maneta roții libere pentru a fi în modul normal de conducere.


- **Modul roată liberă**

Când stai pe **Înger**, vă rugăm să TRAGAȚI maneta roții libere pentru a fi în modul de conducere manual.

VERTISMENT

- Nu vă folosiți **Înger** în modul roată liberă fără însoțitor.
- Evitați modul roată liberă atunci când conduceți o pantă.
- Nu încercați să vă plasați personal **Înger** în modul roată liberă când stați în **Înger**.
- Nu vă puneți **Înger** în modul roată liberă pe o pantă.

Încărcarea bateriilor



Folosiți doar încărcătorul **Înger** livrat cu scaunul. Pentru a încărca bateriile, opriți unitatea de control și conectați încărcătorul în priză de sub partea din față a joystick-ului. Dacă joystick-ul este pornit, bateriile nu se vor încărca. Dacă bateriile sunt complet descărcate, este nevoie de cel puțin 10 ore pentru a le încărca complet.

Străzi publice și drumuri

- Poate fi dificil pentru trafic să vă vadă atunci când sunteți așezat în dvs **Înger**. Nu ar trebui să operați **Înger** pe străzile și drumurile publice.
- Nu vă folosiți niciodată **Înger** pentru a negocia trepte sau scări rulante.

Lift

- Dacă vă aflați în pragul unui lift când ușa începe să se închidă, apăsați pe marginea ușii de cauciuc sau lăsați marginea ușii de cauciuc să intre în contact cu **Înger** iar usa se va redeschide.

Ușile

- Stabilește dacă ușa se deschide spre tine sau departe de tine. Condu-ți **Înger** ușor și încet înainte/înapoi pentru a împinge/trage ușa deschisă.
- Țineți cont de pietoni, obstacole și gropi, în special când faceți marșarier.

Atingerea și aplecarea

- Nu vă aplecați, nu vă aplecați sau nu ajungeți la obiecte. Dacă trebuie să le ridicați de pe podea, întinzându-vă între genunchi, o astfel de utilizare vă poate provoca **Înger**să răsturneze și să provoace vătămări corporale.

Medicamente pe bază de prescripție medicală / Limitare fizică

- Consultați-vă medicul dacă luați orice medicament prescris sau fără prescripție medicală care vă poate afecta funcționarea **Înger**.

Alcool

- Nu conduceți sub influența alcoolului sau a drogurilor: discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că conduceți sau luați medicamente.

Greutate

- Evitați să puneți toată greutatea pe podea. O astfel de utilizare poate provoca **Înger**să răsturneze și să provoace vătămări corporale.
- Confort **Înger**este conceput pentru o singură persoană, pasagerii sunt interziși.

VERTISMENT

Când virați brusc, reduceți viteza. Când utilizați dvs **Înger** la viteze mai mari, nu virați brusc. Acest lucru reduce foarte mult posibilitatea unui vârf sau cădere. Pentru a evita rănirea personală sau pagubele materiale, exercitați întotdeauna bunul simț atunci când virați. Luați leagăne largi cu dvs **Înger** roata din față a lui în jurul oricărui colțuri strânse, iar dvs **Înger** roțile din spate ale lui vor urma un arc larg. Nu tăiați scurt colțul și nu ciocniți sau agățați de colțurile balustradei.

Suprafețe de rulare în aer liber

Dvs **Înger**este conceput pentru a oferi o stabilitate optimă în condiții normale de conducere-suprafețe uscate, plane, compuse din beton, blat sau asfalt.

Cu toate acestea, Comfort recunoaște că vor exista momente în care vei întâlni alte anvelope de suprafață. Din acest motiv, dvs. **Înger** este conceput pentru a funcționa admirabil pe sol, iarbă și pietriș. Simțiți-vă liber să vă folosiți **Înger** în siguranță pe gazon și în zonele de parc.

- Reduceți-vă **Înger**'s viteza atunci când conduceți pe teren accidentat și/sau suprafețe moi.
- Evitați iarba înaltă care se poate încurca în trenul de rulare.
- Evitați pietrișul și nisipul slab împachetate.
- Dacă nu sunteți sigur de o suprafață de rulare, evitați acea suprafață.

Precauții de vreme nefavorabilă

- Comfort vă recomandă să nu utilizați **Înger** în condiții de gheață sau alunecos sau pe suprafață sărată. O astfel de utilizare poate duce la un accident, vătămare corporală sau poate afecta negativ performanța și siguranța dumneavoastră **Înger**.
- Comfort vă recomandă să nu vă expuneți **Înger** la orice anvelopă de umiditate în orice moment (ploaie, zăpadă, ceață sau spălare). O astfel de expunere vă poate deteriora **Înger**. Nu vă operați niciodată **Înger** dacă a fost expus la umezeală până s-a uscat complet.

Scări

- Nu încercați să mutați un ocupat **Înger** între etaje folosind o scară. Dacă se mută a **Înger** între etaje prin intermediul unei scări, ocupantul trebuie îndepărtat și transportat independent de **Înger**.
- Nu încercați să ridicați **Înger** prin orice piese detașabile. Ridicarea prin intermediul oricăror părți detașabile ale a **Înger** poate duce la rănirea utilizatorului sau deteriorarea **Înger**.

Urmați aceste instrucțiuni pentru a muta Angel între etaje atunci când un lift nu este disponibil:


1. Scoateți ocupantul din **Înger**.
2. Scoateți bateriile din **Înger**. Consultați instalarea / scoaterea bateriilor.
3. Țineți părțile nedemontabile ale **Înger**, ridicați **Înger** de la sol și transferați **Înger** în sus sau în jos pe scări.
4. The **Înger** nu trebuie coborât până când ultima scară nu a fost negociată și **Înger** a fost dus de pe scară.

CARACTERISTICA AÎnger


- Previne contractura articulara a extremitatilor inferioare.
- Îmbunătățește funcția intestinului și a vezicii urinare.
- Ajută la prevenirea rănilor de decubit cauzate de starea prelungită.
- Slăbește osteoporoza și pierderea de calciu în oase.
- Creșteți încrederea personală și depășiți obstacolul fiziologic.
- Eficient pentru adaptarea piciorului la suportul greutateii, mecanism de antrenament de susținere a greutateii corporale.
- Previne hipotensiunea posturală și îmbunătățește funcția cardiopulmonară.
- Reconstruiți capacitatea de lucru în poziție în picioare și deveniți mai independent și capacitatea de îngrijire personală.
- Poate folosi aparatul standard, crește capacitatea de adaptare.

Evaluarea scaunului și în picioare

○ Corecta




Șurub de fixare a suportului pentru genunchi chiar și cu centrul genunchiului




Glezna/Genunchi/Șold
articulație dreaptă

✗ Prea lung




Șurub de fixare a suportului pentru genunchi dincolo de centrul genunchiului




Hiper articulația genunchiului
prelungit

✗ Prea scurt




Șurubul de fixare a suportului pentru genunchi scurt de centrul genunchiului




Genunchi incomplet
extensie

○ Poziția corectă




**✗ Perna de scaun
prea sus**







Cusături pentru reducerea presiunii în poziție așezată

**✗ Și înapoi
adânc/gros**




Este pernă sau spate solid pentru mai mult confort sau stabilitate





CARACTERISTICA



SPECIFICAȚII

Articol nu	Înger LY-ESB240
Ieșire motor	450W*DC24V*2BUC
Baterie	50AH*12V*2BUC
Greutatea bateriilor	31 kg (15,5 kg*2 buc.)
Încărcător	DC24V*8AMP
NV(toate marimile)	62,7 kg
Frâne	Frână magnetică
Încărcare maximă	L: 160 kg O: 135 kg D/S: 120 kg
Gamă	Aproximativ 25 km (pe drum plat, încărcare 160 kg)
Roțile din față	9"(2,80/2,50-4) roată pneumatică
Roțile din spate	14"(3.00-8) anvelopă pneumatică
Viteza maxima	9,15 km/h

REGLAREA FUNCȚIONĂRII

CONTROLLER ȘI OPERARE



Control VR2

- Pe unitatea de control puteți găsi un joystick, butoane și simboluri la care aruncăm o privire mai atentă, după cum urmează.


Buton Pornit/Oprit

- Butonul Pornit/Oprit este pentru pornit sau oprit. Nu folosiți acest buton pentru a opri scaunul cu roțile decât dacă există o urgență



Indicatorul bateriei

- Indicatorul bateriei arată că scaunul cu roțile este pornit și arată cât de multă putere a rămas în baterii. Indicatorul este, de asemenea, utilizat pentru detectarea electronică a defecțiunilor.



Joystick

- Joystick-ul controlează direcția și viteza scaunului cu roțile. Pentru a conduce înainte, împingeți joystick-ul înainte. Cu cât îl împingi mai departe de centru, cu atât scaunul cu roțile se va mișca mai repede. Eliberați joystick-ul și scaunul cu roțile se va opri și frânele pornesc. Pentru mersul înapoi, împingeți joystick-ul înapoi. Împingerea joystick-ului în partea dreaptă înseamnă o curbă la dreapta ca reacție. Împingând joystick-ul spre stânga, apoi scaunul va conduce spre partea stângă. Joystick-ul poate fi folosit și pentru a alege și pentru a muta actuatorile.

!ATENȚIE

Când bateriile se apropie de starea de descărcare, prima lumină roșie va începe să clipească încet, amintindu-vă că bateriile trebuie încărcate imediat.

Viteză



- Acesta este un indicator care arată setarea vitezei maxime pentru scaunul cu roțile. Acest indicator

indică, de asemenea, dacă viteza scaunului cu roțile este limitată sau dacă sistemul de control este blocat. Dacă un LED este aprins, conduceți cu cea mai mică viteză, 5 LED-uri aprinse înseamnă că conduceți cu cea mai mare viteză programată. Dacă LED-urile clipească, înseamnă că viteza este redusă. Asta se întâmplă când intri în poziție în picioare. Dacă LED-urile sunt ondulate în sus și în jos, înseamnă că scaunul este blocat.

!ATENȚIE

Vă recomandăm să setați viteza la cea mai mică setare la primele operațiuni până când vă familiarizați cu dvs**Înger**.

REGLAREA FUNCȚIONĂRII



Cheia cornului

- Tasta claxonului activează claxonul.



Buton de pericol și LED

- Acest buton activează/dezactivează luminile de avarie pentru scaune rulante. această funcție este utilizată atunci când scaunul cu roțile este poziționat într-un mod care îl face un obstacol pentru alții.
- Butonul pentru a activa luminile de avarie și apăsați-l din nou pentru a le dezactiva. Când este activat, LED-ul indicator va clipi sincronizat cu indicatoarele scaunului cu roțile.



Buton de lumină și LED

- Acest buton activează/dezactivează luminile scaunului cu roțile. Apăsați butonul pentru a activa luminile și apăsați-l din nou pentru a le dezactiva. Când luminile sunt activate, se aprinde și LED-ul luminii.



Buton de actionare

- Dacă scaunul cu roțile este echipat cu actuator, acest buton va intra și va ieși din modul de reglare a actuatorului.

- Prin apăsarea actuatorului, LED-ul se aprinde și apoi puteți activa funcția stand-up. Dacă deplasați joystick-ul înainte, scaunul se ridică în sus, dacă mutați joystick-ul înapoi, scaunele se mișcă în jos.
- Când apăsați din nou butonul de acționare, **Îng**er va reveni la modul de conducere.



Buton indicator și LED

- Acest buton activează și dezactivează indicatorul stânga/dreapta al scaunului cu roțile. Apăsați butonul pentru a porni indicatorul și apăsați din nou butonul pentru a-l opri. Când este activat, LED-ul indicator va clipi sincronizat cu indicatorul scaunului cu roțile.

Blocarea / deblocarea scaunului cu roțile

VR2 are o caracteristică care vă permite să vă blocați **Îng**er pentru a preveni utilizarea neautorizată. Metoda de blocare se face printr-o secvență de apăsări de taste și mișcări ale joystick-ului, după cum se detaliază mai jos:

REGLAREA FUNCȚIONĂRII

Pentru a bloca VR2 (Vă rugăm să urmați pașii)

1. Cu VR2 pornit, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire/oprire. După 1 secundă, VR2 ar trebui să sune.
2. Eliberați tasta pornit/oprit.
3. Împingeți joystick-ul în poziția complet înainte până când VR2 emite un bip.
4. Împingeți joystick-ul în poziția complet înapoi până când VR2 emite un bip.
5. Eliberați joystick-ul. Ar trebui să se audă un bip lung.
6. VR2 este blocat acum.



Pentru a debloca VR2 (Vă rugăm să urmați pașii)

1. Apăsați tasta pornit/oprit și porniți VR2. Indicatorul de viteză maximă/profil ar trebui să se ondula la dreapta și la stânga.
2. Împingeți joystick-ul în poziția complet înainte până când VR2 emite un bip.
3. Împingeți joystick-ul în poziția complet înapoi până când VR2 emite un bip.
4. Eliberați joystick-ul. Ar trebui să se audă un bip lung.
5. VR2 este deblocat acum.



! TENȚIE

Când bateriile se apropie de starea de descărcare, luminile roșii vor începe să clipească, amintindu-vă că bateriile trebuie încărcate imediat.

Încărcător extern / priză de programare

Încărcați bateriile scaunului electric prin priza cu 3 pini situată în partea din față a VR2. Curentul de la încărcătorul extern nu trebuie să depășească 12 amperi. Contactați specialistul în confort pentru mai multe informații.

Rollback termic

Controlerul VR2 este echipat cu un circuit termic. Circuitul monitorizează temperatura controlerului, care se traduce aproximativ în temperatura motorului. În cazul în care controlerul VR2 devine excesiv de fierbinte (peste 140°F) curentul motorului (amperaj) este redusă. Pentru fiecare grad peste 140°F, limita curentului motorului este redusă cu 0,55 Amperi până când controlerul VR2 atinge 158°F. În acel moment, ieșirea curentă este redusă la zero. Acest lucru vă reduce **Înger** „puterea” lui, care ar putea, de asemenea, să reducă **Îngers** și permite răcirea componentelor electrice și a motoarelor. Când temperatura revine la un nivel sigur, dvs **Înger** își reia funcționarea normală.

Controlerul VR2 este proiectat cu siguranța utilizatorului ca primă considerație. Încorporează multe funcții sofisticate de autotestare care caută probleme potențiale cu o rată de 100 de ori pe secundă. Dacă VR2 detectează o problemă fie în propriile circuite, fie în **Înger** sistemul electric al lui, poate decide oprirea **Înger**, în funcție de gravitatea problemei. VR2 este proiectat pentru a maximiza siguranța utilizatorului în toate condițiile normale. Tabelul de mai jos identifică codurile de eroare individuale. Codurile de eroare sunt afișate intermitent rapid. Dacă primiți unul dintre aceste coduri de eroare, contactați specialistul în confort.


REGLAREA FUNCȚIONĂRII

CODURI DE PROBLEME PENTRU CONTROLLER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Probleme Cod	Diagnostic o soluție
1	Bateriile trebuie încărcate sau există o conexiune proastă la baterii. Verificați conexiunile la baterii. Dacă conexiunile sunt bune, încercați să încărcăți bateriile.
2	Motorul din stânga are o conexiune proastă. Verificați conexiunea motorului din stânga.
3	Motorul din stânga are un scurtcircuit la o conexiune a bateriei. Contactați specialistul în confort.
4	Motorul potrivit are o conexiune proastă. Verificați conexiunea corectă a motorului.
5	Motorul potrivit are un scurtcircuit la conexiunea bateriei. Contactați specialistul în confort.
6	Scaunul electric este blocat de încărcătorul bateriei. Deconectați încărcătorul de baterie.
7	Este indicată o defecțiune a joystick-ului. Asigurați-vă că joystick-ul este în neutru (centru) poziție înainte de a porni controlerul.
8	Este indicată o defecțiune a controlerului. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure.
9	Frânele de parcare au o conexiune proastă. Verificați frâna de parcare și conexiunile motorului. Asigurați-vă că conexiunile sistemului controlerului sunt sigure.
10	Controlerului a fost aplicat o tensiune excesivă. Acest lucru este cauzat de obicei de o conexiune slabă a bateriei. Verificați conexiunile bateriei.

AJUSTARE INDIVIDUALĂ



Tetiera reglabila

• Reglați 1

Rotiți butonul pentru spate al tetierei în sens invers acelor de ceasornic. Reglați înălțimea și rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru blocare.

• Reglați 2




- Mutați **O** blocați în sus (ca fotografia din stânga), apoi puteți regla tetiera înainte și înapoi. (Vă rugăm să vedeți fotografiile din mijloc și din dreapta)
- Mutați **B** blocați în sus (ca fotografia din stânga), apoi puteți regla tetiera înainte și înapoi, așa cum se arată în fotografiile din mijloc și din dreapta.

REGLAREA FUNCȚIONĂRII



Spătar detașabil

1. Eliberați cele două părți ale butoanelor și scoateți butoanele.
2. Țineți de două părți ale mânerului și ridicați spătarul.
3. Termina.



Placă de picioare reglabilă - A

Ca în fotografie, vă rugăm să ajustați piesa **O**, puteți alege orificiul corect de fixat **Înger** suportul lui pentru a te face să te simți confortabil să pui piciorul pe ea.

Suport de tijă din PU reglabil-B

Ca în fotografie, vă rugăm să ajustați piesa **B**, puteți alege orificiul corect de fixat **Înger** Suportul tijei lui pentru a te face să te simți confortabil.



Protector reglabil pentru genunchi BURET

Eliberați centura de protecție pentru genunchi pentru a regla centura să fie strânsă sau slăbită.

OPERARE



- **O:** Placă pentru picioare în sus



- **B:** Plăcuță-în jos

Puteți folosi mâna pentru a muta suportul pentru picioare în sus **O** sau în jos **B**.

REGLAREA FUNCȚIONĂRII

Cotiera rabatabila inapoi



- Rotiți pârghia de eliberare a cotierei **O** în sens invers acelor de ceasornic și deplasați cotiera în sus.

Centură de siguranță



- Scoateți centura de siguranță.
- Puneți-vă confortabil pe scaun și reglați centura de siguranță într-o poziție corectă.
- Fixați centura de siguranță pentru piept și asigurați-vă că este fixată.

Indicator luminos




- **În**ger indicatorul luminos al lui.

INFORMAȚII DE GARANȚIE


ÎNCĂRCĂTORULOPTIUNEA 1 - 5A

Încărcătorul este un încărcător electronic inteligent interschimbabil. Este proiectat pentru vehiculul electric alimentat de baterie plumb-acid.

Introducere: HP8204B



Vedere frontală




Instrucțiuni de operare (Vă rugăm să urmați pașii)

1. Poziționați scaunul electric aproape de o priză standard de perete.
2. Opriți alimentarea
3. Asigurați-vă că maneta roții libere este în poziția de conducere.
4. Vă rugăm să comutați intrarea de alimentare CA „0” (oprire) și conectați-l la hubul rotund, pe priza de încărcare **aînger** încă o priză la priza de perete.
5. Verificați tensiunea de intrare și apoi comutați corect 115V/230V la tensiune.
6. Verificați dacă bateriile sunt 12V/50AH deasupra bateriilor cu plumb-acid.
7. Verificați dacă toți conectorii au contact bun.
8. După finalizarea acțiunilor de mai sus, comutați intrarea de alimentare CA „1”. Dacă începe procedura normală de încărcare, ventilatorul va porni, iar indicatorul va arăta lumină roșie și galbenă. Dacă există semnal neregulat, vă rugăm să opriți încărcătorul instantaneu și repetați pasul 3-7, apoi reporniți din nou.
9. Indicatorul galben va deveni verde când bateriile sunt complet încărcate.
10. Încărcarea standard are nevoie de 5-6,5 ore. (Este nevoie de mai mult timp iarna)


INFORMAȚII DE GARANȚIE

ÎNCĂRCĂTORULOPTIUNEA 2 - 8A

Introducere: HP2480B



Vedere frontală



Vedere din spate

Instrucțiunile de operare (Vă rugăm să urmați pașii)

1. Scoateți bateria din echipament.
2. Asigurați-vă că cablul de alimentare, cablul bateriei și bornele bateriei sunt în stare bună.
3. Asigurați-vă că tensiunea de ieșire de încărcare este aceeași cu cea a bateriei de conectare.
4. Conectați conectorul încărcătorului de baterie la conectorul bateriei.
5. Asigurați-vă că tensiunea AC în priză este aceeași cu cea a încărcătorului, apoi conectați cablul de alimentare la încărcător și conectați priza, ledul (portocaliu) se va aprinde când este în stare de încărcare.
6. Ledul (verde) se va aprinde când bateria este complet încărcată.
7. Când timpul de încărcare este peste 15 ore, LED-ul (roșu) va clipi și încărcătorul se va opri între timp.

Indicație LED:

LED de alimentare: Roșu Pornit: Pornire LED

de încărcare:

- Roșu Aprins: Gata
- Flash roșu: tensiune joasă sau scurtcircuitat.

- Portocaliu pornit: Încărcare rapidă în curent constant.
- Verde aprins: încărcat complet.

Remedierea problemelor:

1. LED-ul de alimentare este stins.

- Verificați dacă tensiunea de ieșire a prizei există, dacă tensiunea de ieșire pare să fie în stare normală, vă rugăm să contactați furnizorul Comfort pentru reparații.

2. LED-ul de încărcare (portocaliu) este stins.

- Verificați dacă conectorii încărcătorului sunt conectați corect.
- Verificați dacă tensiunea de ieșire a prizei există, dacă tensiunea de ieșire pare a fi în stare normală, vă rugăm să contactați furnizorul Comfort pentru reparații.
- Dacă cele de mai sus sunt corecte, vă rugăm să trimiteți materialul înapoi pentru reparații.

3. LED-ul roșu clipește

- Verificați dacă tensiunea bateriei este prea scăzută.
- Dacă ieșirea DC + - este scurtcircuitată, vă rugăm să trimiteți materialul înapoi pentru reparație.

Notă de siguranță

- Pentru a prelungi durata de viață a încărcătorului, nu lăsați cablul de curent continuu să fie scurtcircuitat mult timp.
- Încărcătorul este recomandat să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.
- Încărcătorul este recomandat să fie utilizat cu o baterie plumb-acid de 75 Ah sau sub 75 Ah.
- Nu demontați încărcătorul, contactați inginerul tehnic dacă este necesar.
- Nu atingeți încărcătorul cu mâinile apoase.

INFORMAȚII DE GARANȚIE

VERTISMENT

- Păstrați alte obiecte la cel puțin cinci centimetri distanță de ventilatorul de încărcare pentru a elibera căldura.
- Evitați să puneți încărcătorul pe baterie.
- Verificați dacă tensiunea DC de ieșire corespunde anvelopei și tensiunii bateriilor. Bateriile și anvelopa cu tensiune greșită ar expune bateriile și ar deteriora utilizatorul.
- Când bateriile se încarcă, țineți departe de fum sau flăcări pentru a evita aprinderea sau explozia.
- Încărcarea într-un loc bine ventilat.
- Evitați șocurile electrice, nu atingeți puterea cu butucul sau mâinile ude.
- Poate duce la rănirea personală și/sau deteriorarea Angelului dvs. atunci când utilizați încărcătorul care nu este recomandat de Comfort.

TENȚIE

- Comutați încărcătorul pe „O” înainte de a conecta circuitele încărcătorului și bateriile.
- Evitați să expuneți încărcătorul în ploaie, apă sau umezeală. Nu demontați și nu transformați încărcătorul.
- Vă rugăm să încărcați la o temperatură de 0 ° c~40 ° c, intervalul suplimentar nu ar încărca și nu va duce la deteriorarea bateriilor.
- Nu opriți încărcarea până când indicatorul luminos devine verde.
- Dacă indicatorul încărcător nu este luminos, scoateți hub-ul aproximativ zece minute și conectați din nou. Dacă nu funcționează, contactați furnizorul dvs. autorizat Comfort pentru asistență.

Defecțiuni și depanare

1. Nicio indicație de tensiune când este pornită. Verificați dacă

- conectorul firelor de intrare funcționează. Verificați dacă
- conectorul prizei de intrare funcționează. Verificați dacă
- siguranța funcționează.

2. Lumină roșie/galbenă, ventilatorul rămâne nemișcat când este pornit.

- Verificați dacă linia de ieșire este scurtcircuitată.

3. Lumina roșie aprinsă, lumina verde clipește, fără semnal de încărcare când este pornită. Verificați

- dacă siguranța de ieșire funcționează.
- Verificați dacă conectorul bateriilor de ieșire este bine
- conectat Verificați polaritatea bateriilor
- Verificați dacă bateriile sunt bine poziționate

INFORMAȚII DE GARANȚIE

BATERIILE

1. Utilizați numai baterii cu ciclu profund, sigilate și fără întreținere. Atât celula cu plumb sigilată, cât și cel cu gel sunt baterii cu ciclu profund, care sunt similare ca performanță în scaunul dumneavoastră electric. Nu utilizați baterii cu celule umede care au capace detașabile așa cum sunt utilizate pentru mașină.

2. Următoarele situații vor arde bateriile.

Înclinație

- Iarnă
- Excesul de greutate

3. Respectarea regulilor va menține bateriile să funcționeze mai mult timp.

- Evitați încărcarea după ce bateriile se epuizează, încărcați după o zi de utilizare zilnică a scaunului electric.
- Deconectați hub-ul în 40 de ore după ce bateriile s-au încărcat complet.


VERTISMENT

- Nu scoateți capacele bateriilor sigilate. Apa nu poate fi adăugată la bateriile sigilate.
- Evitați utilizarea bateriilor într-un loc fără aer.
- Acidul bateriilor poate cauza orbire sau arsuri. Dacă acidul bateriei intră în contact cu ochii, pielea, hainele sau articolele, clătiți cu apă cât mai curând posibil. Dacă acidul bateriei este ingerat, beți multă apă și solicitați imediat asistență medicală.
- Nu folosiți bateriile altor scaune electrice pentru a evita deteriorarea scaunului dumneavoastră electric.
- Când scaunul electric este transportat, asigurați-vă că scaunul electric și bateriile acestuia sunt bine fixate.

CABLARE BATERIE

CONTROLLER VR2

Schema cablajului bateriei



INFORMAȚII DE GARANȚIE

ATENȚIE

O conexiune greșită ar deteriora bateriile și dvs. **Înger** nu s-ar aprinde. Dacă dvs. **Înger** Bateriile devin înghețate, nu încercați să le încărcați. Bateriile reci sau înghețate trebuie lăsate să se încălzească câteva zile înainte de reîncărcare.

SUGESTIE

Dacă nu sunteți sigur cum să schimbați bateriile, contactați furnizorul dvs. autorizat Comfort pentru asistență.

EMI/RFI

AVERTISMENTE EMI/RFI

Teste de laborator efectuate de Food and Drug Administration (FDA) au arătat că undele radio pot provoca mișcare neintenționată a **Înger**. Undele radio sunt o formă de energie electromagnetică (EM). Când energia electromagnetică afectează negativ funcționarea unui dispozitiv electric, acel efect advers se numește interferență electromagnetică (EMI) sau interferențe de radiofrecvență (RFI) .

EMI/RFI ÎNTREBĂRI FRECVENTE (Întrebări frecvente)

Următoarele întrebări frecvente rezumă ceea ce ar trebui să știți despre EMI/RFI. Utilizați aceste informații pentru a minimiza riscul ca EMI/RFI să vă afecteze negativ **Înger**.

De unde vin undele radio?

Undele radio sunt emise de la antenele telefoanelor celulare, radio mobil bidirecțional (precum walkie-talkie și CB-uri), posturi de radio, posturi TV, radio amatori (ȘUNCĂ) transmițătoare, legături wireless de computer, surse de microunde și transmițătoare de paginare. Undele radio sunt o formă de EM. Deoarece EM este mai intens mai aproape de antenele de transmisie (surse de emisie) , câmpurile EM de la radiourile bidirecționale sunt de o preocupare specială pentru **Înger** utilizatorii.

Dacă EMI/RFI îmi afecteazăÎnger,la ce fel de mișcare ar trebui să mă aștept?

Acest lucru este greu de prezis. Răspunsul ar depinde de o serie de factori:

- Puterea undelor radio.
- Construcția particularității taleÎnger.
- Locația dvsÎnger (fie că este pe teren plan sau în pantă) Indiferent dacă
- dvs. sau nuÎngereste în mișcare.

Mișcarea oricăruiÎngerafectate de EMI/RFI pot fi neregulate.

TheÎngerse poate opri brusc sau se poate deplasa într-un mod necontrolat. Unele EMI/RFI intense pot chiar deteriora componentele sistemului de control ale unui Înger.

Există vreo modalitate de a ști cu siguranță dacă undele radio sunt sau nu cauza oricărei mișcări neintenționate a meaÎnger?

Din păcate, EMI/RFI poate fi greu de recunoscut, deoarece semnalele de la sursele radio sunt invizibile și pot fi intermitente. Cu toate acestea, FDA recomandă să raportați toate incidentele de mișcare neintenționată sau eliberare neintenționată a frânelor dvs.Îngercătre producătorul scaunului cu rotile și, dacă este posibil, să determine dacă în apropiere a existat sau nu o sursă de unde radio în momentul incidentului.

O măsură de precauție pe care o puteți lua împotriva mișcării accidentale a dvs Îngereste să vă asigurați că dvs. sau altcineva nu sunteți cauza mișcării neintenționate.

- Opriți scaunul electric apăsând butonul Pornit/Oprit când vă urcați sau dezactivați scaunul electric.
- Urmând acești pași, reduceți foarte mult riscul ca dvs. sau altcineva să loviți din greșeală manetele de control al accelerației și să faceți mișcarea neintenționată a scaunului cu rotile în picioare.

INFORMAȚII DE GARANȚIE

Sunt toate scaunele cu roțile în picioare susceptibile la EMI/RFI?

Fiecare marcă și model de scaun cu roțile în picioare diferă prin capacitatea sa de a rezista la EMI/RFI. Adică, fiecare scaun cu roțile în picioare are un anumit nivel de rezistență la EMI/RFI. Această rezistență este măsurată în volți pe metru (V/m). Un nivel mai mare de rezistență oferă o protecție mai mare împotriva EMI/RFI. Cu alte cuvinte, un scaun cu roțile în picioare cu un nivel de rezistență ridicat este mai puțin probabil să fie afectat de o sursă radio puternică decât este un scaun cu roțile în picioare cu un nivel de rezistență scăzut.

Ce face FDA în legătură cu această problemă?

FDA a scris producătorului de scaune rulante în picioare și a solicitat producătorilor să-și testeze noile modele de scaune rulante în picioare pentru a se asigura că oferă un grad rezonabil de rezistență împotriva EMI/RFI. FDA a declarat că toate modelele nou-produse de scaune cu roțile în picioare ar trebui să aibă un nivel de rezistență de cel puțin 20 V/m. Acest nivel de rezistență oferă un grad rezonabil de protecție împotriva surselor comune de EMI/RFI.

De asemenea, FDA a solicitat sau recomandat ca:

- Producătorii de scaune rulante în picioare etichetează în mod clar produsele noi cu nivelul de rezistență al produsului respectiv sau declară că nivelul de rezistență nu este cunoscut.
- Etichetarea sau materialul informativ furnizat cu noi**înger**trebuie să explice ce înseamnă nivelul de rezistență și să avertizeze utilizatorii despre posibilitatea EMI/RFI și cum să o evite.
- Producătorii de scaune rulante în picioare întreprind un program educațional pentru a informa utilizatorii de scaune rulante în picioare și persoanele care îi îngrijesc despre problemele asociate cu EMI/RFI și despre acțiunile pe care le pot întreprinde pentru a minimiza riscul de EMI/RFI.
- Deși nu există o modalitate exactă de a spune dacă dvs**înger**este total sigur, un nivel de imunitate de 20 V/m este în general realizabil și util. Acest produs a fost testat și trecut la un nivel de imunitate de 20 V/m. Adăugarea de accesorii și componente sau modificarea unității poate modifica susceptibilitatea la EMI/RFI.

Ce pot face pentru a afla dacă am **Înger** probabil să fie afectat de EMI/RFI?

Dacă ai avut-o **Înger** de ceva timp și nu ai experimentat nicio mișcare neintenționată, nu este probabil să aveți o problemă în viitor. Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să apară probleme EMI dacă vă aflați aproape de o sursă de unde radio. Prin urmare, este foarte important să fii atent la această posibilitate.

Ce pot face pentru a reduce riscul meu **Înger** fiind afectat de EMI/RFI?

Iată câteva măsuri de precauție pe care le puteți lua:

- Nu porniți și nu utilizați dispozitive de comunicații personale portabile, cum ar fi banda pentru cetățeni (CB) radio și telefoane celulare în timp ce **Înger**ul tău este pornit.
- Fiți conștienți de transmițătoarele de unde radio din apropiere, cum ar fi posturile de radio sau TV și radiourile bidirecționale portabile sau mobile. Încercați să nu vă operați **Înger** prea aproape de acele transmițătoare. De exemplu, dacă sunteți pe un **Înger** cu un nivel de rezistență de cel puțin 20 V/m, ar trebui să rămâneți la cel puțin trei picioare de un radio cu două sensuri portabil și la cel puțin trei picioare de un radio cu două căi mobil.
- Rețineți că adăugarea de accesorii și/sau componente sau modificarea dvs **Înger** în orice fel, poate modifica nivelul de rezistență EMI/RFI și îl poate face mai susceptibil la interferențe de la sursele de unde radio.
- **Ce ar trebui să fac dacă scaunul meu electric se mișcă în mod neașteptat?**
Dacă apare o mișcare neintenționată sau o eliberare neintenționată a frânei, opriți **Înger** (prin scoaterea cheii) de îndată ce este sigur să o faci.

INFORMAȚII DE GARANȚIE

ÎNȚREȚINERE

Îngrijire zilnică

- Vă rugăm să încărcați după prelungirea condusului.
- Păstrează-ți **Înger** într-un loc uscat sau puneți un impermeabil peste el pentru a preveni pătrunderea umezelii atunci când nu este utilizat.
- Vă rog să vă ștergeți **Înger** cu o cârpă curată și uscată cât mai des posibil. Utilizarea apei poate deteriora ansamblul electronic.
- Evitați să folosiți benzen, benzină..., acestea v-ar deforma **Înger**.
- Evitați să vă păstrați **Înger** expus la sursele externe de căldură, de exemplu lumina soarelui; va ridica temperatura **Înger**.

Întreținere lunară

- Vă rugăm să verificați toți conectorii pentru a preveni deconectarea.
- Verificați dacă toate șuruburile controlerului, bateriilor și diferențialului au fost bine înșurubate.
- Încărcați cel puțin în fiecare lună pentru a menține eficiența ridicată a bateriei.

Jumătate-an Întreținere

- Verificați rulmentul roții față/spate dacă există un zgomot anormal în osii. Vă rugăm
- să verificați dacă mânerul este ușor de manevrat.
- Vă rugăm să verificați dacă scaunul este ușor de reglat.

Întreținere anuală

- Vă rugăm să obțineți întreținerea anuală de la furnizorul autorizat Comfort.

Presiune(e) recomandată(e) în anvelope pentru Angel

- Roata fata: **Rolă pneumatică normală 40-50PSI. (Max: 50PSI) 2.8~3.5bar**
- Roata din spate: **Anvelopă pneumatică normală 30-36PSI. (Max: 36PSI) 2.1~2.5bar**

VERTISMENT

Când au loc perforații în pneuri, vă rugăm să opriți conducerea **Înger** imediat și sunați-vă furnizorul Comfort pentru a vă ajuta.

Reciclare

Dacă doriți să reciclați bateria uzată sau orice parte a acestuia **Înger**, vă rugăm să vă conectați cu furnizorul Comfort.

GARANȚIE

Această garanție este extinsă numai pentru cumpărătorul/utilizatorul inițial al produselor noastre. Chitanța dumneavoastră originală de vânzare va fi necesară ca dovadă a achiziției înainte de a fi prestat orice serviciu în garanție.

VĂ RUGĂM COMPLETAȚI COMPLETAT ȘI RETURNAȚI CARDUL DE ÎNREGISTRARE A GARANȚIEI DE CONFORT ÎN 30 DE ZILE DE LA CUMPĂRARE.

CONFORT garantează produsele vândute numai prin dealer/distribuitor autorizat. **CONFORT** garantează că produsele dumneavoastră nu prezintă defecte de material și de manoperă în condiții normale de utilizare pentru următoarele perioade de timp.

- Cadru principal: 3 ani
- Conduce trenul: 1 an (inclusiv controler, transmisie, motor, frână)
- Încărcător: 1 an

Excluderi de garanție

- Carcase din plastic ABS și capace pentru suport pentru picioare (articole uzate și care nu sunt garantate) Baterii (producătorul bateriei oferă o garanție limitată de șase luni) Anvelope și tuburi pentru anvelope (articole uzate și nu sunt garantate)
Tapițerie și scaune (articole uzate și care nu sunt garantate), forță de muncă, apeluri de service, transport și alte taxe suportate pentru repararea produsului
- În cazul în care cumpărătorul/utilizatorul inițial găsește un cadru defecte și/sau o anumită piesă și consideră că aceasta se datorează unui defect de fabricație, acea componentă va fi reparată sau înlocuită, la **CONFORT** opțiunea și discreția lui. Această garanție nu acoperă taxele de forță de muncă, inclusiv, dar fără a se limita la, taxele suportate pentru instalarea pieselor de schimb sau taxele suplimentare pot fi impuse de dealer sau agent de service.

INFORMAȚII DE GARANȚIE

Toate costurile de transport și daunele de transport suferite în timpul trimerii pieselor pentru reparare sau înlocuire sunt responsabilitatea cumpărătorului inițial.

- Pentru service în garanție, vă rugăm să contactați dealerul/distribuitorul autorizat de la care ați achiziționat produsul Comfort.
- **Garanția pentru controler, motor, încărcător, transmisie (cutie de viteze) este nulă dacă este dezasamblat sau modificat.**

LIMITĂRI ȘI EXCLUZII

Garanția de mai sus nu se aplică pentru achiziționarea de produse Comfort de la un dealer/distribuitor neautorizat, funcționarea necorespunzătoare, numărul de serie a fost eliminat sau deteriorat, modificarea prin utilizarea de piese sau accesorii neautorizate, daune accidentale sau probleme cauzate de neglijență sau utilizare greșită, reparații daune făcute oricăror componente/piese fără consimțământul **CONFORT**, sau produse deteriorate de circumstanțe dincolo **CONFORT** controlul lui, iar o astfel de evaluare va fi determinată numai de **CONFORT**. Garanția nu se aplică problemelor apărute în urma uzurii normale sau a nerespectării instrucțiunilor.

Garanția de mai sus nu se aplică la următoarele:

1. Dacă nu este inspectat în mod regulat conform prevederilor din Comfort.
2. Dacă este întreținut incorect.
3. Dacă **Înger** nu este operat conform manualului utilizatorului sau nu depășește limitarea sau capacitatea menționată în manualul utilizatorului (cu privire la călăreț sau greutate).
4. Dacă sunt utilizate sau transportate împreună componente sau accesorii suplimentare.
5. Dacă scaunul electric este condus în locuri inospitaliere sau în condiții extraordinare.
6. Dacă **Înger** este modificat fără permisiunea Comfort.
7. Dacă este afectat de fum, substanțe medicale/chimice, excremente de păsări, sare, ploi acide, roci zburătoare și particule de metal și alți factori externi etc.

Dacă este afectat de cauze precum taifun, inundație, incendiu și cutremur și alte dezastre naturale etc.

Garanția menționată este exclusivă și în locul altor garanții exprese și implicite. **CONFORT** nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune indirecte sau incidentale.

DEPANARE

- 1. Scaunul cu roțile nu se va deplasa în linie dreaptă sau nu se așează drept pe sol**
Soluție: Pompați sau reparați anvelopa. Solicitați unui tehnician să verifice și dacă montarea axei roții din spate, montarea furcii din față etc. trebuie reglate.
- 2. Incomod în poziție așezată sau în picioare.**
Soluție: Solicitați unui tehnician să verifice dacă montarea axei roții din spate, montarea furcii față etc. trebuie reglate.
- 3. Suporturile pentru picioare nu se sprijină pe sol în poziția cea mai sus în picioare.**
Soluție: Atenție: nu există garanție de stabilitate în picioare! Imperativ! Solicitați unui tehnician să verifice dacă montarea axei roții din spate, montarea furcii față etc. trebuie reglate.
- 4. Scaunul cu roțile se răsturnează prea ușor pe spate.** Soluție: Solicitați unui tehnician să verifice dacă montarea axei roții din spate, montarea furcii față etc. trebuie reglate. Atașați role anti-răsturnare (vezi accesorii)
- 5. Frânele nu frânează eficient.**
Soluție: Solicitați unui tehnician să verifice dacă frânele trebuie reglate.
- 6. Mecanismul funcționează foarte lent.**
Soluție: Reîncărcați bateriile și înlocuiți-le
- 7. Mecanismul nu funcționează întotdeauna cu aceeași viteză, adică urcând sau coborând mai rapid.**
Soluție: Verificați rezistența arcului cu gaz corespunde greutateii corpului utilizatorului. Dacă arcuri trebuie înlocuite.
- 8. Mecanismul nu funcționează (nici în sus, nici în jos, fără zgomot perceptibil al motorului)** Soluție: Conectați cablul motorului la baterie și la unitatea electronică
Conectați panoul de control la baterie și la unitatea electronică. Reîncărcați bateriile. Înlocuiți bateriile. Solicitați înlocuirea panoului de control. Solicitați motorul înlocuit. Înlocuiți bateria și unitatea electronică. Înlocuiți încărcătorul.



COMFORT MOBILITY CORP.

Nu.120,Nan Shiang Tsuen, Shoei Shang

Shiang, Chia-yi, Taiwan, ROC608

TEL: 886-5-2892093

FAX: 886-5-2890070

E-mail: info@comfort.com.tw

www.comfort-mobility.com

