



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: *ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ*

USER MANUAL: *HOSPITAL TYPE BED ELECTRIC
3-FUNCTIONS*

REF

:0805425, 0805427

CE

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Τα κρεβάτια 0805425 & 0805427 χρησιμοποιούνται για ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζεται να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι.

Είναι σχεδιασμένα για άτομα που πρέπει νοσηλευτούν για λόγους υγείας ή αναπηρίας σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομειακά ιδρύματα ή και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης σχεδιάσθηκαν σαν άνετη λύση για την κατ' οίκον περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα. Σκοπός τους είναι να υποστηρίξει αυτή την περίθαλψη.





ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **MHN** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η MOBIAK A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους $\pm 3\%$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- MHN χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και MHN αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου για οποιονδήποτε λόγο.
- Όταν κατεβάζετε το κεφάλι ή το τμήμα του ποδιού, βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν εισάγει χέρια, πόδια ή άλλα μέρη σώματος κάτω από τη βάση του κρεβατιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δαπέδου που στηρίζει το κρεβάτι είναι επίπεδη

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:


1. Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό,
2. Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
3. Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
4. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:


Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού. Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού.

Όλα τα στρώματα και αεροστρώματα της MOBIAK είναι κατάλληλα για κρεβάτια.

- 1) Στατώ ορού
- 2) Μετώπη Κεφαλής
- 3) Χειριστήριο
- 4) Ρόδες (με φρένο)
- 5) Λαβή ανόδου και καθόδου πλαινών προστατευτικών
- 6) Μετόπη ποδιών
- 7) Πλαϊνά προστατευτικά Κάγκελα



0805427



- 1) Στατώ ορού
- 2) Μετόπη Κεφαλής
- 3) Χειριστήριο
- 4) Ρόδες (με φρένο)
- 5) Λαβή ανόδου και καθόδου πλαινών προστατευτικών
- 6) Μετόπη ποδιών
- 7) Πλαϊνά προστατευτικά Κάγκελα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:



- Το προϊόν έρχεται συναρμολογημένο έτοιμο για χρήση.
- Αφαιρέστε το προϊόν από το χαρτοκιβώτιο.
- Απελευθερώστε όλες τις συνδέσεις και συνδεσμολογίες από τα δεματικά.
- Τοποθετήστε την πρίζα σε παροχή ρεύματος 220 Volt .
- Πιέστε τα κατάλληλα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κλίση σε πλάτη, πόδια & γόνατα καθώς και το επιθυμητό ύψος του κρεβατιού από το πάτωμα.
- Ίσως χρειαστεί να τοποθετήσετε τα κάγκελα και τα πλαστικά πλαϊνά (κεφαλάρι και υποπόδιο) για τον προϊόν 0805425 ή και το 0805427.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικονογραφήσεις για την συναρμολόγηση είναι ενδεικτικές για να κάνουν ευκολότερη την συναρμολόγηση ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές από την πραγματικότητα. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται εργαλεία για την συναρμολόγηση

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ & ΤΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ :

- 1) Τοποθετήστε τα Πλαστικά Πλαίσινα πλαισίων (κεφαλάρι και υποπόδιο) στις ειδικές σιδερένιες υποδοχές του κρεβατιού που βρίσκονται στα αντίστοιχα τμήματα.
- 2) Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να ασφαλισουν.
- 3) Βαλτέ την ασφάλεια.



Όπως δείχνουν οι διπλανές εικόνες, #1 έως #5



ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ:

Τοποθετήστε το Στατώ ορού που περιλαμβάνεται στην συσκευασία στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν στις άκρες του κρεβατιού.


Όπως δείχνουν οι διπλανές εικόνες, #6 έως #8



Για να τοποθετήσετε τον Αναρτήρα με πλαστική λαβή στο κρεβάτι***:

1. Πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά τον αναρτήρα 0805423 και την βάση 0805432.
2. Συναρμολογήστε τον αναρτήρα 0805423 που έρχεται σε τρία μέρη,
3. Βιδώστε την Βάση 0805432 στην ειδική υποδοχή του κρεβατιού, δεξιά ή αριστερά.
4. Περάστε τον αναρτήρα μέσα στον σωλήνα με τις εγκοπές για να στερεωθεί.

Όπως δείχνουν οι εικόνες: #9 έως #14









***** ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 0805425. Μπορούμε να προσαρμόσουμε Βάση Αναρτήρα σε Κρεβάτι με ημερομηνία παραγωγής από 15 Μάρτιου 2021 και μετά. Το κρεβάτι 0805427 ΔΕΝ έχει υποδοχή για να ενσωματώσουμε αναρτήρα.**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

1. Για το προϊόν 0805425, Τοποθετήστε τα κάγκελα στο επιθυμητό ύψος με την λαβή ασφαλείας να είναι στην μεριά των ποδιών.
2. Βιδώστε και ασφαλίστε με τις βίδες & με τα εργαλεία που υπάρχουν στην συσκευασία.
3. Ανασηκώστε τα πλαϊνά κάγκελα έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλειδώματος. Για να απελευθερώσετε τα κάγκελα πιέστε το κουμπί για να ξεκλειδώσουν και κατεβάστε τα.

Όπως δείχνουν οι εικόνες: #15 έως #21



ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ 0805427:

1. Τραβήξτε την Λαβή «Α» από το πλαϊνό του κρεβατιού και πιέστε προς τα κάτω για να κατεβάσετε.
2. Κάνετε την ανάποδη κίνηση για να ανεβάσετε.


Όπως δείχνουν οι εικόνες: #22 έως #23

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω με την αντίστροφη σειρά.

Ενεργοποίηση φρένου: πατήστε το μοχλό ενεργοποίησης φρένου προς τα κάτω με το πόδι σας.

Απελευθερώνοντας φρένα: πατήστε το μοχλό απενεργοποίησης φρένου προς τα κάτω με το πόδι σας.



Ανοδος & Κάθοδος Πλάτης


Ταυτόχρονη Άνοδος & Κάθοδος Πλάτης και Ποδιών /Γονάτων

Άνοδος & Κάθοδος Ποδιών /Γονάτων

Άνοδος & Κάθοδος Ύψους Κρεβατιού

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:

Για την λειτουργία του χειριστηρίου, αφού συνδέσετε το προϊόν σε παροχή ρεύματος 220 Volt πιέστε το πλήκτρο με το «βέλος προς τα πάνω» για την ρύθμιση της Ανόδου και το «βέλος προς τα κάτω» για την ρύθμιση της Καθόδου, όπως δείχνει η διπλανή εικόνα



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

M0: Χειριστήριο

M1: Μοτέρ ρύθμισης κλίσης Πλάτης

M2: Μοτέρ ρύθμισης κλίσης Ποδιών-Γονάτων

M3: Μοτέρ ρύθμισης συνολικού ύψους κρεβατιού από το πάτωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επίστρωσης του κρεβατιού.

Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό

Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:**

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.
- 4) Τα ηλεκτρικά προϊόντα λόγω των δομικών υλικών τους, εάν δεν απορριφθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, ρόδες, φρένα, ξύλο ή πλαστικά μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασ του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:			
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:		ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:			
LOT :			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

INTENDED USE:

The Beds 0805425 & 0805427 is used for patients who have health problems and they need to stay lying in bed. They are designed for people who need to be treated for health reasons or disability in nursing homes, hospitals or even in healthcare facilities.





CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum payload.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the product by any removable parts

PICTURES OF CORRECT AND WRONG USE OF THE PRODUCT:



DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

PRECAUTIONS FOR USE


- Do not exceed the maximum load capacity for any reason.
- When lowering the head or foot section, make sure that nobody inserts hands, legs or other body parts under the bed base
- Make sure that the floor surface supporting the bed is flat.

BEFORE USE:

1. Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame).
2. In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
3. Check, if the product is properly assembled and all screws are secure and well screwed on.
4. Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects


MATTRESS SELECTION

Use mattresses or anti-decubitus mattresses according to the prescription of the treating Physician. The size of the mattress should not be larger than the frame of the bed. All MOBIAK mattresses and anti-decubitus are suitable for beds.



0805427

- 1) I.V stand
- 2) Headrest Board
- 3) Hand control
- 4) Wheels with brake
- 5) Rails Release lever
- 6) Footrest Board
- 7) Side guardrails



ASSEMBLING:


- The product is assembled ready for use
- Remove the product from the carton.
- Release all connections that have tire-up.
- Plug in the 220 Volt power supply.
- Press the appropriate button on the remote control to adjust the inclination of the back, legs & knees as well as the desired height of the bed from the floor.
- You may need to install the rails and plastic board (headboard and footrest) for product 0805425 or 0805427.

NOTE: The illustrations for the assembly are indicative to make the assembly easier. May will be differences from reality. Assembly tools are included in the package.

TO INSTAL THE PLASTIC SIDE BOARDS (HEADREST AND FOOTREST) :

- 1) Install the Plastic Side Boards (headrest and footrest) in the special iron sockets of the bed..
- 2) Press lightly down to secure.
- 3) Put the safety lock.


As the pictures #01 to #05 shows.



I.V STAND:

Insert the IV. Stand "7" that are in the package, into the special slots on the edge of the bed.

As the pictures #06 to #08 shows.



To place the Monkey Pole with plastic handle on the bed*:**

5. You must separately purchase the Monkey Pole 0805423 and Base 0805432.
6. Assemble the Monkey Pole 0805423 that comes in three parts.
7. Screw the Base 0805432 on the special bed socket that are on right or left.
8. Insert the Monkey pole 0805423 into the notched tube to stabilize it.


As the pictures #9 to #14 shows.



***** ONLY FOR BED 0805425. We can install the Monkey pole base 0805432 on beds with production date from March 15, 2021 and after. The Bed 0805427 does NOT have the socket to install the monkey pole base.**

IN CASE THAT THE RAILS NEED ASSEMBLING:

1. For the item 0805425, Install the rails at the desired height position, with the safety handle to be on the side of the legs.
2. Screw and secure the rails with the screws & with the tools included in the package.
3. Lift the side rails until you hear the characteristic locking sound. To release the rails, press the button to unlock them and lower them.

As the pictures #15 to #21 shows.







FOR THE SIDE RAILS OF 0805427:

3. Pull Handle "A" from the side of the bed and push down to lower.
4. Do the reverse procedure to move up.

As the pictures #22 to #23 shows.



Brake activation: push the brake activation lever down with your foot.

Brake deactivation: push the brake deactivation lever down with your foot.

DISASSEMBLY:

Follow the steps described above in reverse order.



Up & Down button for Backrest positioning

Up & Down Button for Backrest and Foot (together) support positioning

Up & Down button for Foot support


Up & Down button for Bed High positioning

HANDCONTROL

For the operation of the Hand controller, after connecting the product to a 220 Volt power supply, press the "up arrow" button to adjust the moving up and the "down arrow" to adjust the moving down, as shown in the side image.

MAIM CONTROL UNIT EXPLANATION:

- M0: Hand control
- M1: Backrest inclination adjustment motor
- M2: Legrest inclination adjustment motor
- M3: Total Heigh adjustment motor.



CLEANING AND DISINFECTION:

Use only a wet cloth and mild soap on surfaces where they need cleaning.

Then dry thoroughly before you use the product.

DO NOT leave the product wet.

Do not use chemical cleaners to clean the frame. This could cause damage to the surface.

If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

Protect the item from scratches, cuts and punctures.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.
- 4) The electrical products due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date. The warranty covers factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, brakes, wood, or plastic parts. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty. No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user-customer or by dealer.

BUYERS DETAILS:			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SERIAL NUMBER:			
LOT :			
DEALER DETAILS			
FULL NAME:			
DDRESS:			
PHONE:			
			SIGN AND SIGNATURE

 **MOBIAC S.A**
KAGIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ANNEX A. FEATURES AND SPECIFICATIONS

MBK CODE	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
0805425	ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΟΛΥΣΠΑΣΠΑΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ	HOSPITAL TYPE BED ELECTRIC 3 FUNCTION
0805427	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ	HOSPITAL TYPE BED ELECTRIC 3 FUNCTION
0805423	ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	MONKEY POLE WITH HANDLE
0805432	ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	MONKEY POLE BASE

0805425

0805427



















		0805425	0805427
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	FULL LENGTH	213 cm	218 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	FULL WIDTH	91 cm	103 cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	INTERNAL LENGTH	200 cm	206 cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	INTERNAL WIDE	89 cm	92 cm
ΥΨΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ	HEIGHT MIN	27 cm	45 cm
ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ	HEIGHT MAX	67 cm	78cm
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	LENGTH FOR BACK PART	75 cm	75 cm
ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	LENGTH FOR MIDDLE PART	59 cm	59 cm
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	LENGTH FOR LEG PART	54 cm	54 cm
ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	BACK TILTING	75° (+-5°)	75° (+-5°)
ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	KNEE TILTING	40° (+-5°)	40° (+-5°)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	QTY OF MOTORS & HANDCONTROL	3 MOTOR & 1 HANDCONTROL	3 MOTOR & 1 HANDCONTROL
ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙ & ΥΠΟΠΟΔΙΟ	HEAD-FOOT BOARD	2 pcs ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ / PLASTIC REMOVABLE	2 pcs ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ / PLASTIC REMOVABLE
ΤΡΟΧΟΙ	WHEELS	5inch 4 pcs ΜΕ ΦΡΕΝΟ / W/ BRAKE	5inch 4 pcs ΜΕ ΦΡΕΝΟ / W/ BRAKE
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ	I.V STAND	ΝΑΙ / YES	ΝΑΙ / YES
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΜΕΚΤΕΣ	URINE HOOKS	ΝΑΙ / YES	ΝΑΙ / YES
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	MAX LOAD	250 Kg	250 Kg
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ITEM WEIGHT (NW)	94,5 Kg	103 Kg
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	GROSS WEIGHT	104,5 Kg	116 Kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	FRAME	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ / STEEL	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ / STEEL
ΧΡΩΜΑ	COLOR	ΛΕΥΚΟ / WHITE	ΛΕΥΚΟ / WHITE
ΒΑΒΗ	PAINT	ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / SPECIAL TREATMENT	ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / SPECIAL TREATMENT
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	CARTON DIMENTION FOR THE MAIN FRAME	203 x 95 x 29 cm	207 x 95 x 47cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΙΝΩΝ	CARTON DIMENTION FOR PLASTIC SIDE BOARDS (HEADREST & FOOTREST)	97x55x13 cm	97x55x13 cm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΣΥΜΒΟΛΑ

ANNEX B. SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive