



PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

Gima SpA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

VEZITOR TEMPORAR -Termometru electronic

Avertismente de utilizare

- Orice modificare a acestui dispozitiv este interzisă.
- Nu utilizați dispozitivul împreună cu echipamente CT sau RMN.
- Risc de explozie: Nu utilizați dispozitivul cu gaze anestezice inflamabile.
- Nu comprimați dispozitivul. Dacă carcasa este defectă, vă rugăm să nu utilizați dispozitivul.
- Verificați periodic dispozitivul pentru a vă asigura că este în contact strâns cu pielea, altfel măsurătoarea ar putea fi inexactă.
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Vă rugăm să acordați atenție temperaturii și umidității în timpul funcționării. Utilizarea dispozitivului în condiții care nu îndeplinesc cerințele ar putea duce la erori de măsurare.
- Transmisia wireless eficientă este de 15 m într-un mediu fără obstacole. Pentru distanțe mai lungi, produsul s-ar putea să nu funcționeze. Vă rugăm să utilizați acest produs în limita distanței de transmisie wireless indicate aici.
- Mușchii și grăsimea afectează transmisia wireless, prin urmare, raza de transmisie va fi mai mică dacă dispozitivul este utilizat de adulți sau copii supraponderali.
- Câmpurile electrice și magnetice pot interfera cu buna funcționare a dispozitivului. Prin urmare, este necesar să se asigure că toate dispozitivele externe utilizate în vecinătatea dispozitivului respectă cerințele actuale de compatibilitate electromagnetică (CEM). Telefoanele mobile, echipamentele cu raze X și echipamentele RMN sunt surse potențiale de interferență, deoarece pot emite niveluri mai ridicate de radiații electromagnetice.
- Dispozitivul nu este steril.
- Medicul trebuie să pună diagnosticul pe baza manifestărilor clinice și a simptomelor, utilizând dispozitivul doar ca accesoriu.
- Acest produs a fost calibrat. Nu este necesară întreținere sau calibrare, în afară de înlocuirea bateriei.
- Dacă sistemul se actualizează, vă rugăm să actualizați și programul.
- Este imposibil ca aplicația să fie incompatibilă cu alte aplicații de pe receptorul dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați dacă întâmpinați acest tip de problemă.
- Dacă aveți întrebări despre asamblarea, utilizarea, întreținerea dispozitivului sau orice eveniment neprevăzut, vă rugăm să contactați producătorul sau reprezentanții acestuia.
- Vă rugăm să utilizați și să întrețineți dispozitivul conform acestui manual.
- Recomandăm utilizatorului să utilizeze adezivii originali. Vă recomandăm să utilizați dispozitivul într-un loc răcoros pentru o mai bună senzație de adaptare la persoană. Dacă vă simțiți rău (inconfort sau alergic) în timp ce utilizați acești adezivi, vă rugăm să îi înlocuiți cu alții recomandați de medicul dumneavoastră.
- În cazul măsurătorilor prelungite, vă rugăm să verificați dacă există alergii cutanate la locul respectiv. În caz de alergie, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea.
- Vă rugăm să nu reutilizați abțibildurile îndoite, folosiți un abțibild nou.

- Pregătiți pielea atunci când este utilizată de un adult (de exemplu, epilare cu ceară).
- Vă rugăm să curățați suprafața dispozitivului cu alcool medicinal concentrat 75% înainte și după utilizare. După scoaterea dispozitivului, este necesar să curățați pielea care a intrat în contact cu acesta cu alcool izopropilic. Materialul care intră în contact cu pielea este netoxic, non-alergenic și nu provoacă reacții alergice sau alte efecte secundare.
- Pentru a evita întreruperile cauzate de apelurile sau SMS-urile primite în timpul măsurării, vă recomandăm să activați modul avion și Bluetooth pe dispozitivul iOS/Android (dacă are o cartelă SIM 3G).
- Contactul cu dispozitivul de către animale de companie sau paraziți poate provoca reacții alergice sau alte efecte secundare utilizatorului. Vă rugăm să curățați suprafața dispozitivului cu alcool medicinal concentrat 75% înainte de utilizare.
- Utilizarea necorespunzătoare de către copii poate deteriora sonda de măsurare a temperaturii și poate afecta precizia măsurătorii.
- Senzorul de temperatură este capabil să se pornească și să se oprească automat. Când scoateți senzorul de temperatură din cutie, acesta se va activa automat. Dimpotrivă, când îl pui înapoi în cutie, se va opri automat.
- Când senzorul de temperatură nu este conectat la aplicația software a dispozitivului mobil, indicatorul luminos va clipi de două ori periodic și veți primi 2 notificări pe minut (cu aplicația deschisă sau în fundal) despre lipsa conexiunii. Când este conectat, va clipi periodic o dată.

- Produsul are funcția de a sugera controlul temperaturii. Utilizatorii pot seta valoarea alarmei.
- Este posibil să conectați un singur dispozitiv pentru recepția datelor.

DECLARAȚIE FCC:

- Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când sistemul este instalat într-o zonă rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă este instalat și utilizat într-un mod care nu este conform acestor instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.
- Dacă acest dispozitiv provoacă interferențe cu recepția radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
 - Schimbați orientarea sau amplasarea antenei receptoare.
 - Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
 - Conectați dispozitivul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
 - Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Utilizare preconizată

Dispozitivul este destinat măsurării și monitorizării continue a temperaturii umane. Poate memora și gestiona datele de temperatură. Poate fi utilizat pentru măsurarea temperaturii axilare la pacienții adulți, copii și nou-născuți.

Aspect

Vizualizare anterioară:



Vedere din spate:



1. Senzor de măsurare a temperaturii axilare

Descărcați și instalați software-ul

- 1 Metode de descărcare a software-ului:
 - Utilizatorii care utilizează dispozitive iOS se pot conecta la iPhone App Store și pot căuta software-ul „Temp Sitter”. Alternativ, puteți scana codul QR iOS de pe ambalaj pentru a descărca.
 - Utilizatorii care utilizează sistemul cu dispozitive Android se pot înregistra pe site-ul oficial Wearcare: <http://www.wearcare.cn> pentru a descărca. Sau scanați codul QR Android de pe ambalaj care direcționează către site-ul web menționat anterior. Pentru unele versiuni de Android, poate fi necesară autorizarea pentru instalarea software-ului.
2. Descărcați software-ul „Temp Sitter”, faceți clic pe butonul Nu de pe Google Play.
2. Descărcați software-ul „Temp Sitter”, faceți clic pe butonul Instalare pentru a instala programul gratuit

Instrucțiuni de utilizare

- 1 Activați funcția Bluetooth pe smartphone sau tabletă (terminal mobil);
- 2 Scoateți senzorul de temperatură din ambalaj. Se va porni automat iar mărtoarul luminos va clipi rapid.
- 3 Porniți software-ul instalat anterior. Dispozitivul se va conecta automat. Când conexiunea este reușită, ecranul va afișa mesajul „Conexiune reușită”.
- 4 Montați senzorul de temperatură. Pașii sunt următorii:

Pașii 1



Deschideți pachetul și extrageți senzorul de temperatură.

Pașii 2



Când senzorul de temperatură este conectat la aplicația software a terminalului mobil, indicatorul luminos Bluetooth se va aprinde.

Pașii 3



Lipiti adezivul

Pașii 4



Lipiti dispozitivul la axilă

Pașii 5





Rezultatele măsurătorilor vor fi trimise imediat către aplicația software a dispozitivului mobil prin transmisie wireless.

- Adulții ar trebui să ajute copiii să pună și să utilizeze dispozitivul.
- Vă rugăm să țineți brațul strâns timp de cel puțin 5-8 minute pentru a obține o temperatură exactă.
- După măsurare, vă rugăm să puneți senzorul înapoi în ambalaj pentru a evita consumul bateriei, deoarece dispozitivul este mereu pornit.

Nota: Diferite dimensiuni și diferite metode de măsurare pot duce la valori diferite ale temperaturii.

Întreținere și curățare

1. Curățați suprafața dispozitivului înainte și după utilizare cu alcool medicinal concentrat 75%.
 2. Vă rugăm să încetați utilizarea dispozitivului când apare indicatorul de baterie descărcată, altfel aparatul nu va funcționa corect.
 3. Produsul are o durată de valabilitate de 3 ani. Eliminarea dispozitivului și a bateriei la sfârșitul duratei lor de viață trebuie efectuată în conformitate cu legislația națională.
 4. Sonda trebuie curățată și dezinfectată, dar niciodată sterilizată. Nu sterilizați și nu autoclavați dispozitivul.
- Dacă observați orice deteriorare sau deteriorare a sondelor, încetați utilizarea dispozitivului.
 - Utilizarea detergenților și dezinfectanților, alții decât alcoolul, poate deteriora dispozitivul și poate reduce durata de viață a produsului sau poate cauza riscuri de siguranță.
 - Schema electrică și lista componentelor sunt furnizate numai centrelor de service sau personalului calificat și certificat de producător.
 - Vă rugăm să consultați eticheta produsului pentru data fabricației.

Specificații ale produsului

Model de producție	WT1
Măsură	51 mm × 31,8 mm × 8,5 mm
Greutate	9,6g
Specificații de măsurare	
Interval de măsurare	25,00°C~45,00°C (77,00°C~113,00°F)
Precizia măsurării	±0,05°C (35,00°C~38,50°C) \ ±0,09°F (95,00°F~101,30°F) \ ±0,1°C (25,00°C~34,99°C și 38,51°C~45,00°C) \ ±0,18°F (77,00°F~94,99°F) și (101,31°F~113,00°F)
Unitate de măsură a temperaturii	„°C” sau „°F”
Ora actualizării	La fiecare 3 secunde.
Indicator luminos Bluetooth	Neconectat: Cліpește de două ori continuu. Conectat: clipește o dată.
Aplicație platformă software	
Sistem iOS	iPhone 4s+, iPad 3+, iPad mini
Sistem Android (4.3+)	Telefon mobil, Tabletă
Baterie	
Tip	Baterie tip buton CR2032, 3V/225mAh
Timp de funcționare	≥365 zile (8 ore pe zi)
Specificații de mediu	
Temperatură	În funcționare: 5°C~+40°C; Transport și depozitare: -20°C~+55°C.
Umiditate	Funcționare: 25%-95% (fără condens). Transport și depozitare: 25% 95% (fără condens).
Presiunea atmosferică	În funcționare: 700hPa~1060hPa; Transport și conservare: 500hPa~1060hPa;

Posibile probleme și soluții

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Absența notificării acustic	Sistemul acustic este oprit	Reglați corect sistemul acustic
Nu se poate face a stabili o conexiune dintre dispozitiv și receptorul	1. Bluetooth-ul de pe receptor este dezactivat 2. Versiunea de Android de pe receptor nu este 4.3 sau 4.3+ 3. Versiunea Bluetooth nu este 4.0 4. În afara razei de acoperire 5. Poziție incorectă	1. Activați Bluetooth. 2. Actualizați sistemul Android la versiunea 4.3 sau 4.3+ 3. Utilizați dispozitivul receptor cu Bluetooth 4.0 4. Oprți receptorul 5. Ajustați poziția receptorului
Nu se poate porni dispozitivul	1. Încărcarea poate fi scăzută sau nu există electricitate 2. Dispozitivul în sine poate fi deteriorat	1. Reporniți dispozitivul 2. Contactați serviciul clienți
Imposibil de vizualizat corect date de temperatură.	1. Bateria dispozitivului descărcată	1. Reporniți dispozitivul 2. Contactați serviciul clienți

Specificații ale produsului

Număr	Componente	WT1
1	Bandă adezivă	Unul
2	Manual de utilizare	Unul

Simboluri de definiție

Simbol	Nota
	A se păstra ferit de lumina soarelui
	A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Atenție: Citiți cu atenție instrucțiunile (avertismentele).
	Nu aruncați la gunoiul menajer
	Aparat de tip CF
IP27	Rata de protecție a acoperirii
	Urmați instrucțiunile de utilizare
SN	Număr de serie
CE	Produs conform cu Directiva Europeană nr. 98/79/CE
	Producător
EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
REF	Cod produs
LOT	Numărul lotului

Ghid EMC și declarația producătorului

Ghid și declarația producătorului - emisii electromagnetice		
Dispozitivul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic, așa cum este specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul trebuie să se asigure că produsul este utilizat într-un astfel de mediu.		
Testul de emisii	Acord	Ghid - mediu electromagnetic
Emisii de RF CISPR 11	Grupa 1	Dispozitivul folosește energie RF doar pentru funcționarea sa internă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și este puțin probabil să cauzeze interferențe cu echipamentele electronice din apropiere.
Emisii de RF CISPR 11	Clasa B	Dispozitivul este potrivit pentru utilizare în orice instalație, inclusiv instalații rezidențiale și cele conectate direct la rețeaua publică de energie electrică de joasă tensiune care furnizează energie electrică clădirilor utilizate în scop casnic.
Emisii armonice IEC 61000-3-2	Nu se aplică (Dispozitiv alimentat cu baterii)	
Fluctuațiile emisii de tensiune/pălpăire IEC 61000-3-3	Nu se aplică (Dispozitiv alimentat cu baterii)	



Eliminare: Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine dispozitivele demontate ducându-le la punctul de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B de 12 luni de la Gima.

NOTA: Aceeași înregistrare protejată prin parolă nu poate fi partajată pe dispozitive diferite. Se recomandă înregistrarea separată pentru fiecare dispozitiv mobil.

REF 25548 / WT1

Guandong Biolight Meditech Co., Ltd.
Nr. 2 Innovation First Road, Zona Hi-Tech de pe Coasta
Inovației Tehnice, Zhuhai, China
Fabricate în China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germania

