

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το προϊόν αυτό είναι ένας ορθοπεδικός νάρθηκας και σταθεροποιητής αρθρώσεων που τοποθετείται στην περιοχή της Ποδοκνημικής, Ακινητοποιεί, Εμπνέει ή Ελέγχει την Κίνηση (Ανάλογα την έκδοση) κατά τη διάρκεια της Θεραπείας των Συνδέσμων ή Σταθερών Καταγμάτων.
Στην έκδοση “Ελέγχου της Κίνησης”, επιτρέπει τον έλεγχο Έκτασης από 0 έως 30° και Κάμψης από 0° έως 45°, σε βήματα των 10° ή 15°.
Εφαρμόζεται σε Οξύ διάστρεμμα, Κατάγματα της ποδοκνημικής, Ρήξη μερική ή ολική συνδέσμων κνήμης – περόνης, Ρήξη Αχιλλείου Τένοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται κατόπιν Ιατρικής γνωμάτευσης.
- Ο νάρθηκας πρέπει πρώτα να συναρμολογηθεί και ρυθμιστεί από έναν ορθοπεδικό ή εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά την προσαρμογή του νάρθηκα στον ασθενή πρέπει να τροποποιείται μόνο από ένα εξειδικευμένο προσωπικό.
- Ο νάρθηκας είναι για έναν μοναδικό ασθενή καθώς πρέπει να έχει προσαρμοστεί ειδικά για αυτόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά από άλλους ασθενείς.
- Η θεραπεία πρέπει να παρακολουθείται συχνά από έναν ειδικό. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε παρενέργειες ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο.
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους ±3%.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς.
- Η τοποθέτηση του είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος Ιατρού.
- Η προσαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό υγείας.
- Η συχνότητα & η διάρκεια χρήσης θα πρέπει να καθορίζεται από τον θεράποντα Ιατρό.
- Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα πρέπει να ακολουθείτε πιστά την ημερήσια διάρκεια χρήσης του σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος Ιατρού ή του εξειδικευμένου προσωπικού υγείας.
- Για να πετύχετε ένα πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στο κατάλληλο μέγεθος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα ασθενή.
- Στα σημεία στήριξης με πίεση, το δέρμα δεν πρέπει να είναι τραυματισμένο ή υπερευαίσθητο.
- Μην φοράτε το προϊόν κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος.
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο.
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφαλής χρήση του προϊόντος.
- Ελέγχετε περιοδικά αν οι μαντρες είναι τεντωμένοι και σε καλή κατάσταση (χωρίς λίπη, κοψίματα, σκισίματα, κλπ) και οι αγκράφες κλείνουν σωστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:



Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες καθαρισμού.

1. Να καθαρίζετε συχνά το προϊόν
2. Αφαιρέστε τις εμφανείς ακαθαρσίες πριν προχωρήσετε σε πιο λεπτομερή καθαριότητα.
3. Καθαρίστε τις σκληρές επιφάνειες με ένα νωπό πανί.
4. Τα υφάσματα του νάρθηκα βγαίνουν εύκολα για να πλυθούν. Πλύνετε στο χέρι έως τους 30 °C.
5. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
6. Μην σιδερώνετε.
7. Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.
8. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο
9. ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.
10. Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.
11. Συνιστάται ο καθαρισμός των αυτοκόλλητων βέλκρο για να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα, αφαιρώντας κλωστές, χνούδια, κλπ, που ενδέχεται να έχουν κολλήσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν παραδίδεται συναρμολογημένο και είναι έτοιμο για χρήση.

Η τοποθέτηση του είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος Ιατρού και πρέπει να γίνει από αυτόν ή από εξειδικευμένο προσωπικό υγείας.

INTENDED USE:

This product is an orthopedic splint and joint stabilizer placed in the ankle area. Immobilizes, Blocks or Controls Movement (Depending on the version) During the Treatment of Ligaments or Fixed Fractures.
The “Range Of Movement” version, Allows the control of Extension from 0 to 30 ° and Flexion from 0° to 45°, in steps of 10 ° or 15 °.
It is applied in Acute ankle sprain, Stress fractures of the lower leg, Stable delayed union or non-union fractures of the distal tibia and fibula, Achilles tendon repairs.

CAUTION (!):

- The use of the product is indicated only after doctor's prescription.
- The product requires assembly and prior adaptation by an orthopaedic technician or qualified personnel. After the orthosis has been adapted to a patient, it should only be modified by qualified personnel.
- The product is for single patient use, only given it must be specifically adapted to the said patient. Do not reuse on other patients.
- Monitoring must be frequently revised by the physician. If any secondary effects are noticed, inform the physician immediately
- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a ± 3%. Deviation for the Dimensions of the Products.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

GENERAL SAFETY WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Its application is the sole responsibility of the treating physician.
- The Customization of the product must be done by qualified health personnel.
- The frequency & duration of use should be determined by the treating physician.
- For maximum effectiveness you must respect the daily usage duration according to the instructions of the treating physician or specialized health personnel.
- To ensure the full therapeutic effect, you must use the correct size.
- This product is intended to be used by one patient only.
- In pressure bearing areas, the skin must not be injured or hypersensitive.
- Do not wear the product while having a bath or a shower.

BEFORE EVERY USE:

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product.
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Always check the condition of wear for the parts to ensure the absolute safe use.
- Regularly check that the straps are tense and in good condition (free of grease, cuts, tears, etc.) and that the buckles fasten well.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

MAINTENANCE, CLEANING & DISINFECTION INFORMATION:

To guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these cleaning procedures.

1. Clean the product frequently.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate cleaning.
3. Clean the hard surfaces with a damp cloth.
4. The fabric parts of the product are easily removed allowing them to be washed. Wash in hand at a maximum of 30 °C.
5. Do not use bleach.
6. Do not iron.
7. Do not dry clean.
8. Do not tumble dry.
9. DO NOT leave the product wet.
10. If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
11. It is recommended, to careful cleaning of the Velcro and to eliminate threads, lint, etc., and thereby preserve correct adhesive properties.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

The product is assembled and ready for use.

It's fitting and application is the sole responsibility of the treating physician and must be done by him or by specialized health personnel.

- Κατά την 1η εφαρμογή, λύστε τους ιμάντες & αφαιρέστε το υφασμάτινο εσωτερικό της μπότας.
- Τοποθετήστε το πόδι στο υφασμάτινο εσωτερικό & ασφαλίστε το καλά. Δέστε πρώτα τους ιμάντες της πατούσας & σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζουν σωστά. Στην συνέχεια τυλίξτε & δέστε γύρω από την κνήμη, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Κόψτε το ύφασμα, εφόσον απαιτείται, ώστε να εφαρμόσει σωστά.
- Ανοίξτε με τα χέρια σας, τα κάθετα τμήματα (πλαϊνά) & τοποθετήστε το πόδι μέσα στην μπότα. Ευθυγραμμίστε τα κάθετα τμήματα με το μέσο του αστραγάλου.
- Αν τα πλαϊνά έχουν εύκαμπτους υφασμάτινους σωλήνες, αφαιρέστε τους & εφαρμόστε το ύφασμα στα πλαϊνά.
- Ασφαλίστε τους ιμάντες ξεκινώντας από τα δάκτυλα των ποδιών & συνεχίζοντας έως πάνω.
- Για λόγους υγιεινής και άνεσης συνιστάται η χρήση ενός βαμβακερού ενδύματος ή μίας κάλτσας, ιδανικά χωρίς ραφές, κάτω από τους νάρθηκες.

- For first time application, loosen straps and remove liner from boot.
- Place foot in liner and secure with contact closure. Fasten the foot flaps on the liner first, making sure they are snug. Wrap and fasten the leg portion of the liner, again making sure that it is snug from the bottom to top. Some trimming of the liner may be necessary to accomplish optimum fit.
- Spread the uprights using both hands and step into boot, aligning uprights with midline of the ankle.
- If uprights have plastic tube liner, remove them now and affix upright to liner.
- Secure boot straps at the toes and working up the leg.
- For hygiene and comfort, it is recommended to wear a cotton garment or a sock, preferably seamless, underneath the brace.

For the Items with ref. 0809097, 0809098, 0809099:

Limitation of joint flexion/extension:

To adjust range of motion, Press the button to adjust the degrees of restriction indicated by the physician and secure with the tire-up that are included in the package. The "0" lock setting are used to lock the brace in full Flexion or Extension.

To **inflate** the air chambers, first make sure the deflate knob is screwed, press the Inflate Knob (poir) repeatedly until the air chambers will inflated to a comfortable level.

To **deflate** the air chambers, first make sure the deflate knob is unscrewed, press the Inflate Knob (poir) repeatedly until the air chambers will deflated to the desired level.

Για τους κωδικούς 0809097, 0809098, 0809099:


Περιορισμός της κάμψης-έκτασης :

Για να καθορίσετε το εύρος κίνησης πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να ρυθμίσετε τις μοίρες περιορισμού που έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός και ασφαλίστε με τα δεματικά που περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Η θέση "0" αντιστοιχεί στην πλήρη Κάμψη ή Έκταση. Έλεγχος Έκτασης από 0 έως 30° και Κάμψης από 0° έως 45°, σε βήματα των 10° ή 15°.

Για να **φουσκώσετε** τις αεροκυμέλες, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα στο πουάρ είναι βιδωμένη.

Πιέστε επανειλημμένα το πουάρ φουσκώνοντας τις κυμέλες στο επιθυμητό επίπεδο.

Για να **ξεφουσκώσετε** τις αεροκυμέλες, ξεβιδώστε την βαλβίδα του πουάρ & πιέστε ξεφουσκώνοντας στο επιθυμητό επίπεδο.



ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθιρόμενα μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT apply on damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions.

Also DOES NOT apply on the parts, that can wear out during use or over time. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is applied unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the end user- customer or by the dealer.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / WARRANTY FORM:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / BUYERS DETAILS:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ FULL NAME:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ PURCHASING DATE:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
LOT OR SERIAL NUMBER:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ / DEALER DETAILS	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / FULL NAME:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / SIGN AND SIGNATURE	

Ερμηνεία συμβολών που βρίσκονται στην ετικέτα στο χαρτοκιβώτιο ή & στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, master carton and or user manual

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MANUFACTURER	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT NUMBER	ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ READ THE INSTRUCTION FOR USE
ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE CE MARK	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PRODUCTION DATE	ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MEDICAL DEVICE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ BATCH NUMBER	ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGE	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ IN DOOR USE ONLY	ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ HANDLE WITH CARE	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΜΠΟΤΑ

USER MANUAL: FRACTURE WALKER BRACE



REF.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	EN DESCRIPTION	GTIN-14
0806941	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΗ Small	STD FRACTURE WALKER SHORT (S)	05213006904073
0806942	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΗ Medium	STD FRACTURE WALKER SHORT (M)	05213006904080
0806943	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΗ Large	STD FRACTURE WALKER SHORT (L)	05213006904097
0807684	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΗ X-Large	STD FRACTURE WALKER SHORT (XL)	05213006904103
0809091	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΨΗΛΗ Small	STD FRACTURE WALKER TALL (S)	05213006904110
0809092	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΨΗΛΗ Medium	STD FRACTURE WALKER TALL (M)	05213006904127
0809093	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΨΗΛΗ Large	STD FRACTURE WALKER TALL (L)	05213006904134
0808081	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΨΗΛΗ X- Large	STD FRACTURE WALKER TALL (XL)	05213006904141
0809097	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ AIR ΡΥΘΜΙΖ. Small	ROM FRACTURE WALKER WITH AIR (S)	05213006901331
0809098	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ AIR ΡΥΘΜΙΖ. Medium	ROM FRACTURE WALKER WITH AIR (M)	05213006901348
0809099	ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ AIR ΡΥΘΜΙΖ. Large	ROM FRACTURE WALKER WITH AIR (L)	05213006901355

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiaicare.com

