



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ : ΚΟΜΟΔΙΝΑ

USER MANUAL: BEDSIDE CABINETS



REF :0805623

ΚΟΜΟΔΙΝΟ, ΞΥΛΙΝΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

BEDSIDE CABINET,
WOODEN, WITH
HEIGHT ADJUSTABLE
TABLE (HOSPITAL
USE)



REF :0805621

ΚΟΜΟΔΙΝΟ,
ΞΥΛΙΝΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

BEDSIDE CABINET,
WOODEN, WITH
PULL-OUT TABLE
(HOSPITAL USE)



REF :0805620

ΚΟΜΟΔΙΝΟ,
ΞΥΛΙΝΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

BEDSIDE CABINET,
WOODEN,
(HOSPITAL USE)



REV 09/2022

Πίνακας περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
1.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	2
1.2. ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ; ..	3
1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3
1.4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	4
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ...	4
2.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	6
4. ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.....	8
5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	9
5.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ.....	9
6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ .	10

6.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ	10
6.2. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	10
6.3. ΧΡΗΣΗ.....	11
6.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	11
6.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ	13
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.....	13
8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	13
9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ.....	13
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.....	15
10.1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	15
10.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	16
10.3. ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ	16
11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	17
12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.....	17
12.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ....	17
13. ΕΓΓΥΗΣΗ.....	18

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αγορά του προϊόντος μας. Πριν χρησιμοποιήσετε το κομοδίνο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση του κομοδίνου, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή.

1.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να λάβετε βοήθεια για την εγκατάσταση, τη χρήση ή την υπηρεσία του προϊόντος, καθώς και για να αναφέρετε μια απροσδόκητη λειτουργία ή για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το σέρβις, την εγγύηση, τις πωλήσεις ή την εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον διανομέα ή (σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες) με ΜΟΒΙΑΚ.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

1.2. ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ;

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ισχύει για τα παρακάτω κομοδίνα:

- **0805620 ΚΟΜΟΔΙΝΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ**
- **0805621 ΚΟΜΟΔΙΝΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ, ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ**
- **0805623 ΚΟΜΟΔΙΝΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ**

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το κομοδίνο προορίζεται για ιατρική φροντίδα και έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς, με ράφια αποθήκευσης, ανοιχτό χώρο αποθήκευσης και συρτάρια όπου ο ασθενής μπορεί να φυλάξει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε συνθήκες περιβάλλοντος μακροχρόνιας φροντίδας σε ιατρικές εγκαταστάσεις (π.χ. χώρους υγειονομικής περίθαλψης, κέντρα αποκατάστασης), κατά τη διάρκεια της περίθαλψης που παρέχεται σε οικιακό περιβάλλον ή της φροντίδας ασθενούς υπό ιατρική επίβλεψη σε νοσοκομείο ή σε άλλη ιατρική μονάδα.

Το κομοδίνο έχει σχεδιαστεί για ενήλικους χρήστες. Το κατώτερο (ή το ανώτερο) όριο ηλικίας δεν έχει προσδιοριστεί και η δυνατότητα χρήσης του κομοδίνου εξαρτάται από την ψυχική κατάσταση του χρήστη.

Είναι ευθύνη του φροντιστή να διαπιστώσει αν ο ασθενής είναι νοητικά και σωματικά ικανός να χρησιμοποιεί το κομοδίνο με ελάχιστο κίνδυνο τραυματισμού.



Προειδοποίηση

- Πρέπει πάντα να διενεργείται εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την καταλληλότητα του ασθενούς.
- Ο χρήστης πρέπει τουλάχιστον να έχει επαρκή έλεγχο των κινήσεων του κορμού και να μην παρουσιάζει διαταραχές ισορροπίας - κίνδυνος να επηρεάσει τη σταθερότητα του κομοδίνου.
- **Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας (π.χ. φυσιοθεραπευτή, ιατρό). Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την κατάσταση ή το πρόβλημά σας.**

1.4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι αντενδείξεις για τη χρήση του κομοδίνου περιλαμβάνουν:

- Επίπεδο νοητικής ανάπτυξης που καθιστά αδύνατη την ασφαλή λειτουργία των λειτουργιών του κομοδίνου.
- Σύγχυση, διέγερση ή ασταθής συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς.
- Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακεραιότητα ή τη λειτουργικότητα του κομοδίνου.

Εξετάστε αν υπάρχουν άλλες αντενδείξεις ειδικές για τον συγκεκριμένο ασθενή.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Προειδοποίηση

Οι προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή θάνατο.



Προφύλαξη

Οι προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζουν πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό.

2.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Προειδοποίηση

- **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ** πριν από τη χρήση ή την εγκατάσταση.
- **Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.**
- Το κομοδίνο δεν προορίζεται για παιδιά. Εάν χρησιμοποιείται από παιδί, βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου - λάβετε υπόψη τις διαστάσεις του παιδιού, του κομοδίνου και του τραπεζιού.
- Το τραπέζι του κομοδίνου δεν είναι κατάλληλο για φόρτωση άνω των 15 κιλών ομοιόμορφα κατανεμημένου βάρους ή φορτίου 5 κιλών στο άκρο του τραπεζιού (20 cm από την άκρη) – σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα του κατασκευαστή.
- Το κομοδίνο πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο σκοπό του.



Προειδοποίηση

- Δεν επιτρέπεται η χρήση του κομοδίνου αν λείπουν εξαρτήματα.
- Πριν από κάθε χρήση του προϊόντος, ελέγχετε και ασφαλίστε και τους δύο τροχούς.
- Οι τροχοί πρέπει να κλειδώνουν/ξεκλειδώνουν με τη χρήση του ποδιού και όχι με το χέρι.
- Στον χώρο όπου χρησιμοποιείται το κομοδίνο δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια (που θα καθιστούσαν δύσκολη τη σωστή λειτουργία του).
- Το κομοδίνο και το τραπέζι (κατ' επιλογή) πρέπει να ρυθμίζεται και να χρησιμοποιείται σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες - όλοι οι τροχοί πρέπει να αγγίζουν το έδαφος.

- Μην υπερβαίνετε το ασφαλές φορτίο εργασίας του τραπέζιου (μόνο στην έκδοση του κομοδίνου με τραπέζι)!
- Όταν ρυθμίζετε την ανακλινόμενη επιφάνεια του τραπέζιου (κατ' επιλογή) βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός έχει απομακρυνθεί από την πίσω σανίδα του κομοδίνου.
- Εάν δάχτυλα του ασθενούς βρίσκονται ανάμεσα σε κινητά μέρη του κομοδίνου, ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα και τραυματισμός.
- Κατά τη ρύθμιση και τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι τυχόν μέρη του σώματος δεν βρίσκονται στη ζώνη δυνητικού κινδύνου τραυματισμού (κινητά μέρη: τραπέζι κατ' επιλογή).
- Μην στηρίζετε στο κομοδίνο!
- Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος ή ζημιάς στο κομοδίνο αν το επισκευάσετε μόνοι σας!
- **Το κομοδίνο δεν προορίζεται για την μεταφορά αγαθών.**
- Επιθεωρήσεις, επισκευές και απολύμανση μπορούν να διενεργούνται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.
- Η χρήση αξεσουάρ που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το κομοδίνο απαγορεύεται - μπορεί να προκληθεί κίνδυνος λόγω ασυμβατότητας των προϊόντων.
- Η χρήση επιπλέον μηχανικών ή ηλεκτρικών συσκευών που δεν προορίζονται για χρήση με το κομοδίνο δεν γίνεται αποδεκτή.
- Λόγω του μικρού χώρου κάτω από την επάνω σανίδα του κομοδίνου με ρυθμιζόμενη ανακλινόμενη επιφάνεια τραπέζιου (κατ' επιλογή), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά, καθώς τα δάχτυλα του χρήστη μπορεί να παγιδευτούν ανάμεσα στα εξαρτήματά του και να τραυματιστούν ή να καταστραφούν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση του κομοδίνου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή - πιθανότητα κινδύνου.
- Συγκρατήστε τα μέρη του κομοδίνου κατά τη μεταφορά!
- Κατά τη χρήση προσέξτε την απόσταση μεταξύ του κομοδίνου και των τοίχων – Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τον χώρο γύρω από το κομοδίνο, για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπει την ελεύθερη χρήση του.

- Το κομοδίνο πρέπει να χρησιμοποιείται και να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας και γυμνές φλόγες (π.χ. τσιγάρα, καλοριφέρ, θερμάστρες κ.λπ.) - η κοντινή απόσταση μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Το κομοδίνο πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές οδηγίες χρήσης.
- **ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.**



Προειδοποίηση

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του κομοδίνου:

- Αποθηκεύετε πάντα το κομοδίνο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Τα φρένα των τροχών πρέπει να είναι κλειδωμένα.
- Το κομοδίνο πρέπει να προστατεύεται (π.χ. με τη χρήση μεμβράνης ή συσκευασίας χαρτονιού) από την εισχώρηση υγρών, ακαθαρσιών, σκόνης κ.λπ.
- Μην αποθηκεύετε το κομοδίνο γερμένο στα πλάγια.

Περιβαλλοντικές συνθήκες:

	Συνθήκες λειτουργίας	Συνθήκες μεταφοράς/αποθήκευσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	από + 10°C έως + 40°C	από -20°C έως + 50°C
Υγρασία:	30% - 75%	30% - 75%
Ατμοσφαιρική πίεση:	από 800 έως 1.060 hPa	από 800 έως 1.060 hPa
Υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας:	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m



- Το κομοδίνο δεν προορίζεται για την μεταφορά αγαθών. Μην μεταφέρετε προϊόντα στο τραπέζι του κομοδίνου σε άλλα δωμάτια - κίνδυνος τραυματισμού χρήστη/φροντιστή. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης, όταν απομακρύνετε το κομοδίνο από τον χώρο στον οποίο χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενέργειες (σε σχέση με το κομοδίνο) εκτελούνται με τη χρήση γαντιών μίας χρήσης. Στη συνέχεια, απορρίψτε σωστά τα γάντια, εκτός αν είναι βέβαιο ότι το κομοδίνο και όλα τα αξεσουάρ έχουν απολυμανθεί και καθαριστεί σωστά.
- Εάν απομακρύνετε το κομοδίνο από τον χώρο χρήσης του, πριν από την παράδοση του κομοδίνου για αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες ελέγχου μόλυνσης ή/και τους κανόνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών (βλ. ενότητα 11).



- Αποφύγετε την έκθεση του κομοδίνου στο άμεσο ηλιακό φως – το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει το ξεθώριασμα του χρώματος του κομοδίνου με την πάροδο του χρόνου (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών).
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του κομοδίνου σε περιβάλλον πλούσιο σε υγρασία – η μακροχρόνια έκθεση στην υγρασία



















μπορεί να έχει επιζήμια επίδραση σε μέρη του πλαισίου του κομοδίνου.

- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του κομοδίνου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα (όπως κλίνη) που να εμποδίζουν.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομοδίνο είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη απόσταση από τοίχους/άλλα έπιπλα, για να αποφευχθεί η ζημιά στον εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του κομοδίνου.

4. ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Σεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

5.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ




0805620

1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι
3. Ράφι (διπλής όψης)
4. Ντουλάπι
5. Τέσσερα ροδάκια (δύο ροδάκια με φρένα)



0805621

1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι (διπλής όψης)
3. Ράφι (διπλής όψης)
4. Διπλό ντουλάπι (διπλής όψης)
5. Τέσσερα ροδάκια (δύο ροδάκια με φρένα)
6. Τραπεζί



0805623

1. Επάνω επιφάνεια
2. Συρτάρι (διπλής όψης)
3. Ράφι (διπλής όψης)
4. Διπλό ντουλάπι (διπλής όψης)
5. Τέσσερα ροδάκια (δύο ροδάκια με φρένα)
6. Ρυθμιζόμενη ανακλινόμενη επιφάνεια τραπεζιού

*(Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές)



Προειδοποίηση

- Κατά τις εργασίες χειρισμού, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο τραυματισμού των χεριών.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του κομοδίνου όταν λείπουν εξαρτήματα.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

6.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών πριν συναρμολογήσετε το κομοδίνο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει διεξαχθεί αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού και των χρηστών από κινδύνους κατά τη συναρμολόγηση.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του κομοδίνου αν λείπουν εξαρτήματα.

Το κομοδίνο παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Πριν τεθεί σε χρήση, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους:

- Έχουν αφαιρεθεί όλα τα στοιχεία της συσκευασίας;
- Είναι το κομοδίνο απαλλαγμένο από εμπόδια;
- Είναι τοποθετημένο το κομοδίνο σε επίπεδο και οριζόντιο δάπεδο;
- Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου για την καταλληλότητα του κομοδίνου (και οποιουδήποτε βοηθητικού εξοπλισμού) για τον χρήστη;
- Λειτουργεί σωστά το κλειδωμα του τροχού;
- Το κομοδίνο έχει καθαριστεί και απολυμανθεί (αν είναι απαραίτητο) πριν από τη χρήση;

Ο φροντιστής είναι υπεύθυνος να διαπιστώσει αν ο ασθενής είναι νοητικά και σωματικά ικανός να χειρίζεται το κομοδίνο με ελάχιστο κίνδυνο τραυματισμού.

Εάν ο χειρισμός του κομοδίνου γίνεται από τον φροντιστή, ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ποιες ενέργειες πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

6.2. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από τη χρήση του κομοδίνου για πρώτη φορά πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνου βάσει της κατάστασης του χρήστη. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα παρακάτω:

- Πιθανότητα παγίδευσης χρήστη
- Πιθανότητα παρέμβασης μικρών παιδιών (και ενηλίκων)
- Χρήστες που δεν διαθέτουν ικανότητες
- Μη εξουσιοδοτημένα άτομα
- Φυσική και νοητική κατάσταση των χρηστών
- Συνθήκες στέγασης



Εάν παιδιά, ενήλικες με μειωμένες γνωστικές, μαθησιακές ικανότητες ή (ακόμη και) κατοικίδια ενέχουν πιθανό κίνδυνο σκόπιμης ή ακούσιας ρύθμισης ή χρήσης του κομοδίνου, εξετάστε την καταλληλότητά του για χρήση κατά την αρχική εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος/ασθενούς.

6.3. ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση του κομοδίνου, βεβαιωθείτε ότι:

- το κομοδίνο έχει θερμοκρασία δωματίου
- το κομοδίνο έχει καθαριστεί και απολυμανθεί (βλ. ενότητα 11)
- έχουν εφαρμοστεί φρένα στους τροχίσκους,
- όλες οι μηχανικές λειτουργίες λειτουργούν σωστά,
- το κομοδίνο τοποθετείται οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια και όλοι οι τροχίσκοι αγγίζουν το έδαφος
- αντικείμενα, όπως μια κλίνη, άλλα έπιπλα ή τοίχοι δεν αποτελούν εμπόδια και υπάρχει επαρκής χώρος.



- Φροντίστε ώστε να απομακρύνονται τα χέρια του ασθενούς ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα κινητά μέρη του κομοδίνου - κίνδυνος τραυματισμού ή ατυχήματος.
- Πριν από κάθε χρήση του κομοδίνου, ελέγχετε και ασφαλίστε και τους δύο τροχούς.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος που έχει ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους χρήστες ή άλλα πρόσωπα.
- Πριν από τον χειρισμό της επιφάνειας τραπέζιου (κατ' επιλογή), βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν θα τραυματιστεί κατά το ξεδίπλωμα του τραπέζιου



Βεβαιωθείτε ότι το κομοδίνο τοποθετείται σε σωστή απόσταση από τοίχους/άλλα έπιπλα, ώστε αν αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμός του ασθενούς κατά τον χειρισμό του κομοδίνου.

6.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

Το κομοδίνο **0805621** είναι εξοπλισμένο με τραπέζι που διπλώνει.

Για να ξεδιπλώσετε το τραπέζι, ανασηκώστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Για να διπλώσετε το τραπέζι, ξεκλειδώστε ταυτόχρονα και τα δύο μάνδαλα κάτω από το τραπέζι (δείτε το σχέδιο) και διπλώστε την επιφάνεια του τραπέζιου.

Συνιστάται να κρατάτε την επιφάνεια του τραπέζιου ενώ τη χαμηλώνετε.



Το κομοδίνο 0805623 είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ανακλινόμενο τραπέζι.

Για να ξεδιπλώσετε το τραπέζι:

- Πιάστε τη λαβή ή το επάνω μέρος του πλαισίου του μηχανισμού και τραβήξτε τα προς το μέρος σας (σε αντίθετη κατεύθυνση από το κομοδίνο).
- Βεβαιωθείτε ότι οι μεντεσέδες στο πίσω μέρος του μηχανισμού είναι σταθεροί και πλήρως ανοιχτοί.
- Κρατώντας τη λαβή του τραπέζιού, τραβήξτε το προς τα πάνω παράλληλα με το πλαίσιο του μηχανισμού.
- Τοποθετήστε το απαλά στις ράβδους στήριξης τοποθετώντας την επιφάνεια του τραπέζιού οριζόντια. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο του μηχανισμού είναι ξεδιπλωμένο.

Το ύψος του τραπέζιού μπορεί να ρυθμιστεί αφού τραβήξετε το τραπέζι προς τα έξω. Η **ρύθμιση ύψους** γίνεται ανυψώνοντας τη λαβή που βρίσκεται κάτω από το πάνω μέρος του πλαισίου, το οποίο είναι προσαρτημένο στο ελατήριο, για να απελευθερωθεί η κλειδαριά του αμορτισέρ. Όταν σηκώσετε τη λαβή, το ελατήριο θα υποστηρίξει την ανύψωση του τραπέζιού. Για να χαμηλώσετε το τραπέζι, ανασηκώστε τη λαβή για να απελευθερώσετε την ασφάλιση του αμορτισέρ και σπρώξτε τον μηχανισμό προς τα κάτω.



Η **περιστροφή του τραπέζιού ρυθμίζεται** με το ξεκλείδωμα (τράβηγμα) του άξονα επάνω από το τραπέζι και τη ρύθμιση της απαιτούμενης θέσης.

Για να διπλώσετε το τραπέζι:

- Τοποθετήστε το τραπέζι σε οριζόντια θέση εάν έχει κλίση.
- Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη λαβή του αμορτισέρ, κατεβάστε τον μηχανισμό στη χαμηλότερη θέση.
- Τραβήξτε το πλαίσιο του μηχανισμού προς το κομοδίνο.

Συνιστάται να διπλώσετε τον μηχανισμό ενώ τον κρατάτε στο πάνω μέρος του πλαισίου με τα δύο χέρια (ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τη λαβή του ελατηρίου) και να τον πιέσετε προς τα κάτω.



Προειδοποίηση

Η ρύθμιση του ύψους του τραπέζιού και η κλίση είναι δυνατή μόνο μετά το ξεδίπλωμα του μηχανισμού! Συνιστάται να ξεδιπλώσετε το τραπέζι από πριν, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού των χεριών.

6.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

Το κομοδίνο μπορεί να ελιχθεί με τη βοήθεια τεσσάρων τροχών (συμπεριλαμβανομένων δύο τροχών που φρενώνονται μεμονωμένα), ωστόσο δεν είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά αγαθών.

- Για να ενεργοποιήσετε το φρένο, πατήστε το πεντάλ του φρένου.
- Για να απελευθερώσετε το φρένο, ανασηκώστε το πεντάλ του φρένου.



Για λόγους ασφαλείας, οι τροχοί πρέπει να ενεργοποιούνται με το πόδι (όχι με τα χέρια) και ο κατασκευαστής συνιστά τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων.

Κατά την κανονική χρήση, και οι δύο τροχοί πρέπει να είναι κλειδωμένοι.



Προειδοποίηση

Οι τροχοί πρέπει να ασφαλιζονται/απασφαλιζονται με το πόδι και όχι με το χέρι.

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το προσωπικό πρέπει να εξοικειωθεί κατάλληλα με τις λειτουργίες του κομοδίνου, τους περιορισμούς της και τον χρήστη πριν από τη χρήση. Η ικανότητα του χρήστη να προσαρμόζει το κομοδίνο με ανεξάρτητο τρόπο θα πρέπει να διαπιστώνεται με μια εκτίμηση κινδύνου. Ο χρήστης πρέπει να εξοικειωθεί με το κομοδίνο και τις λειτουργίες του από εκπαιδευμένο άτομο το συντομότερο δυνατό - κατά προτίμηση πριν από τη χρήση του προϊόντος. Ο τελικός χρήστης οφείλει να εξασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση για την ασφαλή και σωστή χρήση του κομοδίνου.

8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείται αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές υγείας και ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζετε ότι το προσωπικό δεν τίθεται σε κίνδυνο κατά την προετοιμασία του κομοδίνου για τη μεταφορά.

- Εφαρμόστε τα φρένα του τροχού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες χρήσης αποθηκεύονται με ασφάλεια.
- Στερεώστε τα κινητά μέρη (τραπέζι, συρτάρια, ράφια) με ταινία, ελαστική μεμβράνη ή παρόμοιο υλικό για να αποτρέψετε την απροσδόκητη κίνηση τους.
- Το κομοδίνο πρέπει να προστατεύεται (π.χ., με τη χρήση μεμβράνης) από την εισχώρηση υγρών, ακαθαρσιών, σκόνης, κ.λπ.

9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Ο έλεγχος των λοιμώξεων και ο συνήθης καθαρισμός πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο ελέγχου λοιμώξεων ή τις συστάσεις του τοπικού ρυθμιστικού φορέα.

Ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες δεν οδηγούν σε απώλεια της γενικής ασφάλειας και της ουσιώδους απόδοσης.



- Ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση του κομοδίνου θα βοηθήσει στην πρόληψη του κινδύνου λοίμωξης για τον ασθενή ή/και τον φροντιστή.
- Πριν μεταφέρετε το κομοδίνο και σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί και απολυμανθεί με τη μέθοδο που περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω για να αποτραπεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης.

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για το κομοδίνο.

Γενικός καθαρισμός:

- Ο καθαρισμός του κομοδίνου πρέπει να ξεκινά από τα πιο καθαρά μέρη του προϊόντος και να προχωρά στα πιο βρόμικα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθεί υπερβολική σκόνη ή ακαθαρσίες (ράφια, μηχανισμός τραπεζιού κ.λπ.).
- Αλλάζετε το πανί αν λερωθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί που έχετε μουσκέψει με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού αραιωμένου με ζεστό νερό (40°C).
- Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί βρεγμένο με κρύο καθαρό νερό και ένα καθαρό στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν από τη χρήση.

Απολύμανση:

- Σκουπίστε τα υγρά με χαρτοπετσέτες.
- Σκουπίστε το κομοδίνο χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί εμποτισμένο με κρύο καθαρό νερό.
- Σκουπίστε με διάλυμα χλωρίου 0,1% (1.000 ppm) σε κρύο νερό.
- Ξεπλύνετε με κρύο νερό και ένα καθαρό πανί και αφήστε να στεγνώσει πλήρως πριν από τη χρήση.
- Φροντίζετε πάντα τα καθαρισμένα μέρη να αφήνονται να στεγνώσουν.

Εάν παρατηρήσετε σταγόνες αίματος ή άλλων σωματικών υγρών, συνιστάται η χρήση διαλύματος χλωρίου 1% (10.000 ppm).

Σημείωση: Εάν κάποιο από τα παραπάνω στάδια παραλειφθεί ή συνδυαστεί με άλλα, μειώνεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

Σημείωση: Δεν συνιστάται η χρήση λευκαντικών, διαλυτών ή παρόμοιων καθαριστικών επιφανειών λόγω κινδύνου πρόκλησης βλάβης στο κομοδίνο.



- Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης, χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα για να ελαχιστοποιήσετε την επαφή με το δέρμα. Να ελέγχετε πάντα ποιον ουδετεροποιητή συνιστά ο κατασκευαστής.
- Η διαδικασία απολύμανσης που εκτελείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο αποτελεί απειλή για τον χρήστη και για το περιβάλλον.

- Ο κατασκευαστής του κομοδίνου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από απολύμανση που διεξάγεται με εσφαλμένο τρόπο.



Δεν συνιστάται η χρήση καθαρού λευκαντικού ή παρόμοιων καθαριστικών επιφανειών, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στις επιφάνειες.

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


Μόνο εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό έχει το δικαίωμα να επισκευάζει το κομοδίνο ή να παρεμβαίνει στην κατασκευή του. Η MOBIAK δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα ενδέχεται να προκαλέσει την ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Επιτρέπεται ο έλεγχος του κομοδίνου από εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνικό προσωπικό. **Όλοι οι τύποι κομοδίνων πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.** Η MOBIAK συνιστά ότι ο φροντιστής πρέπει να πραγματοποιεί συχνούς οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του κομοδίνου και της λειτουργικότητάς του. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς ή το κομοδίνο δεν λειτουργεί, πρέπει να αποσυρθεί μέχρι να επισκευαστεί και να είναι κατάλληλο για χρήση ξανά.

Ελέγχετε ανά διαστήματα για να διασφαλίζετε ότι:

- Το κομοδίνο λειτουργεί σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση του.
- Δεν λείπουν εξαρτήματα και όλοι οι σύνδεσμοι έχουν σφιχτεί προσεκτικά.
- Τα εξαρτήματα δεν παρουσιάζουν σημάδια υπερβολικής φθοράς.
- Ο μηχανισμός του ξύλινου πλαισίου και τραπεζιού (κατ' επιλογή) είναι μηχανικά λειτουργικός και άρτιος.
- Το κομοδίνο καθαρίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές στις παρούσες οδηγίες χρήσης.


10.1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ο κατασκευαστής συνιστά τη συντήρηση των κομοδίνων τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ενεργήστε ανάλογα με τις ακόλουθες οδηγίες:



- Η μη διενέργεια επιθεωρήσεων με την καθορισμένη συχνότητα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη βασική λειτουργία του κομοδίνου και να θέσει κατά συνέπεια σε κίνδυνο τον ασθενή.
- Η τροποποίηση του ξύλινου πλαισίου του κομοδίνου

δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του κατασκευαστή - ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος.



- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από παραμελημένη συντήρηση, ακατάλληλη συντήρηση ή λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης.
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο εξαρτημάτων που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή - σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα.

Για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του κομοδίνου, πρέπει να διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

- Ελέγξτε αν όλοι οι σύνδεσμοι είναι σφιχτοί και ότι δεν λείπει κανένας.
- Ελέγξτε εάν τα συρτάρια και το τραπέζι (κατ' επιλογή) είναι μηχανικά λειτουργικά.
- Ελέγξτε αν όλες οι ετικέτες και τα αυτοκόλλητα είναι παρόντα και άθικτα.
- Ελέγξτε αν η λειτουργία κλειδώματος των τροχίσκων λειτουργεί σωστά και ότι οι κλειδωμένοι τροχίσκοι δεν περιστρέφονται ή κυλούν.
- Ελέγξτε εάν το κομοδίνο δεν παρουσιάζει σημάδια υπερβολικής φθοράς.
- Εάν υπάρχουν κενά που φαίνεται να είναι εκτός των προδιαγραφών, μην χρησιμοποιείτε το κομοδίνο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

10.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η διάρκεια ζωής των κομοδίνων είναι 10 χρόνια*. Με βάση το ότι το κομοδίνο συντηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής, το κομοδίνο πρέπει να αποσύρεται σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

10.3. ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Οι πιο συχνές βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής του κομοδίνου περιγράφονται παρακάτω. Εάν παρατηρηθεί κάποια βλάβη, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση της βλάβης σφάλματος ή επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.

Περιγραφή βλάβης	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι τροχοί είναι μόνιμα κλειδωμένοι/ξεκλειδωτοι	Βλάβη στους τροχούς	Αποσύρετε από τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις ή τον προμηθευτή
Το κινητό τμήμα του τραπεζιού (κατ' επιλογή) δεν λειτουργεί σωστά	Βλάβη στον μηχανισμό του τραπεζιού	Αποσύρετε από τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις ή τον προμηθευτή




Προειδοποίηση

Κατά τη ρύθμιση και τη συντήρηση πρέπει να δοθεί προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος του σώματος δεν θα βρεθεί σε δυνητικά επικίνδυνο τμήμα (π.χ. στις ράβδους οδήγησης).

11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Όταν το κομοδίνο φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, ακολουθήστε τις τοπικές πολιτικές ανακύκλωσης.

Τα χαλύβδινα, τα πλαστικά και τα ξύλινα εξαρτήματα πρέπει επίσης να διαχωρίζονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές ανακύκλωσης, καθώς αυτά μπορούν επίσης να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν.



Προειδοποίηση

Το κομοδίνο πρέπει να απολυμανθεί πριν από την απόρριψή του για να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης.

12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

12.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ

	0805621	0805623	0805620
Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος) [mm]	597x880x487		456x810x456
Πλάτος με το τραπέζι ανοιχτό (πλάτος × ύψος × βάθος) [mm]	1.130	1.300	-
Επάνω συρτάρι (πλάτος × ύψος × βάθος) [mm]	350x95x425		320x97x332
Μεσαίο συρτάρι (πλάτος × ύψος × βάθος) [mm]	388x233x460		384x192x420
Κάτω ντουλάπι (πλάτος × ύψος × βάθος) [mm]	388x385x425		384x355x412
Ράφι στο κάτω ντουλάπι (πλάτος × ύψος × βάθος) [mm]	388x183x420		384x170x380
Ύψος τραπέζιου [mm]	885	735-980	-
Διαστάσεις τραπέζιου (πλάτος × βάθος) [mm]	345x635	340x570	-
Κλίση τραπέζιου	-	+/- 45°	-
Μέγιστο φορτίο τραπέζιου/Μέγιστο φορτίο σε 20 cm από το άκρο του τραπέζιου [kg]	15/5	15/5	-
Συνολικό βάρος [kg]	35,1	40,9	30,2

Τα τεχνικά στοιχεία του κομοδίνου προσδιορίζουν τις μέγιστες γωνίες που μπορούν να επιτευχθούν σε κανονική χρήση από κάθε τμήμα με αναφορά στην οριζόντια θέση.



Προειδοποίηση

Το μέγιστο φορτίο του τραπέζιου που αναγράφεται παραπάνω αναφέρεται σε ίση κατανομή φορτίου. Η εφαρμογή μεγαλύτερου φορτίου από το συνιστώμενο στο άκρο του τραπέζιου μπορεί να προκαλέσει πτώση του κομοδίνου. Το πρόσθετο βάρος, που διαφέρει από το συνιστώμενο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα ή αστάθεια στο κομοδίνο και ενδεχομένως τραυματισμό.

13. ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, ρόδες, φρένα, ξύλο ή πλαστικά μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασ του χρόνου. Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΗΜΕΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:	
LOT:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	



ΜΟΒΙΑΚ S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CREEΤE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Table of contents

1. INTRODUCTION	19
<u>1.1. CONTACT</u>	19
<u>1.2. WHAT THE INSTRUCTION MANUAL IS ABOUT?</u>	20
<u>1.3. APPLICATION</u>	20
<u>1.4. CONTRAINDICATIONS</u>	21
2. WARNINGS AND CAUTIONS	21
<u>2.1. WARNINGS AND CAUTIONS</u>	21
3. TRANSPORT AND STORAGE	23
4. SYMBOLS AND MARKINGS	24
5. COMPONENT PARTS	25
6. PREPARATION FOR USE AND USE	26
<u>6.1. PREPARATION FOR USE AND CHECKING THE BEDSIDE CABINET</u>	26
<u>6.2. FIRST USE</u>	26
<u>6.3. USE</u>	26

<u>6.4. TABLE TOP MECHANISM</u>	27
<u>6.5. BRAKE SYSTEM</u>	29
7. TRAINING	29
8. PREPARING TO THE TRANSPORT	29
9. DECONTAMINATION	29
10. MAINTENANCE AND INSPECTIONS	31
<u>10.1. GENERAL INSPECTION</u>	31
<u>10.2. SERVICE LIFE</u>	32
<u>10.3. FAULT FINDING</u>	32
11. DISPOSAL OF PARTS	33
12. SPECIFICATION	33
<u>12.1. TECHNICAL DATA OF THE BEDSIDE CABINET</u>	33
13. WARRANTY	34

1. INTRODUCTION

Thank you for your trust and purchase of our product. Before using the bedside cabinet, please read this instruction manual carefully and make sure it is fully understood. In the case of any doubts concerning the installation, use or maintenance of the cabinet, please contact the seller or the manufacturer.

1.1. CONTACT

In order to get help with the installation, use or service of the product, as well as to report an unexpected operation or to obtain any information regarding service, warranty, sales or customer service concerning this product, please contact your dealer, distributor or (in case of doubt) with MOBIAK.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

1.2. WHAT THE INSTRUCTION MANUAL IS ABOUT?

This instruction manual applies to the below bedside cabinets General information

- **0805620 BEDSIDE CABINET, WOODEN (HOSPITAL USE)**
- **0805621 BEDSIDE CABINET, WOODEN WITH PULL-OUT TABLE (HOSPITAL USE)**
- **0805623 BEDSIDE CABINET, WOODEN WITH HEIGHT ADJUSTABLE TABLE (HOSPITAL USE)**

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

1.3. APPLICATION

The bedside cabinet is intended for medical care, designed to be positioned by the patient's bed containing storage shelves, open storage space and drawers where the patient can keep his/her personal effects.

The product is intended to be used in environment conditions of long-term care in medical facilities (e.g. health care places, rehabilitation center), during care provided in a home setting or patient care under medical supervision in a hospital or other medical unit.

The cabinet is designed for adult users. The lower (or upper) age limit is not defined, and the ability to use the cabinet depends on the mental state of the user.

It is the carer's responsibility to determine that the patient is both mentally and physically capable of occupying the bedside cabinet with minimal risk of personal injury.



- A risk assessment must always be performed on the suitability of the patient.
- The user must at least have sufficient control of trunk movements and should not show any balance disorders - risk of affecting the bedside cabinet stability.
- **If there are any doubts to use the product should be consulted with a health care professional (e.g. physiotherapist, doctor). Make sure the product is suitable for your condition or dysfunction.**

1.4. CONTRAINDICATIONS

The contraindications for using the bedside cabinet include:

- Level of mental development that makes it impossible to safely operate the bedside cabinet functions,
- Confusion, agitation or unstable emotional state of the patient,
- If there are any doubts to integrity or functionality of bedside cabinet.

Consider the presence of other contraindications that are specific for the patient of the care environment.

2. WARNINGS AND CAUTIONS



Warnings in this instruction manual indicate potential hazards, disregard of which could lead to injury or death.



Cautions in this instruction manual identify potential hazards, disregard of which could result in damage to the equipment.

2.1. WARNINGS AND CAUTIONS



- **READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY** before use or installation.
- **THE USER IS OBLIGED TO FOLLOW THIS INSTRUCTION.**
- The bedside cabinet is not intended for children. If used by a child, ensure that a risk assessment has been conducted – taking into account the child's proportions and the dimensions of the bedside cabinet and table top.
- The bedside cabinet table top is not suitable for loading more than 15 kg of evenly distributed weight or 5kg load on end of table top (20cm from edge) – in case of any doubt, please contact the local distributor of manufacturer.
- The bedside cabinet should be used in acceptance with its intended purpose.



- The bedside cabinet cannot be used if any parts are missing.
- Before each use of the device, check and lock both wheels.
- Wheels should be locked/unlocked with the use of foot, not with a hand.
- There should not be obstacles (that would make its proper operation difficult) in the place, where the bedside cabinet is used.

- The bedside cabinet and table top (in option) should be adjusted and used on flat, horizontal surfaces – all wheels ought to touch the ground.
- Do not exceed the safe working load of the table top (only in cabinet's version with the table top)!
- When adjusting the tilting table top (in option) make sure that mechanism is moved away from the back board of the bedside cabinet.
- Leaving fingers between moving parts of the bedside cabinet may injured them and cause an accident.
- During adjustment and maintenance, make sure that any parts of the body are not located in the zone of potential risk of injury (movable parts: drawers, table top in option).
- Do not lean on the bedside cabinet!
- Remember that there is a risk of accident or damage to the bedside cabinet if product is repaired on your own!
- **The bedside cabinet is not intended for transporting goods.**
- Inspections, repairs and disinfections may only be carried out by specially trained persons.
- The use of accessories that have not been designed for use with the bedside cabinet is forbidden - a hazard could be introduced due to product combination incompatibility.
- The use of additional mechanical or electrical devices that are not intended for use with the bedside cabinet is unacceptable.
- Due to the small space under the top board of bedside cabinet with adjustable tilting table top (in option), special attention should be paid to young children, user fingers could be trapped between the its components and injured or damaged.
- Only original parts supplied by the manufacturer may be used.
- It is forbidden to modify the bedside cabinet without the consent of the manufacturer – this poses a risk of danger.
- Hold parts of the bedside cabinet's during transport!
- During use pay attention to the distance between the bedside cabinet and the walls – risk of product damaging.
- Before each use check the space around the bedside cabinet, to ensure if it allows free use.

- The bedside cabinet should be used and kept away from heat sources and open flames (e. g. cigarettes, electric fire, heaters, etc.) – close proximity could pose a fire hazard.
- The bedside cabinet is to be installed and put in to service in accordance with the information provided in these instructions for use.
- **ALL THE ABOVE-MENTIONED WARNINGS AND CAUTIONS MUST BE STRICTLY OBSERVED.**



Warning

3. TRANSPORT AND STORAGE

Observe the following instructions when transporting and storing the bedside cabinet:

- Always store the bedside cabinet on a flat, level surface.
- Wheel brakes should be locked.
- The bedside cabinet should be protected (e. g. with the use of foil or cardboard package) against the ingress of liquids, dirt, dust, etc.
- Do not store the bedside cabinet on its side.

Environmental conditions:

	Operational conditions	Transport/storage conditions
Ambient temperature:	from +10°C to +40°C	from -20°C to +50°C
Humidity:	30% - 75%	30% - 75%
Atmospheric pressure:	from 800 to 1060 hPa	from 800 to 1060 hPa
Altitude above sea level:	≤ 2000 m	≤ 2000 m



- The bedside cabinet is not intended for transporting the goods. Do not transport the goods on top of bedside table between rooms – due to the risk of injury to the user/caregiver. In order to prevent the risk of cross contamination, when removing the bedside cabinet from its place of use by the end user, make sure that all actions (connected with the bedside cabinet) are carried out with the use of disposable gloves. Next to, properly dispose the glove, unless it can be verified that the bedside cabinet and all accessories have been properly disinfected and cleaned.
- If the bedside cabinet is removed from its place of use by the end user, before handing the cabinet over for storage, make sure that has been cleaned and disinfected – in acceptance with your local infection control rules and/or rules that are specified in this instruction manual (see section 11).





















- Avoid exposing the bedside cabinet to direct sunlight – direct sunlight may cause colour fading over time (including the labels).
- Avoid placing the bedside cabinet in a moisture rich environment – a long-term exposure to moisture may have a detrimental effect on parts of the bedside cabinet.
- When using the bedside cabinet's functions, make sure that no furniture or other things (such as a bed) are not an obstacle.

- Make sure that the bedside cabinet is positioned in an appropriate distance from walls/other furniture in order to prevent the damage to the equipment when operating the bedside cabinet.

4. SYMBOLS AND MARKINGS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοιβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

5. COMPONENT PARTS

List of components of the bedside cabinet



0805620

1. Top board
2. The drawer
3. Shelf (double-sided)
4. Storage closet
5. Four castors (two castors with brakes)



0805621

1. Top board
2. The drawer (double-sided)
3. Shelf (double-sided)
4. Double Storage closet (double-sided)
5. Four castors (two castors with brakes)
6. Table top



0805623

1. Top board
2. The drawer (double-sided)
3. Shelf (double-sided)
4. Double Storage closet (double-sided)
5. Four castors (two castors with brakes)
6. Adjustable tilting tabletop

*(The photos of the products are indicative)



- During operation works, pay special attention to the risk of hands injury.
- The bedside cabinet cannot be used when there are missing parts.

6. PREPARATION FOR USE AND USE

6.1. PREPARATION FOR USE AND CHECKING THE BEDSIDE CABINET



- Make sure that you have read and fully understood the instruction manual before use of the bedside cabinet.
- Make sure that a risk assessment has been conducted in acceptance with local health and safety regulations in order to protect personnel and users from risks during use.
- The bedside cabinet cannot be used in case any parts are missing.

The bedside cabinet is delivered fully assembled. Before it is put into use carrying out the following checks:

- Have all packaging elements been removed?
- Is the bedside cabinet clear of obstructions?
- Is the bedside cabinet set on the flat and horizontal floor?
- Has a risk assessment been performed on the suitability of the bedside cabinet (and any ancillary equipment) for the users?
- Is the wheel lock working properly?
- Has the bedside cabinet (if necessary) been cleaned and disinfected before use?

It is the carer's responsibility to determine that the patient is both mentally and physically capable of operating the bedside cabinet with minimal risk of personal injury.

If the carer is to operate the bedside cabinet ensure that the occupant is made aware of the action(s) about to take place.

6.2. FIRST USE

Before using the bedside cabinet for the first time, a risk assessment must be performed on the basis of the user's condition. This assessment should include, but it is not limited to:

- Possibility of user entrapment,
- Possibility of interference by young children (and adults),
- Users who lack capacity,
- Unauthorized persons,
- Physical and mental condition of users,
- Housing conditions.



If children, adults with reduced cognitive/learning abilities or (even) pets pose a potential risk of intentional or unintentional adjustment or use of the bedside cabinet, consider its suitability for use during the initial risk assessment of the patient/product.

6.3. USE

Before the first use of the bedside cabinet, make sure that:

- the bedside cabinet has room temperature,
- the bedside cabinet has been cleaned and disinfected (see section 11),
- brakes on the castors have been applied,
- all mechanical functions work properly,
- the bedside cabinet is placed horizontally on a flat surface so all the castors touch the ground,
- objects such as a bed, other furniture or walls are not obstacles and there is enough space.



- Leaving hands or other objects between moving parts of the bedside cabinet may injury/damage them or cause an accident.
- Before each use of the bedside cabinet, check and lock both wheels.
- It is forbidden to start and use the product with defects that may pose a risk to users or other persons.
- Before operating the table top (in option) ensure that the patient will not be injured during unfolding the table top



Ensure the bedside cabinet is positioned an appropriate distance from walls / other furniture to prevent damage or patient injury when operating the bedside cabinet.


6.4. TABLE TOP MECHANISM

Bedside cabinet 0805621 is equipped with a folded table top.

To unfold the table top lift the table top until it latches into place.

To fold the table top unlock simultaneously both latches under table top (see the drawing) and fold table top.

It is recommended to hold the table top while lowering it.



Bedside cabinet 0805623 is equipped with an adjustable tilting table top.

To unfold the table top:

- Grasp the handle or upper part of mechanism frame and pull it towards you (in opposite direction from the cabinet).
- Ensure, that hinges on the mechanism back are stable and fully opened.
- Holding the table top handle pull it up parallel to the mechanism frame.
- Gently place it on supports rods positioning the table top horizontally. Ensure, that mechanism frame is unfolded.



The table top height may be adjusted after the table top is pulled out. **The height adjustment** is made by lifting the handle located under the upper part of the frame, attached to the spring to release the strut lock. When lifting the handle the spring will support lifting the table top.

To lower the table top lift the handle to release the gas strut lock and push the mechanism down.

The table top **rotation is adjusted** by unlatching (pulling) the spindle above the table top and set the required position.

To fold the table top:

- Set the table top in horizontal position if it is tilted.
- Then using the strut handle lower the mechanism to the lowest position.
- Pull the mechanism frame towards the bedside cabinet.

It's recommended to fold the mechanism while holding it in upper part of frame with both hands (simultaneously using the spring handle) and press it down.




Warning

Adjusting the table top height and tilting is possible only after unfolding mechanism! Its recommended to unfold table top before, otherwise it could cause hazard of hands injury.

6.5. BRAKE SYSTEM

The bedside cabinet is manoeuvrable via the aid of four wheels (inc. two individually braked wheels), however it is not designed for goods transport.

- To block the brake, press the brake pedal.
- To release the brake, lift the brake pedal.



For safety reasons, wheels should be blocked with the foot (not with the use of a hand), and the manufacturer recommends wearing adequate footwear. During normal use, both wheels should be locked.



Wheels should be locked / unlocked by foot, not by hand.

7. TRAINING

Professional personnel should be appropriately familiarized with the functionality of the bedside cabinet, its limitations and the target user group before use. The user's ability to adjust the bedside cabinet in an independent manner should be determined in acceptance with the risk assessment. The user should be familiarized with the functionality of the bedside cabinet by a trained person as soon as possible – preferably before the use of this product. It is the responsibility of the end user to ensure they have received sufficient training to use the bedside cabinet safely and correctly.

8. PREPARING TO THE TRANSPORT



Ensure a risk assessment in line with local health and safety policy is undertaken to ensure that staff are not put at risk when preparing the bedside cabinet for the transport.

- Apply the castor brakes.
- Ensure the instructions for use is safely stored.
- Secure the moveable parts (table top, drawers, shelves) with tape, stretch foil or similar to prevent them from unexpected movement.
- Protect the bedside cabinet (e. g. with the use of foil) against the ingress of liquids, dirt, dust, etc.

9. DECONTAMINATION

Infection control and routine cleaning should be carried out in accordance with the local infection control schedule or recommendations from the local regulatory body.

Repeated cleaning and disinfection according to the below instructions will not result in loss of general safety and essential performance.



- Regular cleaning and disinfection of the bedside cabinet will help to prevent the risk of infection to the occupant and/or the carer.
- Before transferring the bedside cabinet and to another user, ensure it has been cleaned and disinfected using the method as detailed below to help prevent the risk of cross infection.

These instructions apply to the bedside cabinet.

General cleaning:

- The bedside cabinet should be cleaned by starting with the cleanest parts of the device and systematically moving to the dirtiest parts. Extra care should be taken around areas where excess dirt or dust may gather (shelves, table top mechanism, etc.).
- The cloth should be changed during the cleaning process if it becomes soiled.
- Wipe down with a clean cloth moistened with a mild detergent and dilute with warm water (40°C).
- Wipe down with a clean cloth moistened with cold clean water, then a clean dry cloth, and allow to fully dry before use.

Disinfection:

- Mop up any fluid with paper towels.
- Wipe bedside cabinet down using a clean cloth moistened with cold clean water.
- Wipe down with a 0.1% Chlorine solution (1,000 ppm) in cold water.
- Rinse with cold clean water and a clean cloth and allow to fully dry before use.
- Always ensure the cleaned parts are allowed to dry.

In cases of blood spills or other bodily fluids it is recommended that a 1% Chlorine solution (10,000 ppm) is used instead.

Note: If any of the stages stated above are omitted or combined it will reduce the effectiveness of the clean.

Note: Bleach, solvents or similar surface cleaners are not recommended due to the risk of damaging the bedside cabinet.



- During decontamination use appropriate protective cover to minimize contact of these measures with the skin. Always check what neutralizing agent is recommended by the manufacturer.
- Decontamination procedure performed by an unauthorized person pose a threat to the person as well as the environment.
- The bedside cabinet manufacturer assumes no responsibility for any loss or damage caused by improperly conducted decontamination.



The use of neat bleach or similar surface cleaners is not recommended as damage may be caused to the cleaned surfaces.

10. MAINTENANCE AND INSPECTIONS

Only authorized service personnel is entitled to repair the bedside cabinet or interfere with its structure. MOBIAK is not responsible for repairs carried out by unauthorized service technicians. Failure to observe the rule may result in the manufacturer's warranty becoming void. Bedside cabinet can be inspected by trained person and service personnel. **All types of bedside cabinet must be serviced at least once a year.** MOBIAK recommends that the caregiver perform frequent visual and operational inspections and its functionality. If there are any signs of damage or the bedside cabinet is not performing as it should withdraw it from service until the cabinet has been repaired and is fit for use again.

Periodically check to ensure that:

- The bedside cabinet operates as per its intended purpose.
- No parts are missing and all fasteners are tightened carefully.
- Parts do not show signs of excessive wear.
- The wooden frame and table top mechanism (in option) is mechanically operational and sound.
- The bedside cabinet is cleaned following the guidelines in this instructions for use.

10.1. GENERAL INSPECTION

The manufacturer recommends that the bedside cabinet are serviced once yearly, as a minimum. Please act accordingly with the following instructions:



- Failure to perform inspections at the stated frequency could adversely affect the basic operation of the bedside cabinet and (consequently) put the patient at risk.
- Modification of the bedside cabinet wooden frame is not



- allowed without the permission of the manufacturer - A hazard could be introduced.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by neglected maintenance, improper servicing or resulting from non-compliance with the instructions contained in these Instruction For Use.
- Only manufacturer approved components can be used – if in doubt contact the manufacturer or your local distributor.

To maintain the cabinet's essential performance the following checks must be performed:

- Check if all fasteners are tight and that none are missing.
- Check if the drawers and the top table (optional) are mechanically operational.
- Check if all labels and stickers are present and intact.
- Check if the castors lock function works correctly and that when locked castors do not swivel or roll.
- Check if the bedside cabinet does not show signs of excessive wear.
- If any gaps appear to be outside of specification remove the bedside cabinet from use until the dimension of the gap in question has been confirmed.

10.2. SERVICE LIFE

The service life of the bedside cabinet is 10 years*. On the basis that the bedside cabinet is serviced and maintained in acceptance with the information detailed in these instructions for use.

At the end of service life, the bedside cabinet should be withdrawn from use in accordance with local waste management policy.



ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

10.3. FAULT FINDING

The most common failures that may occur within the service life of the bedside cabinet are described below. If a fault does occur please try the following suggestions, as these may help in diagnosing the fault or contact the service department.

Description of the failure	Possible cause	Remedy
The wheels are permanently locked/unlocked	Damage to wheels	Withdraw from use and contact the service department or supplier
The movable section of table top (in option) do not work correctly	Damage to the table top mechanism	Withdraw from use and contact the service department or supplier



During the adjustment and maintenance attention should be paid to ensure that no part of the body is found in the potentially hazardous section (e.g on the guide rods).

11. DISPOSAL OF PARTS

When the bedside cabinet has come to the end of its useful life follow local recycling policies.

The steel, plastic and wooden components are also to be separated and disposed of following the local recycling policy as these can also be recovered and recycled.



The bedside cabinet is to be decontaminated before disposal to avoid risk of cross contamination.

12. SPECIFICATION

12.1. TECHNICAL DATA OF THE BEDSIDE CABINET

	0805621	0805623	0805620
External dimensions (width × height × depth) [mm]	597x880x487		456x810x456
Width with extended table top (width × height × depth) [mm]	1.130	1.300	-
Upper drawer (width × height × depth) [mm]	350x95x425		320x97x332
Middle shelf (width × height × depth) [mm]	388x233x460		384x192x420
Bottom cabinet (width × height × depth) [mm]	388x385x425		384x355x412
Shelf in the bottom cabinet (width × height × depth) [mm]	388x183x420		384x170x380
Table top height [mm]	885	735-980	-
Table top dimensions (width × depth) [mm]	345x635	340x570	-
Table top tilt	-	+/- 45°	-
Table top maximum load/Maximum load on 20cm of the end of the table top [kg]	15/5	15/5	-
Overall weight [kg]	35,1	40,9	30,2

The bedside cabinet data identify the maximum angles and dimensions which can be achieved in normal use by each part with reference to horizontal.



The above-listed maximum load of table top refer to an equal distribution of load. Applying a greater load than recommended to the end of the table top may cause a fall of cabinet. Additional weight that recommended could damage components or cause the bedside cabinet to become unstable, potentially causing injury.

13. WARRANTY

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, brakes, wood, or plastic parts.

Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.

BUYERS DETAILS:			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SERIAL NUMBER:			
LOT :			
DEALER DETAILS			
FULL NAME:			
ADDRESS:			
PHONE:			
			SIGN AND SIGNATURE



MOBIAC S.A
KAGIANA AKPOTHPIOY, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com





