

MOBIAK SA este certificată conform următoarelor sisteme de management al calității și servicii maritime:



COD:

ERP: 0202024

Aluminiu Med. Butelie de oxigen 3Lt

Set de oxigenoterapie

Cilindru portabil de oxigen medical, din Aluminiu 3Lt, cu valva 25E. Regulatorul de debit nu este inclus.



CARACTERISTICI

Capacitate	3Lt
Presiune maxima admisa	200 bar
Presiunea de testare	300 bar
Volumul echipamentului	2lt
Înălțimea cilindrului	495±4,95 mm
Diametrul cilindrului	111±0,8325 mm
Filet gât cilindric	25E
Material de supapă	Alamă
Finisaj cu vopsea	Alb

Data emiterii: 26/04/2021

Informațiile se pot schimba

FABRICĂ: AKROTIRI, CHANIA, PC 73100, TEL. +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260

EXPOZIȚIA CENTRALĂ: 96-98 M. MPOTSARI str. PC 73136, CHANIA, GRECIA, TEL. +30 28210 91561, FAX +30 28210 91644 **CENTRUL**

DE DISTRIBUȚIE ATENA: SXINEZA- ASPROPIRGOS, PC 19300, TEL. +30 210 4614006, FAX +30 210 5595986

N.GRECIA DISTRIB. CENTRU: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - SALONIC, PC 57009, TEL. +30 2310 785668, FAX +30 2310 574793

CENT. & EST CRETA DISTRIB. CENTRU: P' str. ZONA INDUSTRIALĂ HERAKLION - CRETA, PC 71601, TEL./FAX +30 2810 333151

www.mobiak.com