

Tear Here / Άνοιγμα εδώ

wellead® MD           CE 0123

code: 0803115 / R01C01751F

## Σωλήνας Οξυγόνου 7,5m Oxygen Tube 7,5m

### Instructions of use / Οδηγίες Χρήσης

#### EN - Disposable (Single Patient Use)

**NOTE:** These directions are general guidelines intended for use by qualified medical personnel.

For single use. Discard after use.

Do not store in direct sunlight, at extreme temperatures or in high Humidity.

Store in dry conditions

Do not use if package is open or damaged.

#### GR - Μία χρήση (ατομική χρήση ασθενούς)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτές οι οδηγίες είναι γενικές οδηγίες που προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Για μία χρήση, απορρίψτε μετά τη χρήση.

Μην αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες ή σε υψηλή υγρασία.

Αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες.


Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι ανοικτή ή κατεστραμμένη.

### Caution / Προσοχή

**EN -** Be sure all connections are secure. Use for the interconnection of various oxygen devices which use 5-7mm (1/4") male fittings

**GR -** Να είστε βέβαιοι ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. Χρήση για τη διασύνδεση διαφόρων συσκευών χορήγησης οξυγόνου που χρησιμοποιούν αρσενικούς συνδέσμους 5-7mm (1/4").

  
Kathiana-Akrotiriou  
Chania - Crete - Greece  
Tel: +30 28210 63222  
Web Site: [www.mobiacare.com](http://www.mobiacare.com)

  
Well Lead Medical Co., Ltd. C-4  
Jinhu Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu, Guangzhou  
REPUBLICA POPULARĂ CHINA

  
Shanghai International Holding  
Corp.GmbH (Europa)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg  
GERMANIA  
Fabricate in China

LOT :

 :

 :

1 PC