

MOBIAK SA este certificată conform următoarelor sisteme de management al calității și servicii maritime:



COD:

ERP: 0202023

## Aluminiu Med. Butelie de oxigen 2Lt

### Set de oxigenoterapie

Cilindru portabil de oxigen medical, din Aluminiu 2Lt, cu valva 25E. Regulatorul de debit nu este inclus.



#### CARACTERISTICI

Capacitate	2Lt
Presiune maxima admisa	200 bar
Presiunea de testare	300 bar
Volumul echipamentului	2lt
Înălțimea cilindrului	360±3,6 mm
Diametrul cilindrului	111±0,8325 mm
Filet gât cilindric	25E
Material de supapă	Alamă
Finisaj cu vopsea	Alb

Data emiterii: 26/04/2021

Informațiile se pot schimba

**FABRICĂ:** AKROTIRI, CHANIA, PC 73100, TEL. +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260

**EXPOZIȚIA CENTRALĂ:** 96-98 M. MPOTSARI str. PC 73136, CHANIA, GRECIA, TEL. +30 28210 91561, FAX +30 28210 91644 **CENTRUL**

**DE DISTRIBUȚIE ATENA:** SXINEZA- ASPROPIRGOS, PC 19300, TEL. +30 210 4614006, FAX +30 210 5595986

**N.GRECIA DISTRIB. CENTRU:** 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - SALONIC, PC 57009, TEL. +30 2310 785668, FAX +30 2310 574793

**CENT. & EST CRETA DISTRIB. CENTRU:** P' str. ZONA INDUSTRIALĂ HERAKLION - CRETA, PC 71601, TEL./FAX +30 2810 333151

**www.mobiak.com**