

GR EN



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:BAIE & SCAUN DE BAI PAI

MANUAL DE UTILIZARE:SCAUN DE DUS & CADAIR

REF :0806064 și 0806505 și 0806065

CE

UTILIZARE PREVENTATĂ

Scaunul de baie este conceput pentru a permite persoanelor cu probleme de mobilitate să facă baie în timp ce stau în el, reducând oboseala musculară din cauza stării în picioare ei Poate fi folosit, în sau în afara cadă sau pe



COD: 0806064
CU SPATE



COD: 0806505



COD: 0806065

CARACTERISTICA

- Înălțime reglabilă pentru coduri 0806064 și 0806505

DIMENSIUNI

COD: 0806064	<table border="1"><tr><td>36cm</td><td>37cm</td><td>50,5cm</td><td>30,5cm</td><td>34-52cm</td><td>37cm</td><td>100kg</td></tr></table>	36cm	37cm	50,5cm	30,5cm	34-52cm	37cm	100kg
36cm	37cm	50,5cm	30,5cm	34-52cm	37cm	100kg		
COD: 0806505	<table border="1"><tr><td>51cm</td><td>31cm</td><td>42-52cm</td><td>100kg</td></tr></table>	51cm	31cm	42-52cm	100kg			
51cm	31cm	42-52cm	100kg					
COD: 0806065	<table border="1"><tr><td>40cm</td><td>21cm</td><td>74cm</td><td>-</td><td>75Kg</td></tr></table>	40cm	21cm	74cm	-	75Kg		
40cm	21cm	74cm	-	75Kg				

MONTAJ: ΟΛΟΓΗΣΗ:

Produsul vine asamblat gata de utilizare. Poate fi necesar să asamblați o parte din spate sau picioare metalice.

SIMBOLULE

Vă rugăm să-l consultați **ANEXA A**

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățați frecvent fiecare parte a scaunului. Folosiți doar o cârpă umedă și săpun ușor pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.

Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.

IMPORTANT (!)

Înainte de a-l utiliza ASIGURAȚI-VĂ că:

- Că este asamblat corespunzător.
- Ca capetele sale să se sprijine ferm pe podea sau pe cadă.



ATENȚIE

În cazul unei probleme cu oricare dintre cele de mai sus **NU** folosiți scaunul până când problema este corectată.

ALTE INSTRUCȚIUNI

- Așezați scaunul pe podea și verificați dacă se potrivește corect în această poziție.
- Reglați înălțimea marginii dacă este necesar.
- Mutați utilizatorul pe scaun.
- Asigurați-vă că scaunul este fixat și nu se clătina înainte de a începe baia.
- Nu lăsați utilizatorul singur, fără supraveghere



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că dispozitivul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați dispozitivul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a dispozitivului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncarea dispozitivului dvs. acum inutil în mod corect. punct reciclarea te ajuta. în protecția mediului, precum și în reexploatarea materialelor dispozitivului dumneavoastră.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

GARANȚIE

Produsul este garantat să funcționeze timp de un (1) an de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură precum tapițeria, roțile, frânele, piesele din lemn sau plastic și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp sau apă.

Deteriorările sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (acolo unde este prevăzut) și companiile de transport nu sunt, de asemenea, acoperite de garanție.

Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant.

FORMUL DE GARANȚIE Σ

DETALII CUMPARATOR			
NUMELE COMPLET:			
DATA CUMPĂRĂRII:		TELEFON:	
NUMĂR DE SERIE:			
Lot:			
DETALII MAGAZIN			
NUME:			
ADRESA:			
TELEFON:			
			SIGILUL ȘI SEMNATURA MAGAZINULUI

UTILIZARE PREVENTIVĂ

Scaunul de baie este conceput pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se poată bucura de o baie în timp ce stau pe el. Poate fi folosit în interiorul sau în exteriorul tubului și al dușului, reducând oboseala musculară și din cauza poziției în picioare



Ref.: 0806064
CU SPATE



Ref.: 0806505






Ref.: 0806065

SPECIFICAȚIUNI

- Înălțime reglabilă (pentru articolele 0806064 și 0806505)

DIMENSIUNI

Ref.: 0806064	 <table border="1"><tr><td>36cm</td><td>37cm</td><td>50,5cm</td><td>30,5cm</td><td>34-52cm</td><td>37cm</td><td>100kg</td></tr></table>	36cm	37cm	50,5cm	30,5cm	34-52cm	37cm	100kg
36cm	37cm	50,5cm	30,5cm	34-52cm	37cm	100kg		
Ref.: 0806505	 <table border="1"><tr><td>51cm</td><td>31cm</td><td>42-52cm</td><td>100kg</td></tr></table>	51cm	31cm	42-52cm	100kg			
51cm	31cm	42-52cm	100kg					
Ref.: 0806065	 <table border="1"><tr><td>40cm</td><td>21cm</td><td>74cm</td><td>-</td><td>75Kg</td></tr></table>	40cm	21cm	74cm	-	75Kg		
40cm	21cm	74cm	-	75Kg				

ASAMBLARE:

Produsul este asamblat gata de utilizare. Poate fi necesar să asamblați o parte a spatelui sau a picioarelor metalice.

SIMBOLULE

Vă rugăm să consultați ANEXA A

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățați des fiecare parte a scaunului de baie. Folosiți doar o cârpă umedă și săpun ușor pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul. Dacă trebuie să dezinfecțați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.

IMPORTANT!

Înainte de a-l folosi, aveți grijă de următoarele:

- Că scaunul este asamblat corect
- Că picioarele se termină atingând ferm podeaua sau pe cadă.



AVERTIZARE

Dacă apar probleme în oricare dintre cele de mai sus, **NU** utilizați scaunul până când problema este rezolvată.

INSTRUCȚIUNI SUPPLEMENTARE

- Poziționați pe podea și verificați dacă este corect în această poziție.
- Dacă este necesar, reglați înălțimea.
- Transferați utilizatorul pe scaun.
- Asigurați-vă că scaunul este sigur și nu se balansează înainte de a începe baia.
- Nu lăsați utilizatorul singur, nesupravegheat.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că dispozitivul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați aparatul dvs. împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și sensul afișat semnul de reciclare).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa despre Centre de reciclare în care trebuie aruncate aparatele dumneavoastră.
- 3) Aruncarea corectă a aparatului dumneavoastră ajută la protecția mediului, precum și la reciclarea componentele aparatului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANȚIE

Produsul este garantat pe o perioada de un (1) an de la data achizitionarii. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care pot fi uzate în timpul utilizării sau în timp sau din cauza apei, cum ar fi tapițeria, roțile, frânele, lemnul, piesele din plastic sau părțile metalice. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție. produs. Costurile de transport pentru mărfurile în garanție sunt plătite de clientul utilizator sau de dealer.

FORMUL DE RECLAMARE GARANȚIE



















DETALII CUMPĂRĂTORI:			
NUMELE COMPLET:			
CUMPĂRARE DATE:		Telefon:	
NUMĂR DE SERIE:			
Lot:			
DETALII DEALER			
NUMELE COMPLET:			
ADRESA:			
Telefon:			
			SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA

ANEXA A. SIMBOΛURIBOΛA

ANEXA A. SIMBOΛURIS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive