

Oxigen Concentrator Ref. 0803302

○ Noul concentrator de oxigen de 10 litri 0803302 este destinat utilizării ca dispozitiv de suplimentare a oxigenului în instituțiile medicale profesionale și mediile de acasă. Oferă o concentrație mare de oxigen persoanelor care necesită terapie cu oxigen.



Medical nota



Oxigen ridicat concentrație



10 l oxigen curgere



Cumulativ funcție de timp



Eșec detectare



Rotile Eficiență ridicată particule filtru de aer



Specificatii:

- Memento automat pentru curățarea filtrului la fiecare 100 de ore
- Interval debit: 1-10L/min
- Concentrația de oxigen: 87%
- Presiune maximă limitată: 1
- Nivel de sunet: 55 dB(A)
- Putere de intrare: 700VA
- Timp minim de funcționare: 30 minute
- Dimensiune: 410 mm x 375 mm x 668 mm
- Greutate: 23,5 kg
- Garanție: 2 ani



Pachetul include:

- Cablu de alimentare
- Umidificator
- Filtra
- Supapă de siguranță la incendiu
- Manual de utilizare canulă nazală pentru terapie cu oxigen